


**Lithium-ion accu**

- klein (eenvoudig te hanteren)
- lichtgewicht (slechts 2,3 kg!)
- Weinig onderhoud
- 24 maanden garantie
- Met accu-status display

**EasyConnex magneetverbinding**

- Automatische verbinding dankzij magneetkracht
- Control-unit en laadpluggen vinden het contact op de accu vanzelf
- Buitengewoon eenvoudig te gebruiken, ook door ouderen

**Compacte drive-unit**

- 100 mm lager om op nog meer rolstoelen te passen
- 2,6 kg lichter, dus eenvoudiger te vervoeren
- Geen extra pakket nodig om te kunnen gebruiken

**Aanpasbare boutopeningen**

- Bouten zijn geklemd, niet geschroefd
- Alle zitbreedtes kunnen worden bediend met een handjevol boutlengtes
- Aanzienlijk eenvoudiger bij reparatie, service en hergebruik

**Verbeterde control-unit**

- Nog betere instelmogelijkheden van richting en snelheid
- Display van foutcodes
- Ergonomische vormgeving

**Banden**

- Anti-lek banden met profiel
- Verbeterde grip op zachte of losse ondergrond

Invacare B.V.  
 Celsiusstraat 46 · 6716 BZ Ede  
 Nederland  
 Tel.: +31 (0) 3 18 - 695757  
 Fax +31 (0) 3 18 - 695758  
 Email: [nederland@invacare.com](mailto:nederland@invacare.com)  
[www.invacare.nl](http://www.invacare.nl)

© 2011 Invacare International Sàrl  
 Alle rechten voorbehouden.

Bulletin onder voorbehoud van  
 drukfouten. Invacare behoudt zich  
 het recht voor om specificaties te  
 wijzigen zonder voorafkondiging.

Viamobil V25 - NL - 10/2011

