

## DECEMBER-aanbieding



### Invacare® HydroE-Flex

In de zorg staat de patiënt centraal, maar wie houdt er rekening met de problemen waar de zorgverlener dagelijks mee te maken heeft? Het tillen van mensen in stoelen en bedden en het verschonen van mensen met een lichamelijke beperking doet een zwaar beroep op de zorgverlener; rugklachten zijn dan ook een veel voorkomend probleem.

De Invacare® **HydroE-Flex** biedt een aantal slimme positioneringsfuncties die vooroverbuigen en zwaar tillen overbodig maken. Door de kanteling van 5° naar voren wordt de cliënt bijvoorbeeld ondersteund bij het opstaan. Dit maakt het werk voor de zorgverlener prettiger en gemakkelijker.

#### Speciale aanbiedingsprijs

Invacare biedt de **HydroE-Flex** douche-/toiletstoel in de maand december 2010 aan met een uitzonderlijk hoge korting.

##### Eigenschappen:

- hoofdsteen
- elektrische hoog/laag- en kantelfunctie
- opklapbare armsteunen
- zitting met opening en opvulstuk
- beensteunen
- kunststof ondersteek

Bestelnummer: 1521474

##### Aanbieding:

Bij 2 stuks	10% extra korting per stoel
Bij 3 stuks	14% extra korting per stoel
Bij 4 stuks	17% extra korting per stoel
Bij 5 stuks	20% extra korting per stoel

(NB. de normale bruto verkoopprijs van deze stoel ligt op € 2862,-)



#### Uitzonderlijk groot verstelbereik

Voeden of medicatieverstrekking vereist een hogere zitpositie dan voor transport gewenst is. Geen probleem! U regelt de hoogte van de Invacare® **HydroE-Flex** simpelweg met één druk op de knop.

Bovendien kan de zitpositie tot 35° elektrisch worden geregeld; ideaal voor een veilige zitpositie, ook voor patiënten met beperkte controle over het middenrif.

#### Douche-/ toiletstoel met oog voor de zorgverlener



#### De voordelen van de HydroE-Flex

- Frame van roestvrij staal
- Rugleuning gemakkelijk verstelbaar dmv spanbanden
- Armsteunen in hoogte verstelbaar
- Afneembare en in hoogte verstelbare beensteunen
- Inclusief softzitting met opening en opvulstuk
- Breed genoeg om boven een toiletpot te plaatsen
- TÜV gekeurd
- Verstelbare hoofdsteen
- Wiel met richting vaststeller
- Traploos kantelbaar van -5° tot 35°
- Framehoogte elektrisch verstelbaar (500mm – 1050mm)
- Elektrisch kantelbaar tot 35°
- Borstgordel om de patiënt veilig op zijn plaats te houden
- Motoren waterbestendig afgedicht
- Accu met genoeg capaciteit voor 40 cycli

Deze aanbieding is geldig op orders die geplaatst worden tussen 1 december 2010 en 31 december 2010.  
De extra korting wordt gegeven bovenop de met Invacare® geldende kortingsafspraken.  
Invacare® behoudt zich het recht voor om (in overleg) een vergelijkbaar product te leveren indien noodzakelijk.