

Invacare® | *Perfecto₂ V*

NIEUW



Toegespitst op de moderne levensstijl

De nieuwe *Invacare Perfecto₂ V* zuurstofconcentrator is een zuinige toevoeging aan de eerste klas Invacare concentratoren-lijn. Deze 5-liter concentrator is klein, stil en lichtgewicht en is voorzien van de **SensO₂** zuurstof sensor technologie. De **Perfecto₂ V** is een kostbesparende thuisconcentrator.



Yes, you can.®



Stil en lichtgewicht

Innovatieve technieken zorgen ervoor dat het geluid van de compressor nauwelijks waarneembaar is. Dankzij het gebruik van geavanceerde materialen is de **Perfecto₂ V** lichtgewicht, zonder aan kwaliteit in te boeten.

Hoogwaardig, veilig en betrouwbaar

Alle door Invacare uitvoerig geteste eigenschappen zijn samengebracht in deze laatste telg van de Invacare zuurstofconcentratorenlijn voor thuis. Het stevige ontwerp staat garant voor jaren probleemloos gebruik.

Kenmerken en accessoires



Weinig onderhoud benodigd

Onderhoud is eenvoudig en snel.



Gebruiksvriendelijk

Alle bedieningsknoppen en -meters zijn goed bereikbaar aan de voorzijde.



Geschied voor Invacare HomeFill II













Vereenvoudig uw zuurstofzaken thuis met **HomeFill II**, het praktische vulsysteem voor cilinders.



Geschied voor pediatrisch gebruik

Doorstroming instelbaar van 50cc tot 750cc per minuut.

Technische gegevens

					
Perfecto₂ V	305 mm	380 mm	585 mm	18,2 kg	230 V, 50 Hz (±10%)
					
Perfecto₂ V	320 W	< 39 dB (A)	87 – 96%	34,5 kPa ± 10%	0.5 – 5.0 LPM
					
Perfecto₂ V	Tot 2500m	ISO8359, MDD			

SensO₂-System

O₂-concentratie

hoger dan 85%

- groen licht -

Normaal

tussen 73% en 85%

- geel licht -

Controleer filter en flow

lager dan 73%

- rood licht -

Neem contact op met technische dienst

Alarm & veiligheid

Batterijvrij alarm bij stroomuitval ■ Herinstelbare circuitonderbreker ■ SensO₂ zuurstofgehalte monitor ■ Hogedruk ontluichtingsventiel ■ Oververhittingsuitschakeling ■ Hoge-/ lagedruk alarm ■ Zelfdiagnostische codes - Lage flow alarm

Service Interval

1 maal per jaar onderhoudsplanning geadviseerd. Te vervangen onderdelen zijn te bestellen.