



Yes, you can.[®]

DOLOMITE LEGACY

Het origineel

U zoekt een betrouwbare, hoogwaardige loophulp. Een rollator met meer mogelijkheden dan een standaard oplossing, maar zonder hoogtechnologische toeters en bellen.

De **DOLOMITE LEGACY** biedt u niets meer of minder dan dat. Het is de rollator die tientallen vergelijkbare loophulpen tot voorbeeld heeft gediend. Een niet te kloppen origineel.



➤ Meer bewegingsvrijheid

Het ruime loopgebied binnen het frame is typerend voor de **DOLOMITE LEGACY**. Als u de zitting opklapt, heeft u alle bewegingsvrijheid en komt vrijwel alles binnen handbereik. De achtervork is aan de binnenkant glad afgewerkt en ontziet tenen en schoenen.

De zitting is voorzien van een antislipprofiel en heeft afgeronde hoeken en een ruim oppervlak, zodat u veilig en comfortabel kunt zitten, ook voor lange periodes achtereen.



➤ Veilig inklapbaar


De vouwhendel is hoog geplaatst, zodat u niet hoeft te bukken, met kans op evenwichtsverlies.

Opties en eigenschappen



Rugband

Voor veilig zitten.
Handige mand voor boodschappen en bagage.



Drempelhulp

Helpt u moeiteloos over drempels en stoerpranden.



Soft-handgrepen

Een prettig alternatief voor anatomische handvatten. Meer opties in aparte folder.

Technische gegevens

Legacy 520	60 cm	66 cm	46 cm	77 - 85 cm	54 cm
Legacy 600	60 cm	71 cm	46 cm	84 - 93 cm	62 cm
Legacy 520	40 cm	20 cm	7,1 kg	125 kg	
Legacy 600	40 cm	20 cm	7,4 kg	125 kg	

Artikelcode

Legacy 520 12052
Legacy 600 12050

Kleur



RAL 5022

Dit document bevat een weergave van de actuele stand van zaken ten tijde van publicatie. Invacare® behoudt zich het recht voor producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Dolomite is een handelsnaam en merknaam van Invacare®.



INVACARE® B.V.
Celsiusstraat 46 · 6716 BZ Ede
Tel.: +31 (0) 318 - 69 57 57 · Fax: +31 (0)318 - 69 57 58
Email: nederland@invacare.com · www.invacare.nl

