

## Maak kennis met de Ocean Ergo range

Ontdek het flexibele assortiment douche-/toiletstoelen dat oplossingen biedt voor een breed scala aan gebruikersbehoeften.



**Ocean Ergo**  
Een verrijdbaar basismodel



**Ocean Ergo XL**  
Een verrijdbaar basismodel met een max. gebruikersgewicht van 180 kg



**Ocean 24" Ergo**  
Een zelfrijder basismodel



**Ocean 24" Ergo XL**  
Een zelfrijder basismodel met een max. gebruikersgewicht van 180 kg



**Ocean VIP Ergo**  
Een model met zitkantelverstelling voor extra zit- en positioneringsondersteuning



**Ocean Dual VIP Ergo**  
Een model met zitkantel- én rugverstelling voor extra zit- en positioneringsondersteuning

## Technische gegevens

Voor meer uitgebreide informatie, zoals de gebruiksaanwijzing en de onderdelenlijst, raadpleeg de Invacare website.



|                            | Zitbreedte ▼ | Zitdiepte ▼ | Totale breedte ▼ | Totale diepte ▼ | Breedte tussen armsteunen ▼ |
|----------------------------|--------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------------------|
| <b>Ocean Ergo</b>          | 480 mm       | 480 mm      | 565 mm           | 905 mm          | 475 mm                      |
| <b>Ocean Ergo XL</b>       | 480 mm       | 480 mm      | 645 mm           | 905 mm          | 555 mm                      |
| <b>Ocean 24" Ergo</b>      | 480 mm       | 480 mm      | 670 mm           | 1050 mm         | 475 mm                      |
| <b>Ocean 24" Ergo XL</b>   | 480 mm       | 480 mm      | 670 mm           | 1050 mm         | 555 mm                      |
| <b>Ocean VIP Ergo</b>      | 480 mm       | 480 mm      | 565 mm           | 1000 mm         | 475 mm                      |
| <b>Ocean Dual VIP Ergo</b> | 480 mm       | 480 mm      | 565 mm           | 1000 mm         | 475 mm                      |



|                            | Hoek zitkanteling ▼ | Hoek rugkanteling ▼ | Gewicht ▼ | Belastbaar gewicht ▼ |
|----------------------------|---------------------|---------------------|-----------|----------------------|
| <b>Ocean Ergo</b>          | -                   | -                   | 17 kg     | 150 kg               |
| <b>Ocean Ergo XL</b>       | -                   | -                   | 18 kg     | 180 kg               |
| <b>Ocean 24" Ergo</b>      | -                   | -                   | 23 kg     | 150 kg               |
| <b>Ocean 24" Ergo XL</b>   | -                   | -                   | 24 kg     | 180 kg               |
| <b>Ocean VIP Ergo</b>      | -5° - 40°           | -                   | 23.5 kg   | 150 kg               |
| <b>Ocean Dual VIP Ergo</b> | -5° - 40°           | 5° - 35°            | 28.3 kg   | 150 kg               |



Frame kleur

Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57  
nederland@invacare.com  
www.invacare.nl

Invacare B.V.  
Galvanistraat 14-3  
6716 AE Ede  
Nederland

© 2021 Invacare International GmbH. Alle rechten voorbehouden. Alle informatie is correct tijdens de druk van deze brochure. Invacare behoudt zich het recht voor om specificaties te wijzigen zonder voorafkondiging. Ocean Ergo - NL - 05/2021



AQUATEC®  
**Ocean Ergo**

een geavanceerde range modulaire douche-/toiletstoelen

Premium oplossingen voor persoonlijke hygiëne

Ergonomisch, veelzijdig en eenvoudig manoeuvreerbaar





## Uitzonderlijk veelzijdig en ergonomisch verantwoord

Onze Ocean Ergo range is speciaal ontworpen om douchen en toiletgang nog eenvoudiger te maken.

Van een standaard verrijdbare douche-/toiletstoel tot een zelfrijder of een kantelbare uitvoering - de Ocean Ergo biedt een oplossing voor bijna iedereen.

In samenwerking met ervaren therapeuten waren onze ontwerpdoelen gericht op ergonomie en op de leefstijl en het welzijn van cliënten.

### Modellen met zitkantelverstelling voor extra zit- en positioneringsondersteuning

De Ocean VIP Ergo en Ocean Dual VIP Ergo hebben een zithoekkanteling van -5° tot 40° met een geïntegreerd gewichtverplaatsingsmechanisme dat zorgt voor optimale stabiliteit en een kleine voetafdruk.

De Ocean Dual VIP Ergo is multifunctioneel en biedt zowel een zit- als rugkanteling. De hoek tussen zitting en rug kan zo 5° tot 35° zijn. De kanteling werkt simpel dankzij het lichtgewicht frame.

5° - 35°



Elk model in de Ocean Ergo range is geoptimaliseerd voor maximale veiligheid, comfort en ondersteuning.

Of er nu zelfstandig of met hulp van een zorgverlener gezorgd wordt voor de persoonlijke hygiëne - ieder exemplaar van onze modulaire stoelen biedt een waardige oplossing.

### NIEUWSTE kenmerken

#### Verbeterd armsteun systeem

- > Nieuw ontworpen armsteunen bieden meer ondersteuning en comfort voor de gebruiker. De nieuwe, optionele armleggers bieden een zachter rustoppervlak. Eenvoudig geïntegreerd vergrendelmachisme optioneel verkrijgbaar.



#### Extra lage zithoogte

- > Extra instelmogelijkheden van de zithoogte zijn geïntroduceerd voor het maken van veilige en onafhankelijke transfers. Het frame kan verlaagd worden voor kleinere mensen, verkrijgbaar op de Ocean Ergo XL.



#### Stopfunctie zitkanteling

- > Een eenvoudige optionele functie die voorkomt dat de zitkanteling onder de 0° komt. Dit zorgt ervoor dat het frame horizontaal blijft en helpt wanneer iemand in/uit de stoel wordt getild met een tillift.



#### Ergonomische hoofdsteunhouder

- > Met verschillende asverstellingen biedt de ergonomische hoofdsteunhouder superieure houdingsondersteuning voor de hoofd/nek regio. Verstellen gaat snel en simpel door het los- en aandraaien van de handschroeven om correcte positie te bewerkstelligen voor de gebruiker. Eenvoudig te gebruiken zonder gebruik van gereedschap.



#### Innovatieve ergonomische zitting

- > Op inzichten gebaseerd ontwerp stimuleert een rechtopzittende houding voor meer onafhankelijkheid en comfort.
- > Ontworpen rondom de afdrucken die mensen achterlaten bij het zitten.
- > Een 5° zitkanteling tilt de knieën op in een natuurlijke squatpositie voor de toiletgang.
- > Transferondersteuning aan de voorzijde van de zitting faciliteren dat de gebruiker zichzelf kan positioneren in een comfortabele positie.



#### Zeer configureerbaar

- > Verkrijgbaar met een uitgebreide range accessoires voor positionering, toiletgang en zitten. Ter ondersteuning van een variëteit aan gebruikerscondities en positioneringsbehoeften.



#### Extreem stabiel

- > Frame van stabiel en roestvrij staal voor extra veiligheid en een vertrouwd gevoel.



#### Eenvoudig in gebruik

- > Een compacte voetafdruk en een geoptimaliseerde wielbasis maken de stoel goed manoeuvreerbaar in kleine ruimtes.
- > Eenvoudig te demonteren voor transport en opslag.