

Lijst Invacare gecrashteste producten

Middel voldoet aan ISO 7176-19 / crashtest *

Handbewogen rolstoelen

Action 3 NG & 3 NG Plus	ja
Action 3 Junior	ja
Action 4 NG & Heavy Duty	ja
Action 5	ja
Rea Focus, Focus 150	ja
Rea Clematis	ja
Rea Azalea Max	ja
Rea Dahlia	ja
XLT, XLT Swing, XLT Max	ja
K-Series G3 (vanaf 2011)	ja, indien besteld als optie en rughoogte > 40 cm
K-Series Attract	ja, indien besteld als optie en rughoogte > 40 cm
Compact	ja, indien besteld als optie en rughoogte > 40 cm
Compact Attract	ja, indien besteld als optie en rughoogte > 40 cm
Ultra-light	ja, indien besteld als optie en rughoogte > 40 cm
KSL	nee
Champion NG	nee

Uitgefaseerde handbewogen rolstoelen

Rea 703	nee
Rea 703 LX	ja
Adapt Swing	ja
Rea Azalea	ja
Rea Bellis	ja
Rea Spirea 3	ja
Rea SpinX	ja
Action 1NG	ja
Action 2NG	ja
Atlas Lite	ja
Variable Plus	nee
Action 2	nee
Action 3	ja
Action 4	ja
Kuschall K-junior	nee
Kuschall K-Series productie voor 2011	nee
Kuschall Compact productie voor 2010	nee
Kuschall Ultralight productie voor 2010	nee
Kuschall R33	nee
Kuschall Advance	nee
Kuschall Swing	nee
Kuschall K-Nova	nee
Olympia Galaxy	nee
Wheeler	nee

Elektrische scootmobielen en rolstoelen

Comet Pro / Ultra scootmobiel	nee
Orion Metro / Pro scootmobiel	nee
Colibri scootmobiel	nee
Leo scootmobiel	nee
Storm 4	ja
Storm 4 Max	ja
Storm 4 explore	ja
Kite	ja
TDX-SPII	ja
TDX-SPII Max	ja
TDX-SPII Ultra	ja
Bora	ja
Pronto M41	ja

Uitgefaseerde elektrische scootmobielen en rolstoelen

Comet / Comet HD	nee
Orion	nee
Lynx	nee
Meteor	nee
Auriga	nee
Pronto M61	nee
G50	nee
Storm 3	ja
Adventure	nee
Zephyr	ja
FDX	ja
TDX-SP	ja
Dragon	ja

Alber hulpaandrijvingen

Zoals hieronder te zien is, het merendeel van de Alber hulpaandrijvingen is gecrashtest. Dit betekent dat deze voldoen aan ISO 7176-19 indien gecombineerd met een rolstoel die ook hieraan voldoet (dit kan een rolstoel zijn van Invacare, maar ook gecrashteste rolstoelen van andere fabrikanten).

Viamobil V25	ja
Viamobil Eco V14	nee
E-Fix E35/36/26	ja
E-Motion M15/M25	ja
Twion M24	ja
Scalamobil	nee

Uitgefaseerde Alber hulpaandrijvingen

e-motion M12	nee
e-fix E25/26	ja
viamobil V15	nee
quix	nee

Top End sportrolstoelen

nee

* let op: kijk naar de configuratie - er moet wel gekozen zijn voor de taxifixatie optie in de bestelde uitvoering! Check dit dus altijd - Invacare kan hierbij helpen op basis van het serienummer van de betreffende rolstoel. Tevens is het zo dat als er naderhand aanpassingen zijn gemaakt het kan zijn dat de crashtest vervalst.