

*Limited  
Edition*



**KÜSCHALL CHAMPION**  
*3 DECENNIA VAN VRIJHEID*

## UNIEKE STIKSELS



## ONTDEK DE CHAMPION LIMITED EDITION

Er zijn slechts 86 van deze modellen beschikbaar ter herdenking van het jaar 1986 toen deze rolstoel voor het eerst werd verkocht. Kenmerken van deze stoel zijn een uniek, gepolijst en glanzend voorframe in 7 verschillende kleuren. De stiksels van de rugbekleding zijn in dezelfde kleur als het voorframe, waarmee de look van de stoel wordt gecompliceerd. Op de voorwielvork vind je een limited edition plaatje, met jouw unieke nummer, en aan de linkerzijde een exclusief küsschall horloge.

Andere extra's van deze limited edition omvatten een unieke sleutelhanger met daarin het nummer van jouw limited edition gegraveerd. Samen met de andere 85 gebruikers van de küsschall Champion Limited Edition maak je kans op een weekendje weg naar Zwitserland.



## DE ACHTERGROND VAN 30 JAAR INNOVATIE

Achter de ontwikkeling van iedere kÜschall schuilt een verhaal! Na een zwemongeluk verloor Rainer KÜschall, op 16-jarige leeftijd, al zijn mobiliteit en vrijheid. Ondanks deze gebeurtenis was hij vastbesloten om zijn dagelijkse activiteiten voort te zetten. Eén van deze activiteiten was om vanuit zijn rolstoel in de auto te gaan zitten. Destijds had hij altijd hulp nodig om dit te kunnen doen, maar kon hij in ieder geval zelfstandig autorijden. Op een warme zomerdag ging het mis en voelde hij zichzelf niet goed. Door het letsel dat Rainer heeft opgelopen heeft hij een verhoogd risico op warmtestuwing, waardoor hij oververhit kan raken. Hij stopte bij een tankstation, opende de deur en riep om hulp om water te krijgen. De mensen die hem zagen schrokken zo van zijn beperking dat ze hem alleen achterlieten. Op dat moment besepte Rainer dat hij onafhankelijk moest zijn om dit soort dingen te voorkomen. Vanaf dat moment begon de ontwikkeling van de kÜschall Champion, die hij zelf kon opvouwen en over zijn schoot kon tillen. De start van 30 jaar innovatie!

Dertig jaar later is de kÜschall Champion nog steeds bijzonder in zijn soort. Het is de enige rolstoel die al zolang succesvol op de markt is.



## GEGRAVEERD PLAATJE MET JE EIGEN EDITION NUMMER

De Champion Limited Edition is een bijzondere uitvoering. Aan het gegraveerde plaatje kun je zien welke stoel jij hebt van deze unieke serie.



## HET EXCLUSIEVE KÜSCHALL HORLOGE

Op de voorwielvork van de Limited Edition wordt standaard het exclusieve küschall horloge gemonteerd.



VOOR TOTALE  
**VRIJHEID**





## JOUW CADEAU

Ter herinnering aan deze limited edition ontvang je een elegante sleutelhanger met daarop je eigen limited edition nummer.



## STIKSELS IN DEZELFDE KLEUR ALS HET VOORFRAME





## WIN EEN WEEKEND NAAR ZWITSERLAND EN RIJ NAAR HET MEER VAN ZÜRICH!

Na een tragisch incident in de jaren '80 besloot Rainer Kuschall om een opvouwbare rolstoel te bouwen die hij overal mee naar toe kon nemen. Dit was het begin van de Kuschall Champion. Toen Rainer de stoel voor het eerst in gebruiknam, vroeg hij zich af hoe hij dit kon vieren. Hij besloot naar het meer van Zürich te rijden om daar van het mooie uitzicht te genieten.

Kuschall is verheugd om één van de 86 Kuschall Champion Limited Edition gebruikers uit te nodigen om van hetzelfde uitzicht te genieten als Rainer. De prijs is een reis naar Zwitserland, inclusief vlucht, twee hotelovernachtingen, een tour door de Kuschall fabriek en diner met Rainer aan het meer van Zürich. De winnaar wordt via een loterij gekozen tijdens een video livestream op het internet - planning en info: [www.kuschall.com/champion86](http://www.kuschall.com/champion86)



Ik ben blij met mijn kuschall  
Champion. De rolstoel is  
licht, reageert snel en heeft  
dezelfde kwaliteiten als een  
vastframe rolstoel. Zowel de  
prestatie als hanteerbaarheid  
zijn geweldig!

**Hannah Cockroft**  
Paralympisch atlete,  
wereldrecordhoudster in rolstoelraces

## TECHNISCHE GEGEVENS



**Framehoek**  
75°/85°  
recht of tapered



**Zitbreedte**  
360 – 480 mm  
in stappen van 20 mm



**Zitdiepte**  
340 – 480 mm  
in stappen van 20 mm



**Zithoogte**  
voor: 450 – 540 mm  
achter: 390 – 490 mm  
traploos instelbaar



**Onderbeenlengte**  
320 – 500 mm  
traploos instelbaar



**Rughoogte**  
300 – 465 mm  
in stappen van 15 mm



**Rughoek**  
76°/80.5°/85°/89.5°/94°



**Veilige hellingshoek**  
7°



**Draaicirkel**  
920 – 1230 mm



**Totale breedte**  
ZB + 160 mm



**Totale breedte  
(dichtgevouwen)**  
ca. 285 mm



**Totale lengte**  
75°: ca. 930 mm  
85°: ca. 850 mm



**Gewicht**  
ca. 9.2 kg



**Transportgewicht  
(zonder achterwielen)**  
ca. 6.7 kg



**Max. gebruikers-  
gewicht:**  
125 kg

## KLEUREN



Aangegeven maten en gewichten zijn gebaseerd op zitbreedte 400 mm en zitdiepte 400 mm in de lichtste en meeste compacte configuratie mogelijk. Gewicht en maten kunnen veranderen met andere configuraties.





Registreer je nu om lid te worden van de exclusieve kuschall club!

Dit is de plek om het merk kuschall te ervaren en exclusieve informatie en uitnodigingen te ontvangen.

Ga naar **www.invacare.nl** en registreer je voor de kuschall club om van bovenstaande acties te profiteren.

VIP CODE: **afchc**

Welkom bij onze familie!

Volg ons!



**Kuschall AG** | Benkenstrasse 260 | CH-4108 Witterswil | Zwitserland  
Tel.: +41 (0) 61 487 70 70 | Fax: +41 (0) 61 487 70 79 | [www.kuschall.com](http://www.kuschall.com)

**Nederland: Invacare B.V.** | Galvanistraat 14-3 | 6716 AE Ede  
Tel.: +31 (0) 318 - 69 57 57 | Fax: +31 (0)318 - 69 57 58 | Email: [nederland@invacare.com](mailto:nederland@invacare.com) | [www.invacare.nl](http://www.invacare.nl)

**België: Invacare N.V.** | Autobaan 22 | 8210 Loppem  
Tel.: + 32 (0)50 83 10 10 | Fax: + 32 (0)50 83 10 11 | Email : [belgium@invacare.com](mailto:belgium@invacare.com) | [www.invacare.be](http://www.invacare.be) | [www.kuschall.be](http://www.kuschall.be)



Kuschall is een geregistreerd handelsmerk. Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie op het moment van druk actueel is. Als onderdeel van een dynamisch ontwikkelingsproces behoudt Kuschall AG zich het recht voor om veranderingen te allen tijde door te voeren. Om informatie uit deze publicatie te gebruiken is schriftelijke toestemming van Kuschall AG absoluut noodzakelijk. Patent aangevraagd.

2016 Copyright © 06/2016, Kuschall AG, Switzerland – Alle rechten voorbehouden



**küschall**<sup>®</sup>  
*designed for life*