

Aquatec Pico Commode tot 160 kg
(art.nr. 1525887 /1526032)



Revato 7708



Aquatec Pico Commode tot 160 kg
(art.nr. 1525887 /1526032)



Revato 7713



Aquatec Ocean Ergo 5"
(art.nr. 1604208)



Revato 7710



Aquatec Ocean Ergo 24"
(art.nr. 1604209)



Revato 7719



- ▶ Ocean Ergo gesloten zachte zitting (art.nr. AP1603154)

- ▶ Ocean Ergo Zachte zitting met uitsparing (art.nr. AP1603142)
- ▶ Ocean ergo houder voor toiletemmer (art.nr. AP1602078)

Aquatec Ocean Ergo 5"
(art.nr. 1604208)



Revato 7711



Aquatec Ocean Ergo 24"
(art.nr. 1604209)



Revato 7722



- ▶ Ocean Ergo Zachte zitting met uitsparing (art.nr. AP1603142)
- ▶ Ocean ergo houder voor toiletemmer (art.nr. AP1602078)

- ▶ Ocean Ergo gesloten zachte zitting (art.nr. AP1603154)

Aquatec Ocean Ergo 5"
(art.nr. 1604208)




Revato 7712



- ▶ Ocean Ergo Zachte zitting met uitsparing (art.nr. AP1603142)
- ▶ Ocean ergo houder voor toiletemmer (art.nr. AP1602078)

Alle Ocean Ergo-modellen kunnen worden aangepast aan individuele lichaamsmaten.



Zitbreedte is aanpasbaar:

- ▶ Zacht rugkussen
- ▶ XL Armsteunen
- ▶ Pelot, breedte en hoogte instelbaar

Zitdiepte is aanpasbaar:

- ▶ Spanbandenrugleuning
- ▶ Zacht rugkussen
- ▶ Harde rugleuning

Armsteunen

- ▶ Ergonomische, opklapbare armsteunen
- ▶ instelbaar in 3 hoogtes.

Beensteunen

- ▶ Hoogteverstelbaar, wegzwenkbaar en afneembaar.
- ▶ geen gereedschap nodig

Voetplaten

- ▶ Verstelbare, opklapbare en anti-slip voetplaten met hielbanden.
- ▶ Geen gereedschap nodig.

Zithoogte is aanpasbaar:

- ▶ Instelbaar tussen 475mm - 600mm
- ▶ Geen gereedschap nodig

