

De **küschall Compact** heeft één groot verschil met de **küschall Ultra-Light**: de afneembare beensteunen. De beensteunen zijn eenvoudig wegzwenkbaar voor voorwaartse transfers en om de rolstoel nog compacter te maken.

# Make what you

# COMPACT



Vouwbaar, functioneel en compact



Drie verschillende beensteunhoeken: 70, 80 en 90 graden



Te vouwen met één vinger



Transportpakket



Makkelijk aan te passen aan de gebruiker

# lowe

## TECHNISCHE GEGEVENS COMPACT



**Framehoek**  
70°/80°/90°



**Zithoogte**  
voor: 380 – 530 mm  
achter: 380 – 500 mm  
in stappen van 10 mm



**Veilige hellingshoek**  
7°



**Gewicht**  
ca. 11 kg



**Zitbreedte**  
280 – 500 mm  
in stappen van 20 mm



**Onderbeenlengte**  
210 – 510 mm  
in stappen van 10 mm



**Draaicirkel**  
920 – 1230 mm



**Transportgewicht  
(zonder achterwielen)**  
ca. 8,3 kg



**Zitdiepte**  
320 – 500 mm  
in stappen van 20 mm



**Totale breedte  
(dichtgevouwen)**  
ca. 290 mm



**Totale breedte**  
ZB + 180 mm



**Max. gebruikersgewicht**  
130 kg



**Rughoogte**  
300 – 510 mm  
in stappen van 15 mm



**Rughoek**  
82°/86°/90°/  
94°/98°/102°



**Totale lengte**  
70°: ca. 940 mm  
80°: ca. 890 mm  
90°: ca. 840 mm



**Crash Test veilig**  
Voldoet aan de eisen van  
ISO 7176-19