


Invacare® **Action^{NG} Familie**
Modulairiteitscatalogus 2012



Yes, you can.®



Grote inzetbaarheid met een alles-in-één-oplossing

Inhoudsopgave

Introductie	3
Hoe deze catalogus te gebruiken	3
Verklaring pictogrammen	3
Technische informatie	4
Overzicht producten	6
Cross compatibiliteit	7
Optie mogelijkheden	
Uitvoeringen	8
Zitbekleding	8
Ruggen	10
Rugbekleding	12
Beensteunen	14
Voetplaten	15
Armsteunen	16
Zitopties: kussens, hoofdsteunen, overige	19
Framekleuren	21
Voorwielen	23
Achterwielen en hoepels	25
Frame opties	27
Remmen	28
Veiligheidsopties/Accessoires	29
Verantwoord ondernemen	32

Brochure onder voorbehoud van drukfouten.
Invacare® behoudt zich het recht voor om specificaties te wijzigen zonder vooraankondiging.
Action® is een geregistreerd handelsmerk van Invacare® International.
Foto's dienen slechts als verduidelijking.



Introductie

Invacare biedt met de Action familie een product range aan die multifunctioneel en eenvoudig inzetbaar is. Het is een range met vele opties en uitwisselbaarheidsmogelijkheden.

Deze Invacare **Action® NG Familie Modulairiteitscatalogus** is in het leven geroepen om:

- De **Action® NG** Familie producten te vergelijken met behulp van technische gegevens;
- een overzicht te geven van de uitwisselbaarheid tussen onze Action® Familie producten;
- te laten zien hoe de opties en accessoires eruitzien aan de hand van foto's.

Naast de Action range zijn diverse opties ook uitwisselbaar met de Invacare Rea product range en diverse elektrische rolstoelen.

Hoe deze catalogus te gebruiken

Wanneer een optie of accessoire beschikbaar is op een **Action® NG** Familie product, is de optiecode geschreven in de kolommen aan de rechterkant. Er zijn twee mogelijkheden:

- ◆ Standaardconfiguratie
- Optie

Alle opties of accessoires zijn opgenomen in de volgende pagina's en zijn ingedeeld in categorieën en subcategorieën. Zie de prijslijst op www.invacare.nl voor de laatste versie van de diverse configuraties en optiemogelijkheden.

Verklaring pictogrammen



Zitbreedte
(mm)



Zitdiepte
(mm)



Zithoek
(°)



Zithoogte
(mm)



Rughoek
(°)



Rughoogte
(mm)



Hoogte van
armsteunen
(mm)



Voetplaat hoek
(°)



Lengte van
beensteunen
(mm)



Totale breedte
(mm)



Gevouwen
totale breedte
(mm)



Totale lengte
inclusief
beensteunen
(mm)



Totale lengte
exclusief
beensteunen
(mm)



Totale hoogte
(mm)



Maximale
gebruikers-
gewicht (kg)











Rolstoel
minimum
gewicht (kg)












Transportgewicht
(kg)

Alle product afmetingen zijn in millimeters en voldoen aan EN 12183 en EN 12184 standaarden.

Technische informatie

		Zitting				Rug		Beensteun	
									
Action ¹ _{NG}	Standaard	405 / 430 / 455 / 480 / 505	425	3°	450 / 500	7°	410	80° / 0° - 80°	330 - 455
	Transit	405 / 430 / 455 / 480 / 505	425	3°	450 / 500	7°	410	80° / 0° - 80°	330 - 455
Action ² _{NG}	Standaard	380 / 405 / 430 / 455 / 480	400-430	3°	460 / 485 / 510	7° / 0° - 30°	430	80° / 0° - 80°	330 - 460
	Transit	380 / 405 / 430 / 455 / 480	400-430	3°	485 / 510	7° / 0° - 30°	430	80° / 0° - 80°	330 - 460
Action ³ _{NG}	Standaard	380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505	400 / 450 / 400 - 450	0° / 3° / 6°	360 / 385 / 410 / 435 / 460 / 485 / 510	0° / 7° / 0° - 30° / -6° - 24°	350 - 510	80° / 90° / 0° - 80°	200 - 400 330 - 460 440 - 510
	Transit	380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505	400 / 450 / 400 - 450	0° / 3° / 6°	460 / 485 / 510	0° / 7° / 0° - 30° / -6° - 24°	390 - 510	80° / 90° / 0° - 80°	200 - 400 330 - 460 440 - 510
	Eénh. aandr.	380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505	400 / 450 / 400 - 450	0°	435 / 460 / 485	0° / 7° / 0° - 30° / -6° - 24°	390 - 510	80° / 0° - 80°	200 - 400 330 - 460 440 - 510
Action ⁴ _{NG}	Standaard	380 / 405 / 430 / 455 / 480	400 / 450 / 500 / 400 - 450 / 450 - 500	0° / 3° / 6°	360 / 385 / 410 / 435 / 460 / 485 / 510	7° / 0° - 30° / -6° - 24°	350 - 510	80° / 0° - 80°	200 - 400 330 - 460 440 - 510
	Transit	380 / 405 / 430 / 455 / 480	400 / 450 / 500 / 400 - 450 / 450 - 500	0° / 3° / 6°	460 / 485 / 510	7° / 0° - 30° / -6° - 24°	350 - 510	80° / 0° - 80°	200 - 400 330 - 460 440 - 510
	Eénh. aandr.	380 / 405 / 430 / 455 / 480	400 / 450 / 500 / 400 - 450 / 450 - 500	0°	460 / 485	7° / 0° - 30° / -6° - 24°	350 - 510	80° / 0° - 80°	200 - 400 330 - 460 440 - 510
	HD	505 / 555 / 605	400 / 450 / 500 / 400 - 450 / 450 - 500	0° / 3° / 6°	460 / 485 / 510	7° / 0° - 30°	380 - 460	80° / 0° - 80°	200 - 400 330 - 460 440 - 510
Action ^{Junior}	Standaard	305 / 330 / 355	250 - 300 / 300 - 350 / 300 / 350	1.5° / 5° / 8.5°	410 / 435 / 460	0° / 7° / 0° - 30°	350 - 430	80° / 90° / 0° - 80°	125 - 450

		Armsteun	Afmetingen				Gewicht			
										
Action ¹ _{NG}	Standaard	240	ZB + 215 / 205 (trommelremmen)	315 / 305 (trommelremmen)	1045 / 1085 (trommelremmen)	815 / 855 (trommelremmen)	865 / 915	127 kg	16.5 / 18.8 kg (trommelremmen)	10.5 / 12.9 kg (trommelremmen)
	Transit	240	ZB + 175	265	925	695	865 / 915	127 kg	16.3 kg	14.6 kg
Action ² _{NG}	Standaard	200 - 280 (n°1) / 240 (n°2)	ZB + 200	325	1030 / 1080	820 / 870	920 / 945 / 970	125 kg	16.2 kg	8.9 kg
	Transit	200 - 280 (n°1) / 240 (n°2)	ZB + 145	240	950	725	945 / 970	125 kg	14.9 kg	12.1 kg
Action ³ _{NG}	Standaard	200 - 280 (n°1) / 240 (n°2) / 170 - 300 (n°3) / 210 - 350 (n°4)	ZB + 190	295	980 - 1105	835 - 960	820 - 1050	125 kg	14.2 kg	7.6 kg
	Transit	200 - 280 (n°1) / 240 (n°2) / 170 - 300 (n°3) / 210 - 350 (n°4)	ZB + 160	260	950 - 1050	710 - 910	920 - 1050	125 kg	13.5 kg	10.7 kg
	Eénh. Aandr.	200 - 280 (n°1) / 240 (n°2) / 170 - 300 (n°3) / 210 - 350 (n°4)	ZB + 190	300	980 - 1105	835 - 960	890 - 1030	125 kg	14.8 kg	7.6 kg
Action ⁴ _{NG}	Standaard	200 - 280 (n°1) / 240 (n°2) / 170 - 300 (n°3) / 210 - 350 (n°4)	ZB + 190	305	995 - 1170	850 - 1025	810 - 1040	125 kg	15.2 kg	8.3 kg
	Transit	200 - 280 (n°1) / 240 (n°2) / 170 - 300 (n°3) / 210 - 350 (n°4)	ZB + 160	265	950 - 1050	805 - 905	910 - 1040	125 kg	14.5 kg	11.7 kg
	Eénh. Aandr.	200 - 280 (n°1) / 240 (n°2) / 170 - 300 (n°3) / 210 - 350 (n°4)	ZB + 190	310	995 - 1170	850 - 1025	910 - 1015	125 kg	15.8 kg	8.3 kg
	HD	200 - 280 (n°1) / 240 (n°2) / 170 - 300 (n°3) / 210 - 350 (n°4)	ZB + 200	325	995 - 1170	850 - 1025	910 - 1040	160 kg	21 kg	13 kg
Action ³ _{Junior}	Standaard	150 - 250 / 180 - 280	ZB + 200	315	900 - 1000	670 - 770	870 - 1130	80 kg	15 kg	8.5 kg

Overzicht producten

De Action rolstoelen maken deel uit van een echte familie. Alle Action rolstoelen zijn opvouwbaar en delen vele opties. Van de eenvoudige **Action¹_{NG}** (beperkt configureerbaar, in staal) tot de zeer configureerbare **Action⁴_{NG}**, kunnen alle gebruikers de rolstoel vinden die ze nodig hebben.



Action¹_{NG}

- Standaard stalen rolstoel;
- Enkel kruisframe;
- Beperkte configuratie;
- Leverbaar in transit uitvoering.



Action²_{NG}

- Standaard aluminium lichtgewicht rolstoel;
- Enkel kruisframe;
- Beperkte configuratie;
- Leverbaar in transit uitvoering.



Action³_{NG}

- Lichtgewicht aluminium rolstoel;
- Enkel kruisframe;
- Veel optiemogelijkheden;
- Beschikbaar in verschillende uitvoeringen: éénhandshoepelaandrijving en transit.



Action⁴_{NG}

- Lichtgewicht aluminium rolstoel;
- Dubbel kruisframe;
- Veel optiemogelijkheden;
- Beschikbaar in verschillende uitvoeringen: Hemiplegie, éénhandshoepelaandrijving en transit



Action³ Junior

- Lichtgewicht kinderrolstoel;
- Enkel kruisframe;
- Voor kinderen van 3 jaar en ouder;
- Zitbreedte 205 tot 380 mm;
- Leverbaar in transit uitvoering.

Action[®]_{NG} Family

Uitwisselbaarheid

Invacare erkent dat efficiëntie een belangrijke factor is bij het omgaan met een vergrijzende bevolking en een groeiende behoefte aan mobiliteit.

In tijden dat medische vergoedingen onder toenemende druk komen te staan streeft Invacare ernaar dealers een veelomvattend assortiment van producten te bieden.

Invacare biedt een ruim scala aan producten van de standaard stalen rolstoelen tot de geavanceerde elektrische rolstoelen, die allemaal in grote mate onderling uitwisselbare onderdelen en accessoires hebben. Dit biedt dealers niet alleen de mogelijkheid om in te spelen op de verschillende wensen en servicebehoefte van hun klanten, maar zorgt voor een grote operationele kostenbesparing en verhoogt het gemak voor de klanten.


De Action Familie is een uitstekend voorbeeld van deze onderlinge uitwisselbaarheid van producten. De opties gepresenteerd in deze modulairiteitscatalogus passen niet alleen op de Action Familie producten, maar ook op een aantal Rea, Küschall of elektrische rolstoelen.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van alle onderlinge uitwisselbaarheidsmogelijkheden van het Invacare leveringsprogramma.





Voor meer informatie over deze producten/onderdelen raadpleeg onze catalogi op onze website, www.invacare.nl






	Laag Actief	Medium Actief	Passief	Actief	Elektrisch
Aandrijfsystemen (Alber producten)	●	●	●	●	
Zitbekleding		●		●	
Zit- en rugkussens	●	●	●	●	●
Ruggen			●		●
Duwhandvatten	●	●	●	●	●
Beensteunen	●	●	●	●	●
Voetplaten	●	●	●	●	●
Armsteunen		●	●	●	●
Zitopties (hoofdsteun, pelotten, ...)	●	●	●	●	●
Voorvork		●	●	●	
Voorwielen	●	●	●	●	●
Achterwielen	●	●	●	●	
Remmen	●	●	●	●	●
Veiligheidsopties (gordel, anti-tip,	●	●	●	●	

- Componenten zijn uitwisselbaar met (bijna) alle producten uit de categorie
- Componenten zijn uitwisselbaar met slechts 1 of 2 producten uit de categorie





Opties mogelijkheden






		Action ¹ NG	Action ² NG	Action ³ NG	Action ⁴ NG	Action ³ Junior
Uitvoeringen						
Zelfrijder		◆ 0100	◆	◆ 0100	◆ 0100	◆ 0100
Transit uitvoering		□ 0110	□	□ 0110	□ 0110	□ 0110
Eénhandshoepel-aandrijving				□ 0140 □ 0150	□ 0113 □ 0114	
Zitbekleding						
Zitdiepte verstelbaar middels zitbekleding			◆	□ 0252	□ 0200 □ 0201	□ 0335

		Action ¹ NG	Action ² NG	Action ³ NG	Action ⁴ NG	Action ³ Junior
Zitbekleding						
Nylon zonder velcro stroken op zitmat			☐	☐ 0330	☐ 0280	
Nylon met velcro stroken zitbekleding				◆ 0340	◆ 0290	☐ 0330
Gepolsterde nylon zitbekleding				☐ 0350	☐ 0295	◆ 0340
Gepolsterde nylon zitbekleding, zonder klittenband		◆ 0350				
Speciale heavy duty zitbekleding, naspanbaar en diepte verstelbaar					◆ 0292 Heavy Duty	

	Action ¹ NG	Action ² NG	Action ³ NG	Action ⁴ NG	Action ³ Junior
Zitbekleding					
<p>Anatomische zitting zwart vinyl diepte instelbaar (400 tot 450 mm)</p> 			<input type="checkbox"/> 0361	<input type="checkbox"/> 0291	
Ruggen					
<p>Vast 7° rug, hoogte instelbaar 380 tot 460 mm, ingesteld op 380 mm, hoogte verstelbare opbouw duwhandvatten</p> 			<input checked="" type="checkbox"/> 0396	<input type="checkbox"/> 0310 <input checked="" type="checkbox"/> 0300 HD	
<p>Vast 7° rug, vaste duwhandvatten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 370, 400 en 430 mm hoogtes, ingesteld op 430 mm bij Action 3NG versie • 370 mm hoogte bij Junior versie 			<input type="checkbox"/> 0410	<input type="checkbox"/> 0311	<input checked="" type="checkbox"/> 0380
<p>Vast 7° rug :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vaste duwhandvatten • Laguna 510 mm hoogte 			<input type="checkbox"/> 0421	<input type="checkbox"/> 0313	
<p>Vast 7° rug :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hoogte verstelbare duwhandvatten (150 mm) • 400 mm hoog 					<input type="checkbox"/> 0425

Ruggen






		Action ¹ _{NG}	Action ² _{NG}	Action ³ _{NG}	Action ⁴ _{NG}	Action ³ _{Junior}
<p>Vast 7° rug :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 410 mm hoogte • Vaste duwhandvatten 		◆ 0410				
<p>Hoek instelbare rug van -6° tot 24° stap van 6°, 400 mm hoogte, hoogte verstelbare duwhandvatten (110 mm) (400 – 510 mm)</p>				◆ 0430 Plus	◆ 0316	
<p>Hoekverstelbare rug 0° tot 30°: 350, 370, 390, 410 en 430 mm hoogtes, ingesteld op 370 mm</p>						□ 0390
<p>Hoekverstelbare rug van 0° tot 30° (mechanisch), vaste duwhandvatten Laguna, 510mm hoogte</p>				□ 0441 Plus	□ 0343	
<p>Hoekverstelbare rug van 0° tot 30°(gasveer), vaste duwhandvatten Laguna, 510mm hoogte</p>				□ 0442 Plus	□ 0344	





	Action ¹ NG	Action ² NG	Action ³ NG	Action ⁴ NG	Action ³ Junior
Ruggen					
<p>Vouwbare rug : In hoogte instelbaar 370, 400 en 430 mm, ingesteld op 370 mm</p> 					<input type="checkbox"/> 0400
Rugbekleding					
<p>Rugbekleding gepolsterd nylon sling type</p> 		◆			
<p>Gepolsterde nylon sling type rugbekleding</p> 	◆ 0471				
<p>Rugbekleding nylon sling (Jemima)</p> 		<input type="checkbox"/>	◆ 0471 <input type="checkbox"/> 0471 Plus	<input type="checkbox"/> 0360	
<p>Lumbaal ondersteuning gepolsterd, 1 band</p> 			<input type="checkbox"/> 0475 ◆ 0475 Plus	<input type="checkbox"/> 0365	

Rugbekleding














		Action ¹ NG	Action ² NG	Action ³ NG	Action ⁴ NG	Action ³ Junior
Naspanbaar gevormd, 4 banden, inclusief rugfixatiestang					0369	
Naspanbaar nylon type, 7 banden, inclusief rugfixatiestang				0480	0370	0480
Breedte- en hoogte verstelbaar nylon sling type						0475
Comfort rug Laguna Dartex grijs, 510mm hoogte				0490	0372	












		Action ¹ NG	Action ² NG	Action ³ NG	Action ⁴ NG	Action ³ Junior
Beensteunen / Voetplaten						
Beensteunen						
<p>80° beensteun:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wegzwenkbaar • In kleur van frame 		<p>◆ 0510</p> <p>◆ 0560</p>				
<p>80° beensteun:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wegzwenkbaar • In kleur van frame 			◆	<p>◆ 0510</p> <p>◆ 0560</p>	<p>◆ 0390</p> <p>◆ 0440</p>	
<p>80° Junior wegzwenkbaar</p>						<p>☐ 0510</p> <p>☐ 0560</p>
<p>Comfort beensteun lengtecompenserend hoekverstelbaar van 0° tot 80°, uitneembaar, inclusief kuitplaat</p>		<p>☐ 0520</p> <p>☐ 0570</p>	☐	<p>☐ 0520</p> <p>☐ 0570</p>	<p>☐ 0400</p> <p>☐ 0450</p>	
<p>Comfort verstelbare beensteun junior van 0° tot 80°, wegzwenkbaar inclusief kuitplaat</p>						<p>◆ 0520</p> <p>◆ 0570</p>






		Action ¹ NG	Action ² NG	Action ³ NG	Action ⁴ NG	Action ³ Junior
Beensteunen						
Amputatiesteun in hoogte en hoekverstelbaar		<input type="checkbox"/> 0545 <input type="checkbox"/> 0595	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 0545 <input type="checkbox"/> 0595	<input type="checkbox"/> 0420 <input type="checkbox"/> 0470	
Voetplaten						
Opklapbare voetplaat		<input checked="" type="checkbox"/> 0600 <input checked="" type="checkbox"/> 0620	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 0600 <input checked="" type="checkbox"/> 0620 <input type="checkbox"/> 0600 <input type="checkbox"/> 0620 Plus	<input type="checkbox"/> 0480 <input type="checkbox"/> 0500	<input type="checkbox"/> 0600 <input type="checkbox"/> 0620
Opklapbare, hoek- en diepte instelbare voetplaat		<input type="checkbox"/> 0610 <input type="checkbox"/> 0630	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 0610 Plus <input checked="" type="checkbox"/> 0630 Plus	<input checked="" type="checkbox"/> 0490 <input checked="" type="checkbox"/> 0510	<input type="checkbox"/> 0605 <input type="checkbox"/> 0625
Eéndelige voetplaat, hoek- en diepte instelbaar				<input type="checkbox"/> 0611	<input type="checkbox"/> 0491	
Eéndelige Junior voetplaat, breedte-, hoek- en diepte instelbaar						<input type="checkbox"/> 0611






		Action ¹ NG	Action ² NG	Action ³ NG	Action ⁴ NG	Action ³ Junior
Armsteunen						
<p>Uitneembare armsteun kort, hoogte instelbaar in 200, 230, 260 en 280 mm hoog (No.1)</p>			◆	◻ 0640 0740		◆ 0640 0740
<p>Uitneembare armsteun lang, hoogte instelbaar in 200, 230, 260 en 280 mm hoog (No. 1)</p>			◻	◻ 0650 0750		
<p>Uitneembare (Rio), korte armsteun, hoogte instelbaar in 200, 230, 260 en 280 mm hoog</p>					◆ 0520 0580 HD	
<p>Opklapbare armsteun: • Korte armlegger • 240 mm hoog • In kleur van het frame</p>		◆ 0660	◆ 0760			
<p>Opklapbare armsteun: • Lange armlegger • 240 mm hoog • In kleur van het frame</p>		◆ 0670	◆ 0770 Plus			






		Action ¹ NG	Action ² NG	Action ³ NG	Action ⁴ NG	Action ³ Junior
Armsteunen						
Opklapbare en uitneembare armsteun, 240 mm hoog (No.2)				<input type="checkbox"/> 0660 0760		
Opklapbare, afneembare armsteun lang, 240 mm hoog (No.2)				<input checked="" type="checkbox"/> 0670 0770		
Opklapbare, afneembare armsteun kort, in hoogte verstelbaar (No.3)				<input type="checkbox"/> 0680 0780 Plus	<input type="checkbox"/> 0539 0599	
Opklapbare, afneembare armsteun lang, hoogte- en diepte verstelbaar (No.3)				<input type="checkbox"/> 0690 0790 Plus	<input type="checkbox"/> 0540 0600	
Uitneembare comfort Dartex armsteun, hoogte- en diepte verstelbaar (No.4)				<input type="checkbox"/> 0691 0791 Plus		






		<i>Action¹ NG</i>	<i>Action² NG</i>	<i>Action³ NG</i>	<i>Action⁴ NG</i>	<i>Action³ Junior</i>	
Armsteunen							
Uitneembare armsteun kort, hoogte instelbaar 210 tot 345 mm				 0695 0795 Plus	 0533 0593		
Uitneembare armsteun lang, hoogte instelbaar (No.4)				 0696 0796 Plus	 0536 0596		
Uitneembare Hemi Dartex armsteun (No.4)				 0732 0832 Plus	 0555 0615		
Spatbord : • Hoogte instelbaar • Uitneembaar				 0738 0838		 0650 0750	

		Action ¹ NG	Action ² NG	Action ³ NG	Action ⁴ NG	Action ³ Junior
Zitopties						
Zitkussens						
<p>50 mm zitkussens, nylon en anti-slip hoes</p> 	 0841		 0841  0842	 0641  0642		
<p>Zitkussen Essential Junior, diepte instelbaar</p> 						 0851
<p>Flo-tech Image gelkussen anatomisch gevormd diepte 400 of 450 mm, maximale gebruikersgewicht van 140 kg</p> 					 0661  0662	
Hoofdsteunen						
<p>Hoofdsteun grijs Dartex :</p> <ul style="list-style-type: none"> • inclusief rugfixatiestang (behalve bij Laguna rug), • diepte en hoogte verstelbaar 					 0716	
<p>Hoofdsteun grijs Dartex :</p> <ul style="list-style-type: none"> • inclusief rugfixatiestang (behalve bij Laguna rug), • diepte-, breedte- en hoogte verstelbaar 			 0906	 0717		

	Action ¹ NG	Action ² NG	Action ³ NG	Action ⁴ NG	Action ³ Junior
Hoofdsteunen					
<p>Hoofdsteen standaard multi-verstelbaar inclusief rugfixatiestang, grijs Dartex</p> 					<input type="checkbox"/> 0860
Overige zitopties					
<p>Hielbanden verstelbaar</p> 	<input checked="" type="checkbox"/> 0920	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 0920	<input checked="" type="checkbox"/> 0750	<input checked="" type="checkbox"/> 0870
<p>Verstelbare kuitbanden</p> 				<input type="checkbox"/> 0760	<input type="checkbox"/> 0880
<p>Verlengde voetplaatbuis +50 mm</p> 			<input type="checkbox"/> 0935	<input type="checkbox"/> 0770	
<p>Kortere voetsteunbevestiging (hoog gemonteerde voetplaat)</p> 				<input type="checkbox"/> 0771	

		Action ¹ NG	Action ² NG	Action ³ NG	Action ⁴ NG	Action ³ Junior
Overige zitopties						
Rugfixatie, wegzwenkbaar en uitneembaar		<input type="checkbox"/> 0940	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 0940	<input type="checkbox"/> 0780	
Framekleuren						
Dark red				<input type="checkbox"/> 0960	<input type="checkbox"/> 0800	<input type="checkbox"/> 0960
Slate grey				<input checked="" type="checkbox"/> 0961	<input checked="" type="checkbox"/> 0801	
Ocean blue				<input type="checkbox"/> 0963	<input type="checkbox"/> 0803	
Anthracite black			<input type="checkbox"/> 0980	<input type="checkbox"/> 0980	<input type="checkbox"/> 0820	<input type="checkbox"/> 0980






		Action ¹ _{NG}	Action ² _{NG}	Action ³ _{NG}	Action ⁴ _{NG}	Action ³ _{Junior}
Framekleuren						
Silver		◆ 0980 Plus	◆			
Night blue		◆ 0990				
Tangerin orange						□ 0950
Sapphire blue						◆ 0970
Bubble gum pink						□ 0990






		Action ¹ NG	Action ² NG	Action ³ NG	Action ⁴ NG	Action ³ Junior
Voorwielen						
8" x 1.1/4" • Massieve band			□	◆ 1000	◆ 0840	
8" x 1.1/4" • Luchtband			◆	□ 1010	□ 0850	
8" x 1.3/8" • Massieve band		◆ 1010				
8" x 2" • Luchtband				□ 1020	□ 0860	
8" x 2" • Massieve band				□ 1030	□ 0870	






Voorwielen

		Action ¹ NG	Action ² NG	Action ³ NG	Action ⁴ NG	Action ³ Junior
<p>8" x 2"</p> <ul style="list-style-type: none"> • Massieve band 		<p>◆ 1030 Plus</p>				
<p>6" x 1.1/4"</p> <ul style="list-style-type: none"> • Massieve band 					<p>□ 0890</p>	
<p>6" x 1.1/4"</p> <ul style="list-style-type: none"> • Massieve band 				<p>□ 1050</p>		
<p>5" x 1.1/4"</p> <ul style="list-style-type: none"> • Massieve band 				<p>□ 1051</p>	<p>□ 0920</p>	
<p>5" x 1"</p> <ul style="list-style-type: none"> • Massieve band 						<p>◆ 1000</p>

Achterwielen

		Action ¹ NG	Action ² NG	Action ³ NG	Action ⁴ NG	Action ³ Junior
<p>24" x 1.3/8"</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luchtband, • Spaken 		□ 1060	□	◆ 1060	◆ 0930	
<p>24" x 1.3/8"</p> <ul style="list-style-type: none"> • Massieve band • Spaken 		◆ 1080	◆	□ 1080	□ 0950	
<p>24" x 1"</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luchtband • Spaken 				□ 1095	□ 0970	
<p>22" x 1.3/8"</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luchtband • Spaken 			□	□ 1100	□ 0980	◆ 1060
<p>22" x 1.3/8"</p> <ul style="list-style-type: none"> • Massieve band • Spaken 			□	□ 1110	□ 0990	□ 1070

















		Action ¹ NG	Action ² NG	Action ³ NG	Action ⁴ NG	Action ³ Junior
Achterwielen						
20" x 1.3/8" • Massieve band • Spaken				<input type="checkbox"/> 1116		<input type="checkbox"/> 1090
12" x 2", • Luchtband • Kunststof				<input type="checkbox"/> 1120	<input type="checkbox"/> 1000	
12" x 2", • Massieve band • Kunststof		<input type="checkbox"/> 1130	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1130	<input type="checkbox"/> 1010	
Hoepels						
Hoepels aluminium geanodiseerd		<input checked="" type="checkbox"/> 1140	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1140	<input checked="" type="checkbox"/> 1020	<input checked="" type="checkbox"/> 1140
Hoepels aluminium anti- slip kunststof				<input type="checkbox"/> 1150	<input type="checkbox"/> 1030	<input type="checkbox"/> 1041





		Action ¹ NG	Action ² NG	Action ³ NG	Action ⁴ NG	Action ³ Junior
Frame opties						
Pomp met fixatie op het frame		<input type="checkbox"/> 1230		<input type="checkbox"/> 1230	<input type="checkbox"/> 1090	<input type="checkbox"/> 1230
Spaakbeschermers zwart Verkrijgbaar in 24"				<input type="checkbox"/> 1260	<input type="checkbox"/> 1110	
Spaakbeschermers transparant Verkrijgbaar in 20" en 22"				<input type="checkbox"/> 1261	<input type="checkbox"/> 1111	<input type="checkbox"/> 1253
Spaakbeschermers spin Verkrijgbaar in 20" en 22"						<input type="checkbox"/> 1251
Spaakbeschermers Smiley Verkrijgbaar in 20" en 22"						<input type="checkbox"/> 1250

		Action ¹ NG	Action ² NG	Action ³ NG	Action ⁴ NG	Action ³ Junior
Frame opties						
Spaakbeschermers bloem Verkrijgbaar in 20" en 22"						<input type="checkbox"/> 1252
Remmen						
Drukremmen, vouwhendel		<input checked="" type="checkbox"/> 1270	<input checked="" type="checkbox"/> 1270	<input checked="" type="checkbox"/> 1270	<input checked="" type="checkbox"/> 1120	<input checked="" type="checkbox"/> 1270
Trekremmen				<input type="checkbox"/> 1275	<input type="checkbox"/> 1125	<input type="checkbox"/> 1275
Trommelremmen voor begeleider		<input type="checkbox"/> 1280		<input type="checkbox"/> 1280	<input type="checkbox"/> 1130	<input type="checkbox"/> 1280
Remmen voor éénhandsbediening (OAD)				<input type="checkbox"/> 1320 <input type="checkbox"/> 1330	<input type="checkbox"/> 1150 <input type="checkbox"/> 1160	

		Action ¹ NG	Action ² NG	Action ³ NG	Action ⁴ NG	Action ³ Junior(
Veiligheidsopties/Accessoires						
Taxifixatiebevestigingen, inclusief veiligheidsgordel (behalve bij Action1 NG en Action2 NG) Volgens ISO 7176-19 			◆	◆ 1345	◆ 1175	◆ 1345
Veiligheidsgordel met gespluiting 			□	□ 1360	□ 1190	
Veiligheidsgordel 		◆ 1360				
Anti-tipsysteem, wegdraaibaar (zwart op Action 1 NG) 		□ 1370	□	□ 1370	◆ 1195 □ 1196	
Anti-tipsysteem met trapdoppen 				□ 1375	□ 1200	

Veiligheidsopties/Accessoires

	Action ¹ _{NG}	Action ² _{NG}	Action ³ _{NG}	Action ⁴ _{NG}	Action ³ _{Junior}
<p>Ant-tipsysteem met trapdoppen</p> 					 1370
<p>Reflector kit</p> 					 1380
<p>Reflectors op wielen en frame</p> 	 1380 Plus				
<p>Remverlenger</p> 			 1390	 1220	 1390
<p>Stokhouder</p> 	 1430 Plus		 1430	 1240	

		Action ¹ NG	Action ² NG	Action ³ NG	Action ⁴ NG	Action ³ Junior
Veiligheidsopties/Accessoires						
Trapdop			◆	◆ 1440 □ 1441	□ 1245 □ 1246	◆ 1430 □ 1440
Trapdop rechts/links		◆ 1440 ◆ 1441				
Duwbeugel						□ 1425
Werkblad transparant		□ 1480	□	□ 1480	□ 1270	□ 1470

Verantwoord ondernemen

In het kader van het thema “verantwoord ondernemen” willen wij hierbij graag belichten dat ook Invacare B.V. haar bijdrage levert aan een duurzame samenleving.

Invacare hanteert de volgende speerpunten in haar verantwoord ondernemerschap:

■ **Veiligheids-, Gezondheids- en Milieubeleid:** De directie van Invacare B.V. stelt zich tot doel de arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid van alle medewerkers te bevorderen. Tevens wordt zorggedragen voor het voorkomen van schade aan het milieu. Zo hebben wij ons ten doel gesteld om te besparen op onze energiekosten. Alle VGM-aspecten hebben een hoge prioriteit bij het voorbereiden en uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden. In zowel management- als werknemersoverleg worden Veiligheid, Gezondheid en Milieu regelmatig geëvalueerd. Een en ander is vastgelegd in het “Handboek veiligheid, gezondheid en milieu”, waarvan alle medewerkers op de hoogte zijn.

■ **Leveranciers:** Onze leveranciers, voornamelijk eigen Invacare fabrieken, zijn ook gericht op een positieve werkomgeving en het niet overschrijden van de regels van goed ondernemerschap. De eisen die we aan ons zelf stellen, stellen we ook aan onze subleveranciers. De Invacare fabrieken zijn allemaal ISO gecertificeerd en voldoen daarmee aan de belangrijkste norm voor een verantwoorde bedrijfsvoering. Zowel onze fabrieken als wij (Invacare B.V.) maken waar mogelijk gebruik van milieuvriendelijke materialen en processen om het milieu zo min mogelijk te belasten. Daarnaast willen wij als Invacare meer en meer groene elementen opnemen in het design van onze producten.



■ **Medewerkers:** Invacare B.V. ziet haar medewerkers als belangrijkste “eigen vermogen”. Het beleid van Invacare is erop gericht te streven naar goede arbeidsomstandigheden, waardoor dit eigen vermogen ten volle wordt benut. Daarnaast proberen we de talenten van een ieder zo goed mogelijk in te zetten. Wij benadrukken bij onze werknemers dat er een gezonde balans moet zijn tussen werk en privé leven. Positiviteit en sociale banden van onze werknemers stimuleren we o.a. door het organiseren van venementen. De lichamelijke en geestelijke gezondheid van onze werknemers vinden wij erg belangrijk en wij streven er naar om deze continu te verbeteren. Wij behandelen alle mensen gelijk, ongeacht geslacht, leeftijd, handicap, religie of etnische achtergrond.

■ **Sociale verantwoordelijkheid:** Invacare B.V. sponsort meerdere gehandicapte sporters om zodoende een bijdrage te kunnen leveren aan hun sportieve doelstellingen en aan het stimuleren van sport in het algemeen. Tevens nemen wij onze verantwoordelijkheid door verschillende goede doelen te ondersteunen middels het doneren van hulpmiddelen en het financieel ondersteunen van projecten.

Voor meer informatie en rapportages omtrent het duurzaam ondernemerschap van Invacare wereldwijd verwijzen wij u graag naar: <http://www.invacare.com/cgi-bin/imhqprd/about/leading-the-way.jsp>

