

# Aquatec® | **Sorrento Bad Collectie**

NIEUW



## De innovatieve, moderne en modulaire keuze voor uw badkamer

Het Aquatec **Sorrento badzitje** is één van de uitzonderlijke en moderne producten van de Aquatec **Sorrento** serie. Deze serie biedt niet alleen veel functionaliteit, maar ook veel stijl en een fraai design.

Het anti-slip, zachte oppervlak en de zachte rug bieden een zekere en zeer comfortabele zit voor de gebruiker. De anti-slip bevestigingspoten zorgen voor een veilige positie van het badzitje en maken hem geschikt voor vrijwel alle standaard badkuipen. Hij kan eenvoudig worden aangepast naar de gebruikers wensen. Het corrosie-vrije badzitje, dat zonder gereedschap in elkaar te zetten is, is de beste keuze voor gebruikers die ondersteuning nodig hebben in de badkamer bij hun persoonlijk hygiëne.

**AQUATEC®**



**Yes, you can.®**



**Eigenschappen en opties**

**Draaifunctie**

Het was nog nooit zo eenvoudig om een draaibaar badzitje te gebruiken. Met het release handvat aan beide kanten en de verbeterde technologie van de draaifunctie zal de gebruiker hoogst tevreden zijn over het **Aquatec Sorrento draaibaar badzitje**.

**Eenvoudig in te stellen**

Zonder gereedschap, snel en gemakkelijk instelbaar - dat is één van de overtuigende voordelen van het **Aquatec Sorrento badzitje**. De twee hoogte verstelbare voorpoten met anti-slip voetjes zijn uniek in dit segment en verzekeren de gebruiker van een veilige plaatsing in de badkuip met veel beenruimte.

**Anti-slip, zacht oppervlak**

De **Aquatec Sorrento** is de eerste badkamercollectie met het innovatieve TPE Soft Touch Surface op de zitting en op de armsteunen. Daardoor ziet hij er niet alleen mooi uit, maar biedt ook veel zitcomfort voor de gebruiker.



**Sorrento als draaibaar badzitje**



**Sorrento - staat goed in iedere badkamer**



**Sorrento badzitje**



**Sorrento - staat goed in bijna iedere badkamer**

**Technische gegevens**

	<b>Artikelnummer</b>	
Sorrento draaibaar badzitje	1532693	
Sorrento badzitje		1532715
<b>Afmetingen</b>		
Zitbreedte	400	400
Zitdiepte	400	400
Totale breedte	710-760	710 - 760
Totale diepte	650	560
Totale hoogte	520	670 - 725
Breedte tussen armsteunen	450	450
Armsteun lengte	280	280
Armsteun hoogte	200	200
Rugbreedte	500	500
Rughoogte	380	380
Rugbekleding hoogte	280	280
Breedte hygiëne uitsparing	140	140
Diepte hygiëne uitsparing	170	170
Max. gebruikersgewicht	130 kg	130 kg
Gewicht	6 kg	4,5 kg

Invacare B.V.  
 Celsiusstraat 46 · 6716 BZ Ede  
 Nederland  
 Tel.: +31 (0) 318 - 695757  
 Fax +31 (0) 318 - 695758  
 Email: [nederland@invacare.com](mailto:nederland@invacare.com)  
[www.invacare.nl](http://www.invacare.nl)

© 2014 Invacare International Sàrl  
 Alle rechten voorbehouden.

Alle informatie is correct tijdens de druk van deze brochure. Invacare behoudt zich het recht voor om specificaties te wijzigen zonder vooraankondiging.

Sorrento Bad Collectie - NL - 07/2014



**Yes, you can.®**

