

AQUATEC®

Pico



Het modulaire douchestoel systeem



Productkenmerken:

- Stabiele in hoogte verstelbare douchestoel
- Anti-slip zitvlak voor extra veiligheid
- Grote hygiëne uitsparing, naar keuze naar voren of achteren gepositioneerd door de plaatsing van de rugleuning
- In hoogte verstelbare poten
- Rubberen uiteinden aan de poten voor extra zekerheid
- Eenvoudige en snelle montage zonder gereedschap
- Belastbaar tot 160 kg



Eigenschappen en opties



Aquatec **Pico**

Douchekruk



Aquatec **Pico**

met armsteunen











Aquatec **Pico**

met rug

Technische gegevens

Meer uitgebreide informatie over dit product, inclusief gebruikshandleiding, kunt u vinden op www.invacare.nl.

	Zithoogte	Zitbreedte	Zitdiepte	Totale breedte	Totale diepte	Breedte tussen armsteunen	Gewicht douchekruk	Gewicht douchestoel
Pico	 425 - 575 mm	 430 mm	 420 mm	 575 mm	 520 mm	 430 mm	 3,2 / 4,1 ¹ kg	 4 / 4,8 ¹ kg

Max. gebr. gewicht



Pico

160 kg

1. gewicht met armsteunen

Kleur

Wit



Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57
nederland@invacare.com
www.invacare.nl

Invacare B.V.
Galvanistraat 14-3
6716 AE Ede
Nederland


Yes, you can.®

