

Aquatec® | **Major**




Aquatec **Major**

Comfortabel baden in liggende houding

De badlift *Aquatec **Major*** biedt met zijn grote ligoppervlak de optimale oplossing voor gebruikers die niet zittend kunnen baden. Hij wordt op maat gemaakt naar de afmetingen van de badkuip van de gebruiker en zorgt daardoor voor maximale veiligheid bij de transfer. De *Aquatec **Major*** wordt door waterkracht aangedreven; een omschakelkastje zorgt voor een eenvoudige aansluiting op de watervoorziening, waardoor een kostbare installatie niet nodig is. Hij is in 3 gewichtsklassen verkrijgbaar: 20 - 70kg, 50 - 130kg en 100 - 150kg. De afneembare afdekmat is wasmachinebestendig (op 60 graden) en verkrijgbaar in de kleuren wit en blauw.

Accessoires *Aquatec **Major***



Vaste rug

Ondersteunt een zittende positie op de **Major**




Hydraulisch neerklapbare rug tot 45°

Helpt de gebruiker in het bad te liggen. De rug kan traploos worden versteld



Vaste speciale rug

Met individueel verstelbare zijdelen



Speciale rug, hydraulisch neerklapbaar tot 45°

Met individueel verstelbare zijdelen. Helpt de gebruiker in het bad te liggen. De rug kan traploos worden ingesteld

AQUATEC®




Yes, you can.®

Accessoires Aquatec Major



Hoogte verstelbare hoofdsteun

Met individueel verstelbare zijdelen om in het bijzonder hoofd en nek te ondersteunen. Kan worden bevestigd aan alle soorten ruggen en is speciaal aanbevolen in combinatie met de neerklapbare en de speciale rug



Voetsteun

Voor optimale ondersteuning in combinatie met een rug. Kan al naar gelang de lengte van de gebruiker op 3 standen worden ingesteld



Veiligheidsriemen

Voor grote veiligheid van de gebruiker



Wig-vorm kussens

Om de knieën te ondersteunen. Optioneel gevuld met foam of kwartszand (voor stevigheid)



Speciale kussens

Met zijkussens om aan alle soorten ruggen vast te maken met uitzondering van de speciale rug. Kan ook gebruikt worden voor individuele ondersteuning



Stopper / abductieklos


Voorkomt onderuit glijden van de gebruiker



Draagtas

Voor het vervoeren en opslaan van de **Major** badlift

Kleur afdekmaten



Wit



Blauw