


Invacare® | **Opale & Revato** **Bad en Douche**

Comfort en veiligheid in bad en douche


De badkamer is de meest gevaarlijke kamer in huis. Juist daarom is het belangrijk dat u zich daar het veiligst voelt. Met deze gedachte heeft Invacare een complete reeks van hulpmiddelen ontwikkeld om u in alle rust en comfort het genot van een bad of douche te laten herontdekken. Ze zijn eenvoudig aan te sluiten op de meeste installaties, makkelijk te plaatsen en te onderhouden.



Invacare **Opale Marina H112**

Ontworpen voor maximaal comfort en stabiliteit. Deze badplank is ergonomisch gevormd met een greep voor een veilige transfer.

- Ergonomisch ontwerp voor beter comfort
- Anti-slip oppervlak en greep
- Verstelbare poten



Invacare **Opale Alizé H3000**

Deze draaibare badstoel biedt de gebruiker een makkelijke en stabiele toegang tot het bad.

- Ergonomische zitting en rugleuning
- Veilig en robuust zwenksysteem



Invacare **Opale Izeo H100**

Door plaatsing in het bad kan de gebruiker in zittende positie baden. Buiten het bad is het badzitje een handig hulpmiddel voor instappen.

- Zuignappen verzekeren de stabiliteit van het zitje
- Verstelbare poten
- Anti-slip oppervlak




Invacare **Opale Alizé H3160**

Deze hangende badstoel stelt de gebruiker in staat een douche te nemen en tegelijk gedeeltelijk ondergedompeld te zijn. De ergonomische zitting en rugleuning bieden een ongekende stabiliteit en comfort.

- Ergonomische zitting en rugleuning
- Veilig en robuust



Yes, you can.®



Invacare **Opale Bula H190**

Antislipmat van natuurrubber


- Meerdere zuignappen voor een goede bevestiging in bad.
- Groot oppervlak
- Wasbaar op 60 graden



Invacare **Revato Wastafelbeugel R7739**

Wastafelbeugel, staal met Rilsan coating

- Zorgt voor extra steun
- Standaard in maat 50 x 70 cm (d x b)
- Ook leverbaar in afwijkende maten



Invacare **Opale Balnea H160**

Uitstekende hulp bij het in en uit bad stappen of bij het gaan zitten en opstaan. De steun wordt gefixeerd op de rand van het bad met een makkelijk te gebruiken veiligheidssysteem. Balnea past op badrandbreedtes tussen 60 en 165 mm.

Invacare **Revato Papegaai R7741**



Papegaai, voor muurbevestiging

- Wegzwenkbaar
- Gemaakt van staal met Rilsan coating
- Kunststof handgreep
- Verstelbaar

Invacare **Revato Triangel R7742**



Triangel voor plafondbevestiging

- Plafondhaak is van staal
- Kunststof handgreep
- In hoogte verstelbaar

Technische gegevens

	H112	H100	H3000	H3160	H190	H160	R7739	R7741	R7742
Gewicht (kg)	2,5	2,5	8,5	4,8	1,7	1,4	5,5	3,8	0,6
Max. gebruikersgewicht (kg)	150	112	120	120	120	113	135	135	125
Garantie (jaar)	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Kleur	Wit	Wit	Wit	Wit	Lavendelblauw	Wit	Wit	Wit	Wit