





Zitbreedte:  
240 – 360 mm  
in stappen van 20 mm




Rughoek:  
74°/78°/82°/86°/90°



Zitdiepte:  
250 – 400 mm  
in stappen van 25 mm



Totale breedte:  
ZB + 170 mm



Zithoogte:  
voor: 380 – 450 mm  
achter: 330 – 470 mm  
in stappen van 10 mm



Totale lengte:  
ca. 760 mm



Rughoogte:  
270 – 480 mm  
in stappen van 15 mm



Gewicht:  
ca. 8.9 kg



Onderbeenlengte:  
150 – 410 mm  
in stappen van 10 mm



Max. gebruikers-  
gewicht:  
60 kg



Zithoek:  
variabel, standaard  
40 mm



Transportgewicht  
(zonder achter-  
wielen):  
ca. 6.3 kg



## Opties



Dit zijn slechts enkele van de vele beschikbare opties. Neem contact op met uw küschall®-dealer voor verdere informatie.