

Invacare B.V. · Galvanistraat 14-3 · 6716 AE Ede
Tel: 0318 - 69 57 57 · www.invacare.nl

Invacare® Action®5 vastframe €



Crashtest
ISO 7176-19



Transport
gewicht 6,8 KG



100 / 130 KG



GESCHIKT VOOR
HULPAANDRIJVING

Manuele modulaire rolstoel

Dealer:

Technisch adviseur:

E-mail:

Telefoonnummer:

Plaats:

Referentie:

Datum:

◆ Standaardconfiguratie Optie **GM** Optie zonder meerprijs **POA** Prijs op aanvraag

Code	Omschrijving	€
BASISMODEL		
SJE0100	◆ Basismodel Action5 vastframe	2.574,00
SJE0200	◆ Frame met wegzwenkbare beensteunen	
SJE0300	◆ Zelfbeweger	
SJEI050	◆ Zitbreedte 430 mm	
SJEI190	◆ Zitdiepte 450-500 mm (geleverd op 475 mm)	
SJEI250	◆ Zithoogte voor 485 mm	
SJEI340	◆ Zithoogte achter 460 mm	
SJEI520	◆ Zitting met spanbanden, naspanbaar, diepte instelbaar (50 mm)	
SJE2010	◆ Hoekinstelbare rug, van -15° tot +15°	
SJE2310	◆ Hoogte instelbare rug 410 - 490 mm	
SJE2400	◆ Zonder duwhandvatten	
SJE2510	◆ Rugbekleding nylon met spanbanden	
SJE3020	◆ Beensteun 80°, wegzwenkbaar, uitneembaar, rechts	
SJE3120	◆ Beensteun 80°, wegzwenkbaar, uitneembaar, links	
SJE3210	◆ Voetplaat, opklapbaar, hoek en diepte instelbaar, rechts inclusief verstelbare hielband	
SJE3310	◆ Voetplaat, opklapbaar, hoek en diepte instelbaar, links inclusief verstelbare hielband	
SJE3430	◆ Wegzwenkbare beensteunen, lange insteekbuis (onderbeenlengte: 400 - 525 mm)	
SJE4020&4120	◆ Armsteunen (N°1) uitneembaar, lang, hoogte en diepte instelbaar	
SJE6060	◆ Framekleur pearl grey	
SJE6100	◆ Accentkleur: grey	
SJE7100	◆ Voorwielen 6" X 1.3/8", alu softroll	
SJE7230	◆ Achterwielen 24", gekruist gespaakt	
SJE7302	◆ Massieve banden, zwart, 1.3/8"	
SJE7400	◆ Hoepels aluminium	
SJE7500	◆ Quick Release assen	
SJE7630	◆ Achterwielpositie passief en veilig (25 mm)	
SJE7700	◆ 0° camber	
SJE8100	◆ Standaard drukremmen	
SJE8200	◆ Taxifixatiebevestigingen	
	Totaalprijs standaardconfiguratie	2.574,00
FRAME TYPE		
SJE0200	◆ Frame met wegzwenkbare beensteunen (niet i.c.m. eendelige voetplaat)	
SJE0210	Frame met vaste 80° beensteunen	548,00
ZITBREEDTE (voor zitbreedte x zitdiepte combinaties: zie tabel)		
SJEI050	◆ Zitbreedte 430 mm (max. gebr.gew. 130 kg) (niet i.c.m. Matrx rugbreedte < 410 mm en > 460 mm)	



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaardconfiguratie



Aanbevolen opties voor (WLZ) instellingen:

SJE2410: Rea opbouw duwhandvatten, in hoogte verstelbaar

SJE3210&3310: Voetplaat, opklapbaar, hoek en diepte instelbaar, rechts & links inclusief verstelbare hielband

SJE7302: Massieve banden, zwart, 1.3/8"

SJE8500&8550: Anti-tip rechts & links

SJEI000		Zitbreedte 305 mm (max. gebr.gew. 100 kg) (niet i.c.m. ZD > 450 en 450 - 500 mm, Matrx Elite E2 (Deep) ruggen, amputatiesteun, Comfort beensteunen, hooggemonteerde wegzwenkbare beensteunen, Matrx zitkussens, zitting stabilisator)	131,00
SJEI010		Zitbreedte 330 mm (max. gebr.gew. 100 kg) (niet i.c.m. ZD > 450 en 450 - 500 mm, Matrx rugbreedte > 360 mm, amputatiesteun, Comfort beensteunen, hooggemonteerde wegzwenkbare beensteunen, Matrx zitkussens, zitting stabilisator)	131,00
SJEI020		Zitbreedte 355 mm (max. gebr.gew. 130 kg) (niet i.c.m. Matrx rugbreedte > 380 mm, amputatiesteun, Comfort beensteunen, Matrx zitkussens, zitting stabilisator)	131,00
SJEI030		Zitbreedte 380 mm (max. gebr.gew. 130 kg) (niet i.c.m. Matrx rugbreedte > 410 mm, amputatiesteun)	131,00
SJEI040		Zitbreedte 405 mm (max. gebr.gew. 130 kg) (niet i.c.m. Matrx rugbreedte < 380 mm en > 430 mm, amputatiesteun)	131,00
SJEI060		Zitbreedte 455 mm (max. gebr.gew. 130 kg) (niet i.c.m. Matrx rugbreedte < 430 mm en > 480 mm)	131,00
SJEI070		Zitbreedte 480 mm (max. gebr.gew. 130 kg) (niet i.c.m. Matrx rugbreedte < 460 mm)	131,00
SJEI075		Zitbreedte 505 mm (max. gebr.gew. 130 kg) (niet i.c.m. ZD < 400 en 350 - 400 mm, Matrx rugbreedte < 480 mm)	261,00
SJEI078		Zitbreedte 530 mm (max. gebr.gew. 130 kg) (niet i.c.m. ZD < 400 en 350 - 400 mm, Matrx rugbreedte < 510 mm, Matrx zitkussens, zitting stabilisator)	261,00
ZITDIEPTE			
SJEI190	◆	Zitdiepte 450-500 mm instelbaar (geleverd op 475 mm)	
SJEI180		Zitdiepte 400-450 mm instelbaar (geleverd op 425 mm)	GM
SJEI170		Zitdiepte 350-400 mm instelbaar (geleverd op 375 mm) (niet i.c.m. buisvormige armsteunen, Matrx zitkussens, zitting stabilisator, zeer actieve achterwielpositie)	GM
ZITHOOGTE - voorkant (ZHV: gemeten van de grond tot aan midden van de zitmat aan de voorkant)			
SJEI250	◆	ZHV 485 mm (alleen i.c.m. ZHA 435 - 485 mm)	
SJEI200		ZHV 360 mm (alleen i.c.m. ZHA 360 mm, 4" voorwielen, niet i.c.m. Comfort beensteunen)	GM
SJEI210		ZHV 385 mm (alleen i.c.m. ZHA <410 mm en 5" X 1" voorwielen, niet i.c.m. Comfort beensteunen)	GM
SJEI220		ZHV 410 mm (alleen i.c.m. ZHA < 435 mm, 4" en 5" voorwielen)	GM
SJEI230		ZHV 435 mm (alleen i.c.m. ZHA 385 - 435 mm, niet i.c.m. 7" voorwielen)	GM
SJEI240		ZHV 460 mm (alleen i.c.m. ZHA 410 - 460 mm)	GM
SJEI260		ZHV 510 mm (alleen i.c.m. ZHA > 435 mm, niet i.c.m. 4" voorwielen)	GM
SJEI270		ZHV 535 mm (alleen i.c.m. ZHA > 460 mm en 7" voorwielen, niet i.c.m. 90 graden beensteunen)	GM
ZITHOOGTE - achterkant (ZHA: gemeten van de grond tot aan midden van de zitmat aan de achterkant)			
SJEI340	◆	ZHA 460 mm	
SJEI300		ZHA 360 mm (niet i.c.m. 25" achterwielen)	GM
SJEI310		ZHA 385 mm	GM
SJEI320		ZHA 410 mm	GM
SJEI330		ZHA 435 mm	GM
SJEI350		ZHA 485 mm (niet i.c.m. 22" achterwielen)	GM
SJEI360		ZHA 510 mm (alleen i.c.m. 25" achterwielen)	GM
ZITBEKLEDING			
SJEI520	◆	Zitting met spanbanden, naspanbaar, diepte instelbaar (50 mm)	
RUGLEUNING - TYPE RUGBUIZEN			
SJE2010	◆	Hoekinstelbare rug, van -15° tot +15° (geleverd op 90° t.o.v. zitrails)	
SJE2020		Hoekinstelbare rug, van -15° tot +15° neerklapbaar (vergrendeld in neergeklapte positie)	157,00
RUGLEUNING - HOOGTE RUGBUIZEN			
SJE2310	◆	Hoogte instelbare rug 410 - 490 mm (geleverd op 450 mm)	
SJE2300		Hoogte instelbare rug 360 - 400 mm (geleverd op 400 mm)	GM

RUGLEUNING - DUWHANDVATTEN		
SJE2400	◆	Zonder duwhandvatten
SJE2410		Rea opbouw duwhandvatten, in hoogte verstelbaar
		289,00
RUGLEUNING - RUGBEKLEDING		
SJE2510	◆	Rugbekleding nylon met spanbanden
SJE2500		Zonder spanbanden rugleuning (t.b.v. Matrx rug)
		GM
MATRX RUG - hoek en hoogte instelbaar (H 160 t/m 410 mm: past op stoelen 2,5 cm smaller of 2,5 cm breder dan rugbreedte; H 460 en 510 mm: past op stoelen 2,5 cm smaller of 5 cm breder dan rugbreedte, rugfixatiestang vervalt)		
SJE2430		Matrx Elite E2, H 160 mm incl.bevestiging
		982,00
SJE2432		Matrx Elite E2, H 210 mm incl.bevestiging
		982,00
SJE2434		Matrx Elite E2, H 260 mm incl.bevestiging
		982,00
SJE2436		Matrx Elite E2, H 310 mm incl.bevestiging
		982,00
SJE2438		Matrx Elite E2, H 360 mm incl.bevestiging
		982,00
SJE2460		Matrx Elite E2, H 410 mm incl.bevestiging
		982,00
SJE2465		Matrx Elite E2, H 460 mm incl.bevestiging
		982,00
SJE2440		Matrx Elite E2, H 510 mm incl.bevestiging
		982,00
SJE2442		Matrx Elite E2 Deep, H 160 mm incl.bevestiging
		1.106,00
SJE2444		Matrx Elite E2 Deep, H 210 mm incl.bevestiging
		1.106,00
SJE2446		Matrx Elite E2 Deep, H 260 mm incl.bevestiging
		1.106,00
SJE2448		Matrx Elite E2 Deep, H 310 mm incl.bevestiging
		1.106,00
SJE2452		Matrx Elite E2 Deep, H 360 mm incl.bevestiging
		1.106,00
SJE2470		Matrx Elite E2 Deep, H 410 mm incl.bevestiging
		1.106,00
SJE2475		Matrx Elite E2 Deep, H 460 mm incl.bevestiging
		1.106,00
SJE2478		Matrx Elite E2 Deep, H 510 mm incl.bevestiging
		1.106,00
MATRX RUGGEN KEUZE BREEDTE		
SJE2481		Matrx rugsysteem breedte 360 mm (indicatieve rompbreedte 265 mm)
		0,00
SJE2482		Matrx rugsysteem breedte 380 mm (indicatieve rompbreedte 290 mm)
		0,00
SJE2484		Matrx rugsysteem breedte 410 mm (indicatieve rompbreedte 315 mm)
		0,00
SJE2486		Matrx rugsysteem breedte 430 mm (indicatieve rompbreedte 340 mm)
		0,00
SJE2488		Matrx rugsysteem breedte 460 mm (indicatieve rompbreedte 370 mm)
		0,00
SJE2490		Matrx rugsysteem breedte 480 mm (indicatieve rompbreedte 390 mm)
		0,00
SJE2492		Matrx rugsysteem breedte 510 mm (indicatieve rompbreedte 420 mm)
		0,00
BEENSTEUNEN		
SJE3020	◆	Beensteun 80°, wegzwenkbaar, uitneembaar; rechts (niet i.c.m. voetplaten per paar en vast voorframe)
SJE3120	◆	Beensteun 80°, wegzwenkbaar, uitneembaar; links (niet i.c.m. voetplaten per paar en vast voorframe)
SJE3030		Beensteun 90°, wegzwenkbaar, uitneembaar rechts (alleen i.c.m. hoek en diepte instelbare voetplaat, en 4"/5" voorwielen)
		146,00
SJE3130		Beensteun 90°, wegzwenkbaar, uitneembaar; links (alleen i.c.m. hoek en diepte instelbare voetplaat, en 4"/5" voorwielen)
		146,00
SJE3010		Beensteun 70°, wegzwenkbaar, uitneembaar rechts
		146,00
SJE3110		Beensteun 70°, wegzwenkbaar, uitneembaar; links
		146,00
SJE3040		Comfort beensteun lengtecompenserend, in hoek verstelbaar 0° - 75°, wegzwenkbaar, uitneembaar + kuitplaat rechts (niet i.c.m. voetplaten per paar, eendelige voetplaat, vast voorframe, hoog gemonteerde wegzwenkbare beensteunen, verstelbare kuitband, verlengde drukremmen, ZB 355 of smaller)
		163,00
SJE3140		Comfort beensteun lengtecompenserend, in hoek verstelbaar 0° - 75°, wegzwenkbaar, uitneembaar + kuitplaat links (niet i.c.m. voetplaten per paar, eendelige voetplaat, vast voorframe, hoog gemonteerde wegzwenkbare beensteunen, verstelbare kuitband, verlengde drukremmen, ZB 355 of smaller)
		163,00
SJE3000		Zonder beensteun, rechts
		GM
SJE3100		Zonder beensteun, links
		GM
SJE3050		Amputatie in hoogte en in hoek verstelbaar; rechts
		259,00
SJE3150		Amputatie in hoogte en in hoek verstelbaar; links
		259,00



SJE3020

SJE3010

SJE3030



SJC3040/3140



SJE3050



SJE3200



SJE3210



SJE3230

VOETPLATEN			
SJE3210	◆	Voetplaat, opklapbaar, hoek en diepte instelbaar; rechts inclusief verstelbare hielband	
SJE3310	◆	Voetplaat, opklapbaar, hoek en diepte instelbaar; links inclusief verstelbare hielband	
SJE3200		Voetplaat opklapbaar, rechts inclusief verstelbare hielband (niet i.c.m. wegzwenkbare beensteun met korte insteekbuis)	-30,00
SJE3300		Voetplaat opklapbaar, links inclusief verstelbare hielband (niet i.c.m. wegzwenkbare beensteun met korte insteekbuis)	-30,00
SJE3230		Eendelige voetplaat (niet i.c.m. wegzwenkbare beensteun)	225,00
INSTEKBUIZEN			
SJE3430	◆	Wegzwenkbare beensteunen, lange insteekbuis (onderbeenlengte: 400 - 525 mm)	
SJE3420		Wegzwenkbare beensteunen, standaard insteekbuis (onderbeenlengte: 295 - 420 mm)	GM
SJE3410		Wegzwenkbare beensteunen, korte insteekbuis (onderbeenlengte: 285 - 375 mm)	GM
SJE3400		Wegzwenkbare beensteunen, hoog gemonteerde buis (onderbeenlengte: 160 - 375 mm)	GM
SJE3440		Vaste beensteunen, standaard insteekbuis (onderbeenlengte: 320 - 460 mm)	GM
SJE3450		Vaste beensteunen, lange insteekbuis (onderbeenlengte: 360 - 500 mm)	GM
ARMSTEUNEN PER PAAR (alle inclusief kledingbeschermers)			
SJE4020&4120	◆	Armsteunen (N°1) uitneembaar, lang (380 mm), hoogte en diepte instelbaar	
SJE4010&4110		Armsteunen (N°1) uitneembaar, kort (280 mm), hoogte en diepte instelbaar	GM
SJE4030&4130		Armsteunen (N°3) opklapbare, uitneembare, korte armlegger, in hoogte verstelbaar	GM
SJE4040&4140		Armsteunen (N°3) opklapbare, uitneembare, lange armlegger, in hoogte verstelbaar	GM
SJE4050&4150		Buisvormige armsteunen, wegzwenkbaar	GM
SJE4000&4100		Geen armsteunen	GM
SJE3700		Zonder kledingbeschermer / spatborden	GM
SJE3750		Met kledingbeschermer (paar)	GM
SJE3800		Uitneembare spatborden (paar) (niet i.c.m. trommelremmen)	26,00
ZITKUSSEN (voor Matrx kussens: ook zitdiepte aangeven)			
SJE5000		Zitkussen schuim 50 mm (nylon en anti-slip)	78,00
		Matrx Flo-tech Lite kussen, stretch hoes	191,00
		Matrx Flo-tech Contour, stretch hoes	206,00
		Matrx Flo-tech Lite Visco, stretch hoes Gewichtklasse: medium (32 tot 51 kg) firm (51 tot 70 kg)	261,00
		Matrx Contour NG Visco kussen, stretch hoes	297,00
		Gewichtklasse: medium (51 tot 76 kg) firm 76 tot 102 kg) very firm (102 tot 125 kg)	
		Matrx Libra kussen, stretch hoes	669,00
		Zitbreedte kussen gelijk aan stoel	
		Zitdiepte kussen 406 mm 432 mm 457 mm 483 mm 508 mm 533 mm	
		Kussenhoes: ◆ Stretch Aero	
		Voor overige kussens: zie prijslijst Invacare Matrx Flo-tech kussens	
ZITOPTIES			
SJE5090		Zitting stabilisator	113,00
HIELBANDEN			
SJE5400		Kuitband verstelbaar	28,00
RUGFIXATIE			
SJE5600		Rugfixatiestang (niet inklapbaar) (niet i.c.m. Matrx hoofdsteen met kussen Soft)	82,00



SJE5400

HOOFDSTEUN			
SJE5650		Matrix hoofdsteun soft kussen met standaard bevestigingsmateriaal (alleen i.c.m. Matrix rugleuning)	758,00
FRAMEKLEUREN			
SJE6060	◆	Framekleur pearl grey	
SJE6000		Framekleur pearl white	GM
SJE6010		Framekleur anthracite black	GM
SJE6020		Framekleur pop blue	GM
SJE6030		Framekleur dark red	GM
ACCENTKLEUREN (voorvork & wiel, afdekplaatje QR as)			
SJE6100	◆	Grey	
SJE6110		Blue	83,00
SJE6200		Purple	83,00
VOORWIELEN			
SJE7100	◆	Voorwielen 6" X 1.3/8", alu softroll (niet i.c.m. 90° beensteunen, ZHV < 435 & 535 mm)	
SJE7000		Voorwielen 4" X 1.1/4", softroll (niet i.c.m. ZHV 385 & > 485 mm)	40,00
SJE7055		Voorwielen 5" X 1", massief (niet i.c.m. ZHV 360 & 535 mm)	40,00
SJE7070		Voorwielen 5" X 1.3/8", alu softroll (niet i.c.m. ZHV 360, 385 & 535 mm)	40,00
SJE7110		Voorwielen 7" X 1.1/4", massief (niet i.c.m. 90° beensteunen, ZHV < 460 mm)	40,00
ACHTERWIELEN			
SJE7230	◆	Achterwielen 24", gekruist gespaakt (alleen i.c.m. standaard luchtband of massief)	
SJE7200		Achterwielen 22", gekruist gespaakt (niet met RVS hoepels) (alleen i.c.m. standaard luchtband of massief)	GM
SJE7240		Achterwielen 24", lichtgewicht, radiaal gespaakt, zwarte hoepel, hoepelbevestiging op 6 plekken (niet i.c.m. RVS hoepels, spaakbeschermers, trommelremmen)	157,00
SJE7250		Achterwielen 25", lichtgewicht, radiaal gespaakt, zwarte hoepel, hoepelbevestiging op 6 plekken (alleen i.c.m. Schwalbe banden en aluminium hoepels, niet i.c.m. spaakbeschermers, trommelremmen)	179,00
SJE7260		Achterwielen 25", zwarte Spinergy wielen (alleen i.c.m. Schwalbe banden, niet i.c.m. RVS hoepels, spaakbeschermers, trommelremmen)	786,00
BANDEN			
SJE7302	◆	Massieve banden, zwart, 1.3/8"	
SJE7304		Luchtbanden, zwart, 1.3/8", blokpatroon	GM
SJE7315		Luchtbanden, laag profiel, zwart, 1"	GM
SJE7320		Luchtbanden Primo Sentinel 1"	104,00
HOEPELS			
SJE7400	◆	Hoepels aluminium	
SJE7410		Hoepel roestvrijstaal (alleen i.c.m. gekruist gespaakt 24" achterwiel)	166,00
SJE7420		Hoepel met zwarte anti-slip coating	262,00
ACHTERWIELASSEN			
SJE7500	◆	Quick Release assen	
ACHTERWIELPOSITIE			
SJE7630	◆	Achterwielpositie passief en veilig (25 mm)	
SJE7620		Medium actieve achterwielpositie (50 mm)	GM
SJE7610		Actieve achterwielpositie (75 mm)	GM
SJE7600		Zeer actieve achterwielpositie (100 mm)	GM
CAMBER			
SJE7700	◆	0° camber	
SJE7710		1° camber	GM
SJE7720		2° camber	GM
SJE7730		3° camber	13,00
SJE7740		4° camber	13,00



SJE7230



SJC7240,50



SJE7260



SJE7315

SPAAKBESCHERMERS			
SJE8000		Spaakbeschermers transparant, per paar (echter in het zwart bij gekruist gespaakt 24" achterwiel)	300,00
REMMEN/REMVERLENGERS			
SJE8100	◆	Standaard drukremmen	
SJE8120		Drukremmen, verlengd (niet i.c.m. comfort beensteunen)	60,00
SJE8130		Trekremmen verlengd (mogelijk i.c.m. comfort beensteunen)	176,00
SJE8160		Trommelremmen voor begeleider incl. standaard drukremmen óf trekremmen (alleen i.c.m. duwhandvatten en gekruist gespaakt 22" of 24" achterwielen)	608,00
SPI585518		Remmen met éénhandsbediening, rechts	255,00
SPI585529		Remmen met éénhandsbediening, links	255,00
ANTI-TIP			
SJE8500		Wegzwenkbare anti-tip, rechts	125,00
SJE8550		Wegzwenkbare anti-tip, links	125,00
OPTIES			
SJE8200	◆	Taxifixatiebevestigingen (alleen bij rughoogte > 400 mm, niet i.c.m. stokhouder)	
SJE8300		Veiligheidsgordel met autosluiting	46,00
SJE9000		Stokhouder	27,00
SJE9150		Trapdop type Rea Focus, links (kan wél i.c.m. anti-tip aan dezelfde zijde)	32,00
SJE9250		Trapdop type Rea Focus, rechts (kan wél i.c.m. anti-tip aan dezelfde zijde)	32,00
ALBER AANDRIJFHULPMIDDELEN (voor details zie ALBER hoofdstuk in deze prijslijst)			
Bij een order voor een nieuwe Invacare Action 5 in combinatie met een nieuwe Alber elektrische hulpaandrijving is de montage daarvan gratis.			
		Alber e-fix E35, elektrische hulpaandrijving* incl. lader	
		Alber e-motion M25/DuoDrive, elektrische hoepelondersteuning* incl. lader	
		Alber viamobil V25, elektrische duwhulp* incl. lader	
		Alber e-pilot PI5, elektrische aankoppelbike* incl. lader	
		*Levering onder condities die gelden voor de Alber producten	
OPMERKINGEN			
INVACARE UNIQUE			
		Wilt u speciale aanpassingen aan deze rolstoel vul dan het Invacare Unique-formulier in. U vindt dit formulier achteraan in dit hoofdstuk óf op onze website: www.invacare.nl	




SJE8100

SJE8120



SJE8160



SPI585529



		Achterwiel in relatie tot zithoogte achter (ZHA)							
		(mm)	360	385	410	435	460	485	510
Wielmaat	22"		x	x	x	x	x		
	24"		x	x	x	x	x	x	
	25"				x	x	x	x	x

		Voorwiel in relatie tot zithoogte voor (ZHV)								
		(mm)	360	385	410	435	460	485	510	535
Wielmaat	4"		x		x	x	x	x		
	5"			x	x	x	x	x	x	
	6"					x	x	x	x	
	7"						x	x	x	x