

Invacare® XLT Max



180 KG



11,1 KG



Crashtest
ISO 7176-19
Geldt alleen bij
RH > 400 mm



Manuele actief rolstoel (vast frame)
in titanium
Maximaal gebruikersgewicht:
180 kg
Garantie: Algemeen: 1 jaar; frame:
3 jaar
Prijzen in Euro exclusief BTW

Dealer:

Technisch adviseur:

E-mail:

Telefoonnummer:

Plaats:

Referentie:

Datum:

◆ Standaardconfiguratie □ Optie **GM** Optie zonder meerprijs **POA** Prijs op aanvraag

Code	Omschrijving	€
BASISMODEL		
BTA0010	◆ Invacare XLT Max	4307,00
BTA0020	◆ Uitgevoerd met standaard 24" achterwielen, zelfrijder	
BTA0040	◆ Frame Active, 75° gebogen	
BTA0060	◆ Zitbreedte 555 mm	
BTA0090	◆ Zitdiepte 550 mm, instelbaar van 510-550 mm	
BTA0160	◆ Zithoogte voorzijde 490 mm (Zhv)	
BTA0260	◆ Zithoogte achterzijde 450 mm (ZHa)	
BTA0420	◆ Onderbeenlengte 440 mm (OBL)	
BTA0450	◆ Traploos hoekinstelbare rug, spanbanden, neerklapbaar	
BTA0510	◆ Rughoogte 400 mm, instelbaar van 400-440 mm	
BTA0630	◆ Zonder duwhandvatten	
BTA0640	◆ Zitbekleding met spanbanden	
BTA0660	◆ Zonder zitkussen	
BTA0670	◆ Voetbeugel vast inclusief kuitsteun	
BTA0710	◆ Kledingbeschermer, afneembaar links	
BTA0760	◆ Kledingbeschermer, afneembaar rechts	
BTA0810	◆ Framekleur anthracite black	
BTA0870	◆ Voorwiellagerhuis, hoekinstelbaar	
BTA0895	◆ Voorwielen 6". 150x30 massief	
BTA0940	◆ Voorvork, vaste stappen	
BTA0950	◆ Achterwielen 24" standaard	
BTA0960	◆ Banden massief	
BTA0980	◆ Aluminium hoepels	
BTA1030	◆ Achterwiel fixatie standaard	
BTA1050	◆ Camber 2°	
BTA1070	◆ Drukremmen type "Malta"	
	Totaalprijs standaardconfiguratie	4307,00
OVERIGE UITVOERINGSVORMEN		
BTA0020	◆ Uitgevoerd met standaard 24" achterwielen, zelfrijder	
BTA0030	Uitgevoerd met trommelremmen (niet i.c.m. vaste en in hoogte verstelbare korte duwhandvatten banden Schwalbe Marathon evolution, 2° camber)	622,00
FRAME HOEK		
BTA0040	◆ Frame Active, 75° gebogen	
ZITBREEDTE		
BTA0060	◆ Zitbreedte 555 mm	
BTA0050	Zitbreedte 505 mm	GM
BTA0070	Zitbreedte 605 mm	GM
ZITDIEPTE		
BTA0090	◆ Zitdiepte 550 mm, instelbaar 510-550 mm	



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaardconfiguratie

BTA0080		Zitdiepte 500 mm, instelbaar 460-500 mm	GM		
BTA0100		Zitdiepte 600 mm, instelbaar 560-600 mm (niet i.c.m. Flo-tech Contour kussen)	GM		
ZITHOOGTE VOORZIJDE (ZHv)					
BTA0160	◆	ZHv 490 mm (niet i.c.m. OBL 460/480 mm)			
BTA0110		ZHv 440 mm (niet i.c.m. zithoogtes achter 390/450/460 mm, OBL 420/440/460/480 mm, 6" voorwielen, 7" voorwielen)	GM	Zhv / Voorwiel formaat 5,5" : 440-510 mm 6" : 460-520 mm 7" : 480-520 mm	
BTA0120		ZHv 450 mm (niet i.c.m. zithoogtes achter 390/460 mm, OBL 420/440/460/480 mm, 6" voorwielen, 7" voorwielen)	GM		
BTA0130		ZHv 460 mm (niet i.c.m. zithoogtes achter 390/460 mm, OBL 420/440/460/480 mm, 5,5" voorwielen, 7" voorwielen)	GM		
BTA0140		ZHv 470 mm (niet i.c.m. zithoogte achter 390 mm, OBL 440/460/480 mm, 7" voorwielen)	GM		
BTA0150		ZHv 480 mm (niet i.c.m. zithoogte achter 390/400 mm, OBL 460/480 mm, 5,5" voorwielen)	GM		
BTA0170		ZHv 500 mm (niet i.c.m. OBL 480 mm)	GM		
BTA0180		ZHv 510 mm (niet i.c.m. OBL 480 mm)	GM		
BTA0190		ZHv 520 mm (alleen in combinatie met voetbeugel hoog gemonteerd)	GM		
ZITHOOGTE ACHTER (ZHh)					
BTA0260	◆	ZHh 450 mm			
BTA0200		ZHh 390 mm	GM	ZHh / Achterwiel maat 24" : 390-460 mm	
BTA0210		ZHh 400 mm	GM		
BTA0220		ZHh 410 mm	GM		
BTA0230		ZHh 420 mm	GM		
BTA0240		ZHh 430 mm	GM		
BTA0250		ZHh 440 mm	GM		
BTA0270		ZHh 460 mm	GM		
ONDERBEENLENGTE (zonderzitkussen, OBL: SHv-40 mm)					
Voetbeugel hooggemonteerd					
BTA0280		OBL 270 mm (alleen i.c.m. voetbeugel hoog gemonteerd)	GM		
BTA0290		OBL 280 mm (alleen i.c.m. voetbeugel hoog gemonteerd)	GM		
BTA0300		OBL 290 mm (alleen i.c.m. voetbeugel hoog gemonteerd)	GM		
BTA0310		OBL 300 mm (alleen i.c.m. voetbeugel hoog gemonteerd)	GM		
BTA0320		OBL 310 mm (alleen i.c.m. voetbeugel hoog gemonteerd)	GM		
BTA0330		OBL 320 mm (alleen i.c.m. voetbeugel hoog gemonteerd)	GM		
BTA0340		OBL 330 mm (alleen i.c.m. voetbeugel hoog gemonteerd)	GM		
BTA0350		OBL 340 mm (alleen i.c.m. voetbeugel hoog gemonteerd)	GM		
BTA0360		OBL 350 mm (alleen i.c.m. voetbeugel hoog gemonteerd)	GM		
BTA0370		OBL 360 mm (alleen i.c.m. voetbeugel hoog gemonteerd)	GM		
BTA0380		OBL 370 mm (alleen i.c.m. voetbeugel hoog gemonteerd)	GM		
Standaard voetbeugel					
BTA0390		OBL 380 mm (niet i.c.m. trapdop)	GM		
BTA0400		OBL 400 mm (niet i.c.m. trapdop)	GM		
BTA0410		OBL 420 mm (niet i.c.m. trapdop)	GM		
BTA0420		OBL 440 mm (niet i.c.m. trapdop)			
BTA0430		OBL 460 mm (niet i.c.m. trapdop)	GM		
BTA0440		OBL 480 mm (niet i.c.m. trapdop)	GM		
RUGTYPE					
BTA0450	◆	Traploos hoekinstelbare rug, spanbanden, neerklapbaar			
RUGHOOGTE					
In hoogte verstelbaar					
BTA0510	◆	RH 400 mm, instelbaar 400-440 mm			
BTA0520		RH 420 mm , instelbaar 400-440 mm	GM		
BTA0530		RH 440 mm, instelbaar 400-440 mm	GM		
BTA0540		RH 450 mm, instelbaar 450-490 mm	GM		
BTA0550		RH 470 mm, instelbaar 450-490 mm	GM		
BTA0560		RH 490 mm, instelbaar 450-490 mm	GM		

DUWHANDVATTEN			
BTA0630	◆	Zonder duwhandvatten	
BTA0570		Vaste duwhandvatten	GM
BTA0580		In hoogte verstelbaar, opbouw, korte duwhandvatten	79,00
BTA0590		In hoogte verstelbaar, opbouw, lange duwhandvatten	79,00
BTA0600		In hoogte verstelbaar, opbouw inclusief neksteun	311,00
BTA0610		In hoogte verstelbaar, opbouw inclusief hoofdsteun	388,00
BTA0620		In hoogte verstelbaar, opbouw inclusief hoofdsteun + kinsteun	403,00
ZITBEKLEDING			
BTA0640	◆	Zitbekleding met spanbanden	
ZITKUSSEN			
BTA0660	◆	Zonder zitkussen	
BTA0650		Flo-tech Contour	191,00
VOETBEUGEL			
BTA0670	◆	Voetbeugel vast inclusief kuitband	
BTA0680		Voetbeugel vast met kunststof voetplaat	32,00
BTA0690		Opklapbare eendelige voetplaat, hoekinstelbaar	251,00
BTA0700		Voetbeugel hooggemonteerd (OBL 270-370 mm)	78,00
ARMSTEUN / KLEDINGBESCHERMER LINKS			
BTA0710	◆	Kledingbeschermer, afneembaar links	
BTA0720		Spatbord links	GM
BTA0730		Armsteun "Rio" in hoogte verstelbaar, uitneembaar (arml. 280 mm) links	56,00
BTA0740		Armsteun "Comfort" in hoogte verselbaar, brede armlegger, links	56,00
BTA0750		Zonder armsteun, links	GM
ARMSTEUN / KLEDINGBESCHERMER RECHTS			
BTA0760	◆	Kledingbeschermer, afneembaar rechts	
BTA0770		Spatbord rechts	GM
BTA0780		Armsteun "Rio" in hoogte verstelbaar, uitneembaar (arml. 280 mm) rechts	56,00
BTA0790		Armsteun "Comfort" in hoogte verselbaar, brede armlegger, rechts	56,00
BTA0800		Zonder armsteun, rechts	GM
FRAME KLEUREN			
BTA0810	◆	Framekleur anthracite black	
BTA0860		Framekleur blasted titanium	234,00
VOORWIELLAGERHUIS			
BTA0870	◆	Voorwiellagerhuis, hoekinstelbaar	
VOORWIELEN			
BTA0895	◆	Voorwielen 6". 150x30 massief	
BTA0880		Voorwielen 5,5", 140x37, foam	GM
BTA0900		Voorwielen 6", 150x30,foam	GM
BTA0920		Voorwielen 7", 180x40, foam	GM
VOORVORK			
BTA0940	◆	Voorvork, vaste stappen	
ACHTERWIELEN			
BTA0950	◆	24" standaard wielen	
BANDEN			
BTA0960	◆	Banden massief	
BTA0970		Schwalbe Marathon Evolution, zwart	178,00
HOEPELS			
BTA0980	◆	Aluminium hoepels	
BTA0990		RVS	144,00
BTAI020		Black grip	211,00
ACHTERWIEL FIXATIE			
BTAI030	◆	Achterwiel fixatie standaard	
CAMBER			
BTAI050	◆	2° camber	
BTAI040		0° camber	GM

Zhv / voorwiel formaat

5,5" : 440-510 mm
6" : 460-520 mm
7" : 480-520 mm

ZHa / Achterwiel maat

24" : 390-460 mm

SPAAKBESCHERMER		
BTA1060		Spaakbeschermer "Frost" 308,00
REMMEN		
BTA1070	◆	Drukremmen type "Malta"
VEILIGHEIDSOPTIES		
BTA1080		Veiligheidsgordel 69,00
BTA1090		Remverlenger, links 13,00
BTA1100		Remverlenger, rechts 13,00
BTA1110		Armsteunvergrendelset 54,00
BTA1120		Anti-tip links (voor veiligheidsredenen raden wij aan beide anti-tippers te gebruiken) 62,00
BTA1130		Anti-tip rechts (voor veiligheidsredenen raden wij aan beide anti-tippers te gebruiken) 62,00
ACCESSOIRES		
BTA1160		Stokhouder links 28,00
BTA1170		Stokhouder rechts 28,00
BTA1200		Gereedschapsset 46,00
BTA1210		Frame beschermer (voorframe) 41,00
SPECIALE AANPASSING		
BTA8000		Speciale frameconstructie (tekening en omschrijving nodig) POA
ALBER AANDRIJFHULPMIDDELEN (voor details zie ALBER hoofdstuk in deze prijslijst)		
		Alber e-motion M25/DuoDrive, elektrische hoepel ondersteuning*
		* Levering onder condities die gelden voor de Alber producten.
INVACARE UNIQUE		
		Wilt u speciale aanpassingen aan deze rolstoel vul dan het Invacare Unique-formulier in.
AANPASSINGEN / OVERIGE OPMERKINGEN		
		Indien er andere speciale aanpassingen moeten worden gedaan, wilt u deze dan a.u.b. hierbij vermelden? / Overige opmerkingen

