



Alber® Viamobil® Eco V14 CE




Dealer:
Technisch adviseur:
E-mail:
Telefoonnummer:
Plaats:
Referentie:
Datum:

◆ Standaardconfiguratie Optie **GM** Optie zonder meerprijs **POA** Prijs op aanvraag


Code	Omschrijving	€
BASISMODEL		
1489118	viamobil V14 elektrische duwhulp met duimbediening	2113,00
	bestaande uit:	
	- tweewielige aandrijfunit met 24V/9Ah elektromotor	
	- handmatig neerlaten/optillen van het aandrijf wiel d.m.v. voetpedaal met gasveer	
	- eenvoudige (de)montage d.m.v. aankoppelsysteem	
	- traploos instelbare maximale snelheid 5,5 km/u, door draaiknop	
	- accu-conditie permanent afleesbaar	
	- Onderhoudsvrije accu 12V-7,2AH	
	- eenvoudig afneembare accuhouder, zonder kabels	
	- Duimbediening	
	- Acculader viamobil V14	
	- Onderhoudsvrije accu 12 V - 7,2 Ah	151,00
	! Altijd bij uw bestelling het type rolstoel, zitbreedte, zithoogte en type duwhandvatten opgeven	
	Merk rolstoel:	
	Model rolstoel:	
	Zitbreedte in mm:	
	Zithoogte in mm:	
	Type duwhandvatten:	
	! Om de Viamobil V14 compleet te maken dient er ALTIJD een bracket bij besteld te worden	
1510457	Alber bevestigingsset (bracket)	310,00
	Totaalprijs:	2574,00
ACCUS EN OPTIES		
1489197	Extra accupack 12V-7,2Ah, compleet (als extra bestelling bij compleet systeem)	157,00
1519809	Automatische acculader viamobil V14 (als extra bestelling bij compleet systeem)	150,00
VEILIGHEID		
1489332	Anti-tip systeem, paar links+rechts	334,00



Duimbediening



Metten van de zitbreedte. Zitbuis buitenzijde gemeten.



Metten van de zithoogte. Gemeten achterzijde onderkant van de zitting.

Zie bovenstaande afbeeldingen hoe u de zitbreedte en zithoogte moet meten. Deze methode geldt alleen bij alber producten.

EXTRA INFORMATIE		
	Wij willen u dringend verzoeken onderstaande vragen te beantwoorden omdat deze informatie betrekking heeft op het type adapter dat op de rolstoel wordt gemonteerd. Geschiedt montage door Invacare? -> gelieve een kopie van dit formulier met de rolstoel mee te zenden.	!
MONTAGE		
	Montage op lokatie bij de dealer - door Invacare (netto prijs)	260,00
	Montage bij Invacare (netto prijs)	140,00
Is de rolstoel voorzien van trommelremmen?		
	Ja	
	Nee	
Is de rolstoel uitgerust met een eigen anti-tip systeem?		
	Ja	
	Nee	
Indien er reeds duwhandvatten zijn gemonteerd, welk zijn dit dan?		
	Opbouw	
	Geïntegreerd	
	Vast	
	Diameter van de buis is in mm:	
	Diameter van de insteekbuis is in mm:	
Aanpassingen		
	Indien er andere speciale aanpassingen moeten worden gedaan, wilt u deze dan a.u.b. hierbij vermelden?	



Automatische acculader



Anti-tip