



Alber® Viamobil® V25



Dealer:

Technisch adviseur:

E-mail:

Telefoonnummer:


Plaats:

Referentie:


Datum:

◆ Standaardconfiguratie Optie **GM** Optie zonder meerprijs **POA** Prijs op aanvraag

| Code | Omschrijving | € |
|-------------------|--|----------|
| BASISMODEL | | |
| 1521003 | viamobil V25 elektrische duw- en remhulp met begeleidersbediening bestaande uit: - éénwielige aandrijfmotor met 24V elektromotor - constant contact met ondergrond door veersysteem - eenvoudige (de)montage d.m.v. aankoppelsysteem bij het aan/uitzetten - bedieningskast, rechts of links te monteren - traploos instelbare maximale snelheid 5,5 km/u, door draaiknop - traploos instelbare snelheid d.m.v. knijpendel welke tevens is voorzien van een noodstop - accu-conditie permanent afleesbaar - eenvoudig te plaatsen accu - onderhoudsvrije accu Li Ion 36V/6,6 Ah | 5.564,00 |
| | - Acculader viamobil V25 | 481,00 |
| | De viamobil V25 kan onder meer dan 250 verschillende rolstoelen gemonteerd worden, waaronder de Rea Focus, Ibis XA, Roxx, Canto NXT, Quickie en Etac Cross. Om te weten of de V25 past onder uw rolstoel, neem contact op met Customer Service. | |
| | ! Altijd bij uw bestelling het merk rolstoel, zitbreedte, zithoogte, type duwhandvatten en type rolstoel opgeven. | |
| | Merk rolstoel: | |
| | Model rolstoel: | |
| | Zitbreedte in mm: | |
| | Alber inbouwhoogte (hoogte achterkant zitting) in mm (zie afb.): | |
| | Type duwhandvatten: | |
| | Type rolstoel: zelfrijder duwrolstoel | |
| | Type as: vast quick release | |
| | ! Om de Viamobil compleet te maken dienen onderstaande artikelen ALTIJD met de Viamobil V25 besteld te worden | |
| 1510457 | Alber bevestigingsset (bracket) | 388,00 |
| 1521423 | Extra bevestigingsonderdelen voor montage V25 op een Revab Roxx of Handicare Ibis met een Alber inbouwhoogte <400 mm | 112,00 |
| | Totaalprijs | 6.545,00 |
| | Aanbevolen voor gebruik in instellingen: | |



meten van de zitbreedte



Alber inbouwhoogte:
hoogte, gemeten aan achterzijde, onderkant van zitting

Zie bovenstaande afbeeldingen voor hoe te meten van de hoogte en breedte. Deze methode geldt alleen bij Alber producten



Accupack

| | | |
|---|--|---------------|
| 1521250 | Set duwbeugels voor montage op de unit (montage op duwhandvatten komt hiermee te vervallen. Bij Ibis XA, Roxx, Canto ALTIJD noodzakelijk i.v.m. vorm duwhandvatten) | 265,00 |
| 1593406 | Anti-tip systeem | 418,00 |
| | | |
| | Totaalprijs (adviesmodel instellingen): | 7.228,00 |
| ACCU'S EN OPTIES | | |
| 1591426 | Extra accupack 36V / 6,6 Ah, compleet (als extra bestelling bij compleet systeem) | 787,00 |
| 1595564 | Comfort release vergrendeling | 147,00 |
| 1489339 | Anti-tip t.b.v. rolstoel na afkoppelen viamobil V25 | 418,00 |
| EXTRA INFORMATIE | | |
| | Wij willen u dringend verzoeken onderstaande vragen te beantwoorden omdat deze informatie betrekking heeft op het type adapter dat op de rolstoel wordt gemonteerd. Geschiedt montage door Invacare? -> gelieve een kopie van dit formulier met de rolstoel mee te zenden. | ! |
| MONTAGE & AFLEVEREN | | |
| 1521404 | Montageblok om de V25 eenvoudig te monteren | 145,00 |
| | Montage bij Invacare mbt Alber op nieuwe Invacare stoel (netto prijs) | 201,00 |
| | Montage bij Invacare mbt Alber op andere stoel (netto prijs) | 312,00 |
| 1530107 | Montage bij Invacare mbt Alber, incl. uitleg eindgebruiker (netto prijs) | 400,00 |
| | Montage op lokatie mbt Alber - door Invacare (netto prijs) | 462,00 |
| Is de rolstoel voorzien van trommelremmen? | | |
| | Ja | |
| | Nee | |
| Is de rolstoel uitgerust met een eigen anti-tip systeem? | | |
| | Ja | |
| | Nee | |
| Indien er reeds duwhandvatten zijn gemonteerd, welke zijn dit dan? | | |
| | Opbouw | |
| | Geïntegreerd | |
| | Vast | |
| | Diameter van de buis is in mm: | |
| | Diameter van de insteekbuis is in mm: | |
| AANPASSINGEN | | |
| | Indien er andere speciale aanpassingen moeten worden gedaan, wilt u deze dan a.u.b. hierbij vermelden? | |
| OVERIGE OPMERKINGEN | | |
| | | |



Bedieningskast



Anti-tip