



# Alber® e-motion® M25



150 kg



1 wiel: 7.8 kg



25 km



max. 6 - 8.5 km/u



Crashtest  
ISO 7176-19

Dealer:

Technisch adviseur:

E-mail:

Telefoonnummer:

Plaats:

Referentie:

Datum:

◆ Standaardconfiguratie □ Optie **GM** Optie zonder meerprijs **POA** Prijs op aanvraag

| Code              | Omschrijving  | €   |
|-------------------|---|---|
| <b>BASISMODEL</b> |   |   |
| 1592652           | ◆ Alber e-motion M25 24" wielen incl ECS bediening (op afstand aan/uit, 2 rijstanden, leermodus, terugrolvertraging)<br>bestaande uit:<br>- twee aandrijfwielen met motoren<br>- Quick release assen<br>- Schwalbe Marathon Plus Evolution banden<br>- RVS hoepels<br>- maximale snelheid 6 km/u<br>- Acculader | 6291,00<br><br><br><br><br><br><br>502,00 |
|                   | - Set van 2 stuks Lithium Ion accu's  | 903,00                                    |
| 1592523           | ◆ 3 jaar garantie op Lithium Ion accu's   |   |
| 1510457           | ◆ Alber bevestigingsset (bracket)   | 335,00                                    |
|                   | Totaalprijs   | 8031,00                                   |
|                   | <b>! Om de e-motion wielen te bevestigen aan de rolstoel, is een bevestigingsbracket nodig. Deze is afhankelijk van de configuratie van de rolstoel. Daarom ALTIJD onderstaande invullen. Bedankt!</b>  |   |
|                   | Merk rolstoel:  |   |
|                   | Model rolstoel:   |   |
|                   | Camberstand:  |   |



ECS bediening



Lader

**OVERIGE UITVOERINGEN (ook hiervoor: rolstoelinformatie vermelden zoals hierboven gevraagd)  
(let op: bij onderstaande moet ook de prijs van de Alber bevestigingsset nog opgeteld worden)**

**24" uitvoering e-motion M25**

| Banden\Hoepel                                | RVS (standaard)       | RVS gecoat tetra (meerprijs: 189,00 Euro) | Curve L (meerprijs 432,00 Euro) | Quadro (meerprijs 518,00 Euro) |
|--|-----------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|
| Schwalbe Marathon Evolution Plus (standaard) | 1592652: 7696,00 Euro | 1592653: 7885,00 Euro                     | 1592666: 8128,00 Euro           | 1592657: 8214,00 Euro          |
| Schwalbe RightRun                            | 1592559: 7696,00 Euro | 1592651: 7885,00 Euro                     | 1592663: 8128,00 Euro           | 1592656: 8214,00 Euro          |
| Lekvrije band 1.3/8" met PU-binnenband       | 1592654: 7826,00 Euro | 1592655: 8015,00 Euro                     | 1592669: 8258,00 Euro           | 1592668: 8344,00 Euro          |

**22" uitvoering e-motion M25**

| Banden\Hoepel                          | RVS (standaard)       | RVS gecoat tetra (meerprijs: 189,00 Euro) |  |  |
|--|-----------------------|---|--|--|
| Schwalbe RightRun                      | 1592670: 7696,00 Euro | 1592671: 7885,00 Euro                     |  |  |
| Lekvrije band 1.3/8" met PU-binnenband | 1592676: 7826,00 Euro | 1592677: 8015,00 Euro                     |  |  |

**25" uitvoering e-motion M25**

| Banden\Hoepel  | RVS (standaard)       | Curve L (meerprijs 432,00 Euro) |  |  |
|--|-----------------------|---------------------------------|--|--|
| Schwalbe Marathon Evolution Plus (breedte 1", diameter 615 mm) | 1592659: 7861,00 Euro | 1592679: 8293,00 Euro           |  |  |
| Schwalbe RightRun (breedte 1.1", diameter 625 mm)              | 1592658: 7861,00 Euro | 1592678: 8293,00 Euro           |  |  |

| VEILIGHEID  |          |  |
|---|----------|--|
|   | <b>!</b> | <b>e-motion M25 moet altijd gecombineerd worden met een anti-tip. Verplicht keuze maken uit de volgende mogelijkheden:</b>   |
| 1593206   |          | Alber anti-tip systeem zwart met kantelarmen en steunwielen, tevens steun bij (de)monteren van wielen opgeven  |
|   |          | Rolstoel heeft al een dubbele anti-tip   |
|   |          | Dealer monteert dubbele anti-tip   |
| HOEPELOVERTREKKEN   |          |  |
| 1592425   |          | Hoepelovortrek 22" (per stuk)  |
| 1592421   |          | Hoepelovortrek 24" (per stuk)  |
| 1592426   |          | Hoepelovortrek 25" (per stuk)  |
| SPAAKBESCHERMERS  |          |  |
| 1592266   |          | Spaakbeschermers 22", bedrukking „Comic" (paar)  |
| 1592268   |          | Spaakbeschermers 24", bedrukking „Sphere" (paar)   |
| 1592553   |          | Spaakbeschermers 24", onbedrukt (paar)   |
| 1592269   |          | Spaakbeschermers 25", bedrukking „Sphere" (paar)   |
| ECS BEDIENING TOEBEHOREN  |          |  |
| 1592485   |          | Cover voor ECS bediening (aangeraden voor gebruik in instellingen: ECS is dan puur voor het aan/uitzetten van de e-motion wielen)  |
| 1490821   |          | Houder voor ECS bediening op rolstoel (excl. bevestigingsplaat)  |
| 1521255   |          | Houder voor ECS bediening op Roxx (excl. bevestigingsplaat)  |
| 1592674   |          | Houder voor ECS bediening op Ibis (excl. bevestigingsplaat)  |
| 1593388   |          | Bevestigingsplaat t.b.v. houder voor ECS bediening (incl. smartphone magneethouder)  |
| OVERIG TOEBEHOREN   |          |  |
| 1592972   |          | e-motion M25 ergonomie as  |
| 1565005   |          | Ombouwset QR assen zijn benodigd bij het merendeel van de rolstoelen op de Nederlandse markt voor gebruik van de normale wielen op e-motion M25 asbevestiging. Afhankelijk van rolstoeltype kan het artikelnummer variëren.  |
| 1593296   |          | Smartphone magneethouder, los  |
| 1467780   |          | Remverbreders set<br>Opmerking: Niet bij alle rolstoelen nodig, wel o.a. bij de volgende modellen: Kuschall Compact (2.0), Etac Cross 5, Quickie Helix2, Rubix2 en Life & Mobility Roxx NO, Canto NXT.<br>Afhankelijk van rolstoeltype kan het artikelnummer variëren. |
| 1591500   |          | Ergonomische steekas (paar)  |
| 1591362   |          | Transport as   |
| ACCU'S EN OPTIES  |          |  |
| 1591781   |          | Lithium Ion accu, (per stuk) als losse bestelling  |
| MONTAGE & AFLEVEREN   |          |  |
|   |          | Montage op locatie bij de dealer - door Invacare (netto prijs)   |
|   |          | Montage bij Invacare (netto prijs)   |
| 1530107   |          | Invacare afleverservice uit naam van dealer bij eindgebruiker (incl. instellen van rijparameters en uitleg gebruik) (netto prijs)  |
| Als er een houder voor de ECS bediening is besteld, waar moet deze worden gemonteerd? |          |  |
|   |          | Rechts   |
|   |          | Links  |
| ACCESSOIRES   |          |  |
|   |          | e-motion M25 Mobility App  |
|   |          | Het Alber Mobility Plus pakket kan niet via Invacare aangeschaft worden. Dit moet direct online via de Google Playstore of de Apple App store.   |
|   |          | Functies:  |
|   |          | - handleiding  |
|   |          | - veel gestelde vragen   |
|   |          | - serviceinformatie  |
| Aanpassingen / Overige opmerkingen  |          |  |
|   |          | Indien er andere speciale aanpassingen moeten worden gedaan, wilt u deze dan a.u.b. hierbij vermelden? / Overige opmerkingen   |



Curve L hoepel

Quadro hoepel



Hoepelovortrek



Spaakbeschermer: Comic en Sphere



ECS houder



Ergonomische steekas



Transport as

