

Invacare B.V. · Galvanistraat 14-3 · 6716 AE Ede  
 Tel: 0318 - 69 57 57 · www.invacare.nl

## Alber® e-pilot P15®

CE



100 kg



18,4 kg



50 km



20 km/u

Het optionele Alber Mobility Plus pakket kan niet via Invacare aangeschaft worden. Dit moet direct online via de Google Playstore of de Apple App store.

Dealer:

Technisch adviseur:

E-mail:

Telefoonnummer:


Plaats:

Referentie:

Datum:

◆ Standaardconfiguratie  Optie **GM** Optie zonder meerprijs **POA** Prijs op aanvraag

Code	Omschrijving	€
<b>BASISMODEL</b>		
1591916	Alber e-pilot P15 elektrische aankoppelbike bestaande uit:	6121,00
	- wit mat kleurenpaneel	
	- uitneembare lithium ion accu & lader	
	- instelbare max. snelheid in 4 stappen	
	- 2 hydraulische remmen	
	- 16" voorwiel, luchtband	
	- kan ook achteruit rijden	
	- kleurendisplay	
	- standaard verlichting	
1592560	◆ <b>Alber e-pilot verhoogd snelheid pakket 20km/u voor Android smartphones</b>	367,00
	- snelheid tot 20 km/u	
	- Cruise modus	
	<b>Bij uw bestelling altijd onderstaande gegevens invullen!</b>	
	Merk rolstoel:	
	Model rolstoel:	
	Uitvoering (bijv. Hemi):	
	Beensteun hoek:	
	Onderbeenlengte:	
	Remtype:	
	Zitbreedte rolstoel (zitbuis buitenzijde gemeten)	
	cm	
	Zithoogte rolstoel voor (gemeten voorzijde onderkant van zitting)	
	cm	
	<b>Om de Alber e-pilot compleet te maken, dient ook ALTIJD een bracket bij de e-pilot P15 besteld te worden.</b>	
1592290	Alber bevestigingsbracket	401,00
	<b>Totaalprijs:</b>	<b>6889,00</b>
<b>WIJZIGINGEN T.O.V. DE STANDAARDUITVOERING</b>		
1592379	Supernova voorlicht, incl. accu + lader	173,00
1593379	Gashendel aan de linkerzijde	177,00



KLEUREN		
	<b>Glanzende opvallende kleuren</b>	
I592122	Dark Yellow	141,00
I592123	Fire Red	141,00
I592189	Lime Green	141,00
I592190	Light Blue	141,00
	<b>Mat metallic kleuren</b>	
I592191	Blaze Orange	155,00
I592192	Purple	155,00
I592193	Cherry Red	155,00
I592194	Emerald Green	155,00
I592195	Dark Blue	155,00
I592196	Anthracite	155,00
ACCESSOIRES ROLSTOEL		
I592288	Versterkte rolstoel wielen, 24" x 1 3/8" met 1/2" assen (paar)	443,00
I592285	Achterverlichting voor op duwhandvatten	56,00
I592289	Veiligheidspakket (gevaren driehoek, achterverlichting, houder verzekeringsplaatje)	372,00
ACCESSOIRES ALGEMEEN		
I592173	Supernova verlichting (fellere verlichting dan normale verlichting), los geleverd	173,00
I592286	Achteruitkijkspiegel, links	45,00
I592287	Handondersteuning bij gashendel	39,00
I592914	Transportbeschermer	384,00
I593079	Extra gewichten e-pilot t.b.v tractie (2.5kg per gewicht, 5.1kg in totaal; 2 gewichten + adapterplaat)	287,00
I592783	Gashendel linkerkant, los geleverd	177,00
I593552	Band grof profiel	167,00
I592221	e-pilot MobilityPlus Pakket voor Android smartphones, App voor verhogen snelheid naar 20 km/u, cruise control en telefoonmeldingen op display van de e-pilot	382,00
	e-pilot MobilityPlus Pakket voor iOS smartphones, via Apple App store	
ACCU'S		
I592097	Extra accu 13,8 Ah	988,00
I591872	Extra accu lader 4 Ah voor e-pilot	325,00
OPBERG ACCESSOIRES		
I592281	KLICKfix® tashouder voorkant voor KLICKfix® Boodschappentas of Vario houder	191,00
I592278	KLICKfix® Boodschappentas zwart (excl. tashouder I592281)	93,00
I592277	KLICKfix® Boodschappentas zwart met gekleurde stippen	93,00
I592282	KLICKfix® tashouder achterkant voor KLICKfix® Compacte tas of fleshouder	149,00
I592276	KLICKfix® Compacte tas	53,00
I592284	KLICKfix® fleshouder (zwart)	37,00
MONTAGE		
	Montage gedaan door Invacare in Ede - in 2022: gratis!	
I530107	Invacare afleverservice uit naam van dealer bij eindgebruiker (incl. instellen van rijparameters en uitleg gebruik) (netto prijs)	105,00
Aanpassingen / Overige opmerkingen		
	Indien er andere speciale aanpassingen moeten worden gedaan, wilt u deze dan a.u.b. hierbij vermelden? / Overige opmerkingen	



Supernova verlichting



Versterkte rolstoel wielen



Achterverlichting



Veiligheidspakket



Achteruitkijkspiegel



Handondersteuning



Extra accu



Transportbeschermer



Band grof profiel



KLICKfix® tashouder



KLICKfix® Boodschappentas



KLICKfix® Boodschappentas



KLICKfix® Vario houder



KLICKfix® tashouder



KLICKfix® Compacte tas



KLICKfix® fleshouder