

Invacare B.V. · Galvanistraat 14-3 · 6716 AE Ede
Tel: 0318 - 69 57 57 · www.invacare.nl

Invacare® Medley Ergo



Belastbaar gewicht 180 kg / Max. gebruikersgewicht 145 kg
Technische levensduur: 10 jaar
Garantie: Medley Ergo, 2 jaar op frame, 5 jaar op elektrisch & handbediening



Belastbaar gewicht
180 kg
Max. gebruikersgewicht
145 kg

Dealer:

Technisch adviseur:

E-mail:

Telefoonnummer:

Plaats:

Referentie:

Datum:

◆ Standaard Compleet product, onderdeel of accessoire

Code:	Omschrijving:	Prijs:
MEDLEY ERGO met stalen zijhekken (compleet)		
1557962-7042 *)	◆ - 4-delig inlegraam, IEC60601-2-52	
	- Medley Ergo Aria stalen zijhekken 2 x 2 lats	
	- Standaard handbediening	
	- Elektrische rug- en knieverstelling	
	- Manuele onderbeenverstelling (Rasto-fix)	
	- Trendelenburg en anti-trendelenburg	
	- Elektrisch hoog/laag 400-800 mm en 330-730 mm	
	- 100 mm wielen met stalen remmen	
	- 2000 X 900 mm deelbaar in 2 delen	
	- Papegaai, in hoogte en diepte instelbaar handvat	
	- Belastbaar gewicht 180 kg / Max. gebruikersgewicht 145 kg	
	*) Het Medley Ergo bed wordt per 4 stuks aangeleverd op een pallet en geplaatst op een opslagset. Separaat is een transportset leverbaar.	
	Prijs compleet bed	1987,00
MEDLEY ERGO met houten zijhekken (compleet)		
1557963-7042 *)	◆ - 4-delig inlegraam, IEC60601-2-52	
	- Medley Ergo Bella houten zijhekken 2 lats	
	- Standaard handbediening	
	- Elektrische rug- en knieverstelling	
	- Manuele onderbeenverstelling (Rasto-fix)	
	- Trendelenburg en anti-trendelenburg	
	- Elektrisch hoog/laag 400-800 mm en 330-730 mm	
	- 100 mm wielen met stalen remmen	
	- 2000 X 900 mm deelbaar in 2 delen	
	- Papegaai, in hoogte en diepte instelbaar handvat	
	- Belastbaar gewicht 180 kg / Max. gebruikersgewicht 145 kg	
	*) Het Medley Ergo bed wordt per 4 stuks gemonteerd aangeleverd op een pallet en geplaatst op een opslagset. Separaat is een transportset leverbaar.	
	Prijs compleet bed	2123,00
MEDLEY ERGO LOW met stalen zijhekken (compleet)		
1557964-7042 *)	◆ - 4-delig inlegraam, IEC60601-2-52	
	- Medley Ergo Aria stalen zijhekken 2 x 2 lats	
	- Standaard handbediening	
	- Elektrische rug- en knieverstelling	
	- Manuele onderbeenverstelling (Rasto-fix)	
	- Trendelenburg en anti-trendelenburg	
	- Elektrisch hoog/laag 280-680 mm en 210-610 mm	
	- 50 mm wielen met stalen remmen	
	- 2000 X 900 mm deelbaar in 2 delen	



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie

		- Papegaai, in hoogte en diepte instelbaar handvat	
		- Belastbaar gewicht 180 kg / Max. gebruikersgewicht 145 kg	
		*) Het Medley Ergo Low bed wordt ongemonteerd aangeleverd in een doos op een pallet	
		Prijs compleet bed	2258,00

MEDLEY ERGO LOW met houten zijhekken (compleet)

1557965-7042 *)	◆	- 4-delig inlegraam, IEC60601-2-52	
		- Medley Ergo Bella houten zijhekken 2 lats	
		- Standaard handbediening	
		- Elektrische rug- en knieverstelling	
		- Manuele onderbeenverstelling (Rasto-fix)	
		- Trendelenburg en anti-trendelenburg	
		- Elektrisch hoog/laag 280-680 mm en 210-610 mm	
		- 50 mm wielen met stalen remmen	
		- 2000 X 900 mm deelbaar in 2 delen	
		- Papegaai, in hoogte en diepte instelbaar handvat	
		- Belastbaar gewicht 180 kg / Max. gebruikersgewicht 145 kg	
		*) Het Medley Ergo Low bed wordt ongemonteerd aangeleverd in een doos op een pallet	
		Prijs compleet bed	2393,00



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie

MEDLEY ERGO LOW SELECT met houten zijhekken en hoofd-/voeteneind (compleet)

1558012-7042 *)	◆	- 4-delig inlegraam, IEC60601-2-52	
		- Medley Ergo Bella houten zijhekken 2 lats	
		- Medley Select houten afwerking hoofd-/voeteneind	
		- Standaard handbediening	
		- Elektrische rug- en knieverstelling	
		- Manuele onderbeenverstelling (Rasto-fix)	
		- Trendelenburg en anti-trendelenburg	
		- Elektrisch hoog/laag 280-680 mm en 210-610 mm	
		- 50 mm wielen met stalen remmen	
		- 2000 X 900 mm deelbaar in 2 delen	
		- Papegaai, in hoogte en diepte instelbaar handvat	
		- Belastbaar gewicht 180 kg / Max. gebruikersgewicht 145 kg	
		*) Het Medley Ergo Low bed wordt ongemonteerd aangeleverd in een doos op een pallet	
		Prijs compleet bed	2684,00



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie

HOOFD- EN VOETENEIND en INLEGRAAM

1557008-7042		STANDAARD hoofd-/voeteneind, Elektrisch hoog/laag 400-800 mm en 330-730 mm, 100mm wielen met stalen remmen.	662,00
1557006-7042		SELECT houten hoofd-/voeteneind, Elektrisch hoog/laag 400-800 mm en 330-730 mm, 100mm wielen met stalen remmen.	953,00
1557007-7042		LOW hoofd-/voeteneind, Elektrisch hoog/laag 280-680 mm en 210-610 mm, 50mm wielen met stalen remmen.	933,00
1557961-7042		Afmeting 2000 mm x 900 mm, 4-delig inlegraam met elektrische rug- en knieverstelling, manuele onderbeenverstelling (Rasto-fix), incl. Trend/anti-trend, incl. handbediening. Ongemonteerd aangeleverd in een doos.	784,00

ONRUSTHEKKEN**Medley zijhekken (prijs per paar). Voldoen aan norm IEC 60602-2-52**

1560076-7042		Medley Ergo Aria stalen zijhekken, 2 x 2 lats	367,00
1560435-0101		Medley Ergo Bella houten zijhekken, 2 lats	501,00
1560446-0101		Medley Ergo Bella houten zijhekken, verlengd +15cm, 2 lats	529,00

Stalen zijhekken (prijs per paar). Voldoen aan norm IEC 60601-2-52

1528930-0154		Scala Basic 2 stalen zijhekken, alu-grey	365,00
1530817-0154		Scala Decubi 2 stalen zijhekken, alu-grey	641,00
1530436-0154		Scala Medium 2 stalen zijhekken, alu-grey	509,00



Medley Ergo stalen zijhekken Medley Ergo houten zijhekken



Scala Basic 2 / Medium 2 / Decubi 2

Bedheksbescherming (prijs per stuk)		
1449423	Gepolsterde bedheksbescherming voor Scala Basic (2)	214,00
1449421	Gepolsterde bedheksbescherming voor Scala Basic (2) +200 mm	479,00
1449419	Gepolsterde bedheksbescherming voor Scala Medium, Decubi (2)	214,00
ACCESSOIRES en TOEBEHOREN		
1542093-7042	Papegaai, in hoogte en diepte instelbaar handvat, alu-grey	159,00
1538420-0125	Onrusthekverhoger +150 mm voor Medley Ergo Bella houten zijheksen (per stuk)	565,00
1560399-7042	Medley Ergo transportset, gelakt	214,00
SPI560337	Medley Ergo opslagset, ongelakt	66,00
1560077-7042	Medley Ergo bedverlenger +150 mm	108,00
1567889-7042	Medley Ergo bedverlenger inclusief verlengdeel matras +150 mm	240,00
1522587	Verlengdeel matras +150 mm	128,00
ONDERDELEN		
SPI177461	Bevestigingsset voor Medley Ergo zijheksen (paar)	36,00
SPI177259	Rastofix	43,00
NACHTKASTJES		
50-50320-PI	Sonnet Dual nachtkast, incl. kantelbare leesplank, twee lades en een kastje. In hoogte instelbaar van 750 - 1050 mm, alu grey	783,00
50-50221-PI	Sonnet Combi, incl. leesplank. In hoogte instelbaar van 310 - 930 mm. Horizontale delen van gelamineerd kunststof, alu grey	561,00



Papegaai



Onrusthekverhoger +150 mm



Transportset



bedverlenger +150 mm



Dual



Combi

