

Invacare® Medley Ergo



Belastbaar gewicht 180 kg / Max. gebruikersgewicht 145 kg
Technische levensduur: 10 jaar
Garantie: Medley Ergo, 2 jaar op frame, 5 jaar op elektrisch & handbediening



Belastbaar gewicht
180 kg
Max. gebruikersgewicht
145 kg

Dealer:

Technisch adviseur:

E-mail:

Telefoonnummer:

Plaats:

Referentie:

Datum:

◆ Standaard Compleet product, onderdeel of accessoire

Code:	Omschrijving:	Prijs:
MEDLEY ERGO met houten zijhekken (compleet)		
1557963-7042 *)	◆ - 4-delig inlegraam, IEC60601-2-52	
	- Medley Ergo Bella houten zijhekken 2 lats	
	- Standaard handbediening HL400, vergrendelbaar	
	- Control box CA20, analoog	
	- Elektrische rug- en knieverstelling	
	- Manuele onderbeenverstelling (Rasto-fix)	
	- Trendelenburg en anti-trendelenburg	
	- Elektrisch hoog/laag 400-800 mm en 330-730 mm	
	- 100 mm wielen met stalen remmen	
	- 2000 X 900 mm deelbaar in 2 delen	
	- Papegaai, in hoogte en diepte instelbaar handvat	
	- Belastbaar gewicht 180 kg / Max. gebruikersgewicht 145 kg	
	*) Het Medley Ergo bed wordt per 4 stuks gemonteerd aangeleverd op een pallet en geplaatst op een opslagset. Separaat is een transportset leverbaar.	
	Prijs compleet bed	2229,00
MEDLEY ERGO LOW met houten zijhekken (compleet)		
1557965-7042 *)	◆ - 4-delig inlegraam, IEC60601-2-52	
	- Medley Ergo Bella houten zijhekken 2 lats	
	- Standaard handbediening	
	- Elektrische rug- en knieverstelling	
	- Manuele onderbeenverstelling (Rasto-fix)	
	- Trendelenburg en anti-trendelenburg	
	- Elektrisch hoog/laag 280-680 mm en 210-610 mm	
	- 50 mm wielen met stalen remmen	
	- 2000 X 900 mm deelbaar in 2 delen	
	- Papegaai, in hoogte en diepte instelbaar handvat	
	- Belastbaar gewicht 180 kg / Max. gebruikersgewicht 145 kg	
	*) Het Medley Ergo Low bed wordt ongemonteerd aangeleverd in een doos op een pallet	
	Prijs compleet bed	2513,00
MEDLEY ERGO LOW SELECT met houten zijhekken en hoofd-/voeteneind (compleet)		
1558012-7042 *)	◆ - 4-delig inlegraam, IEC60601-2-52	
	- Medley Ergo Bella houten zijhekken 2 lats	
	- Medley Select houten afwerking hoofd-/voeteneind	
	- Standaard handbediening	
	- Elektrische rug- en knieverstelling	
	- Manuele onderbeenverstelling (Rasto-fix)	
	- Trendelenburg en anti-trendelenburg	
	- Elektrisch hoog/laag 280-680 mm en 210-610 mm	



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie




De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie

	- 50 mm wielen met stalen remmen	
	- 2000 X 900 mm deelbaar in 2 delen	
	- Papegaai, in hoogte en diepte instelbaar handvat	
	- Belastbaar gewicht 180 kg / Max. gebruikersgewicht 145 kg	
	*) Het Medley Ergo Low bed wordt ongemonteerd aangeleverd in een doos op een pallet	
	Prijs compleet bed	2818,00
HOOFD- EN VOETENEIND en INLEGRAAM		
I557008-7042	STANDAARD hoofd-/voeteneind, Elektrisch hoog/laag 400-800 mm en 330-730 mm, 100mm wielen met stalen remmen.	695,00
I557007-7042	LOW hoofd-/voeteneind, Elektrisch hoog/laag 280-680 mm en 210-610 mm, 50mm wielen met stalen remmen.	980,00
I557961-7042	Afmeting 2000 mm x 900 mm, 4-delig inlegraam met elektrische rug- en knieverstelling, manuele onderbeenverstelling (Rasto-fix), incl. Trend/anti-trend, incl. handbediening. Ongemonteerd aangeleverd in een doos.	823,00
ONRUSTHEKKEN		
Medley zijhekkken (prijs per paar). Voldoen aan norm IEC 60602-2-52		
I560076-7042	Medley Ergo Aria stalen zijhekkken, 2 x 2 lats	382,00
I560435-0101	Medley Ergo Bella houten zijhekkken, 2 lats	521,00
I560446-0101	Medley Ergo Bella houten zijhekkken, verlengd +15cm, 2 lats	550,00
Stalen zijhekkken (prijs per paar). Voldoen aan norm IEC 60601-2-52		
I528930-0154	Scala Basic 2 stalen zijhekkken, alu-grey	380,00
I530817-0154	Scala Decubi 2 stalen zijhekkken, alu-grey	667,00
I530436-0154	Scala Medium 2 stalen zijhekkken, alu-grey	529,00
Bedhekbescherming (prijs per stuk)		
I44942I	Gepolsterde bedhekbescherming voor Scala Basic (2) +200 mm	498,00
ACCESSOIRES en TOEBEHOREN		
I542093-7042	Papegaai, in hoogte en diepte instelbaar handvat, alu-grey	165,00
I538420-0125	Onrusthekverhoger +150 mm voor Medley Ergo Bella houten zijhekkken (per stuk)	588,00
I560399-7042	Medley Ergo transportset, gelakt	223,00
SPI560337	Medley Ergo opslagset, ongelakt	69,00
I560077-7042	Medley Ergo bedverlengset +150 mm	112,00
I567889-7042	Medley Ergo bedverlengset inclusief verlengdeel matras, foam +150 mm	250,00
I522587	Verlengdeel matras, foam +150 mm	133,00
ONDERDELEN		
SPI177461	Bevestigingsset voor Medley Ergo zijhekkken (paar)	37,00
SPI177259	Rastofix	45,00
NACHTKASTJES		
50-50321-PI	Sonnet Dual nachtkast, incl. kantelbare leesplank, twee lades en een kastje. In hoogte instelbaar van 750 - 1050 mm, alu grey, rubberen wielen	1081,00
50-50221-PI	Sonnet Combi, incl. leesplank. In hoogte instelbaar van 310 - 930 mm. Horizontale delen van gelamineerd kunststof, alu grey	583,00



Medley Ergo stalen zijhekkken Medley Ergo houten zijhekkken



Scala Basic 2 / Medium 2 / Decubi 2



Papegaai Onrusthekverhoger +150 mm



Transportset bedverlengset +150 mm



Dual Combi