

Invacare B.V. · Galvanistraat 14-3 · 6716 AE Ede
Tel: 0318 - 69 57 57 · www.invacare.nl

Invacare® **Matrix®** ruggen

CE

Garantie: 1 jaar
Prijzen in Euro exclusief BTW

Dealer:

Technisch adviseur:

E-mail:

Telefoonnummer:

Plaats:

Referentie:

Datum:

◆ Standaardconfiguratie Optie **GM** Optie zonder meerprijs **POA** Prijs op aanvraag

Stap 1: Kies uw type ruggsysteem		Prijs €
	Omschrijving	
	Ruggsysteem Matrix MX2 - carbon uitvoering - exclusief bevestiging - diepte 80 mm - max. gebruikersgewicht: 114 kg	€ 1.329,00
	Ruggsysteem Matrix E2 - inclusief bevestiging - diepte 80 mm - max. gebruikersgewicht: 136 kg	€ 1.078,00
	Ruggsysteem Matrix E2 Deep - inclusief bevestiging - diepte 150 mm - max. gebruikersgewicht: 136 kg	€ 1.214,00
	Ruggsysteem Matrix MAC - schuimkussen - inclusief bevestiging - diepte 90/150/230 mm - max. gebruikersgewicht: 136 kg	€ 1.214,00
	Ruggsysteem Matrix MAC - HUG-kussen - inclusief bevestiging - diepte 90/150/230 mm - max. gebruikersgewicht: 136 kg	€ 1.369,00
	Ruggsysteem Matrix Posture Back - exclusief bevestiging - diepte 130 mm - max. gebruikersgewicht: 136 kg	€ 787,00
	Ruggsysteem Matrix Posture Back HD (Heavy Duty) - inclusief bevestiging - diepte 130 mm - max. gebruikersgewicht 227 kg	€ 1.630,00
	Ruggsysteem Matrix Posture Back Deep - exclusief bevestiging - diepte 180 mm - max. gebruikersgewicht: 136 kg	€ 925,00

Stap 2: Kies uw grootte van het ruggsysteem							
Ruggsysteem in carbon Matrix MX2							
Diepte van het ruggsysteem: 80 mm (C) - Max. gebruikersgewicht: 114 kg							
Breedte van de taille (B)	Breedte van het ruggsysteem (A)	Hoogte van de ruggschaal (exclusief bevestiging)				Voor stoelen met een zitbreedte van:	
		150 mm	230 mm	310 mm	410 mm		
≤260 mm	360mm	1629002	1629003	1629004	1629005	360 mm - 380 mm	
≤310 mm	380mm	1629006	1629007	1629008	1629009	380 mm - 410 mm	
≤330 mm	410mm	1629010	1629011	1629012	1629013	410 mm - 430 mm	
≤360 mm	430mm	1629014	1629015	1629016	1629017	430 mm - 460 mm	
≤410 mm	460mm	1629018	1629019	1629020	1629021	460 mm - 480 mm	



Rugsysteem Matrix E2

Diepte van het rugsysteem: 80 mm (C) - Max. gebruikersgewicht: 136 kg

Breedte van de taille (B)	Breedte van het rugsysteem (A)	Hoogte van de rugschaal (inclusief MiniSet bevestiging)						Voor stoelen met een zitbreedte van:
		150 mm	200 mm	260 mm	310 mm	360 mm	410 mm	
≤260 mm	360 mm	1632513	1632514	1632515	1632516	1632517	1632518	330-380 mm
≤280 mm	380 mm	1632521	1632522	1632523	1632524	1632525	1632526	360-410 mm
≤310 mm	410 mm	1632529	1632530	1632531	1632532	1632533	1632534	380-430 mm
≤330 mm	430 mm	1632537	1632538	1632539	1632540	1632541	1632542	410-460 mm
≤360 mm	460 mm	1632545	1632546	1632547	1632548	1632549	1632550	430-480 mm
≤380 mm	480 mm	1632553	1632554	1632555	1632556	1632557	1632558	460-510 mm
≤410 mm	510 mm	1632561	1632562	1632563	1632564	1632565	1632566	480-530 mm

Rugsysteem Matrix E2

Diepte van het rugsysteem: 80 mm (C) - Max. gebruikersgewicht: 136 kg

Breedte van de taille (B)	Breedte van het rugsysteem (A)	Hoogte van de rugschaal (inclusief EasySet bevestiging)		Voor stoelen met een zitbreedte van:
		460 mm	510 mm	
≤260 mm	360 mm	1632519	1632520	330-410 mm
≤280 mm	380 mm	1632527	1632528	360-430 mm
≤310 mm	410 mm	1632535	1632536	380-460 mm
≤330 mm	430 mm	1632543	1632544	410-480 mm
≤360 mm	460 mm	1632551	1632552	430-510 mm
≤380 mm	480 mm	1632559	1632560	460-530 mm
≤410 mm	510 mm	1632567	1632568	480-560 mm

**Rugsysteem Matrix E2 Deep**

Diepte van het rugsysteem: 150 mm (C) - Max. gebruikersgewicht: 136 kg

Breedte van de taille (B)	Breedte van het rugsysteem (A)	Hoogte van de rugschaal (inclusief MiniSet bevestiging)						Voor stoelen met een zitbreedte van:
		150 mm	200 mm	260 mm	310 mm	360 mm	410 mm	
≤260 mm	360 mm	1632634	1632635	1632636	1632637	1632638	1632639	330-380 mm
≤280 mm	380 mm	1632642	1632643	1632644	1632645	1632646	1632647	360-410 mm
≤310 mm	410 mm	1632650	1632651	1632652	1632653	1632654	1632655	380-430 mm
≤330 mm	430 mm	1632658	1632659	1632660	1632661	1632662	1632663	410-460 mm
≤360 mm	460 mm	1632666	1632667	1632668	1632669	1632670	1632671	430-480 mm
≤380 mm	480 mm	1632674	1632675	1632676	1632677	1632678	1632679	460-510 mm
≤410 mm	510 mm	1632771	1632772	1632773	1632774	1632775	1632776	480-530 mm


Rugsysteem Matrix E2 Deep

Diepte van het rugsysteem: 150 mm (C) - Max. gebruikersgewicht: 136 kg


Breedte van de taille (B)	Breedte van het rugsysteem (A)	Hoogte van de rugschaal (inclusief EasySet bevestiging)		Voor stoelen met een zitbreedte van:
		460 mm	510 mm	
≤260 mm	360 mm	1632640	1632641	330-410 mm
≤280 mm	380 mm	1632648	1632649	360-430 mm
≤310 mm	410 mm	1632656	1632657	380-460 mm
≤330 mm	430 mm	1632664	1632665	410-480 mm
≤360 mm	460 mm	1632672	1632673	430-510 mm
≤380 mm	480 mm	1632769	1632770	460-530 mm
≤410 mm	510 mm	1632777	1632778	480-560 mm




Rugstelsysteem Matrix Posture Back						
Diepte van het rugstelsysteem: 130 mm (C) - Max. gebruikersgewicht: 136 kg						
Breedte van de taille (B)	Breedte van het rugstelsysteem (A)	Hoogte van de rugschaal (exclusief bevestiging, inclusief hoofdsteunbevestiging)			Voor stoelen met een zitbreedte van:	
		310 mm	410 mm	510 mm		
≤260 mm	360 mm	1544783	1544784			360mm - 380mm
≤310 mm	410 mm	1544785	1515727	1515728		410mm - 430mm
≤330 mm	430 mm	1544786	1515729	1515730		430mm - 460mm
≤360 mm	460 mm	1544787	1515731	1515732		460mm - 480mm
≤410 mm	510 mm	1544788	1518131	1518132		510mm - 530mm



Rugstelsysteem Matrix Posture Back Heavy Duty						
Diepte van het rugstelsysteem: 130 mm (C) - Max. gebruikersgewicht: 227 kg						
Breedte van de taille (B)	Breedte van het rugstelsysteem (A)	Hoogte van de rugschaal (inclusief bevestiging én hoofdsteunbevestiging)			Voor stoelen met een zitbreedte van:	
		410 mm	510 mm			
≤ 410 mm	510 mm	1544538	1544657			510 - 530 mm
≤ 460 mm	560 mm	1544658	1544659			560 - 590 mm
≤ 510 mm	610 mm	1544660	1544661			610 - 640 mm



Rugstelsysteem Matrix Posture Back Deep						
Diepte van het rugstelsysteem: 180 mm (C) - Max. gebruikersgewicht: 136 kg						
Breedte van de taille (B)	Breedte van het rugstelsysteem (A)	Hoogte van de rugschaal (exclusief bevestiging, inclusief hoofdsteunbevestiging)			Voor stoelen met een zitbreedte van:	
		310 mm	410 mm	510 mm		
≤260 mm	360 mm	1545001	1545002			360mm - 380mm
≤310 mm	410 mm	1545003	1545058	1545059		410mm - 430mm
≤330 mm	430 mm	1545060	1545061	1545062		430mm - 460mm
≤360 mm	460 mm	1545063	1545064	1545065		460mm - 480mm
≤410 mm	510 mm	1545066	1545067	1545068		510mm - 530mm



Rugsysteem Matrix MAC met schuimkussen

Diepte van het rugsysteem: 90/150/230 mm (C) - Max. gebruikersgewicht: 136 kg

Breedte van de taille (B)	Breedte van het rugsysteem (A)	Hoogte van de rugschaal (inclusief EasySet bevestiging)				Voor stoelen met een zitbreedte van:
		410 mm	460 mm	510 mm	560 mm	
317-343 mm	410 mm	1634608	1634609	1634610	1634611	410-430 mm
343-368 mm	430 mm	1634612	1634613	1634614	1634615	430-460 mm
368-394 mm	460 mm	1634616	1634617	1634618	1634619	460-480 mm
394-419 mm	480 mm	1634620	1634621	1634622	1634623	480-510 mm
419-445 mm	510 mm	1634624	1634625	1634626	1634627	510-530 mm



Rugsysteem Matrix MAC met HUG-kussen

Diepte van het rugsysteem: 90/150/230 mm (C) - Max. gebruikersgewicht: 136 kg

Breedte van de taille (B)	Breedte van het rugsysteem (A)	Hoogte van de rugschaal (inclusief EasySet bevestiging)				Voor stoelen met een zitbreedte van:
		410 mm	460 mm	510 mm	560 mm	
317-343 mm	410 mm	1634678	1634679	1634680	1634681	410-430 mm
343-368 mm	430 mm	1634682	1634683	1634684	1634685	430-460 mm
368-394 mm	460 mm	1634686	1634687	1634688	1634689	460-480 mm
394-419 mm	480 mm	1634690	1634691	1634692	1634693	480-510 mm
419-445 mm	510 mm	1634694	1634695	1634696	1634697	510-530 mm



Stap 3: Kies het bevestigingssysteem

Bevestiging voor MX2 rugsysteem		
Code	Omschrijving	Prijs
1629027	Laterale bevestiging voor MX2, per paar	€ 416,00
1629028	Laterale bevestiging quick release voor MX2, per paar	€ 431,00
Bevestiging voor E2 rugsysteem		
1626822	Standaard bevestigingssysteem MiniSet met 2-punts bevestiging, per paar (voor vouwbare rolstoelen met rughoogte t/m 410 mm, wordt standaard meegeleverd met E2 rug)	€ 343,00
1545275	Standaard bevestigingssysteem EasySet met 2-punts bevestiging, per paar (voor vouwbare en elektrische rolstoelen met rughoogte 460 en 510 mm, wordt standaard meegeleverd met E2 rug)	€ 342,00
1632765	Bevestigingssysteem MiniSet HD met 2-punts bevestiging (voor vouwbare rolstoelen)	€ 423,00
1544776	Bevestigingssysteem HD met 2-punts bevestiging, per paar (aanbevolen voor rolstoelen met vaste rugbuizen)	€ 432,00
1545278	Bevestigingssysteem split, per paar (aanbevolen voor rolstoelen met vaste rugbuizen)	€ 444,00
1632764	Bevestigingssysteem MiniSet vast (voor rolstoelen met zit- en rughoekverstelling)	€ 423,00
1632766	Bevestigingssysteem EasySet vast (voor rolstoelen met zit- en rughoekverstelling)	€ 423,00
Bevestiging voor Posture rugsysteem		
1545275	Bevestigingssysteem EasySet met 2-punts bevestiging, per paar (voor vouwbare en elektrische rolstoelen met rughoogte 460 en 510 mm)	€ 342,00
1545278	Bevestigingssysteem split, per paar (aanbevolen voor stoel met vaste rugbuizen)	€ 444,00
1544776	Bevestigingssysteem HD met 2-punts bevestiging, per paar (aanbevolen voor stoel met vaste rugbuizen, wordt standaard geleverd met een Posture Back HD rug)	€ 432,00
Bevestiging voor MAC rugsysteem		
1545275	Standaard bevestigingssysteem EasySet met 2-punts bevestiging, per paar (voor vouwbare en elektrische rolstoelen met rughoogte 460 en 510 mm, wordt standaard geleverd met MAC rug)	€ 342,00
1545278	Bevestigingssysteem split, per paar (aanbevolen voor stoel met vaste rugbuizen)	€ 444,00
1544776	Bevestigingssysteem HD met 2-punts bevestiging, per paar (aanbevolen voor stoel met vaste rugbuizen)	€ 432,00
1632766	Bevestigingssysteem EasySet vast (voor rolstoelen met zit- en rughoekverstelling)	€ 423,00



Stap 4: Kies de accessoires


Rompsteunen - alleen i.c.m. Matrix E2 ruggen		
1544800	Matrix E2 wegzwenkbare rompsteun links - positie hoog of laag - grootte L	€ 332,00
1544852	Matrix E2 wegzwenkbare rompsteun rechts - positie hoog of laag - grootte L	€ 332,00
1544853	Matrix E2 wegzwenkbare rompsteun links - positie hoog of laag - grootte M	€ 332,00
1544854	Matrix E2 wegzwenkbare rompsteun rechts - positie hoog of laag - grootte M	€ 332,00
1544855	Matrix E2 wegzwenkbare rompsteun links - positie hoog of laag - grootte S	€ 332,00
1544856	Matrix E2 wegzwenkbare rompsteun rechts - positie hoog of laag - grootte S	€ 332,00
1544857	Matrix E2 wegzwenkbare rompsteun links - positie hoog of laag - grootte XS	€ 332,00
1544858	Matrix E2 wegzwenkbare rompsteun rechts - positie hoog of laag - grootte XS	€ 332,00
1545684	Matrix E2 wegzwenkbare rompsteun links - grootte L	€ 332,00
1545685	Matrix E2 wegzwenkbare rompsteun rechts - grootte L	€ 332,00
1545686	Matrix E2 wegzwenkbare rompsteun links - grootte M	€ 332,00
1545687	Matrix E2 wegzwenkbare rompsteun rechts - grootte M	€ 332,00
1545688	Matrix E2 wegzwenkbare rompsteun links - grootte S	€ 332,00
1545689	Matrix E2 wegzwenkbare rompsteun rechts - grootte S	€ 332,00
1545690	Matrix E2 wegzwenkbare rompsteun links - grootte XS	€ 332,00
1545691	Matrix E2 wegzwenkbare rompsteun rechts - grootte XS	€ 332,00
1632755	Matrix E2 vaste rompsteunen, vanaf rughoogte 260 mm en hoger (niet geschikt voor Matrix E2 Deep ruggen)	€ 523,00

Rompsteunen - alleen i.c.m. MAC ruggen (Er moeten altijd 2 rompsteunen - links en rechts - worden besteld, tenzij een asymmetrische contour wordt gebruikt. Kies de gewenste maat en het gewenste aantal.)

1634628	Contourdiepte 90 mm	€ 276,00
1634629	Contourdiepte 150 mm	€ 276,00
1634630	Contourdiepte 230 mm	€ 276,00



Matrx Shape - alleen i.c.m. MAC ruggen		
1634816	Matrx Shape, losse positioneringsondersteuning voor Matrx MAC rug	€ 295,00
Hoofdsteunbevestigingen (niet i.c.m. MX2) (niet benodigd voor Posture Back & Posture Back Deep)		
1632756	Matrx hoofdsteun interface (montagemateriaal)	€ 71,00
1632795	Matrx Heavy Duty hoofdsteun interface (montagemateriaal)	€ 71,00
SPTRC2480	Hoofdsteunklemset met vlakke schroefknop	€ 57,00
Hoofdsteunen Matrx Loxx & Matrx Elan (niet i.c.m. MX2)		
1634173	Matrx Loxx hoofdsteun met hoofdsteunkussen Soft - grootte 255 mm - inclusief bevestiging met vlakke schroefknop, zonder interface (montagemateriaal)	€ 732,00
	Zie losse prijslijst Matrx Loxx hoofdsteunen	
	Zie losse prijslijst Matrx Elan hoofdsteunen	
Overige accessoires		
1632757	Matrx E2 borstharnas interface, breedte 360-380 mm	€ 239,00
1632758	Matrx E2 borstharnas interface, breedte 410-510 mm	€ 239,00
1632759	Matrx E2 horizontale rugondersteuning PSIS	€ 130,00
1632760	Matrx E2 buikband PostureFlex H 160, L 400-575 mm	€ 483,00
1632761	Matrx E2 buikband PostureFlex H 175, L 500-800 mm	€ 483,00
1544237	Kit met 4 verlengde installatiepinnen (+50 mm) - geleverd met gereedschap	€ 128,00
1551799	Privacy flap - grootte XS (260 mm x 410 mm), voor ruggen met rugbreedte 360 mm	€ 108,00
1551800	Privacy flap - grootte S (330 mm x 410 mm), voor ruggen met rugbreedte tussen 380 mm en 410 mm	€ 88,00
1551903	Privacy flap - grootte M (380 mm x 410 mm), voor ruggen met rugbreedte tussen 430 mm en 460 mm	€ 88,00
1551904	Privacy flap - grootte L (430 mm x 410 mm), voor ruggen met rugbreedte tussen 480 mm en 510 mm	€ 88,00




Hoofdsteun montagemateriaal (interface)



Hoofdsteunklemset met vlakke schroefknop



Hoofdsteun



Hoofdsteunbevestiging



Borstharnas bevestigingsplaat



Horizontale rugondersteuning PSIS



Buikband PostureFlex



Privacy flap