

Invacare B.V. · Galvanistraat 14-3 · 6716 AE Ede  
 Tel: 0318 - 69 57 57 · Fax: 0318 - 69 57 58 - www.invacare.nl

# Invacare® Revato R7712,073 €

## Douche-/toiletstoel



135 kg

Dealer:  
 Technisch adviseur:  
 E-mail:  
 Telefoonnummer:  
 Plaats:  
 Referentie:  
 Datum:

◆ Standaardconfiguratie    □ Compleet product, onderdeel of accessoire

| Code  | Omschrijving   | €       |
|---|--|---------|
| <b>OMSCHRIJVING</b>   |  |         |
|   | • Douche/toiletstoel met stalen frame en slagvaste Rilsan coating                    |         |
|   | • Standaard uitgevoerd met non-contact PUR zitting                                   |         |
|   | • Corrosiebestendig frame  |         |
|   | • Bij afwijkende maat zitbreedte en zitdiepte zitting uitgevoerd in Neopreen ipv PUR |         |
|   | • Voorzien van vier dubbelgeremde kunststof zwenkwielen                              |         |
|   | • Onafhankelijk opklapbare RVS armsteunen  |         |
|   | • Afneembare en wegklapbare beensteunen, met kuitband en opklapbare voetplaten.      |         |
|   | • Duwbuis achter rugleuning, rugbespanning 230 mm                                    |         |
| <b>Basismodel</b>   |  |         |
| R7712,073-54.45.45  | RVT Douchestoel  | 1006,00 |
| ◆   | RVT Zithoogte 540 mm   |         |
| ◆   | RVT Zitbreedte 450 mm  |         |
| ◆   | RVT Zitdiepte 450 mm   |         |
| Wilt u afwijken van bovengenoemd standaardproduct, dan kunt u hieronder uw configuratie als special met bijbehorende prijs samenstellen |  |         |
| <b>Frame</b>  |  |         |
| CFL0050   | ◆ RVT Basis model CFL frame  | 548,00  |
| <b>Zithoogte (zithoogte gemeten vanaf bovenkant zitting voorzijde)</b>  |  |         |
| CFL0100   | RVT ZH 450 mm (zithoogte gemeten vanaf bovenkant zitting voorzijde)                  |         |
| CFL0110   | RVT ZH 460 mm (zithoogte gemeten vanaf bovenkant zitting voorzijde)                  |         |
| CFL0120   | RVT ZH 480 mm (zithoogte gemeten vanaf bovenkant zitting voorzijde)                  |         |
| CFL0130   | RVT ZH 500 mm (zithoogte gemeten vanaf bovenkant zitting voorzijde)                  |         |
| CFL0140   | RVT ZH 520 mm (zithoogte gemeten vanaf bovenkant zitting voorzijde)                  |         |
| CFL0160   | RVT ZH 570 mm (zithoogte gemeten vanaf bovenkant zitting voorzijde)                  |         |
| CFL0180   | RVT afwijkende zithoogte 400 - 460 mm ..... mm                                       | 80,00   |
| CFL0200   | RVT afwijkende zithoogte 460 - 520 mm ..... mm                                       | 80,00   |
| CFL0220   | RVT afwijkende zithoogte 520 - 800 mm ..... mm                                       | 80,00   |
| <b>Zitbreedte</b>   |  |         |
| CFL0240   | RVT ZB 400 mm  | 265,00  |
| CFL0250   | ◆ RVT ZB 450 mm  |         |
| CFL0260   | RVT ZB 500 mm  | 265,00  |
| CFL0270   | RVT afwijkende zitbreedte 350-780 mm ..... mm  | 291,00  |
| <b>Zitdiepte</b>  |  |         |
| CFL0290   | RVT ZD 400 mm  | 218,00  |
| CFL0300   | ◆ RVT ZD 450 mm  |         |
| CFL0310   | RVT ZD 500 mm  | 218,00  |



|                              |   |   |        |
|------------------------------|---|---|--------|
| CFL0320                      |   | RVT afwijkende zitdiepte 350-450 mm ..... mm                                  | 241,00 |
| CFL0330                      |   | RVT afwijkende zitdiepte 450-550 mm ..... mm                                  | 241,00 |
| <b>Zitting</b>               |   |   |        |
| CFL0335                      |   | RVT zonder zitting  |        |
| CFL0350                      | ◆ | RVT opening PUR non contact, alleen met zitbreedte 450 mm en zitdiepte 450 mm | 185,00 |
| CFL0360                      |   | RVT opening neopreen non contact  | 353,00 |
| CFL0380                      |   | RVT ovale opening PUR, alleen met zitbreedte 450 mm en zitdiepte 450 mm       | 192,00 |
| CFL0390                      |   | RVT ovale opening neopreen  | 353,00 |
| CFL0400                      |   | RVT zonder opening neopreen   | 353,00 |
| A262                         |   | RVT opening neopreen non contact + opvulstuk                                  | 523,00 |
| <b>Rugleuning</b>            |   |   |        |
| CFL0460                      | ◆ | RVT hoogte rugleuning 430 mm  |        |
| <b>Rugbespanning</b>         |   |   |        |
| CFL0475                      |   | RVT zonder rugbespanning  |        |
| CFL0480                      | ◆ | RVT hoogte 230 mm   | 52,00  |
| CFL0490                      |   | RVT hoogte 400 mm   | 100,00 |
| <b>Beensteunen</b>           |   |   |        |
| CFL0520                      | ◆ | RVT afneembaar rechts   | 110,00 |
| CFL0560                      | ◆ | RVT afneembaar links  | 110,00 |
| CFL0530                      |   | RVT comfort beensteun h.v. + kuitsteun rechts                                 | 287,00 |
| CFL0570                      |   | RVT comfort beensteun h.v. + kuitsteun links                                  | 287,00 |
| <b>Voetplaten</b>            |   |   |        |
| CFL0580                      | ◆ | RVT wegklapbaar rechts  |        |
| CFL0590                      | ◆ | RVT wegklapbaar links   |        |
| <b>Armsteunen (per paar)</b> |   |   |        |
| CFL0690                      | ◆ | RVT opklapbaar links  |        |
| CFL0640                      | ◆ | RVT opklapbaar rechts   |        |
| CFL0600                      |   | RVT armsteun vast rechts, als special te bestellen                            | 80,00  |
| CFL0650                      |   | RVT armsteun vast links, als special te bestellen                             | 80,00  |
| CFL0620                      |   | RVT armsteun afneembaar rechts, als special te bestellen                      | 49,00  |
| CFL0670                      |   | RVT armsteun afneembaar, als special te bestellen                             | 49,00  |
| CFL0910                      |   | RVT armleuning vergrendeling, alleen bij afneembare armleuningen              | 40,00  |
| <b>Opties</b>                |   |   |        |
| CFL0710                      |   | RVT ondersteek met deksel RVS   | 75,00  |
| CFL0720                      |   | RVT toilettemmer met deksel, niet te bestellen bij een zitbreedte <370 mm     | 105,00 |
| <b>Wielen</b>                |   |   |        |
| CFL0770                      | ◆ | RVT voorwiel dubbelgeremd kunststof I25                                       |        |
| CFL0810                      | ◆ | RVT achterwiel dubbelgeremd kunststof I25                                     |        |
| <b>Veiligheidsopties</b>     |   |   |        |
| CFL0900                      |   | RVT bekkengordel inclusief gesp   | 59,00  |