

Invacare B.V. · Galvanistraat 14-3 · 6716 AE Ede
Tel: 0318 - 69 57 57 · www.invacare.nl

Invacare® Toiletbeugels



Garantie: 2 jaar

Dealer:

Technisch adviseur:

E-mail:

Telefoonnummer:

Plaats:

Referentie:

Datum:

◆ Standaardconfiguratie □ Optie **GM** Optie zonder meerprijs **POA** Prijs op aanvraag

Code	Omschrijving	€
Toiletbeugel R7762 en R7765 - Standaard		
	De R7762 en 7765 toiletbeugels beschikken over de volgende kenmerken: Opklapbaar, handgreep van de beugel heeft een diameter van 32mm voor een betere grip. Hoekstukken zijn vervaardigd uit slagvast ABS kunststof. De stalen buizen zijn voorzien van een Rilsan coating.	
R7762/50W	Toiletbeugel Futura 500 mm, wit	177,00
R7762/60W	Toiletbeugel Futura 600 mm, wit	173,00
H335	Toiletbeugel Aqua 700 mm, wit	179,00
R7762/80W	Toiletbeugel Futura 800 mm, wit	185,00
R7762/90W	Toiletbeugel Futura 900 mm, wit	192,00
R7762/100W	Toiletbeugel Futura 1000 mm, wit	217,00
R7765/70WHITE	Toiletbeugel Futura met toiletrolhouder 700 mm, wit	230,00
Toiletbeugel R7772 - Standaard met steunpoot		
	De R7772 toiletbeugels beschikken over de volgende kenmerken: Opklapbaar en voorzien van een steunpoot voor hogere stabiliteit, handgreep van de beugel heeft een diameter van 32 mm voor een betere grip. Hoekstukken zijn vervaardigd uit slagvast ABS kunststof. De stalen buizen zijn voorzien van een Rilsan coating.	
R7772/60WHITE	Toiletbeugel Futura 600 mm, wit	337,00
H345	Toiletbeugel Aqua 700 mm, wit (R7772/70WHITE)	347,00
R7772/80WHITE	Toiletbeugel Futura 800 mm, wit	359,00
R7772/90W	Toiletbeugel Futura 900 mm, wit	355,00
R7772/100W	Toiletbeugel Futura 1000 mm, wit	386,00
Toiletbeugelset R7780 - Comfort met steunpoot en toiletrolhouder		
	De R7780 toiletbeugelset beschikt over de volgende kenmerken: Opklapbaar en voorzien van een steunpoot voor hogere stabiliteit, handgreep van de beugel heeft een diameter van 32mm voor een betere grip. Hoekstukken zijn vervaardigd uit slagvast ABS kunststof. De stalen buizen zijn voorzien van een Rilsan coating. Eén beugel is voorzien van een toiletrolhouder. Voorzien van comfortabele armleggers. Lasverbindingen zijn voorzien van een sierkapje.	
R7780/70WHITE	Toiletbeugel Futura (set) 700 mm, wit	691,00
R7780/80WHITE	Toiletbeugel Futura (set) 800 mm, wit	710,00
Losse componenten en toebehoren		
R7763	Console, vloermontage ten behoeve van Futura toiletbeugels	225,00
R7765-W	Toiletrolhouder Futura, wit	50,00
R7766	Armlegger voor toiletbeugel Futura	128,00

