

Invacare B.V. · Galvanistraat 14-3 · 6716 AE Ede
Tel: 0318 - 69 57 57 · www.invacare.nl

KÜSCHALL COMPACT 2.0



130 KG



6,7 - 7,8 KG



Crashtest
ISO 7176-19
Geldt alleen bij
RH > 400 mm



Manuele actief rolstoel
(vouwbaar frame)
Maximaal gebruikersgewicht:
120 kg
Garantie: Algemeen: 5 jaar
Prijzen in Euro exclusief BTW

Dealer:

Technisch adviseur:

E-mail:

Telefoonnummer:

Plaats:

Referentie:

Datum:

◆ Standaardconfiguratie □ Optie **GM** Optie zonder meerprijs **POA** Prijs op aanvraag

Code	Omschrijving	€
BASISMODEL		
◆ DCA0012	Küschall Compact 2.0	3169,00
◆ DCA1100	Frame met wegzwenkbare beensteunen	
◆ DCA1330	Zitbreedte 400 mm	
◆ DCA1435	Zitdiepte 400 mm	
◆ DCA1640	Rughoogte 375 mm	
◆ DCA1765	Zithoogte voor 500 mm	
◆ DCA1850	Zithoogte achter 460 mm	
◆ DCA1946	Onderbeenlengte 430 mm	
◆ DCA2130	Hoekverstelbare rugleuning	133,00
◆ DCA2165	Rughoek ingesteld op 90° ten opzichte van zitting	
◆ DCA2220	Rugbekleding naspanbaar, premium zwart	
◆ DCA2420	Vaste duwhandvatten, lang	84,00
◆ DCA2610	Naspanbare zitbekleding, 1 klittenband strook	
◆ DCA3000	Beensteun 70° rechts	
◆ DCA3100	Beensteun 70° links	
◆ DCA3260	Kunststof voetplaten, opklapbaar	
◆ DCA3400	Kledingbeschermers Standaard, vast	
◆ DCA4000	Framekleur Space Black (RAL 9005)	
◆ DCA4195	Merklabel	
◆ DCA4000	Framekleur Space Black	
◆ DCA4310	Merklabel kleur Rood	
◆ DCA5350	Voorwielen 5" Comfort met zwart rubber	
◆ DCA6020	Achterwielpositie standaard, geen verlenging	
◆ DCA6120	Derde positie vanaf voorkant gezien	
◆ DCA6410	Achterwielen 24"	
◆ DCA6510	22", 24", 26" küschall Starec, kruis gespaakt	
◆ DCA6600	24" Maxxis Lite Guard band (lichtgewicht band met visgraatprofiel en lekbescherming 0,45 mm EPS polyvezel)	
◆ DCA6690	Extra binnen- en buitenband	
◆ DCA6780	Aluminium hoepels light, grijs, afstand 30 mm, ook instelbaar op 40 mm (22", 24", 25", 26")	
◆ DCA6820	Camber 0°	
◆ DCA7210	Drukremmen met gebogen hendel	

Küschall® COMPACT



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaardconfiguratie

	Totaalprijs standaardconfiguratie	3386,00
--	-----------------------------------	---------

**FRAME****BEENSTEUNHOEK**

◆	DCA1100	Frame met wegzwenkbare beensteunen	(niet i.c.m. onderbeenlengte < 220 mm)	0,00
	DCA1110	Frame met vaste beensteunen 70°	(niet i.c.m. zithoogte voor < 440 mm, zithoogte achter < 380 mm, wegzwenkbare beensteunen)	0,00
	DCA1120	Frame met vaste beensteunen 80°	(niet i.c.m. zithoogte voor < 440 mm, zithoogte achter < 380 mm, onderbeenlengte > 500 mm, wegzwenkbare beensteunen, voorwielen 6" of 7")	458,00
	DCA1130	Adductie frame met vaste beensteunen 70°	(niet i.c.m. zitbreedte < 320 mm, zithoogte voor < 440 mm, zithoogte achter < 380 mm, wegzwenkbare beensteunen)	398,00
	DCA1140	Adductie frame met vaste beensteunen 80°	(niet i.c.m. zitbreedte < 320 mm, zithoogte voor < 440 mm, zithoogte achter < 380 mm, onderbeenlengte > 500 mm, wegzwenkbare beensteunen, voorwielen 6" of 7")	853,00



DCA0120

DCA1100

DCA1110, DCA1130

DCA1120, DCA1140



DCA1110, DCA1120



DCA1130, DCA1140

ZITBREEDTE

	DCA1300	Zitbreedte 280 mm	(niet i.c.m. lichte rugbekleding, Matr MX2 en Elite E2 (Deep) ruggen, hoofdsteun, Matr Flo-tech Lite, Matr Libra, Matr Contour Visco NG, amputatiesteun, beensteun hoekverstelbaar, kunststof voetplaten, eenhandshoepelaandrijving, tafelblad)	190,00
	DCA1305	Zitbreedte 300 mm	(niet i.c.m. lichte rugbekleding, Matr MX2 en Elite E2 (Deep) ruggen, hoofdsteun, Matr Flo-tech Lite, Matr Libra, Matr Contour Visco NG, amputatiesteun, beensteun hoekverstelbaar, kunststof voetplaten, eenhandshoepelaandrijving, tafelblad)	190,00




	DCA1310	Zitbreedte 320 mm	(niet i.c.m. MatrX MX2 en Elite E2 (Deep) ruggen, hoofdsteun, MatrX Flo-tech Lite, MatrX Libra, MatrX Contour Visco NG, amputatiesteun, beensteun hoekverstelbaar, kunststof voetplaten, eenhandshoepelaandrijving, tafelblad)	190,00
	DCA1315	Zitbreedte 340 mm	(niet i.c.m. MatrX MX2 en Elite E2 (Deep) ruggen, hoofdsteun, MatrX Flo-tech Lite, MatrX Libra, MatrX Contour Visco NG, amputatiesteun, beensteun hoekverstelbaar, eenhandshoepelaandrijving, tafelblad)	190,00
	DCA1320	Zitbreedte 360 mm	(niet i.c.m. MatrX rugbreedte > 380 mm, hoofdsteun, MatrX Flo-tech Lite, MatrX Contour Visco NG, amputatiesteun, beensteun hoekverstelbaar)	0,00
	DCA1325	Zitbreedte 380 mm	(niet i.c.m. MatrX rugbreedte > 410 mm, hoofdsteun, amputatiesteun, beensteun hoekverstelbaar)	0,00
◆	DCA1330	Zitbreedte 400 mm	(niet i.c.m. MatrX rugbreedte 360 en > 410 mm)	0,00
	DCA1335	Zitbreedte 420 mm	(niet i.c.m. MatrX rugbreedte 360, 380, 460, 480 en 510 mm)	0,00
	DCA1340	Zitbreedte 440 mm	(niet i.c.m. MatrX rugbreedte 360, 380, 410, 480 en 510 mm)	0,00
	DCA1345	Zitbreedte 460 mm	(niet i.c.m. MatrX rugbreedte < 430 en 510 mm)	0,00
	DCA1350	Zitbreedte 480 mm	(niet i.c.m. MatrX MX2 rug, MatrX rugbreedte < 460 mm)	190,00
	DCA1355	Zitbreedte 500 mm	(niet i.c.m. lichte rugbekleding, MatrX MX2 rug, MatrX rugbreedte < 480 mm)	190,00
ZITDIEPTE				
	DCA1400	Zitdiepte 320 mm	(niet i.c.m. rughoek ingesteld op 82° of 86°, MatrX Flo-tech Lite, MatrX Libra, MatrX Contour Visco NG, opbergvakje groot, voorwielen 7")	190,00
	DCA1405	Zitdiepte 340 mm	(niet i.c.m. rughoek ingesteld op 82° of 86°, MatrX Flo-tech Lite, MatrX Libra, MatrX Contour Visco NG, opbergvakje groot, voorwielen 7")	190,00
	DCA1415	Zitdiepte 360 mm	(niet i.c.m. MatrX Flo-tech Lite, MatrX Libra, MatrX Contour Visco NG, voorwielen 7")	0,00
	DCA1425	Zitdiepte 380 mm	(niet i.c.m. MatrX Libra, voorwielen 7")	0,00
◆	DCA1435	Zitdiepte 400 mm		0,00
	DCA1445	Zitdiepte 420 mm		0,00
	DCA1460	Zitdiepte 440 mm		0,00
	DCA1470	Zitdiepte 460 mm		0,00
	DCA1480	Zitdiepte 480 mm	(niet i.c.m. MatrX Contour Visco NG)	190,00
	DCA1490	Zitdiepte 500 mm	(niet i.c.m. MatrX Flo-tech Lite, MatrX Contour Visco NG)	190,00
RUGHOOGTE				
	DCA1615	Rughoogte 300 mm	(niet i.c.m. opklapbare en hoekverstelbare rug, rugfixatiestang, transportset)	0,00




	DCA1620	Rughoogte 315 mm	(niet i.c.m. opklapbare en hoekverstelbare rug, rugfixatiestang, transportset)	0,00
	DCA1625	Rughoogte 330 mm	(niet i.c.m. opklapbare en hoekverstelbare rug, rugfixatiestang, transportset)	0,00
	DCA1630	Rughoogte 345 mm	(niet i.c.m. rugfixatiestang, transportset)	0,00
	DCA1635	Rughoogte 360 mm	(niet i.c.m. rugfixatiestang, transportset)	0,00
◆	DCA1640	Rughoogte 375 mm	(niet i.c.m. rugfixatiestang, transportset)	0,00
	DCA1645	Rughoogte 390 mm	(niet i.c.m. rugfixatiestang, transportset)	0,00
	DCA1650	Rughoogte 405 mm		0,00
	DCA1655	Rughoogte 420 mm		0,00
	DCA1660	Rughoogte 435 mm		0,00
	DCA1665	Rughoogte 450 mm		0,00
	DCA1670	Rughoogte 465 mm		0,00
	DCA1675	Rughoogte 480 mm		0,00
	DCA1680	Rughoogte 495 mm		0,00
	DCA1685	Rughoogte 510 mm		0,00
ZITHOOGTE VOOR (ZHV)				
	DCA1700	Zithoogte voor 370 mm (Hemi voorframe)	(niet i.c.m. zithoogte achter > 370 mm, onderbeenlengte > 350 mm, beensteun hoekverstelbaar, eenhands hoepelaandrijving, achterwielen 24", 25", transportset)	0,00
	DCA1705	Zithoogte voor 380 mm (Hemi voorframe)	(niet i.c.m. zithoogte achter > 380 mm, onderbeenlengte > 360 mm, beensteun hoekverstelbaar, eenhands hoepelaandrijving, achterwielen 24", 25", transportset)	0,00
	DCA1710	Zithoogte voor 390 mm (Hemi voorframe)	(niet i.c.m. zithoogte achter > 390 mm, onderbeenlengte > 370 mm, beensteun hoekverstelbaar, eenhands hoepelaandrijving, achterwielen 24", 25", transportset)	0,00
	DCA1715	Zithoogte voor 400 mm (Hemi voorframe)	(niet i.c.m. zithoogte achter > 400 mm, onderbeenlengte > 380 mm, beensteun hoekverstelbaar, eenhands hoepelaandrijving, achterwielen 24", 25", transportset)	0,00
	DCA1720	Zithoogte voor 410 mm (Hemi voorframe)	(niet i.c.m. zithoogte achter > 410 mm, onderbeenlengte > 390 mm, beensteun hoekverstelbaar)	0,00
	DCA1725	Zithoogte voor 420 mm (Hemi voorframe)	(niet i.c.m. zithoogte achter > 420 mm, onderbeenlengte > 400 mm)	0,00
	DCA1730	Zithoogte voor 430 mm (Hemi voorframe)	(niet i.c.m. zithoogte achter > 430 mm, onderbeenlengte > 410 mm)	0,00
	DCA1735	Zithoogte voor 440 mm	(niet i.c.m. zithoogte achter > 440 mm, onderbeenlengte > 420 mm)	0,00
	DCA1740	Zithoogte voor 450 mm	(niet i.c.m. zithoogte achter > 450 mm, onderbeenlengte > 430 mm)	0,00
	DCA1745	Zithoogte voor 460 mm	(niet i.c.m. zithoogte achter > 460 mm, onderbeenlengte > 440 mm)	0,00
	DCA1750	Zithoogte voor 470 mm	(niet i.c.m. zithoogte achter > 470 mm, onderbeenlengte > 450 mm)	0,00



	DCA1755	Zithoogte voor 480 mm	(niet i.c.m. zithoogte achter < 380 mm of > 480 mm, onderbeenlengte > 460 mm)	0,00
	DCA1760	Zithoogte voor 490 mm	(niet i.c.m. zithoogte achter < 390 mm, onderbeenlengte > 470 mm)	0,00
◆	DCA1765	Zithoogte voor 500 mm	(niet i.c.m. zithoogte achter < 400 mm, onderbeenlengte > 480 mm)	0,00
	DCA1770	Zithoogte voor 510 mm	(niet i.c.m. zithoogte achter < 410 mm, onderbeenlengte > 490 mm)	0,00
	DCA1775	Zithoogte voor 520 mm	(niet i.c.m. zithoogte achter < 420 mm, onderbeenlengte > 500 mm)	0,00
	DCA1780	Zithoogte voor 530 mm	(niet i.c.m. zithoogte achter < 430 mm)	0,00
ZITHOOGTE ACHTER (ZHA)				
	DCA1805	Zithoogte achter 370 mm, alleen met 22" achterwielen en SA frame	(niet i.c.m. eenhands hoepelaandrijving, achterwielen 24", 25", 26", anti-tip)	0,00
	DCA1810	Zithoogte achter 380 mm	(niet i.c.m. eenhands hoepelaandrijving, achterwielen 24", 25", 26", anti-tip)	0,00
	DCA1815	Zithoogte achter 390 mm	(niet i.c.m. achterwielen 25", 26")	0,00
	DCA1820	Zithoogte achter 400 mm	(niet i.c.m. achterwielen 25", 26")	0,00
	DCA1825	Zithoogte achter 410 mm	(niet i.c.m. achterwielen 25", 26")	0,00
	DCA1830	Zithoogte achter 420 mm		0,00
	DCA1835	Zithoogte achter 430 mm		0,00
	DCA1840	Zithoogte achter 440 mm		0,00
	DCA1845	Zithoogte achter 450 mm		0,00
◆	DCA1850	Zithoogte achter 460 mm		0,00
	DCA1855	Zithoogte achter 470 mm		0,00
	DCA1860	Zithoogte achter 480 mm	(niet i.c.m. achterwielen 22")	0,00
	DCA1865	Zithoogte achter 490 mm	(niet i.c.m. achterwielen 22")	0,00
	DCA1870	Zithoogte achter 500 mm	(niet i.c.m. eenhands hoepelaandrijving, achterwielen 22", 24")	0,00
ONDERBEENLENGTE (moet bij 75° frame minimaal 30 mm kleiner dan zithoogte voor, bij 90° frame minimaal 40 mm kleiner dan zithoogte voor)				
	DCA1900	Onderbeenlengte 200 mm	(niet i.c.m. beensteun hoekverstelbaar)	0,00
	DCA1902	Onderbeenlengte 210 mm	(niet i.c.m. beensteun hoekverstelbaar)	0,00
	DCA1904	Onderbeenlengte 220 mm	(niet i.c.m. beensteun hoekverstelbaar)	0,00
	DCA1906	Onderbeenlengte 230 mm	(niet i.c.m. beensteun hoekverstelbaar)	0,00
	DCA1908	Onderbeenlengte 240 mm	(niet i.c.m. beensteun hoekverstelbaar)	0,00
	DCA1910	Onderbeenlengte 250 mm	(niet i.c.m. beensteun hoekverstelbaar)	0,00
	DCA1912	Onderbeenlengte 260 mm	(niet i.c.m. beensteun hoekverstelbaar)	0,00
	DCA1914	Onderbeenlengte 270 mm	(niet i.c.m. beensteun hoekverstelbaar)	0,00
	DCA1916	Onderbeenlengte 280 mm	(niet i.c.m. beensteun hoekverstelbaar)	0,00



	DCA1918	Onderbeenlengte 290 mm	(niet i.c.m. beensteun hoekverstelbaar)	0,00
	DCA1920	Onderbeenlengte 300 mm	(niet i.c.m. beensteun hoekverstelbaar)	0,00
	DCA1922	Onderbeenlengte 310 mm	(niet i.c.m. beensteun hoekverstelbaar)	0,00
	DCA1924	Onderbeenlengte 320 mm	(niet i.c.m. beensteun hoekverstelbaar)	0,00
	DCA1926	Onderbeenlengte 330 mm	(niet i.c.m. beensteun hoekverstelbaar)	0,00
	DCA1928	Onderbeenlengte 340 mm	(niet i.c.m. beensteun hoekverstelbaar)	0,00
	DCA1930	Onderbeenlengte 350 mm	(niet i.c.m. beensteun hoekverstelbaar)	0,00
	DCA1932	Onderbeenlengte 360 mm	(niet i.c.m. beensteun hoekverstelbaar)	0,00
	DCA1934	Onderbeenlengte 370 mm	(niet i.c.m. beensteun hoekverstelbaar)	0,00
	DCA1936	Onderbeenlengte 380 mm		0,00
	DCA1938	Onderbeenlengte 390 mm		0,00
	DCA1940	Onderbeenlengte 400 mm		0,00
	DCA1942	Onderbeenlengte 410 mm		0,00
	DCA1944	Onderbeenlengte 420 mm		0,00
◆	DCA1946	Onderbeenlengte 430 mm		0,00
	DCA1948	Onderbeenlengte 440 mm		0,00
	DCA1950	Onderbeenlengte 450 mm		0,00
	DCA1952	Onderbeenlengte 460 mm		0,00
	DCA1954	Onderbeenlengte 470 mm		0,00
	DCA1956	Onderbeenlengte 480 mm		0,00
	DCA1958	Onderbeenlengte 490 mm		0,00
	DCA1960	Onderbeenlengte 500 mm		0,00
	DCA1962	Onderbeenlengte 510 mm	(niet i.c.m. Beensteun 80°)	0,00



RUG

RUGBUIZEN MATERIAAL

	DCA2110	Vaste rechte rugbuizen, i.c.m.bijv. MatrX ruggen	(niet i.c.m. rughoek ingesteld op aantal graden)	0,00
	DCA2120	Vaste 7 graden lumbaal gekromde rugbuizen	(niet i.c.m. rughoek ingesteld op aantal graden, MatrX MX2 en Elite E2 (Deep) ruggen)	0,00
◆	DCA2130	Hoekverstelbare rugleuning	(niet i.c.m. rughoogte < 345 mm)	133,00
	DCA2140	Opklapbare en hoekverstelbare rugleuning	(niet i.c.m. rughoek ingesteld op 102° ten opzichte van zitting, duwhandvatten opbouw in hoogte verstelbaar, rughoogte < 345 mm)	462,00

RUGHOEK (met gereedschap aan te passen)












	DCA2155	Rughoek ingesteld op 82° ten opzichte van zitting		0,00
--	---------	---	--	------

	DCA2160	Rughoek ingesteld op 86° ten opzichte van zitting		0,00
◆	DCA2165	Rughoek ingesteld op 90° ten opzichte van zitting		0,00
	DCA2170	Rughoek ingesteld op 94° ten opzichte van zitting	(niet i.c.m. opklapbare en hoekverstelbare rugleuning en Matrx rug)	0,00
	DCA2175	Rughoek ingesteld op 98° ten opzichte van zitting	(niet i.c.m. opklapbare en hoekverstelbare rugleuning en Matrx rug)	0,00
	DCA2180	Rughoek ingesteld op 102° ten opzichte van zitting		0,00
RUGBEKLEDING				
KUSCHALL RUGGEN				
	DCA2200	Standaard rugbekleding	(niet i.c.m. Matrx MX2 en Elite E2 (Deep) ruggen, zonder duwhandvatten, duwhandvatten opbouw in hoogte verstelbaar, rugfixatiestang)	0,00
	DCA2210	Lichte rugbekleding	(niet i.c.m. Matrx MX2 en Elite E2 (Deep) ruggen, duwhandvatten opbouw in hoogte verstelbaar, rugfixatiestang, zitbreedte < 340 mm, zitbreedte 500 mm, rughoogte < 360 mm)	238,00
◆	DCA2220	Rugbekleding naspanbaar, premium zwart	(niet i.c.m. Matrx MX2 en Elite E2 (Deep) ruggen)	0,00
	DCA2230	Naspanbare mesh aeroback, ventilerende rugbekleding	(niet i.c.m. Matrx MX2 en Elite E2 (Deep) ruggen)	238,00
	DCA2240	Zonder Rugbekleding	(niet i.c.m. duwhandvatten opbouw in hoogte verstelbaar, rugfixatiestang)	0,00
MATRX RUGGEN (INCLUSIEF BEVESTIGING)(HOOFDSTEUN BEVESTIGING BESCHIKBAAR VANAF 405MM HOOG)				
	DCA2300	Matrx MX2, hoogte 150 mm	(niet i.c.m. Matrx rugbreedte 480 en 510 mm, zitbreedte < 360 mm of > 460 mm, hoofdsteun)	1530,00
	DCA2305	Matrx MX2, hoogte 230 mm	(niet i.c.m. Matrx rugbreedte 480 en 510 mm, zitbreedte < 360 mm of > 460 mm, hoofdsteun)	1530,00
	DCA2310	Matrx MX2, hoogte 305 mm	(niet i.c.m. Matrx rugbreedte 480 en 510 mm, zitbreedte < 360 mm of > 460 mm, hoofdsteun)	1530,00
	DCA2315	Matrx MX2, hoogte 405 mm	(niet i.c.m. Matrx rugbreedte 480 en 510 mm, zitbreedte < 360 mm of > 460 mm, hoofdsteun)	1530,00
	DCA2316	Matrx Elite E2 Deep, H 160 mm incl. bevestiging	(niet i.c.m. zitbreedte < 360 mm, hoofdsteun)	1134,00
	DCA2317	Matrx Elite E2 Deep, H 210 mm incl. bevestiging	(niet i.c.m. zitbreedte < 360 mm, hoofdsteun)	1134,00
	DCA2318	Matrx Elite E2 Deep, H 260 mm incl. bevestiging	(niet i.c.m. zitbreedte < 360 mm, hoofdsteun)	1134,00
	DCA2320	Matrx Elite E2 Deep, H 310 mm incl. bevestiging	(niet i.c.m. zitbreedte < 360 mm, hoofdsteun)	1134,00
	DCA2322	Matrx Elite E2 Deep, H 360 mm incl. bevestiging	(niet i.c.m. zitbreedte < 360 mm, hoofdsteun)	1134,00
	DCA2325	Matrx Elite E2 Deep, H 410 mm incl. bevestiging	(niet i.c.m. zitbreedte < 360 mm, hoofdsteun)	1134,00
	DCA2330	Matrx Elite E2 Deep, H 460 mm incl. bevestiging	(niet i.c.m. zitbreedte < 360 mm, hoofdsteun)	1134,00
	DCA2331	Matrx Elite E2 Deep, H 510 mm incl. bevestiging	(niet i.c.m. zitbreedte < 360 mm, hoofdsteun)	1134,00
	DCA2332	Matrx Elite E2, H 160 mm incl. bevestiging	(niet i.c.m. zitbreedte < 360 mm, hoofdsteun)	1007,00












DCA2334	Matrx Elite E2, H 210 mm incl. bevestiging	(niet i.c.m. zitbreedte < 360 mm, hoofdsteun)	1007,00	
DCA2335	Matrx Elite E2, H 260 mm incl. bevestiging	(niet i.c.m. zitbreedte < 360 mm, hoofdsteun)	1007,00	
DCA2340	Matrx Elite E2, H 310 mm incl. bevestiging	(niet i.c.m. zitbreedte < 360 mm, hoofdsteun)	1007,00	
DCA2345	Matrx Elite E2, H 360 mm incl. bevestiging	(niet i.c.m. zitbreedte < 360 mm of > 460 mm, hoofdsteun)	1007,00	
DCA2350	Matrx Elite E2, H 410 mm incl. bevestiging	(niet i.c.m. zitbreedte < 360 mm, hoofdsteun)	1007,00	
DCA2355	Matrx Elite E2, H 460 mm incl. bevestiging	(niet i.c.m. zitbreedte < 360 mm, hoofdsteun)	1007,00	
DCA2357	Matrx Elite E2, H 510 mm incl. bevestiging	(niet i.c.m. zitbreedte < 360 mm, hoofdsteun)	1007,00	
MATRX RUGGEN KEUZE BREEDTE				
DCA2360	Matrx rugsysteem breedte 360 mm (indicatieve rompbreedte 265 mm)		0,00	
DCA2362	Matrx rugsysteem breedte 380 mm (indicatieve rompbreedte 290 mm)		0,00	
DCA2364	Matrx rugsysteem breedte 410 mm (indicatieve rompbreedte 315 mm)		0,00	
DCA2366	Matrx rugsysteem breedte 430 mm (indicatieve rompbreedte 340 mm)		0,00	
DCA2368	Matrx rugsysteem breedte 460 mm (indicatieve rompbreedte 370 mm)		0,00	
DCA2370	Matrx rugsysteem breedte 480 mm (indicatieve rompbreedte 390 mm)		0,00	
DCA2372	Matrx rugsysteem breedte 510 mm (indicatieve rompbreedte 420 mm)		0,00	
				
DCA2210		DCA2220	DCA2230	DCA2300-DCA2315
				
DCA2316-DCA2331		DCA2332-DCA2357		
DUWHANDVATTEN				
DCA2400	Zonder duwhandvatten	(niet i.c.m. hoofdsteun)	0,00	
DCA2410	Vaste duwhandvatten, kort	(niet i.c.m. hoofdsteun, wielen met trommelremmen voor begeleider)	84,00	
◆ DCA2420	Vaste duwhandvatten, lang		84,00	
DCA2430	In hoogte verstelbaar, opbouw (niet i.c.m. standaard rugbekleding)	(niet i.c.m. hoofdsteun, buisarmsteun)	372,00	
DCA2440	Geïntegreerde hoogte verstelbaar duwhandvatten	(niet i.c.m. hoofdsteun, rugfixatiestang)	219,00	
DCA2450	Inklapbare duwhandvatten	(niet i.c.m. hoofdsteun, rugfixatiestang, wielen met trommelremmen voor begeleider)	262,00	









			
DCA2410	DCA2420	DCA2430	DCA2440
			
DCA2450			
HOOFDSTEUN			
DCA2490	Hoofdsteen rea	(niet i.c.m. rugfixatiestang, wielen met trommelremmen voor begeleider)	POA
RUGSTEUN OPTIE			
DCA2595	Rugfixatiestang	(niet i.c.m. matrux rug, rughoogte < 405 mm)	67,00
			
ZITTING			
ZITBEKLEDING			
◆ DCA2610	Naspanbare zitbekleding, 1 klittenband strook		0,00
DCA2620	Naspanbare zitbekleding, 1 klittenband strook zacht, 2 klittenband stroken haak		133,00
			
DCA2610, DCA2620			
ZITKUSSEN			
DCA2700	Los zitkussen, circa 60 mm dik, met visco schuimlaag	(niet i.c.m. Matrux Libra accessoires)	105,00
DCA2710	Matrux Flo-tech Lite zitkussen, circa 78 mm dik	(niet i.c.m. Matrux Libra accessoires)	174,00
DCA2720	Matrux Libra zitkussen, Stretch hoes zwart (Black Smooth), circa 83 mm dik	(niet i.c.m. zitdiepte < 400 mm, zitbreedte < 360 mm). Zitbreedte 360 mm alleen mogelijk met zitdiepte 400/420 mm	686,00
DCA2748	Matrux Contour Visco NG zitkussen, circa 100 mm dik	(niet i.c.m. Matrux Libra accessoires)	304,00
			













DCA2700	DHA2710	DHA2720	DCA2748
Matrix Libra kussen accessoires			
DCA2810	Matrix Libra extra gelzak (paar)		168,00
DCA2820	Matrix Libra zijwig (paar)		73,00
DCA2830	Matrix Libra abductor		58,00
DCA2840	Matrix Libra laterale wig		70,00
DCA2850	Matrix Libra front wig		46,00
Zitting stabilisator			
DCA2860	Zitting stabilisator		116,00
			
DCA2810	DCA2820	DCA2830	DCA2840
			
DCA2850	DCA2860		
INGEKLIKT TASJE			
DCA2800	Zittingtas, met clipsluiting		84,00
OPBERGVAKJES			
DCA2910	Opbergvakje groot, met klittenband aan onderkant zitting vast te maken		96,00
			
DCA2800	DCA2910		
			
BEENSTEUNEN			
WEGZWENKBARE BEENSTEUN RECHTS			
◆ DCA3000	Beensteun 70°	(niet i.c.m. beensteun 80° links)	0,00
DCA3010	Beensteun 80°	(niet i.c.m. beensteun 70° links, 7" voorwielen)	59,00
DCA3020	Amputatiesteun	(niet i.c.m. eendelige carbon voetplaat opklapbaar)	206,00
DCA3030	Beensteun hoekverstelbaar, incl. hoek-, breedte- en diepte verstelbare kunststof voetplaat	(niet i.c.m. eendelige carbon voetplaat opklapbaar)	323,00
DCA3040	Zonder beensteun		0,00
WEGZWENKBARE BEENSTEUN LINKS			
◆ DCA3100	Beensteun 70°	(niet i.c.m. beensteun 80° rechts)	0,00
DCA3110	Beensteun 80°	(niet i.c.m. beensteun 70° rechts, 7" voorwielen)	59,00
DCA3120	Amputatiesteun	(niet i.c.m. eendelige carbon voetplaat opklapbaar)	206,00



	DCA3130	Beensteun hoekverstelbaar, incl. hoek-, breedte- en diepte verstelbare kunststof voetplaat	(niet i.c.m. eendelige carbon voetplaat opklapbaar)	323,00
	DCA3140	Zonder beensteun		0,00
VOETPLATEN				
◆	DCA3260	Kunststof voetplaten, opklapbaar (altijd i.c.m. hiel- of kuitbanden)	(niet i.c.m. zitbreedte < 340 mm, onderbeenlengte < 260mm, adductie frame zitbreedte < 380 mm)	0,00
	DCA3270	Carbon voetplaten, hoek en diepte verstelbaar	(niet i.c.m. hielbanden)	303,00
	DCA3280	Eendelige carbon voetplaat, opklapbaar, hoek en diepte verstelbaar	(niet i.c.m. hielbanden, onderbeenlengte < 300 mm)	165,00
				
	DCA3260	DCA3270	DCA3280	
KUITBAND				
	DCA3300	Gemonteerd op het frame		0,00
	DCA3305	Gemonteerd op beugels		0,00
	DCA3310	Hielbanden		0,00
				
	DCA3300, DCA3305	DCA3310		
				
ZIJSCHOTTEN EN ARMSTEUNEN				
ZIJSCHOTTEN				
◆	DCA3400	Kledingbeschermers Standaard, vast	(niet i.c.m. T-armsteunen, Küschall armsteun, HEMI armsteun, transportset, tafelblad)	0,00
	DCA3405	Kledingbeschermers Standaard, uitneembaar	(niet i.c.m. T-armsteunen, Küschall armsteun, HEMI armsteun, transportset, tafelblad)	169,00
	DCA3410	Kledingbeschermers Carbon, vast	(niet i.c.m. T-armsteunen, Küschall armsteun, HEMI armsteun, transportset, tafelblad)	275,00
	DCA3425	Spatborden Standaard, vast	(niet i.c.m. T-armsteunen, Küschall armsteun, HEMI armsteun, eenhandshoepelaandrijving, 5e/6e achterwielpositie, wielen met trommelremmen voor begeleider, transportset, tafelblad)	133,00
	DCA3430	Spatborden Carbon, vast	(niet i.c.m. T-armsteunen, Küschall armsteun, HEMI armsteun, eenhandshoepelaandrijving, 5e/6e achterwielpositie, wielen met trommelremmen voor begeleider, transportset, tafelblad)	347,00
	DCA3440	Spatborden Carbon, uitneembaar	(niet i.c.m. T-armsteunen, Küschall armsteun, HEMI armsteun, eenhandshoepelaandrijving, 5e/6e achterwielpositie, tafelblad)	364,00




DCA3450	Spatborden Standaard, uitneembaar	(niet i.c.m. T-armsteunen, Küschall armsteun, HEMI armsteun, eenhandshoepelaandrijving, 5e/6e achterwielpositie, tafelblad, wielen met trommelremmen voor begeleider en e-motion/twion adapter plate)	169,00
			
DCA3400/3405	DCA3410	DCA3425	DCA3430
			
DCA3440	DCA3450		
ARMSTEUN RECHTS			
DCA3500	Afneembare T armsteunen, hoogte instelbaar, kort (inclusief kledingbeschermers)	(niet mogelijk i.c.m. 6e achterwielpositie)	158,00
DCA3510	Afneembare T armsteunen, hoogte instelbaar, lang (inclusief kledingbeschermers)	(niet mogelijk i.c.m. 6e achterwielpositie)	158,00
DCA3520	Afneembare en wegklapbare buisarmsteun, in hoogte verstelbaar	(niet i.c.m. e-motion twion adapterplaat, tafelblad)	231,00
DCA3530	Afneembare en wegklapbare Küschall armsteun, in hoogte verstelbaar, neopreen zwarte bekleding	(niet mogelijk i.c.m. 4e/5e/6e achterwielpositie)	303,00
DCA3540	Afneembare en wegklapbare HEMI armsteun, in hoogte verstelbaar	(niet mogelijk i.c.m. 4e/5e/6e achterwielpositie, tafelblad)	262,00
ARMSTEUN LINKS			
DCA3600	Afneembare T armsteunen, hoogte instelbaar, kort (inclusief kledingbeschermers)	(niet mogelijk i.c.m. 6e achterwielpositie)	158,00
DCA3610	Afneembare T armsteunen, hoogte instelbaar, lang (inclusief kledingbeschermers)	(niet mogelijk i.c.m. 6e achterwielpositie)	158,00
DCA3620	Afneembare en wegklapbare buisarmsteun, in hoogte verstelbaar	(niet i.c.m. e-motion twion adapterplaat, tafelblad)	231,00
DCA3630	Afneembare en wegklapbare Küschall armsteun, in hoogte verstelbaar, neopreen zwarte bekleding	(niet mogelijk i.c.m. 4e/5e/6e achterwielpositie)	303,00
DCA3640	Afneembare en wegklapbare HEMI armsteun, in hoogte verstelbaar	(niet mogelijk i.c.m. 4e/5e/6e achterwielpositie, tafelblad)	262,00
			
DCA3500, DCA3600	DCA3510, DCA3610	DCA3520, DCA3620	DCA3530, DCA3630







DCA3540, DCA3640

**KLEUR EN PERSONALISEREN****FRAMEKLEUR (let op getoonde afbeelding is ter indicatie, werkelijke kleur kan afwijken)**

◆	DCA4000	Framekleur Space Black (RAL 9005)		0,00
	DCA4010	Framekleur Anthracite Grey (RAL 7016)		0,00
	DCA4020	Framekleur Pure White (RAL 9016)	(niet i.c.m. viper strepen licht grijs)	0,00
	DCA4030	Framekleur Carmine Red (RAL 3002)		0,00
	DCA4040	Framekleur Azure Blue (RAL 5017)		0,00
	DCA4060	Framekleur Flashy Yellow (RAL 1016)	(extra levertijd)	243,00
	DCA4100	Framekleur Black Glossy (Glans) (RAL 9005)	(extra levertijd)	243,00
	DCA4130	Framekleur Silver Grey (Glans) (RAL9006)	(extra levertijd)	243,00
	DCA4150	Framekleur Ruby Red (Glans) (RAL 3003)	(extra levertijd)	243,00
	DCA4170	Framekleur Dynamite Orange (Metaal) (specifieke kleurenmix, geen RAL-nummer)	(extra levertijd)	243,00
	DCA4180	Framekleur Forest Green (Glans) (RAL 6029)	(extra levertijd)	243,00




DCA4000




DCA4010



DCA4020



DCA4030



DCA4100



DCA4130



DCA4140



DCA4150



DCA4170



DCA4180

DECORATIE OP FRAME

	DCA4190	Viper-Strepen	(niet i.c.m. Merklabe)	121,00
◆	DCA4195	Merklabe	(niet i.c.m. Viper Strepen)	0,00

KLEUR MERKLABEL (let op getoonde afbeelding is ter indicatie, werkelijke kleur kan afwijken)

DCA4300	Merklabele kleur Zwart	0,00
◆ DCA4310	Merklabele kleur Rood	0,00

KLEUR VIPER-STREPEN (let op getoonde afbeelding is ter indicatie, werkelijke kleur kan afwijken)

DCA4200	Streepkleur Zwart	121,00
DCA4210	Streepkleur Donker Grijs	121,00
DCA4220	Streepkleur Licht Grijs	121,00
DCA4230	Streepkleur Rood	121,00
DCA4240	Streepkleur Blauw	121,00
DCA4250	Streepkleur Goud	121,00


















DCA4300	DCA4310	DCA4200	DCA4210	DCA4220	DCA4230	DCA4240	DCA4250


**WIELEN****VOORWIELEN**













DCA5050	Voorwielen 4" Everyday met zwart rubber	59,00
DCA5100	Voorwielen 4" Comfort met zwart rubber	145,00
DCA5150	Voorwielen 4" Starec zwart	145,00
DCA5200	Voorwielen 4" FrogLegs met zwarte aluminium velg	262,00
DCA5250	Voorwielen 4" FrogLegs met zilveren aluminium velg	262,00
DCA5300	Voorwielen 5" Everyday met zwart rubber	59,00
◆ DCA5350	Voorwielen 5" Comfort met zwart rubber	0,00
DCA5400	Voorwielen 5" Starec zwart	145,00
DCA5450	Voorwielen 5" FrogLegs met zwarte aluminium velg	262,00
DCA5500	Voorwielen 5" FrogLegs met zilveren aluminium velg	262,00
DCA5550	Voorwielen 6" Comfort met zwart rubber	145,00
DCA5600	Voorwielen 6" Luchtbanden	59,00
DCA5650	Voorwielen 7" Comfort met zwart rubber	145,00












			
DCA5050, DCA5300	DCA5100, DCA5350, DCA5550, DCA5650	DCA5150, DCA5400	DCA5200, DCA5250, DCA5450, DCA5500
			
DCA5600			
EENHANDSHOEPELAANDRIJVING			
DCA6000	Eenhandshoepelaandrijving rechts	(niet i.c.m. verlenging achterwielbevestiging, 4de/5de/6de achterwielpositie, tetra quick release assen, 22"/25"/26" achterwielen, achterwiel types, camber 3°, spaakbeschermers, e-motion / twion adapterplaat, hoepelkeuze, wieltas, 24" mountainbike wielen)	1828,00
DCA6010	Eenhandshoepelaandrijving links	(niet i.c.m. verlenging achterwielbevestiging, 4de/5de/6de achterwielpositie, tetra quick release assen, 22"/25"/26" achterwielen, achterwiel types, camber 3°, spaakbeschermers, e-motion / twion adapterplaat, hoepelkeuze, wieltas, 24" mountainbike wielen)	1828,00
			
DCA6000, DCA6010			
ACHTERWIELFIXATIE / ACHTERWIELVERLENGING (meer druk op voorwielen t.b.v. handbiken, betere drukverdeling bij dubbele amputatie)			
◆ DCA6020	Achterwielpositie standaard, geen verlenging	(niet i.c.m. 5e/6e achterwielpositie)	0,00
DCA6040	Verlenging achterwielbevestiging verder naar achteren	(niet i.c.m. 1e achterwielpositie, wielen met trommelremmen voor begeleider, e-motion / twion adapterplaat)	262,00
			
DCA6020	DCA6040		

ACHTERWIELPOSITIE (met gereedschap aan te passen)				
	DCA6100	Eerste positie (meest scherpe positie)	(niet i.c.m. wielen met trommelremmen voor begeleider, camber 3°)	0,00
	DCA6110	Tweede positie	(niet i.c.m. e-motion / twion adapterplaat)	0,00
◆	DCA6120	Derde positie		0,00
	DCA6130	Vierde positie	(niet i.c.m. e-motion / twion adapterplaat)	0,00
	DCA6140	Vijfde positie		0,00
	DCA6150	Zesde positie		0,00
TETRA QUICK RELEASE ASSEN				
	DCA6300	Tetra Quick Release assen (makkelijker losmaken van de achterwielen t.b.v. beperkte kracht of handfunctie)	(niet i.c.m. Spinergy LXX wielen, wielen met trommelremmen voor begeleider, e-motion / twion adapterplaat)	158,00
				
	DCA6040	DCA6300		
ACHTERWIEL GROOTTE				
	DCA6400	Achterwielen 22"	(niet i.c.m. e-motion / twion adapterplaat)	0,00
◆	DCA6410	Achterwielen 24"		0,00
	DCA6420	Achterwielen 25"	(niet i.c.m. spaakbeschermers, e-motion / twion adapterplaat)	0,00
	DCA6430	Achterwielen 26"	(niet i.c.m. e-motion / twion adapterplaat, camber 3°)	0,00
ACHTERWIEL TYPE				
	DCA6500	24" Actief (incl. alu hoepels & light band grijs) (andere banden beschikbaar)	(niet i.c.m. spaakbeschermers, alle hoepels)	0,00
◆	DCA6510	22", 24", 26" küschall Starec zwart, kruis gespaakt (24" en 26" zwart, 22": kleurloze naaf en zwarte velg)		0,00
	DCA6520	24", 25" High Performance (Starec naaf) (zwarte naaf en zwarte velg)	(niet i.c.m. massieve banden)	571,00
	DCA6550	24", 25" Spinergy LXX wielen (zwarte naaf, velg en spaken)	(niet i.c.m. massieve banden, spaakbeschermers zwart)	864,00
	DCA6580	22", 24", 26" Wielen met trommelremmen voor begeleider	(niet i.c.m. e-motion / twion adapterplaat, 24" mountainbike wielen)	138,00
				
	DCA6500	DCA6510	DCA6520	DCA6550
				
	DCA6580			












BANDEN				
◆	DCA6600	24" Maxxis Lite Guard band (lichtgewicht band met visgraatprofiel en lekbescherming 0,45 mm EPS polyvezel)	0,00	
	DCA6625	22", 24", 25", 26" Maxxis Alpha Protect band (veelzijdig en duurzaam, een laag fijnmazig, extra licht EPS polyvezel met 3 mm LDP anti-lek)	113,00	
	DCA6630	24" MBL Speedlite band (superlichte band, stalen hieldraad en dubbellaagse zeer hoge lekbestendigheid)	113,00	
	DCA6660	24" Massieve banden, zwart	(niet i.c.m. extra binnen- en buitenband, performance remmen) 113,00	
				
DCA6600		DCA6625	DCA6630	DCA6660
EXTRA BANDEN				
	DCA6690	Extra binnen- en buitenband	0,00	
HOEPELS				
	DCA6700	Supergripp, afstand 30 mm, ook instelbaar op 40 mm (22", 24", 26")	303,00	
	DCA6710	Staal, afstand 30 mm (24", 26")	96,00	
	DCA6720	Titanium, afstand 30 mm, ook instelbaar op 40 mm (24")	267,00	
	DCA6740	Hoepels Carbolife Gekko, afstand 30 mm, ook instelbaar op 40 mm (24", 25")	506,00	
	DCA6750	Hoepels Carbolife Gekko S(mall), afstand 30 mm, ook instelbaar op 40 mm (24", 25")	506,00	
	DCA6760	Hoepels Carbolife Curve L(arge), afstand 30 mm, ook instelbaar op 40 mm (24")	506,00	
	DCA6770	Hoepels Carbolife Quadro, afstand 30 mm, ook instelbaar op 40 mm (24")	506,00	
◆	DCA6780	Aluminium hoepels light, grijs, afstand 30 mm, ook instelbaar op 40 mm (22", 24", 25", 26")	0,00	
	DCA6790	Aluminium hoepels light, zwart, afstand 30 mm (22", 24", 25", 26")	0,00	
				
DCA6700		DCA6710	DCA6720, DCA6730	DCA6740, DCA6750
				
DCA6760		DCA6770	DCA6780, DCA6800	DCA6790
CAMBER				
◆	DCA6820	Camber 0°	0,00	
	DCA6840	Camber 3°	(niet i.c.m. performance remmen) 0,00	
SPAAKBESCHERMERS (niet i.c.m. Spinergy wielen)				
	DCA6900	Transparant (22", 24" en 26")	194,00	
	DCA6910	Zwart (22", 24" en 26")	194,00	



			
DCA6900	DCA6910		
REMMEN			
DCA7200	Trekremmen		121,00
◆ DCA7210	Drukremmen met gebogen hendel		0,00
DCA7220	Drukremmen met rechte hendel		0,00
DCA7230	Performance remmen	(niet i.c.m. remhendelverlengers)	269,00
DCA7240	Schaarremmen (niet in de 1ste achterwielpositie)	(niet i.c.m. remhendelverlengers)	133,00
DCA7250	Licht Actief remmen	(niet i.c.m. remhendelverlengers)	158,00
REMHENDELVERLENGER			
DCA7300	Remhendelverlengers		67,00
			
DCA7200	DCA7210	DCA7220	DCA7230
			
DCA7250	DCA7300		
			
VEILIGHEIDSOPTIES			
ANTI-TIP SYSTEEM			
DCA7500	Anti-tip rechts	(niet i.c.m. e-motion / twion adapterplaat, zithoogte achter < 390 mm)	181,00
DCA7510	Anti-tip links	(niet i.c.m. e-motion / twion adapterplaat, zithoogte achter < 390 mm)	181,00
DCA7520	Anti-tip beide zijden	(niet i.c.m. e-motion / twion adapterplaat, transportwielen, zithoogte achter < 390 mm)	360,00
TRANSPORTSET			
DCA7600	Transport set (inclusief stickers, zonder tie down system)(voldoet hiermee aan crashtest, nodig voor vervoer rolstoel met inzittende, in een voertuig)	(niet i.c.m. rughoogte < 405 mm, heupgordel)	121,00
GORDEL			
DCA7800	Heupgordel met clipsluiting		92,00



REFLECTORSET			
DCA7900	Reflectorset, gemonteerd (afhankelijk van type wiel)		47,00
DCA7910	Reflectorset, los geleverd (afhankelijk van type wiel)		47,00
			
DCA7500 - DCA7520	DCA7800	DCA7900, DCA7910	
			
BEGELEIDERS OPTIES			
FRAME BESCHERMING			
DCA8000	Achterframe beschermers (paar)		96,00
DCA8010	Voorframe beschermers (paar)		96,00
TRAPDOP - MAX. 2 AANPASSINGEN PER KANT (ANTI-TIP, TRAPDOP, STOKHOUDER, TRANSPORTWIELEN)			
DCA8100	Trapdop rechts (hefboom om met voet gewicht op te zetten voor begeleider om stoel te kantelen)	(niet i.c.m. e-motion / twion adapterplaat, stokhouder rechts)	121,00
DCA8110	Trapdop links (hefboom om met voet gewicht op te zetten voor begeleider om stoel te kantelen)	(niet i.c.m. e-motion / twion adapterplaat, stokhouder links)	121,00
DCA8120	Trapdop beide zijden (hefboom om met voet gewicht op te zetten voor begeleider om stoel te kantelen)	(niet i.c.m. e-motion / twion adapterplaat, stokhouder)	238,00
STOKHOUDER - MAX. 2 AANPASSINGEN PER KANT (ANTI-TIP, TRAPDOP, STOKHOUDER, TRANSPORTWIELEN)			
DCA8200	Stokhouder rechts	(niet i.c.m. e-motion / twion adapterplaat, trapdop rechts, trapdop beide zijden)	116,00
DCA8210	Stokhouder links	(niet i.c.m. e-motion / twion adapterplaat, trapdop links, trapdop beide zijden)	116,00
TRANSPORT WIELEN - MAX. 2 AANPASSINGEN PER KANT (ANTI-TIP, TRAPDOP, STOKHOUDER, TRANSPORTWIELEN)			
DCA8300	Transportwielen (alleen in combinatie met anti-tippers, bij gebruik kunnen de achterwielen eraf gehaald worden, waardoor de stoel smaller wordt voor nauwe doorgangen)	(niet i.c.m. anti-tip beide zijden, e-motion / twion adapterplaat)	475,00
			
DCA8000	DCA8010	DCA8100-DCA8120	DCA8200, DCA8210
			
DCA8300			



**ACCESSOIRES**

DCA8450	Tafelblad		731,00
DCA8500	Pomp		31,00
DCA8550	Gereedschapsset		26,00
DCA8650	Wieltas		169,00
DCA8680	24" Mountainbike wielen + reistas (wielen en banden, met aluminium hoe-pels, grijs, incl. QR assen)		1463,00



DCA8500

DCA8550

DCA8650

DCA8680

ALBER AANDRIJFHULPMIDDELEN (voor details zie ALBER hoofdstuk prijslijst)

	Alber e-motion M15/M25/DuoDrive, elektrische hoepelondersteuning* incl. lader	
	Alber e-pilot, elektrische aankoppelbike* incl lader	
	Alber SMOOV one, elektrische hoepelondersteuning* incl. lader	
	Alber e-fix E35/36, elektrische hoepelondersteuning*	
	*Levering onder condities die gelden voor de Alber producten	



E-motion M15/M25

E-pilot

SMOOV one

E-fix E35/36















SPECIALE AANPASSING









DCA0000	UNIQUE speciale aanpassing constructie (zie UNIQUE prijslijst)	POA
UCA0001	UNIQUE speciale aanpassing personalisatie (zie UNIQUE prijslijst)	POA

AANPASSINGEN / OVERIGE OPMERKINGEN

	Indien er andere speciale aanpassingen moeten worden gedaan, wilt u deze dan a.u.b. hierbij vermelden? / Overige opmerkingen	
--	--	--



MEETGIDS		GEBRUIKERSMATEN*		ROLSTOELMATEN	
<p>Zitbreedte</p>  <p>De zitbreedte is belangrijk voor het comfort van de gebruiker. Deze moet breed genoeg zijn voor goede drukverdeling, maar smal genoeg voor eenvoudig manoeuvreren met de rolstoel</p>	 <ul style="list-style-type: none"> laat de persoon op een vlakke ondergrond zitten positioneer links en rechts blokken tegen de heupen aan en meet de afstand hiertussen Bepaal met de eindgebruiker in hoeverre de rolstoel aangesloten mag zitten. (Voor winterkleding wordt er meestal 2 cm bij op geteld om de rolstoelmaat te krijgen) 	 <ul style="list-style-type: none"> Haal het zitkussen weg Meet de afstand tussen de buitenzijden van de zitbuizen, de effectieve zitbreedte is tussen de zijschotten aan de achterkant van de rolstoel 			
<p>Zitdiepte</p>  <p>Een juiste zitdiepte instelling zorgt voor zowel een goede verdeling van het gebruikersgewicht over de gehele zitting, als voor het voorkomen van drukpunten en huidirritatie in het gebied achter de knie</p>	 <ul style="list-style-type: none"> laat de persoon op een vlakke ondergrond zitten Meet de afstand tussen het uiterste punt aan de achterkant van de billen tot de knieholten Haal van deze afstand ongeveer 4 cm af (afhankelijk van het postuur van de gebruiker en de beensteun hoek) om de rolstoelmaat te krijgen Bij een Matrix kussen wordt door de wijze van bevestiging de effectieve zitdiepte korter, het kiezen van 1 diepere maat wordt hierbij aanbevolen. 	 <ul style="list-style-type: none"> Haal het zitkussen weg Meet de afstand van de voorste rand van de rugleuningsbuis (zonder de bekleding) tot de voorste rand van de zitbekleding 			
<p>Onderbeenlengte</p>  <p>De juiste onderbeenlengte instelling zorgt ervoor dat de voetplaten op de correcte hoogte zitten, hierdoor kan een gedeelte van het lichaamsgewicht door de voeten worden opgevangen. Voetplaten moeten tenminste 2 cm speling hebben ten opzichte van de grond.</p>	 <ul style="list-style-type: none"> laat de persoon op een vlakke ondergrond zitten Meet de afstand van de hak van de schoen tot de knieholte Haal van deze afstand de dikte van het kussen af om de rolstoelmaat te krijgen 	 <ul style="list-style-type: none"> Haal het zitkussen weg Meet de afstand van de achterste rand van de voetplaat tot de voorste rand van de zitbekleding (zonder inzakking van zitbekleding) 			
<p>Zithoogte voor</p>  <p>Een correcte instelling van de zithoogte aan de voorzijde zorgt voor optimaal gebruik- en rijgemak, bijvoorbeeld passend bij de gewenste transfers en geeft voldoende ruimte om onder tafels te komen.</p>	 <ul style="list-style-type: none"> laat de persoon op een vlakke ondergrond zitten Meet de verticale afstand tussen de grond en de knieholte Zorg dat deze afstand minimaal de onderbeenlengte +4 cm is, dit is om genoeg ruimte boven de ondergrond te houden voor de voetplaat Haal de dikte van het kussen van deze afstand af om de zithoogte voor als rolstoelmaat te krijgen 	 <ul style="list-style-type: none"> Haal het zitkussen weg Meet de verticale afstand van de vloer tot de voorste rand van de zitbekleding (zonder inzakking van zitbekleding), dus bovenkant zitbuis voorzijde gemeten 			
<p>Zithoogte achter</p>  <p>De zithoogte achter zorgt samen met de zithoogte voor voor de gewenste zithoek, de wig. Hiermee kan zitstabiliteit van het bekken en daarmee meer mobiliteit voor het bovenlichaam worden gemaakt. De zithoogte achter heeft ook invloed op de bereikbaarheid van de armen tot de hoepels van de achterwielen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> De zithoogte achter wordt bepaald door de zithoogte voor in combinatie met de gewenste zithoek (wig) Zithoogte achter = zithoogte voor minus de wig 	 <ul style="list-style-type: none"> Haal het zitkussen weg Meet de verticale afstand tussen de vloer en de achterste rand van de zitbekleding (zonder inzakking van bekleding) dus bovenkant zitbuis achterzijde gemeten 			

<p>Rughoogte</p>  <p>De rughoogte is afhankelijk van de functionaliteit van de gebruiker. Een correcte rughoogte zorgt voor een goede zithouding in combinatie met optimale bewegingsvrijheid.</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ▪ laat de persoon op een vlakke ondergrond zitten ▪ Meet de verticale afstand van die ondergrond tot de schouderbladen ▪ Als meer rompondersteuning nodig is, meet dan tot aan de benodigde hoogte van ondersteuning ▪ Als minder rompondersteuning nodig is, verminder dan de rughoogte om de bewegingsvrijheid te bevorderen ▪ Tel van deze afstand de dikte van het kussen bij op om de rolstoelmaat te krijgen 	 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Haal het zitkussen weg ▪ Haal de rugbekleding weg ▪ Meet de afstand tussen de bovenkant van de zitbekleding tot de bovenkant van de spanbanden rugleuning
<p>Rughoek</p>  <p>De bepaling van de rughoek is afhankelijk van de zithoek, de mate van rompstabiliteit en neiging om naar voren te vallen. Een grotere rughoek (rugleuning meer naar achteren) geeft een meer rustende houding, een kleinere hoek geeft een meer actieve houding.</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Onderzoek hoe de rolstoel gebruikt wordt. Ga na of er sprake is van lumbale kyfose /lordose (achterwaartse/voorwaartse bekkenkanteling) of andere houdingsbeperkingen en ga na of deze corrigeerbaar zijn. Zo ja, corrigeren. Zo nee, ondersteunen. Bepaal bovendien welke drukontlasting en mate van stabiliteit/activiteit nodig is en wat als het meest prettig ervaren wordt. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ De rughoek is bij de Küschall stoelen (uitzondering KSL) meestal met enkele handelingen aan te passen. Zie de servicehandleidingen voor informatie. ▪ Houdt er rekening mee dat de rughoek t.o.v. het zitvlak wordt gemeten, de zithoek (wig) heeft dus invloed op de rughoek t.o.v. de grond.
<p>Zithoek</p>  <p>Een grotere zithoek (wig) kan meer stabiliteit /comfort geven en relatief meer druk naar de rug verdelen. Een grote zithoek zorgt voor stabiliteit van het bekken. Een negatieve zithoek (waarbij zithoogte voor lager is dan achter) kan helpen bij trippelen en transfers; nb: wees hierbij bewust van grotere kans op glijden</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Onderzoek hoe de rolstoel gebruikt wordt. Ga na of er sprake is van lumbale kyfose /lordose (achterwaartse/voorwaartse bekkenkanteling) of andere houdingsbeperkingen en ga na of deze corrigeerbaar zijn. Zo ja, corrigeren. Zo nee, ondersteunen. Bepaal bovendien welke drukontlasting en mate van stabiliteit/activiteit nodig is en wat als het meest prettig ervaren wordt. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Afhankelijk van het model (K-Series/Compact/Champion/KSL) kan de zithoek aangepast worden d.m.v. de zithoogte voor en achter. Zie de servicehandleidingen voor de mogelijkheden. ▪ Door de vele aanpassingsmogelijkheden bij de Küschall stoelen (uitzondering KSL), is het mogelijk om de stoel verder precies aan te passen of na veranderende eisen en wensen aan te passen aan de gebruiker.
<p>Camber</p>  <p>De wielcamber is de hoek die de achterwielen maken. Een grotere camber hoek vergroot het steunvlak en daarmee de stabiliteit van de rolstoel. Een grotere camberhoek draait makkelijker. Het zal de rolstoel onderin breder maken. De meest gangbare camberstand is rond de 3°</p>	<p>De camber stand is een kwestie van persoonlijke voorkeur. Deze wordt mede bepaald door de gewenste activiteiten. Bijvoorbeeld meer camber bij rolstoelbasketbal.</p>	<p>De K-Series en KSL hebben de camberstand in de as voor de wielen ingebouwd. Met de Vario-as bij de K-Series is de camberstand verstelbaar. De Champion en de Compact hebben een camberbus die door een camberbus met een andere hoekstand vervangen kan worden</p>