

Invacare B.V. · Galvanistraat 14-3 · 6716 AE Ede  
Tel: 0318 - 69 57 57 · www.invacare.nl

## Invacare® Patiëntenliften



### Invacare® Birdie® Evo en ISA

Garantie: lift 3 jaar  
accu 1 jaar  
liftmatten 1 jaar

Max. gebruikersgewicht: Birdie Evo 150-180 kg / ISA 140-180 kg

Dealer:

Technisch adviseur:

E-mail:

Telefoonnummer:

Plaats:

Referentie:

Datum:

◆ Standaard  Compleet product, onderdeel of accessoire

Code	Omschrijving	€
<b>Birdie Evo</b>		
	Birdie Evo elektrische patiëntenlift: uitgevoerd met neerklapbare mast, controlbox Homecare en handbediening, demper mechanisme zodat gebruiker stabiel hangt, smart lock voor veilig wisselen van juk, inclusief 450 mm 2-punts juk, incl. accu en lader. Basis: L 1220 mm, B 640 mm. Max gebr. gewicht 180 kg.	
1650119	Birdie Evo uitvoering zoals boven omschreven, inclusief: mechanische pootspreiding en 100 mm wielen.	3.631,00
1650122	Birdie Evo uitvoering zoals boven omschreven, inclusief: elektrische pootspreiding en 100 mm wielen.	3.778,00
1650121	Birdie Evo uitvoering zoals boven omschreven, inclusief: elektrische pootspreiding en 75 mm wielen.	3.764,00
<b>Birdie Evo Compact</b>		
	Birdie Evo Compact elektrische patiëntenlift: uitgevoerd met neerklapbare mast, controlbox Homecare en handbediening, demper mechanisme zodat gebruiker stabiel hangt, smart lock voor veilig wisselen van juk, inclusief 450 mm 2-punts juk, incl. accu en lader. Basis: L 1080 mm, B 520 mm. Max gebr. gewicht 150 kg.	
1650124	Birdie Evo Compact uitvoering zoals boven omschreven, inclusief: mechanische pootspreiding en 100 mm wielen.	3.406,00
1650123	Birdie Evo Compact uitvoering zoals boven omschreven, inclusief: mechanische pootspreiding en 75 mm wielen.	3.391,00
<b>ISA</b>		
	ISA actieve patiëntenlift: uitgevoerd met ergonomische handgrepen, lage/vlakke voetplaat, lengte instelbare hefarm en comfortabele in hoek- en hoogteinstelbare onderbeen ondersteuning en 100 mm wielen	
1660829	ISA Compact uitvoering zoals boven omschreven, inclusief mechanische pootspreiding en max gebr. gewicht 140 kg.	2.809,00
1660830	ISA Plus uitvoering zoals boven omschreven, inclusief mechanische pootspreiding en max gebr. gewicht 180 kg.	3.202,00
1660831	ISA Plus uitvoering zoals boven omschreven, inclusief elektrische pootspreiding en max gebr. gewicht 180 kg.	3.651,00
<b>Accessoires Tilliften</b>		
API645731-7035	2-punts juk incl. smartlock, 350 mm voor Birdie Evo	270,00
API645742-7035	2-punts juk incl. smartlock, 450 mm voor Birdie Evo	270,00
API645744-7035	2-punts juk incl. smartlock, 550 mm voor Birdie Evo	270,00
API645747-7035	4-punts juk incl. smartlock, 450 mm voor Birdie Evo	366,00
API645753-7035	4-punts juk incl. smartlock, 550 mm voor Birdie Evo	366,00
API656596	Weegschaal RS 300 (thuisgebruik) incl. adaptor smartlock voor Birdie Evo	2.481,00
SPI650439	Voetplaat intermediate en gekanteld voor ISA	160,00
SPI650440	Voetplaat hoog en vlak voor ISA	158,00
SPI650441	Voetplaat laag en vlak voor ISA	181,00
AP60121194	Kuitband zwart PA voor ISA	100,00
API651334-7016	Hendel voor manuele pootspreiding voor Birdie Evo en ISA	79,00
API651491	Muurlader kit voor afneembare accu (ex kabel) voor Birdie Evo en ISA	189,00
AP0821283	Kabel voor muurlader voor Birdie Evo en ISA	37,00

De range slings/liftmatten voor de tilliften vindt u in een aparte prijslijst.



Birdie Evo met 2-punts juk



ISA



