

Invacare B.V. · Galvanistraat 14-3 · 6716 AE Ede
Tel: 0318 - 69 57 57 · www.invacare.nl

Invacare® Softform, Dacapo en Essential anti-decubitus matrassen



Gebruikers gewicht: variabel, zie per product.

Garantie:

- Dacapo: 1 jaar op schuim en hoes
- Essential : 1 jaar op schuim en hoes
- Softform: 2 jaar op schuim en hoes
- Premier Active 2RX pomp: 2 jaar

Dealer:

Technisch adviseur:

E-mail:

Telefoonnummer:

Plaats:

Referentie:

Datum:

◆ Standaard Compleet product, onderdeel of accessoire

Code	Omschrijving	€
ESSENTIAL CARE MATRAS (tot 140 kg)		
	Essential Care, veerkracht 34kg/m3 met Polyurethaan tweevoudig rekbare waterdichte hoes, geschikt bij laag tot matig risico op decubitus.	
1588619	Afmetingen 2000x880x152 mm	204,00
	Afwijkende maatvoeringen zijn op aanvraag eventueel leverbaar	235,00
ESSENTIAL TOUCH MATRAS (tot 150 kg)		
	Essential Touch, veerkracht 42kg/m3 met Polyurethaan tweevoudig rekbare waterdichte hoes, dubbelzijdige inkepingen, geschikt bij laag tot matig risico op decubitus.	
1631885	Afmetingen 2200x900x150 mm, incl 2 handvatten	296,00
	Afwijkende maatvoeringen zijn op aanvraag eventueel leverbaar	306,00
ESSENTIAL VISCO MATRAS (tot 140 kg)		
	Essential Visco, basis van veerkracht 34kg/m3 met Polyurethaan (7,5 cm) en 52kg/m3 visco (7,5 cm) toplaag met een tweevoudig rekbare waterdichte hoes. Geschikt bij laag tot matig risico op decubitus.	
1588533	Afmetingen 2000x880x152 mm	260,00
	Afwijkende maatvoeringen zijn op aanvraag eventueel leverbaar	291,00
SOFTFORM EXCEL (tot 140kg)		
	Softform Excel, veerkracht 39kg/m ³ met PU TR26 rekbare waterdichte hoes, geschikt bij laag tot matig risico op decubitus.	
1486722	Afmetingen 850x2000x152 mm	316,00
1486862	Afmetingen 880x1970x152 mm	316,00
	Afwijkende maatvoeringen zijn op aanvraag eventueel leverbaar	352,00
SOFTFORM PREMIER (tot 245 kg)		
	Softform Premier, veerkracht 39kg/m3 met PU TR26 rekbare waterdichte hoes, geschikt bij hoog risico op decubitus. Inclusief aflopend hiel gedeelte.	
1486771	Afmetingen 850x2000x152 mm	418,00
1486865	Afmetingen 880x1970x152 mm	418,00
	Afwijkende maatvoeringen zijn op aanvraag eventueel leverbaar	454,00
SOFTFORM PREMIER MAXI GLIDE (tot 245kg)		
	Softform Premier Maxi Glide, veerkracht 39kg/m ³ met PU TR26 rekbare waterdichte hoes, geschikt bij hoog tot zeer hoog risico op decubitus.	
1552814	Afmetingen 880x1970x152 mm	418,00
1552815	Afmetingen 850x2000x152 mm	418,00
	Afwijkende maatvoeringen zijn op aanvraag eventueel leverbaar	454,00
SOFTFORM PREMIER VISCO (tot 245kg)		
	Softform Premier Visco, veerkracht 39kg/m ³ , visco-laag 55kg/m ³ , met PU TR26 rekbare waterdichte hoes, geschikt bij hoog risico op decubitus.	
1486723	Afmetingen 850x2000x152 mm	439,00
1486870	Afmetingen 880x1970x152 mm	439,00
	Afwijkende maatvoeringen zijn op aanvraag eventueel leverbaar	469,00



SOFTFORM PREMIER ACTIVE 2 (tot 245kg)		
	Softform Premier Active 2 matras en pomp.	
I629800	Premier Active 2RX Pomp	418,00
I553494	Afmetingen 855x2000x152 mm	643,00
	Afwijkende maatvoeringen zijn op aanvraag eventueel leverbaar	745,00
	Breedte maten tot 120 cm en lengte maten tot 210 cm	
SOFTFORM MATRAS VERLENGER		
	Softform matras verlenger	
I576372	Afmetingen 900X100x152 mm	122,00
I576405	Afmetingen 900X200x152 mm	122,00
DACAPO tbv OCTAVE BED		
	Dacapo Octave visco elastische laag 50mm, veerkracht 50 kg/m ³ , onderlaag 50 mm koudschuim, veerkracht 50 kg/m ³ .	
I484429	Afmetingen 1160x2050x150 mm (200KG)	505,00
I451259	Afmetingen 1160x2050x150 mm (350KG)	541,00
I485713	Opvulstuk Octave 1106x100x150 mm (350KG)	122,00
UITROLMATRAS		
	Veerkracht 34kg/m ³ met Polyurethaan tweevoudig rekbare waterdichte hoes.	
I494608	Afmetingen 670x2000x60 mm	265,00
Invacare beschikt over een divers aanbod van bedden voor verschillende zorgsituaties. Zie hiervoor de aparte bedden prijslijsten.		

