

Invacare B.V. · Galvanistraat 14-3 · 6716 AE Ede  
Tel: 0318 - 69 57 57 · www.invacare.nl

**Invacare® Action<sup>5</sup> vouwframe** **CE**

Crashtest ISO 7176-19
 Transport gewicht 8,3 KG
 100 / 130 KG
 GESCHIKT VOOR HULPAANDRIJVING alber
 Manuele modulaire rolstoel

Dealer:

Technisch adviseur:

E-mail:

Telefoonnummer:

Plaats:

Referentie:

Datum:

◆ Standaardconfiguratie  Optie **GM** Optie zonder meerprijs **POA** Prijs op aanvraag

Code	Omschrijving	€
<b>BASISMODEL</b>		
SJC0100	◆ Basismodel Action5 vouwframe	2573,00
SJC0200	◆ Frame met wegzwenkbare beensteunen	
SJC0300	◆ Zelfbeweger	
SJC1050	◆ Zitbreedte 430 mm	
SJC1190	◆ Zitdiepte 450 - 500 mm instelbaar (geleverd op 475 mm)	
SJC1250	◆ Zithoogte voorkant 485 mm	
SJC1340	◆ Zithoogte achterkant 460 mm	
SJC1520	◆ Zitting met spanbanden, naspanbaar, diepte instelbaar (50 mm)	
SJC2010	◆ Hoekinstelbare rug, van -15° tot +15°	
SJC2310	◆ Hoogte instelbare rug 410 - 490 mm	
SJC2400	◆ Zonder duwhandvatten	
SJC2510	◆ Rugbekleding nylon met spanbanden	
SJC3020	◆ Beensteun 80°, wegzwenkbaar, uitneembaar, rechts	
SJC3120	◆ Beensteun 80°, wegzwenkbaar, uitneembaar, links	
SJC3210	◆ Voetplaat, opklapbaar, hoek en diepte instelbaar, rechts inclusief verstelbare hielband	
SJC3310	◆ Voetplaat, opklapbaar, hoek en diepte instelbaar, links inclusief verstelbare hielband	
SJC3430	◆ Wegzwenkbare beensteunen, lange insteekbuis (onderbeenlengte: 400 - 525 mm)	
SJC4020&4120	◆ Armsteunen (N°1) uitneembaar, lang (380 mm), hoogte en diepte instelbaar	
SJC6060	◆ Framekleur pearl grey	
SJC6100	◆ Accentkleur: grey	
SJC7100	◆ Voorwielen 6" X 1.3/8", alu softroll	
SJC7230	◆ Achterwielen 24", gekruist gespaakt	
SJC7302	◆ Massieve banden, zwart, 1.3/8"	
SJC7400	◆ Hoepels aluminium	
SJC7500	◆ Quick Release assen	
SJC7630	◆ Achterwielpositie passief en veilig (25 mm)	
SJC7700	◆ 0° camber	
SJC8100	◆ Standaard drukremmen	
SJC8200	◆ Taxifixatiebevestigingen	
	Totaalprijs standaardconfiguratie	2.573,00
<b>FRAME TYPE</b>		
SJC0200	◆ Frame met wegzwenkbare beensteunen (niet i.c.m. eendelige voetplaat en vaste beensteunen)	
SJC0210	Frame met vaste 80° beensteunen (niet i.c.m. wegzwenkbare beensteunen)	548,00
<b>ZITBREEDTE</b>		
SJC1050	◆ Zitbreedte 430 mm (max. gebr.gew. 130 kg) (niet i.c.m. Matrx rugbreedte < 410 mm en > 460 mm)	



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaardconfiguratie



**Aanbevolen opties voor (WLZ) instellingen:**

- SJC1520:** Zitting met spanbanden, naspanbaar, diepte instelbaar (50 mm)
- SJC2410:** Rea opbouw duwhandvatten, in hoogte verstelbaar
- SJC3210&3310:** Voetplaat, opklapbaar, hoek en diepte instelbaar, rechts & links inclusief verstelbare hielband
- SJC7302:** Massieve banden, zwart, 1.3/8"
- SJC8500&8550:** Anti-tip rechts & links

SJCI000		Zitbreedte 305 mm (max. gebr.gew. 100 kg) (niet i.c.m. ZD > 450 en 450 - 500 mm, MatrX Elite E2 (Deep) ruggen, Comfort beensteunen, hooggemonteerde wegzwenkbare beensteunen, MatrX Contour Visco NG, Flo-tech Contour; Flo-tech Lite, MatrX Libra, zitting stabilisator)	131,00
SJCI010		Zitbreedte 330 mm (max. gebr.gew. 100 kg) (niet i.c.m. ZD > 450 en 500, 450 - 500 mm, MatrX rugbreedte > 360 mm, Comfort beensteunen, hooggemonteerde wegzwenkbare beensteunen, MatrX Contour Visco NG, Flo-tech Contour; Flo-tech Lite, MatrX Libra, zitting stabilisator)	131,00
SJCI020		Zitbreedte 355 mm (max. gebr.gew. 130 kg) (niet i.c.m. MatrX rugbreedte > 380 mm, Comfort beensteunen, MatrX Contour Visco NG, Flo-tech Contour; Flo-tech Lite, MatrX Libra, zitting stabilisator)	131,00
SJCI030		Zitbreedte 380 mm (max. gebr.gew. 130 kg) (niet i.c.m. MatrX rugbreedte > 410 mm)	131,00
SJCI040		Zitbreedte 405 mm (max. gebr.gew. 130 kg) (niet i.c.m. MatrX rugbreedte < 380 mm en > 430 mm)	131,00
SJCI060		Zitbreedte 455 mm (max. gebr.gew. 130 kg) (niet i.c.m. MatrX rugbreedte < 430 mm en > 480 mm)	131,00
SJCI070		Zitbreedte 480 mm (max. gebr.gew. 130 kg) (niet i.c.m. MatrX rugbreedte < 460 mm)	131,00
SJCI075		Zitbreedte 505 mm (max. gebr.gew. 130 kg) (niet i.c.m. ZD < 400 en 350 - 400 mm, MatrX rugbreedte < 480 mm)	261,00
SJCI078		Zitbreedte 530 mm (max. gebr.gew. 130 kg) (niet i.c.m. ZD < 400 en 350 - 400 mm, MatrX rugbreedte < 510 mm, MatrX Contour Visco NG, Flo-tech Contour; Flo-tech Lite, MatrX Libra, zitting stabilisator)	261,00
<b>ZITDIEPTE</b>			
SJCI190	◆	Zitdiepte 450 - 500 mm instelbaar (geleverd op 475 mm)	
SJCI170		Zitdiepte 350 - 400 mm instelbaar (geleverd op 375 mm) (niet i.c.m. nylon zitbekleding zonder velcostroken, buisarmsteun, MatrX Contour Visco NG, Flo-tech Contour; Flo-tech Lite, MatrX Libra, zitting stabilisator, zeer actieve achterwielpositie)	GM
SJCI180		Zitdiepte 400 - 450 mm instelbaar (geleverd op 425 mm)	GM
<b>ZITHOOGTE - voorkant (ZHV: gemeten van de grond tot aan midden van de zitmat aan de voorkant)</b>			
SJCI250	◆	Zithoogte 485 mm (alleen i.c.m. ZHA 435 - 485 mm)	
SJCI200		Zithoogte 360 mm (alleen i.c.m. ZHA 360 mm en 4" voorwielen)	GM
SJCI210		Zithoogte 385 mm (alleen i.c.m. ZHA <410 mm en 5" X 1" voorwielen)	GM
SJCI220		Zithoogte 410 mm (alleen i.c.m. ZHA < 435 mm, 4" en 5" voorwielen)	GM
SJCI230		Zithoogte 435 mm (alleen i.c.m. ZHA 385 - 435 mm, niet i.c.m. 7" voorwielen)	GM
SJCI240		Zithoogte 460 mm (alleen i.c.m. ZHA 410 - 460 mm)	GM
SJCI260		Zithoogte 510 mm (alleen i.c.m. ZHA > 435 mm, niet i.c.m. 4" voorwielen)	GM
SJCI270		Zithoogte 535 mm (alleen i.c.m. ZHA > 460 mm en 7" voorwielen, niet i.c.m. 90° beensteunen)	GM
<b>ZITHOOGTE - achterkant (ZHA: gemeten van de grond tot aan midden van de zitmat aan de achterkant)</b>			
SJCI340	◆	Zithoogte 460 mm	
SJCI300		Zithoogte 360 mm (alleen i.c.m. 22" en 24" achterwielen)	GM
SJCI310		Zithoogte 385 mm	GM
SJCI320		Zithoogte 410 mm	GM
SJCI330		Zithoogte 435 mm	GM
SJCI350		Zithoogte 485 mm (niet i.c.m. 22" achterwielen)	GM
SJCI360		Zithoogte 510 mm (alleen i.c.m. 25" achterwielen)	GM
<b>ZITBEKLEDING</b>			
SJCI520	◆	Zitting met spanbanden, naspanbaar, diepte instelbaar (50 mm)	
SJCI500		Zitbekleding Nylon met klittenband stroken, diepte instelbaar (50 mm) incl. telefoonhouder	-100,00
<b>RUGLEUNING - TYPE RUGBUIZEN</b>			
SJC2010	◆	Hoekinstelbare rug, van -15° tot +15° (geleverd op 90° t.o.v. zitrails)	
SJC2020		Hoekinstelbare rug, van -15° tot +15°, neerklapbaar (vergrendeld in neergeklapte positie)	157,00
<b>RUGLEUNING - HOOGTE RUGBUIZEN</b>			



SJC0200



SJC0210



SJC1500



SJC1520



SJC2310/2300

SJC2410

SJC2310	◆	Hoogte instelbare rug 410 - 490 mm (geleverd op 450 mm)	
SJC2300		Hoogte instelbare rug 360 - 400 mm (geleverd op 400 mm)	GM
<b>RUGLEUNING - DUWHANDVATTEN</b>			
SJC2400	◆	Zonder duwhandvatten (niet i.c.m. trommelremmen voor begeleider, trapdop links en rechts)	
SJC2410		Rea opbouw duwhandvatten, in hoogte verstelbaar	289,00
<b>RUGLEUNING - RUGBEKLEDING</b>			
SJC2510	◆	Rugbekleding nylon met spanbanden	
SJC2500		Zonder spanbanden rugleuning (t.b.v. Matrx rug)	GM
<b>MATRX RUG - hoek en hoogte instelbaar (H 160 t/m 410 mm: past op stoelen 2,5 cm smaller of 2,5 cm breder dan rugbreedte; H 460 en 510 mm: past op stoelen 2,5 cm smaller of 5 cm breder dan rugbreedte, rugfixatiestang vervalt)</b>			
SJC2430		Matrx Elite E2, H 160 mm incl.bevestiging	982,00
SJC2432		Matrx Elite E2, H 210 mm incl.bevestiging	982,00
SJC2434		Matrx Elite E2, H 260 mm incl.bevestiging	982,00
SJC2436		Matrx Elite E2, H 310 mm incl.bevestiging	982,00
SJC2438		Matrx Elite E2, H 360 mm incl.bevestiging	982,00
SJC2460		Matrx Elite E2, H 410 mm incl.bevestiging	982,00
SJC2465		Matrx Elite E2, H 460 mm incl.bevestiging	982,00
SJC2440		Matrx Elite E2, H 510 mm incl.bevestiging	982,00
SJC2442		Matrx Elite E2 Deep, H 160 mm incl.bevestiging	1.106,00
SJC2444		Matrx Elite E2 Deep, H 210 mm incl.bevestiging	1.106,00
SJC2446		Matrx Elite E2 Deep, H 260 mm incl.bevestiging	1.106,00
SJC2448		Matrx Elite E2 Deep, H 310 mm incl.bevestiging	1.106,00
SJC2452		Matrx Elite E2 Deep, H 360 mm incl.bevestiging	1.106,00
SJC2470		Matrx Elite E2 Deep, H 410 mm incl.bevestiging	1.106,00
SJC2475		Matrx Elite E2 Deep, H 460 mm incl.bevestiging	1.106,00
SJC2478		Matrx Elite E2 Deep, H 510 mm incl.bevestiging	1.106,00
<b>MATRX RUGGEN KEUZE BREEDTE</b>			
SJC2481		Matrx rugsysteem breedte 360 mm (indicatieve rompbreedte 265 mm)	0,00
SJC2482		Matrx rugsysteem breedte 380 mm (indicatieve rompbreedte 290 mm)	0,00
SJC2484		Matrx rugsysteem breedte 410 mm (indicatieve rompbreedte 315 mm)	0,00
SJC2486		Matrx rugsysteem breedte 430 mm (indicatieve rompbreedte 340 mm)	0,00
SJC2488		Matrx rugsysteem breedte 460 mm (indicatieve rompbreedte 370 mm)	0,00
SJC2490		Matrx rugsysteem breedte 480 mm (indicatieve rompbreedte 390 mm)	0,00
SJC2492		Matrx rugsysteem breedte 510 mm (indicatieve rompbreedte 420 mm)	0,00
<b>BEENSTEUNEN</b>			
SJC3020	◆	Beensteun 80°, wegzwenkbaar, uitneembaar, rechts (niet i.c.m. voetplaten per paar en vast voorframe)	
SJC3120	◆	Beensteun 80°, wegzwenkbaar, uitneembaar, links (niet i.c.m. voetplaten per paar en vast voorframe)	
SJC3010		Beensteun 70°, wegzwenkbaar, uitneembaar rechts (niet i.c.m. voetplaten per paar en vast voorframe)	146,00
SJC3110		Beensteun 70°, wegzwenkbaar, uitneembaar, links (niet i.c.m. voetplaten per paar en vast voorframe)	146,00
SJC3030		Beensteun 90°, wegzwenkbaar, uitneembaar rechts (alleen i.c.m. hoek en diepte instelbare voetplaat en 4"/5" voorwielen)	146,00
SJC3130		Beensteun 90°, wegzwenkbaar, uitneembaar, links (alleen i.c.m. hoek en diepte instelbare voetplaat en 4"/5" voorwielen)	146,00
SJC3040		Comfort beensteun lengtecompenserend, in hoek verstelbaar 0° - 75°, wegzwenkbaar, uitneembaar + kuitplaat rechts (niet i.c.m. voetplaten per paar, eendelige voetplaat, vast voorframe, hoog gemonteerde wegzwenkbare beensteunen en verstelbare kuitband, ZB 355 of smaller)	163,00
SJC3140		Comfort beensteun lengtecompenserend, in hoek verstelbaar 0° - 75°, wegzwenkbaar, uitneembaar + kuitplaat links (niet i.c.m. voetplaten per paar, eendelige voetplaat, vast voorframe, hoog gemonteerde wegzwenkbare beensteunen en verstelbare kuitband, ZB 355 of smaller)	163,00
SJC3000		Zonder beensteun, rechts	GM
SJC3100		Zonder beensteun, links	GM



SJC2510



SJC3020

SJC3010

SJC3030



SJC3040/3140



SJC3050

SJC3050		Amputatie in hoogte en in hoek verstelbaar; rechts (niet i.c.m. standaard drukremmen en verlengde drukremmen)	259,00
SJC3150		Amputatie in hoogte en in hoek verstelbaar; links (niet i.c.m. standaard drukremmen en verlengde drukremmen)	259,00
<b>VOETPLATEN</b>			
SJC3210	◆	Voetplaat, opklapbaar; hoek en diepte instelbaar; rechts inclusief verstelbare hielband	
SJC3310	◆	Voetplaat, opklapbaar; hoek en diepte instelbaar; links inclusief verstelbare hielband	
SJC3200		Voetplaat opklapbaar; rechts inclusief verstelbare hielband (niet i.c.m. wegzwenkbare beensteun met korte insteekbuis)	-30,00
SJC3300		Voetplaat opklapbaar; links inclusief verstelbare hielband (niet i.c.m. wegzwenkbare beensteun met korte insteekbuis)	-30,00
SJC3230		Eendelige voetplaat (niet i.c.m. wegzwenkbare beensteun)	225,00
<b>INSTEKBUIZEN</b>			
SJC3430	◆	Wegzwenkbare beensteunen, lange insteekbuis (onderbeenlengte: 400 - 525 mm)	
SJC3420		Wegzwenkbare beensteunen, standaard insteekbuis (onderbeenlengte: 295 - 420 mm)	GM
SJC3410		Wegzwenkbare beensteunen, korte insteekbuis (onderbeenlengte: 285 - 375 mm)	GM
SJC3400		Wegzwenkbare beensteunen, hoog gemonteerde buis (onderbeenlengte: 160 - 375 mm)	GM
SJC3440		Vaste beensteunen, standaard insteekbuis (onderbeenlengte: 320 - 460 mm)	GM
SJC3450		Vaste beensteunen, lange insteekbuis (onderbeenlengte: 360 - 500 mm)	GM
<b>ARMSTEUNEN PER PAAR (alle inclusief kledingbeschermers)</b>			
SJC4020 & 4120	◆	Armsteunen (N°1) uitneembaar, lang (380 mm), hoogte en diepte instelbaar	
SJC4010 & 4110		Armsteunen (N°1) uitneembaar, kort (280 mm), hoogte en diepte instelbaar	GM
SJC4030 & 4130		Armsteunen (N°3) opklapbare, uitneembare, korte armlegger, in hoogte verstelbaar	GM
SJC4040 & 4140		Armsteunen (N°3) opklapbare, uitneembare, lange armlegger, in hoogte verstelbaar	GM
SJC4050 & 4150		Buisvormige armsteunen, wegzwenkbaar	GM
SJC4000 & 4100		Geen armsteunen	GM
SJC3700		Zonder kledingbeschermer / spatborden	GM
SJC3750		Met kledingbeschermer (paar)	GM
SJC3800		Uitneembare spatborden (paar) (niet i.c.m. trommelremmen)	26,00
<b>ZITKUSSEN (voor Matrx kussens: ook zitdiepte aangeven)</b>			
SJC5000		Zitkussen schuim 50 mm (nylon en anti-slip)	78,00
		Matrx Flo-tech Lite kussen, stretch hoes	191,00
		Matrx Flo-tech Contour, stretch hoes	206,00
		Matrx Flo-tech Lite Visco, stretch hoes	261,00
		Gewichtsklasse: medium (32 tot 51 kg) firm (51 tot 70 kg)	
		Matrx Contour NG Visco kussen, stretch hoes	297,00
		Gewichtsklasse: medium (51 tot 76 kg) firm 76 tot 102 kg) very firm (102 tot 125 kg)	
		Matrx Libra kussen, stretch hoes	669,00
		Zitbreedte kussen gelijk aan stoel	
		Zitdiepte kussen 406 mm 432 mm 457 mm 483 mm 508 mm 533 mm	
		Kussenhoes: ◆ Stretch Aero	
		Voor overige kussens: zie prijslijst Invacare Matrx Flo-tech kussens	
<b>ZITOPTIES</b>			
SJC5090		Zitting stabilisator	113,00



SJC5100		Clip om de stoel gevouwen te houden	42,00
<b>HIELBANDEN</b>			
SJC5400		Kuitband verstelbaar	28,00
<b>RUGFIXATIE</b>			
SJC5500		Rugfixatiestang (inklapbaar) (niet i.c.m. MatrX hoofdsteun met kussen Soft)	116,00
<b>HOOFDSTEUN</b>			
SJC5650		Matrx hoofdsteun soft kussen met standaard bevestigingsmateriaal (alleen i.c.m. MatrX rugleuning)	758,00
<b>FRAMEKLEUREN</b>			
SJC6060	◆	Framekleur pearl grey	
SJC6000		Framekleur pearl white	GM
SJC6010		Framekleur anthracite black	GM
SJC6020		Framekleur pop blue	GM
SJC6030		Framekleur dark red	GM
<b>ACCENTKLEUREN (voorvork &amp; wiel, afdekplaatje QR as)</b>			
SJC6100	◆	Grey	
SJC6110		Blue	83,00
SJC6200		Purple	83,00
<b>VOORWIELEN</b>			
SJC7100	◆	Voorwielen 6" X 1.3/8", alu softroll (niet i.c.m. 90° beensteunen, ZHV < 435 & 535 mm)	
SJC7000		Voorwielen 4" X 1.1/4", softroll (niet i.c.m. ZHV 385 & > 485 mm)	40,00
SJC7055		Voorwielen 5" X 1", massief (niet i.c.m. ZHV 360 & 535 mm)	40,00
SJC7070		Voorwielen 5" X 1.3/8", alu softroll (niet i.c.m. ZHV 360, 385 & 535 mm)	40,00
SJC7110		Voorwielen 7" X 1.1/4", massief (niet i.c.m. 90° beensteunen, ZHV < 460 mm)	40,00
<b>ACHTERWIELEN</b>			
SJC7230	◆	Achterwielen 24", gekruist gespaakt (alleen i.c.m. standaard luchtband of massief)	
SJC7200		Achterwielen 22", gekruist gespaakt (niet met RVS hoepels) (alleen i.c.m. standaard luchtband of massief)	GM
SJC7240		Achterwielen 24", lichtgewicht, radiaal gespaakt, zwarte hoepel, hoepelbevestiging op 6 plekken (niet i.c.m. RVS hoepels, spaakbeschermers, trommelremmen)	157,00
SJC7250		Achterwielen 25", lichtgewicht, radiaal gespaakt, zwarte hoepel, hoepelbevestiging op 6 plekken (alleen i.c.m. Schwalbe banden en aluminium hoepels, niet i.c.m. spaakbeschermers, trommelremmen)	179,00
SJC7260		Achterwielen 25", zwarte Spinergy wielen (alleen i.c.m. Schwalbe banden, niet i.c.m. RVS hoepels, spaakbeschermers, trommelremmen)	786,00
<b>BANDEN</b>			
SJC7302	◆	Massieve banden, zwart, 1.3/8"	
SJC7304		Luchtbanden, zwart, 1.3/8", blokpatroon	GM
SJC7315		Luchtbanden, laag profiel, zwart, 1"	GM
SJC7320		Luchtbanden Primo Sentinel 1"	104,00
<b>HOEPELS</b>			
SJC7400	◆	Hoepels aluminium	
SJC7410		Hoepel roestvrijstaal (alleen i.c.m. gekruist gespaakt 24" achterwiel)	166,00
SJC7420		Hoepel met zwarte anti-slip coating	262,00
<b>ACHTERWIELASSEN</b>			
SJC7500	◆	Quick Release assen	
<b>ACHTERWIELPOSITIE</b>			
SJC7630	◆	Achterwielpositie passief en veilig (25 mm)	
SJC7620		Medium actieve achterwielpositie (50 mm)	GM
SJC7610		Actieve achterwielpositie (75 mm)	GM
SJC7600		Zeer actieve achterwielpositie (100 mm)	GM
<b>CAMBER</b>			
SJC7700	◆	0° camber	
SJC7710		1° camber	GM



SJC5400



SJC5500



SJC7230



SJC7240,50



SJC7260



SJC7315

SJC7720		2° camber	GM
SJC7730		3° camber	13,00
SJC7740		4° camber	13,00
<b>SPAAKBESCHERMERS</b>			
SJC8000		Spaakbeschermers transparant, per paar (echter in het zwart bij gekruist gespaakt 24" achterwiel)	300,00
<b>REMMEN/REMYERLENGERS</b>			
SJC8100	◆	Standaard drukremmen	
SJC8120		Drukremmen, verlengd (niet i.c.m. comfort beensteunen)	60,00
SJC8130		Trekremmen verlengd (mogelijk i.c.m. comfort beensteunen)	176,00
SJC8160		Trommelremmen voor begeleider incl. standaard drukremmen óf trekremmen (alleen i.c.m. duwhandvatten en gekruist gespaakt 22" of 24" achterwielen)	608,00
SPI585518		Remmen met éénhandsbediening, rechts	255,00
SPI585529		Remmen met éénhandsbediening, links	255,00
<b>ANTI-TIP</b>			
SJC8500		Wegzwenkbare anti-tip, rechts	125,00
SJC8550		Wegzwenkbare anti-tip, links	125,00
<b>OPTIES</b>			
SJC8200	◆	Taxifixatiebevestigingen (alleen bij rughoogte > 400 mm, niet i.c.m. stokhouder)	
SJC8300		Veiligheidsgordel met autosluiting	46,00
SJC9000		Stokhouder	27,00
SJC9150		Trapdop type Rea Focus, links (kan wél i.c.m. anti-tip aan dezelfde zijde)	32,00
SJC9250		Trapdop type Rea Focus, rechts (kan wél i.c.m. anti-tip aan dezelfde zijde)	32,00
<b>ALBER AANDRIJFHULPMIDDELEN (voor details zie ALBER hoofdstuk in deze prijslijst)</b>			
Bij een order voor een nieuwe Invacare Action 5 in combinatie met een nieuwe Alber elektrische hulpaandrijving is de montage daarvan gratis.			
		Alber e-motion M25/DuoDrive, elektrische hoepelondersteuning* incl. lader	
		Alber e-fix E35, elektrische hulpaandrijving* incl. lader	
		Alber viamobil V25, elektrische duwhulp* incl. lader	
		*Levering onder condities die gelden voor de Alber producten	
<b>OPMERKINGEN</b>			
<b>INVACARE UNIQUE</b>			
		Wilt u speciale aanpassingen aan deze rolstoel vul dan het Invacare Unique-formulier in. U vindt dit formulier achteraan in dit hoofdstuk óf op onze website: <a href="http://www.invacare.nl">www.invacare.nl</a>	




SJC8100

SJC8120



SJC8160



SPI585529



		Achterwiel in relatie tot zithoogte achter (ZHA)							
		(mm)	360	385	410	435	460	485	510
Wielmaat	22"		x	x	x	x	x		
	24"		x	x	x	x	x	x	
	25"				x	x	x	x	x

		Front wheel in function of FRONT seat height (FSTF)								
		(mm)	360	385	410	435	460	485	510	535
Wielmaat	4"		x		x	x	x	x		
	5"			x	x	x	x	x	x	
	6"					x	x	x	x	
	7"						x	x	x	x