

Invacare B.V. · Galvanistraat 14-3 · 6716 AE Ede
Tel: 0318 - 69 57 57 · www.invacare.nl

Rea® **Dahlia® 30° Duwrolstoel**



Crashtest*
ISO 7176-19



Transport
gewicht 21 KG



135 KG



Manuele comfortrolstoel
Maximaal gebruikersgewicht:
135 kg

*Let op: Laagste 2 zithoogtes (33 en 35 cm) zijn niet gecrashtest.

Dealer:

Technisch adviseur:

E-mail:

Telefoonnummer:

Plaats:

Referentie:

Datum:

◆ Standaardconfiguratie Optie **GM** Optie zonder meerprijs **POA** Prijs op aanvraag

Code	Omschrijving	€
BASISMODEL		
BVA0010	◆ Rea Dahlia 30°	3234,00
BVA0020	◆ Duwrolstoel: maat achterwielen 16" met trommelremmen voor de begeleider	
BVA0060	◆ Zitbreedte 440 mm (medium frame)	
BVA0100	◆ Zitverbreding instelling: 0 mm	
BVA0110	◆ Zitdiepte 430-500 mm	
BVA0170	◆ Zithoogte 450 mm (24" en 16" wielen)	
BVA0220	◆ Positieve zithoek 30 graden (niet i.c.m. zelfkanteling)	
BVA0230	◆ Rughoekverstelling: 30 graden	
BVA0270	◆ Flosshape zitkussen met zwarte wipe-down (incontinentie) hoes	
BVA0360	◆ Rechte rugbuizen (Flex 3 en Matrix)	
BVA0430	◆ Flex 3 rugleuning, instelbare rugplaat	
BVA0480	◆ Zonder rugverbreding	
BVA0500	◆ Laguna rugkussen (met laterale steun)	
BVA0570	◆ Rugbekleding met zwarte wipe-down (incontinentie) hoes	
BVA0590	◆ Duwhandvatten, gescheiden, hoogte verstelbaar	
BVA0620	◆ Zitkanteling met gasveer, te bedienen door begeleider	
BVA0640	◆ Rughoekverstelling met gasveer, te bedienen door begeleider	
BVA0680	◆ Beensteun positie - standaard	
BVA0700	◆ Comfort beensteun, lengtecompenserend met kuit- en kniesteun, links	
BVA0750	◆ Comfort beensteun, lengtecompenserend met kuit- en kniesteun, rechts	
BVA0825	◆ Hoek- en diepte instelbare voetplaat met lange insteekbuis en hielband, links	
BVA0845	◆ Hoek- en diepte instelbare voetplaat met lange insteekbuis en hielband, rechts	
BVA0910&0970	◆ Armsteunen, hoogte instelbaar; standaard armlegger	
BVA1110	◆ Neksteun, diepte verstelbaar	
BVA1360	◆ Accentkleur: Blue	
BVA1410	◆ Voorwielbevestiging vast	
BVA1475	◆ Voorwielen 150x30, zwart, medium hard (6")	
BVA1534	◆ Standaard achterwielpositie	
BVA1545	◆ Achterwielen 16"	
BVA1586	◆ Achterwielen met trommelremmen	
BVA1625	◆ Massieve banden, zwart, 1.3/8"	
BVA1728	◆ Trommelremmen voor begeleider	623,00
BVA1890	◆ Transporthaken	
	◆ Anti-tip	
	◆ Trapdop links en rechts	
	Opmerking	
	Rea Dahlia - geschikt voor in de handel verkrijgbare standaard zitkuisen	
	Totaalprijs standaardconfiguratie	3857,00
OVERIGE UITVOERINGEN		
BVA0020	◆ Duwrolstoel: maat achterwielen 16" met trommelremmen voor de begeleider	
ZITBREEDTE		
BVA0060	◆ Zitbreedte 440 mm (medium frame)	
BVA0050	Zitbreedte 390 mm (klein frame)	GM
BVA0070	Zitbreedte 490 mm (groot frame)	GM



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaardconfiguratie

Voor meer informatie over de opties (foto's en uitleg):
www.invacarearea.com


ZITVERBREDING (VOORAF INGESTELD)			
BVA0100	◆	Zitverbreding instelling: 0 mm (niet i.c.m. Flex 3 rugverbreding + 50/100 mm)	
BVA0080		Zitverbreding +50 mm (niet i.c.m. zelfkanteling)	18,00
BVA0090		Zitverbreding + 100 mm (enkel met 16" achterwielen) (niet i.c.m. zelfkanteling)	18,00
ZITDIEPTE			
BVA0110	◆	Zitdiepte 430-500 mm	
ZITHOOGTE			
BVA0170	◆	Zithoogte 450 mm (alleen i.c.m. 6" en 8" voorwielen)	
BVA0120		Zithoogte 330 mm (alleen i.c.m. 4" voorwielen)	GM
BVA0130		Zithoogte 350 mm (alleen i.c.m. 5" voorwielen)	GM
BVA0180		Zithoogte 480 mm (alleen i.c.m. 8" voorwielen)	GM
ZITHOEK - POSITIEF			
BVA0220	◆	Positieve zithoek 30 graden (niet i.c.m. zelfkanteling)	
BVA0200		Positieve zithoek 10 graden (niet i.c.m. zelfkanteling)	GM
BVA0210		Positieve zithoek 20 graden (niet i.c.m. zelfkanteling)	GM
BVA1070		Zithoekmeter	40,00
RUGHOEKVERSTELLING - BEPERKINGEN			
BVA0230	◆	Volledige rughoekverstelling: 30 graden	
BVA0225		Verminderde rughoekverstelling: 10 graden	GM
BVA0227		Verminderde rughoekverstelling: 20 graden	GM
BVA1300		Rughoekmeter	40,00
ZITHOEK - NEGATIEF			
BVA0240		Negatieve zithoek -1 graad (standaard is 0 graden)	GM
ZITKUSSEN			
BVA0270	◆	Floshape zitkussen met zwarte wipe-down (incontinentie) hoes	
Spec.		Zitkussen Matrix Libra (wordt geleverd op separate order in de gekozen zitbreedte en zitdiepte van de rolstoel. Levering onder condities die gelden voor de Matrix Libra zitkussens) Kies hieronder de gewenste soort hoes. Voor maatvoeringen zie Matrix Libra kussens prijslijst.	686,00
		met stretch (incontinentie) hoes	
		met wipe-down (incontinentie) hoes	
		met mesh hoes	
BVA0260		Zitkussen Mistral met zwarte wipe-down (incontinentie) hoes	122,00
BVA1040		Abductieklos (niet i.c.m. verhoogde zitplaat)	259,00
BVA0320		Zonder zitkussen	GM
BVA1030		Incontinentiehoes	88,00
RUGBUIS			
BVA0360	◆	Rechte rugbuizen (voor Flex 3 en Matrix)	
SCHARNIERPUNT RUGVERBREDING (VOORAF INGESTELD)			
BVA0370		Verbreding + 50 mm	57,00
RUGLEUNING - (let op: bij bestelling op stoel van een Matrix rug wordt deze geleverd in dezelfde breedte als de stoel. Indien dit anders gewenst is: graag rug apart bestellen)			
BVA0430	◆	Flex 3 rugleuning, instelbare rugplaat (niet i.c.m. laterale cover, verbonden duwhandvatten met Rea hoofdsteun en Matrix hoofdsteun)	
BVA0440		Flex 3, met naspanbare instelbare rug (niet i.c.m. Flex 3 + 100 mm, Matrix hoofdsteun, verbonden duwhandvatten met Rea hoofdsteun en privacy flap)	369,00
BVA0390		Matrix Elite (hoes alleen leverbaar in Spacer; niet i.c.m. coverhoes voor spanbandenrug, multiverstelbare zijpellen, lumbaal ondersteuningskussen, wiggen en privacy flap)	1005,00
BVA0400		Matrix Elite Deep (hoes alleen leverbaar in Spacer; niet i.c.m. coverhoes voor spanbandenrug, multiverstelbare zijpellen, lumbaal ondersteuningskussen, wiggen en privacy flap)	1132,00
BVA0450		Rugbuizen zonder rugbekleding	GM
INSTELLINGEN FLEX 3 RUG			
BVA0480	◆	Zonder rugverbreding	
BVA0460		Flex 3 + 50 mm	GM



1010



1070



0270



1040



0430



0440



0400

BVA0470		Flex 3 + 100 mm (niet i.c.m. zelfkanteling)	GM
HOOGTE MATRIX RUG			
BVA0455		Hoogte Matrix rug 410 mm	GM
BVA0456		Hoogte Matrix rug 460 mm	GM
BVA0457		Hoogte Matrix rug 510 mm	GM
MATRIX RUGGEN KEUZE BREEDTE			
BVA0461		Matrix rugsysteem breedte 380 mm (indicatieve rompbreedte 290 mm)	
BVA0462		Matrix rugsysteem breedte 410 mm (indicatieve rompbreedte 315 mm)	
BVA0463		Matrix rugsysteem breedte 430 mm (indicatieve rompbreedte 340 mm)	
BVA0464		Matrix rugsysteem breedte 460 mm (indicatieve rompbreedte 370 mm)	
BVA0465		Matrix rugsysteem breedte 480 mm (indicatieve rompbreedte 390 mm)	
BVA0466		Matrix rugsysteem breedte 510 mm (indicatieve rompbreedte 420 mm)	
RUGKUSSEN EN BEKLEDING			
BVA0500	◆	Laguna rugkussen (met laterale steun)	
BVA0570	◆	Rugbekleding met zwarte wipe-down (incontinentie) hoes	
BVA0490		Dikke coverhoes voor over spanbandenrug	172,00
BVA0510		Mistral 2 rugkussen (steun ter hoogte van de middel) (alleen leverbaar met zwarte wipe-down hoes)	223,00
BVA0520		Passad 2 rugkussen (steun ter hoogte van de schouders)	601,00
BVA0575		Rugbekleding zwart Spacer-TR36	33,00
BVA0550		Zonder rugbekleding / kussen	GM
DUWHANDVATTEN			
BVA0590	◆	Duwhandvatten, gescheiden, hoogte verstelbaar	
BVA0600		Duwhandvatten verbonden, hoogte verstelbaar	18,00
BVA0580		Duwstang, hoek en hoogte instelbaar	116,00
ZITKANTELING			
BVA0620	◆	Zitkanteling met gasveer, te bedienen door begeleider	
BVA0632		Zelfkanteling, max. 10 graden (niet i.c.m. werkblad, alleen i.c.m. standaard of smalle armleggers)	124,00
BVA0637		Elektrische zit- en rugkanteling (niet i.c.m. centrale beensteun)	1650,00
RUGHOEKVERSTELLING			
BVA0640	◆	Rughoekverstelling met gasveer, te bedienen door begeleider	
	◆	Optie om rughoekverstelling vast te zetten	
BVA0660		Vaste rughoek (niet i.c.m. elektrische zit- en rugkanteling)	GM
BEENSTEUNEN			
BVA0700	◆	Comfort beensteun, lengtecompenserend met kuit- en kniesteun, links	
BVA0750	◆	Comfort beensteun, lengtecompenserend met kuit- en kniesteun, rechts	
BVA0680	◆	Beensteun positie - standaard	
BVA0690		Beensteun positie - hoog (voor lange benen)	56,00
BVA0710		Beensteun 80°, wegzwenkbaar, uitneembaar, links	GM
BVA0760		Beensteun 80°, wegzwenkbaar, uitneembaar, rechts	GM
BVA0670		Centrale beensteun, inclusief voetplaat en kuitsteun (niet i.c.m. voetplaten, abductiekussen, voetplaatverlenger en instellingskit)	442,00
BVA0730		Amputatiesteun, links	265,00
BVA0780		Amputatiesteun, rechts	265,00
BVA0740		Zonder beensteun, links	GM
BVA0790		Zonder beensteun, rechts	GM
VOETPLATEN			
BVA0825	◆	Hoek- en diepte instelbare voetplaat met hielband, links	
BVA0845	◆	Hoek- en diepte instelbare voetplaat met hielband, rechts	
BVA0865	◆	Lange insteekbuis (360 mm)	
BVA0855		Korte insteekbuis (240 mm) (niet i.c.m. comfort beensteunen)	GM
BVA0805		Eéndelige voetplaat, hoek en diepte instelbaar	440,00
BVA1330		Kuitband voor eéndelige voetplaat	29,00




0500



0520




0510



0490



0590




0600




0700/0750



0670



0730/0780



0830/0870



0900/0960



0910



0900

ARMSTEUNEN			
BVA0910&0970	◆	Armsteunen, hoogte instelbaar; standaard armlegger	
BVA0900&0960		Armsteunen, hoogte instelbaar; smalle armlegger per stuk	GM
BVA0920&0980		Armsteunen, hoogte instelbaar; brede armlegger per stuk	147,00
BVA0925&0985		Armsteunen, hoogte instelbaar; armlegger met opstaande elleboogondersteuning	GM
BVA0930		Hemiplegie armsteun, links (niet i.c.m. werkblad en werkbladvergrendeling)	185,00
BVA0990		Hemiplegie armsteun, rechts (niet i.c.m. werkblad en werkbladvergrendeling)	185,00
BVA1020		Kussen voor kledingbeschermer	125,00
BVA0950		Zonder armsteun, links	GM
BVA1010		Zonder armsteun, rechts	GM
HOOFD/NEKSTEUNEN, PELOTEN			
BVA1110	◆	Neksteun, diepte verstelbaar	
BVA1080		Hoofdsteun, zijwaarts en diepte verstelbaar	87,00
BVA1081		Matrx Elan std hoofdkussen (254 mm)	221,00
BVA1082		Matrx Elan std hoofdkussen (355 mm)	221,00
BVA1083		Matrx Elan achterhoofdkussen (229 mm)	221,00
BVA1084		Matrx Elan achterhoofdkussen (305 mm)	221,00
BVA1085		Matrx Elan 4-punts hoofdkussen (229B x 177H mm)	382,00
BVA1086		Matrx Elan 4-punts hoofdkussen (280B x 254H mm)	382,00
BVA1087		Matrx Elan hoofdsteunbevestiging	419,00
BVA1088		Matrx Elan hoofdsteunbevestiging verlengd (extra link)	664,00
BVA1089		Matrx Loxx hoofdsteunbevestiging	419,00
BVA1130		Set van draaiknoppen voor nek- en hoofdsteun	40,00
BVA1100		Hoofdsteun met wangondersteuning, zijdelings verstelbaar	87,00
BVA1240		Zijpelot multiverstelbaar; wegklapbaar, links	248,00
BVA1250		Zijpelot multiverstelbaar; wegklapbaar, rechts	248,00
BVA1265		Laterale positoneringskussens (paar) met klittenband voor bevestiging tussen hoes en rug	57,00
BVA1280		Wiggen (per paar)	43,00
ACCENT KLEUREN			
BVA1360	◆	Blue	
BVA1370		Silver	GM
BVA1380		Red	GM
BVA1390		Champagne	GM
BVA1400		Petroleum Green	GM
VOORWIELBEVESTIGING			
BVA1410	◆	Voorwielbevestiging vast	
BVA1420		Voorwielbevestiging quick release	47,00
VOORWIELEN			
BVA1475	◆	Voorwielen 150x30, zwart, medium hard (6")	
BVA1435		Voorwielen 100x27, zwart, softroll (4")	41,00
BVA1440		Voorwielen 125x27, zwart, medium hard (5")	41,00
BVA1495		Voorwielen 200x30, zwart, massieve banden (8")	41,00
BVA1505		Voorwielen 200x32, zwart, luchtbanden (8")	41,00
BVA1515		Voorwielen 200x45, zwart, massieve banden (8")	41,00
ACHTERWIELAS POSITIE			
BVA1534	◆	Standaard achterwielpositie	
BVA1538		Meest actieve achterwielpositie (wanneer mogelijk i.v.m. configuratie)	GM
MAAT ACHTERWIELEN			
BVA1545	◆	Achterwielen 16"	




1020



0930/0990



1080



1240/1250



1083/1084



1081/1082




1085/1086



1087/1088



1089



1265



1480




1500



1510

TYPE ACHTERWIELEN			
BVA1586	◆	Achterwielen met trommelremmen	
BANDEN			
BVA1625	◆	Massieve banden, zwart, 1.3/8"	
REMMEN			
BVA1728	◆	Trommelremmen voor begeleider	623,00
ANTI-TIP			
	◆	Anti-tip	
OPTIES			
	◆	Trapdop links en rechts	
BVA1890	◆	Transporthaken	
BVA1730		Veiligheidsgordel	67,00
BVA1750		Werkblad + montageset	462,00
BVA1756		Collegeblad, doorzichtig, opklapbaar, links (incl. armsteun met rechte, smalle armlegger)	495,00
BVA1757		Collegeblad, doorzichtig, opklapbaar, rechts (incl. armsteun met rechte, smalle armlegger)	495,00
BVA1780		Werkbladvergrendeling	17,00
BVA1840		Instellingskit (maakt opties van instelbaar verstelbaar)	150,00
BVA1900		Zuurstoffleshouder	558,00
BVA8010		Special	P.O.A.



1730

1750



1840

TABEL: ZITHOOGTE-ZITHOEK-WIELMAAT COMBINATIE MOGELIJKHEDEN

Seat height	Rear wheel size	Seat tilt as delivered	Backrest recline as delivered	Max seat tilt possible*	Max recline possible*
330 mm	16"	30	30	30	30
	20"	10	30	20	30
350 mm	16"	30	30	30	30
	20"	20	20	30	30
	22"	10	30	20	30
380 mm	20"	20	10	30	30
400 mm	20"	30	20	30	30
	22"	20	10	30	30
430 mm	22"	30	20	30	30
	24"	20	10	30	30
450 mm	16"	30	30	30	30
	24"	30	20	30	30
480 mm	16"	30	30	30	30
500 mm	20"	30	30	30	30

* The seat tilt in this column is possible to reach when it is acceptable that recline is limited further

** The recline in this column is possible to reach when it is acceptable that seat tilt is limited

ALBER AANDRIJFHULPMIDDELEN (voor details zie ALBER hoofdstuk in deze prijslijst)

Bij een order voor een nieuwe Invacare Rea Dahlia in combinatie met een nieuwe Alber elektrische hulpaandrijving is de montage daarvan gratis.

	Alber via GOV24, elektrische duwhulp* incl. lader	
	Alber viamobil V25, elektrische duw- en remhulp* incl. lader	
	*Levering onder condities die gelden voor de Alber producten	

INVACARE UNIQUE

	Wilt u speciale aanpassingen aan deze rolstoel vul dan het Invacare Unique-formulier in.	
--	--	--

