

Invacare B.V. · Galvanistraat 14-3 · 6716 AE Ede
Tel: 0318 - 69 57 57 · www.invacare.nl

Invacare® TDX® SP2 Ultra CE

Crashtest
ISO 7176-19

136 kg

39 km

12 km/u

Elektrische buiten/binnen rolstoel
Garantie: Algemeen: 2 jaar
Prijzen in Euro exclusief BTW

Dealer:
Technisch adviseur:
E-mail:
Telefoonnummer:
Plaats:
Referentie:
Datum:
Gebruikersgewicht:

◆ Standaardconfiguratie □ Optie **GM** Optie zonder meerprijs **POA** Prijs op aanvraag

Code	Omschrijving	€
BASISMODEL		
ARO0080	◆ TDX SP2 met Ultra zitsysteem	13673,00
ARO2020	◆ Zitunit Ultra	
ARO2052	◆ Ultra elektrische kantelverstelling (0 to 50°)	
ARO0337	◆ Zithoogte 440 mm	
ARO2057	◆ Elektrische kantelverstelling standaard gemonteerd	
ARO2069	◆ Rughoekinstelling met vast hoekinstelling	
ARO2021	◆ Zitframe breedte 405 mm - 505 mm	
ARO2008	◆ Zitframe diepte 405 mm - 505 mm	
ARO2026	◆ Zitbreedte instelbaar zitframe 430 mm	
ARO2037	◆ Zitdiepte 455 mm	
ARO2140	◆ Zonder zitkussen	
ARO2512	◆ Rechte rugbuizen, hoogte 555 mm	
ARO2521	◆ Rughoek voor rechte rugbuizen 95°	
ARO2542	◆ Standaard Rehab rugplaat en rugbekleding - hoogte 455 mm	
ARO2307	◆ Ultra Rail Mounted Flip back Arm 230-320mm	
ARO2012	◆ Armlegger links met startex hoes visco foam	
ARO2016	◆ Armlegger rechts met startex hoes visco foam	
ARO2092	◆ Onyx Auto Style hoofdsteun	
ARO0586	◆ Centrale beensteun, hoekinstelbaar - lengte: 310 - 410 mm	
ARO0559	◆ Hoek en breedte instelbare voetplaten M (140 B x 240 mm D)	
ARO2203	◆ REM211: drive en verstelling	
ARO1207	◆ Bedieningskastbeugel, vast rechts	
ARO2640	◆ Bekapping Obsidian Black	
ARO2650	◆ Wieldop Obsidian Black	
ARO2632	◆ Dubbelzijdige vork	
ARO0704	◆ Aandrijfwiel 14x3 zwart pneumatisch	
ARO1282	◆ Snelheid 6 km/u, 4-polige motoren voor (hoofdzakelijk) binnengebruik	
ARO1392	◆ Zonder accu's	
ARO1254	◆ Zonder verlichting	
ARO1494	◆ 4-punts taxifixatie ISO 7176-19:2001	
	Totaalprijs standaardconfiguratie	13673,00
MODEL		
ARO0080	◆ TDX SP2 met Ultra zitsysteem	13673,00
ARO0069	◆ TDX SP2 met Ultra zitsysteem - low rider uitvoering van 42 cm (inclusief 73 AH accu's & zitlift)	P.O.A.



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaard configuratie.

ZIT-UNIT SYSTEEM			
ARO2020	◆	Ultra zitsysteem	
ZITKANTELING EN ZITLIFT			
ARO2052	◆	Ultra elektrische kantelverstelling COG (0 to 50°)	
ARO2053		Ultra elektrische kantelverstelling (0 to 45°)+ 300mm zitlift	3473,00
ZITHOOGTE INSTELLING			
ARO0337	◆	Zithoogte 440 mm	
ARO0352		Zithoogte 420 mm (altijd met 73,5 accu's en zitlift)	GM
ARO0331		Zithoogte 460 mm	GM
ARO0339		Zithoogte 480 mm	GM
VOORWAARTSE OF ACHTERWAARTSE KANTELING			
ARO2057	◆	Ultra kanteling standaard bevestiging - horizontaal	
ARO2054		Ultra kanteling 5° voorwaarts gemonteerd	684,00
ARO2055		Ultra kanteling 10° voorwaarts gemonteerd	684,00
ARO2056		Ultra kanteling 5° achterwaarts gemonteerd	684,00
RUGVERSTELLING			
ARO2069	◆	Rughoekinstelling met vaste hoekinstelling	
ARO2060		ESR Elektrische rugverstelling 90 - 170° - biodynamisch	1320,00
ARO2063		ESR Elektrische rugverstelling 82 - 162° - biodynamisch	1320,00
ARO2066		ESR Elektrische rugverstelling 60 - 140° - biodynamisch	1320,00
ZITBREEDTE BEREIK			
ARO2021	◆	Zitframe breedte 405 mm - 505 mm	
ARX2003		Zitframe breedte 480 mm - 555 mm	GM
ARX2022		Zitframe breedte 505 mm - 610 mm	GM
ZITDIEPTE BEREIK			
ARO2008	◆	Zitframe met zitdiepte 405mm - 505mm	
ARO2024		Zitframe met zitdiepte 480 mm - 580 mm	GM
ZITBREEDTE			
ARO2026	◆	Zitbreedte instelbaar zitframe 430 mm	
ARO2025		Zitbreedte instelbaar zitframe 405 mm	GM
ARO2027		Zitbreedte instelbaar zitframe 455 mm	GM
ARO2028		Zitbreedte instelbaar zitframe 480 mm	GM
ARO2029		Zitbreedte instelbaar zitframe 505 mm	GM
ARO2030		Zitbreedte instelbaar zitframe 530 mm	GM
ARO2031		Zitbreedte instelbaar zitframe 555 mm	GM
ARO2032		Zitbreedte instelbaar zitframe 580 mm	GM
ARO2033		Zitbreedte instelbaar zitframe 610 mm	GM
ZITDIEPTE			
ARO2037	◆	Zitdiepte 455 mm	
ARO2035		Zitdiepte 405 mm	GM
ARO2036		Zitdiepte 430 mm	GM
ARO2038		Zitdiepte 480 mm	GM
ARO2039		Zitdiepte 505 mm	GM
ARO2040		Zitdiepte 530 mm	GM
ARO2041		Zitdiepte 555 mm	GM
ARO2042		Zitdiepte 580 mm	GM
ZITKUSSEN			
ARO2140	◆	Zonder zitkussen	
ARO2145		Zitkussen Flo-Tech Lite	199,00
ARO2146		Zitkussen Flo-Tech Contour	215,00
ARO2147		Zitkussen MatrX Libra	696,00
RUGBUIS HOOGTE (alleen i.c.m. vaste rughoek) - bij elektrische rugverstelling overslaan			
ARO2512	◆	Rechte rugbuizen, hoogte 555 mm	
ARO2510		Rechte rugbuizen, hoogte 455 mm	GM

ARO2511		Rechte rugbuizen, hoogte 505 mm	GM
ARO2513		Rechte rugbuizen, hoogte 610 mm	GM
ARO2514		Rugbuizen gekromd 5°, hoogte 505 mm	111,00
ARO2515		Rugbuizen gekromd 5°, hoogte 555 mm	111,00
ARO2516		Rugbuizen gekromd 5°, hoogte 610 mm	111,00
RUGHOEK VOOR RECHTE RUGBUIZEN (alleen i.c.m. vaste rughoek) - bij elektrische rugverstelling overslaan			
ARO2521	◆	Rughoek voor rechte rugbuizen 95°	
ARO2517		Rughoek voor rechte rugbuizen 75°	GM
ARO2518		Rughoek voor rechte rugbuizen 79°	GM
ARO2519		Rughoek voor rechte rugbuizen 85°	GM
ARO2520		Rughoek voor rechte rugbuizen 90°	GM
ARO2522		Rughoek voor rechte rugbuizen 101°	GM
ARO2523		Rughoek voor rechte rugbuizen 106°	GM
ARO2524		Rughoek voor rechte rugbuizen 112°	GM
ARO2525		Rughoek voor rechte rugbuizen 116°	GM
RUGHOEK VOOR GEBOGEN 5° RUGBUIZEN (alleen i.c.m. vaste rughoek) - bij elektrische rugverstelling overslaan			
ARO2526		Rughoek voor gekromde rugbuizen op 81°	GM
ARO2527		Rughoek voor gekromde rugbuizen op 84°	GM
ARO2528		Rughoek voor gekromde rugbuizen op 91°	GM
ARO2529		Rughoek voor gekromde rugbuizen op 96°	GM
ARO2530		Rughoek voor gekromde rugbuizen op 101°	GM
ARO2531		Rughoek voor gekromde rugbuizen op 106°	GM
ARO2532		Rughoek voor gekromde rugbuizen op 111°	GM
ARO2533		Rughoek voor gekromde rugbuizen op 117°	GM
ARO2534		Rughoek voor gekromde rugbuizen op 121°	GM
STANDAARD REHAB RUGSYSTEEM (niet i.c.m. met ESR)			
ARO2542	◆	Standaard rehab rugplaat & rugbekleding hoogte 455mm	
ARO2540		Standaard rehab rugplaat & rugbekleding hoogte 355mm	GM
ARO2541		Standaard rehab rugplaat & rugbekleding hoogte 405mm	GM
ARO2543		Standaard rehab rugplaat & rugbekleding hoogte 505mm	GM
HIGH RUGSYSTEMEN			
ARO2050		Rugkussen hoogte 410 mm	288,00
ARO2051		Rugkussen hoogte 460 mm	288,00
ARO2320		Rugondersteuning High Back, hoogte 505 mm	288,00
MATRIX E2 RUGSYSTEEM (3" Contour) (16 - 20" wide)			
ARO2550		Rugsysteem Matrix E2, hoogte 355mm / breedte 360mm / 410 - 460mm	1022,00
ARO2551		Rugsysteem Matrix E2, hoogte 405mm / breedte 410mm	1022,00
ARO2552		Rugsysteem Matrix E2, hoogte 455mm / breedte 460mm	1022,00
ARO2553		Rugsysteem Matrix E2, hoogte 505mm / breedte 510mm	1022,00
MATRIX E2 HD RUGSYSTEEM (3" Contour) (16 - 20" wide)			
ARO2554		Matrix E2 HD rughoogte 405mm	1281,00
ARO2555		Matrix E2 HD rughoogte 505mm	1281,00
MATRIX E2 TR RUGSYSTEEM			
ARO2556		Matrix E2 TR rughoogte 405mm	1152,00
ARO2557		Matrix E2 TR rughoogte 455mm	1152,00
ARO2177		Matrix E2 TR rughoogte 500 mm	1152,00
MATRIX E2 TR BACK HEAVY DUTY			
ARO2563		Matrix E2 TR HD rughoogte 505mm	1281,00
MATRIX E2 DEEP BACKS			
ARO2558		Rugsysteem Matrix E2 Deep, hoogte 405 mm / breedte 410mm [Mesh]	1152,00
ARO2559		Rugsysteem Matrix E2 Deep, hoogte 455mm / breedte 460mm [Mesh]	1152,00
ARO2178		Rugsysteem Matrix E2 Deep, hoogte 505mm / breedte 510mm [Mesh]	1152,00
MATRIX PB BACKS			
ARO2174		Matrix Posture rug hoogte 40 cm	1152,00
ARO2175		Matrix Posture rug hoogte 50 cm	1152,00

MUST BE COMPLETED	INCHES
Actual Back Pan Height (ADD)	
GAP (space between seat pan to bottom of back) (ADD) 4-5" Gap is required for Tilt Systems 6-7" Gap is required for Recline Systems	
Finished Back Height (TOTAL) (Seat pan to top of back)	

MATRIX PB DEEP BACKS		
ARO2560	Matrix PB Deep rughoogte 405mm	1152,00
ARO2561	Matrix PB Deep rughoogte 505 mm	1152,00
MATRIX E2 DEEP HEAVY DUTY		
ARO2562	Matrix E2 Deep HD rughoogte 505mm	1281,00
MATRIX MAC		
ARO2168	Rugsysteem Matrix MAC met schuimkussen	1214,00
ARO2169	Rugsysteem Matrix MAC met HUG	1369,00
MATRIX MAC OPTIES ARO2168 EN ARO2169		
MAC RUGHOOGTE		
ARO2380	MAC rughoogte 405 mm (16 inch)	GM
ARO2381	MAC rughoogte 455 mm (18 inch)	GM
ARO2382	MAC rughoogte 505 mm (20 inch)	GM
ARO2383	MAC rughoogte 560 mm (22 inch)	GM
MAC ROMPSTEUNEN CONTOURDIEPTE - LINKS		
ARO2385	MAC rompsteun contourdiepte links 90 mm (3.5 inch)	276,00
ARO2386	MAC rompsteun contourdiepte links 150 mm (6 inch)	276,00
ARO2387	MAC rompsteun contourdiepte links 230 mm (9 inch)	276,00
MAC ROMPSTEUNEN CONTOURDIEPTE - RECHTS		
ARO2389	MAC rompsteun contourdiepte rechts 90 mm (3.5 inch)	276,00
ARO2390	MAC rompsteun contourdiepte rechts 150 mm (6 inch)	276,00
ARO2391	MAC rompsteun contourdiepte rechts 230 mm (9 inch)	276,00
MAC RUGBREEDTE INSTELLING		
ARO2393	MAC rugbreedte -25 mm (-1 inch) tov zitbreedte	GM
ARO2394	MAC rugbreedte gelijk aan zitbreedte	GM
ARO2395	MAC rugbreedte +25 mm (+1 inch) tov zitbreedte	GM
RUGHOOGTE		
FINISHED BACK HEIGHT FOR TILT ONLY (NON-RECLINE)		
ARO2504	Rughoogte op 455 mm afgeleverd	GM
ARO2505	Rughoogte op 485 mm afgeleverd	GM
ARO2506	Rughoogte op 505 mm afgeleverd	GM
ARO2501	Rughoogte op 535 mm afgeleverd	GM
ARO2070	Rughoogte op 555 mm afgeleverd	GM
ARO2071	Rughoogte op 585 mm afgeleverd	GM
ARO2072	Rughoogte op 610 mm afgeleverd	GM
ARO2073	Rughoogte op 635 mm afgeleverd	GM
FINISHED BACK HEIGHT FOR ESR RECLINE SYSTEMS		
ARO2506	Rughoogte op 505 mm afgeleverd	GM
ARO2501	Rughoogte op 535 mm afgeleverd	GM
ARO2070	Rughoogte op 555 mm afgeleverd	GM
ARO2071	Rughoogte op 585 mm afgeleverd	GM
ARO2072	Rughoogte op 610 mm afgeleverd	GM
ARO2073	Rughoogte op 635 mm afgeleverd	GM
ARO2074	Rughoogte op 660 mm afgeleverd	GM
ARO2502	Rughoogte op 685 mm afgeleverd	GM
ARMSTEUN VOOR KANTELVERSTELLING - GEEN ELEKTRISCHE RUGVERSTELLING		
ARO2307	◆ Ultra Rail Mounted Flip back Arm 230-320mm	
ARMSTEUNEN VOOR ELEKTRISCHE RUGVERSTELLING (ESR)		
ARO2095	Cantilever armsteun wegzwenbaar en verstelbaar (230-330mm)	709,00
ARO2096	Cantilever armsteun wegzwenkbaar en verstelbaar (330-405mm)	709,00
ARO2097	Two-post recline armsteun wegzwenkbaar en verstelbaar (230-330mm)	957,00
ARMLEGGER		
LINKS		
ARO2012	◆ Armlegger links met startex hoes visco foam	GM
ARO2013	Lange armlegger links met startex hoes visco foam	263,00
ARO2014	Ergonomische armsteun links	318,00
ARO2015	Zonder armlegger links	0,00

RECHTS						
ARO2016	◆	Armlegger rechts met startex hoef visco foam				GM
ARO2017		Lange armlegger rechts met startex hoef visco foam				263,00
ARO2018		Ergonomische armsteun rechts				318,00
ARO2019		Zonder armlegger rechts				0,00
ARMLEGGER ACCESSOIRES						
ARO2080		Platte handpolstering links				114,00
ARO2083		Platte handpolstering rechts				114,00
MULTI-AXIS UPPER EXTREMITY SUPPORTS						
ARO2082		Multi Axis Upper Extremity Support (MACES) Left				514,00
ARO2085		Multi Axis Upper Extremity Support (MACES) Right				514,00
ARMSTEUN HOOGTE LINKS						
	◆	fabrieksinstelling				
		persoonlijke instelling				
		230 mm	240 mm	250 mm	260 mm	270 mm
		280 mm	290 mm	300 mm	310 mm	
		320 mm	330 mm	340 mm	350 mm	360 mm
		370 mm	380 mm	390 mm	405 mm	
ARMSTEUN HOOGTE RECHTS						
	◆	fabrieksinstelling				
		persoonlijke instelling				
		230 mm	240 mm	250 mm	260 mm	270 mm
		280 mm	290 mm	300 mm	310 mm	
		320 mm	330 mm	340 mm	350 mm	360 mm
		370 mm	380 mm	390 mm	405 mm	
ELLEBOOG BLOCK LINKS						
ARO2347		Elleboogpolstering links XS (110 mm breed x 83 mm)				76,00
ARO2348		Elleboogpolstering links S (135 mm breed x 90 mm)				76,00
ARO2349		Elleboogpolstering links M (145 mm breed x 95 mm)				76,00
ARO2350		Elleboogpolstering links L (165 mm breed x 110 mm)				76,00
ELLEBOOG HARDWARE LINKS						
ARO2361		Verticaal 3" & horizontaal 5"				GM
ARO2362		Verticaal 3" & horizontaal 7"				GM
ARO2363		Verticaal 5" & horizontaal 5"				GM
ARO2364		Verticaal 5" & horizontaal 7"				GM
ELLEBOOG BLOCK RECHTS						
ARO2351		Elleboogpolstering rechts XS (110 mm breed x 83 m)				76,00
ARO2352		Elleboogpolstering rechts S (135 mm breed x 90 mm)				76,00
ARO2353		Elleboogpolstering rechts M (145 mm breed x 95 mm)				76,00
ARO2354		Elleboogpolstering rechts L (165 mm breed x 110 m)				76,00
ELLEBOOG HARDWARE RECHTS						
ARO2371		Verticaal 3" & horizontaal 5"				GM
ARO2372		Verticaal 3" & horizontaal 7"				GM
ARO2373		Verticaal 5" & horizontaal 5"				GM
ARO2374		Verticaal 5" & horizontaal 7"				GM
HEUPONDERSTEUNING LINKS						
ARO2184		Heupondersteuning links, pad 140 x 100 mm				507,00
ARO2114		Heupondersteuning links, pad 180 x 150 mm				507,00
ARO2186		Heupondersteuning links, pad 230 x 100 mm				507,00
ARO2188		Heupondersteuning links, pad 330 x 100 mm				507,00
HEUPONDERSTEUNING RECHTS						
ARO2185		Heupondersteuning rechts, pad 140 x 100 mm				507,00
ARO2115		Heupondersteuning rechts, pad 180 x 150 mm				507,00
ARO2187		Heupondersteuning rechts, pad 230 x 100 mm				507,00
ARO2189		Heupondersteuning rechts, pad 330 x 100 mm				507,00

BEVESTIGINGSMATERIAAL VOOR HEUPONDERSTEUNING			
ARO2164		Bevestigingsmateriaal voor heupondersteuning (155 mm hoog)	102,00
ARO2165		Bevestigingsmateriaal voor heupondersteuning (206 mm hoog)	102,00
HOOFDSTEUN EN MONTAGE			
ARO2092	◆	Onyx Auto Style hoofdsteun	
ARO2324		Elan Hoofdsteun (Standaard Pad 260 mm)	309,00
ARO2325		Elan Hoofdsteun (Occipitale Pad 230 mm)	449,00
ARO1495		Non-Invacare hoofdsteun (ISO-7176-19:2001)	P.O.A.
LATERALE ONDERSTEUNING LINKS			
ARO2343		Laterale ondersteuning, pad grootte (110 mm x83 mm)	377,00
ARO2345		Laterale ondersteuning, pad grootte (135 mm x90 mm)	377,00
ARO2043		Laterale ondersteuning Maxx Style QR 140x100mm LI	377,00
ARO2045		Laterale ondersteuning Maxx Style QR 230x100mm LI	377,00
LATERALE ONDERSTEUNING RECHTS			
ARO2344		Laterale ondersteuning, pad grootte (110 mm x 83 mm)	377,00
ARO2346		Laterale ondersteuning, pad grootte (135 mm x 90 mm)	377,00
ARO2044		Laterale ondersteuning Maxx Style Quick Release (140 mm x100 mm)	377,00
ARO2046		Laterale ondersteuning Maxx Style Quick Release (230 mm x 100 mm)	377,00
LATERALE ONDERSTEUNING ACCESSOIRES			
ARO2049		Extra telescopische link voor laterale ondersteuning	59,00
CENTRALE BEENSTEUN INCLUSIEF KUITPLATEN			
ARO0586	◆	Centrale beensteun mechanisch in hoek verstelbaar	
ARO0589		Centrale beensteun elektrisch - in hoek verstelbaar	2824,00
ARX0592		Centrale beensteun telescopisch elektrisch (slag van 33 - 42 cm vanuit gemeten vanaf bovenkant zitplaat tot bovenkant voetplaat) - in hoek verstelbaar en in hoogte verstelbaar. (special optie)	5663,00
VOETPLAAT/PLATFORM			
ARO0559	◆	Hoek en hoogte instelbare voetplaten M (140 mm B x 240 mm D) (niet in combinatie met telescopische beensteun)	
ARO2365		Hoek en hoogte instelbare voetplaten S (127 mm B x 190 mm D) (niet in combinatie met telescopische beensteun)	0,00
ARO0516		Hoek en hoogte instelbare voetplaten L (150 mm B x 290 mm D) (niet in combinatie met telescopische beensteun)	0,00
ARO0517		Hoekinstelbaar voetenplatform (305 mm B x 275 mm D)	0,00
HOOGTE CENTRALE BEENSTEUN			
HOOGTEINSTELLING: opties 0586 & 0589			
	◆	factory setting	
		customized	GM
		310mm 325mm 335mm 345mm	GM
		355mm 364mm 375mm 385mm 410 mm	GM
HOOGTEINSTELLING: CENTRALE BEENSTEUN MET PLATFORM			
		Customized: For possible selections pls see matrix attached PLEASE MEASURE CAREFULLY AND CONSIDER THE SEAT CUSHION HEIGHT! SETTINGS CHOSEN WILL BE MADE-TO-ORDER AND CANNOT BE CHANGED AFTERWARDS!	GM
		380mm 393mm 406mm 419mm	
VARI BEENSTEUNEN LINKS			
ARO0536		Beensteun hoekinstelbaar 90°-65°, Vari F, links	GM
ARO0537		Beensteun Vari A vooringestelde hoek, links	GM
ARO0539		Beensteun hoekverstelbaar, 0°- 80°, ADE, elektrisch, links	1472,00
ARO0535		Zonder beensteun, links	GM
VARI BEENSTEUNEN RECHTS			
ARO0546		Beensteun hoekinstelbaar 90°-65°, Vari F, rechts	GM
ARO0547		Beensteun Vari A vooringestelde hoek, rechts	GM
ARO0549		Beensteun hoekverstelbaar, 0°- 80°, ADE, elektrisch, rechts	1472,00
ARO0545		Zonder beensteun, rechts	GM
VOETPLATEN LINKS			
ARO0505		Vaste voetplaat, links	GM
ARO0509		Hoekinstelbare voetplaat, links	80,00

VOETPLATEN RECHTS		
ARO0502		Vaste voetplaat, rechts GM
ARO0506		Hoekinstelbare voetplaat, rechts 80,00
LINX BEDIENINGSKAST VOOR ZELFBESTURING		
ARO2203	◆	LiNX DLX-REM211: Drive en verstellingen
ARO2204		LiNX DLX-REM216: Drive, verstellingen en verlichting 724,00
ARO2205		LiNX DLX-REM400: touchscreen bediening - joystick met programmeermogelijkheden 1456,00
ARO2206		LiNX DLX-REM500: touchscreenbediening - zonder joystick 1456,00
TOGGLE SWITCHES T.B.V. REM400		
ARO2270		Toggle Switches for REM400 (DLX-SW400TGL) 695,00
BEUGELS T.B.V. BEDIENINGSKAST		
ARO1207	◆	Bedieningskastbeugel, vast rechts
ARO1208		Bedieningskastbeugel, vast links GM
ARO1707		Bedieningskastbeugel wegzwenkbaar en hoogteverstelbaar rechts 289,00
ARO1708		Bedieningskastbeugel wegzwenkbaar en hoogteverstelbaar links 289,00
ARO1709		Bedieningskastbeugel zwenkarm Matrix Resolve, rechts 550,00
ARO1710		Bedieningskastbeugel zwenkarm Matrix Resolve, links 550,00
ARO2075		Bedieningsbracket wegzw.+ihv+ibv RE 387,00
ARO2076		Bedieningsbracket wegzw.+ihv+ibv LI 387,00
ARO2227		Bevestiging rechts, gemonteerd voor de begeleider 329,00
ARO2228		Bevestiging links, gemonteerd voor de begeleider 329,00
ARX2239		Op maat gemaakte bevestiging op bestelling (special) P.O.A.
BEUGELS T.B.V. LiNX REM500		
ARO2209		Bevestiging wegzwenkbaar rechts, multi-instelbaar 329,00
ARO2210		Bevestiging wegzwenkbaar links, multi-instelbaar 329,00
ARO2213		Bevestiging centraal gemonteerd, wegzwenkbaar naar rechts 905,00
ARO2214		Bevestiging centraal gemonteerd, wegzwenkbaar naar links 905,00
ARX2239		Op maat gemaakte bevestiging op bestelling (special) P.O.A.
BEDIENINGSKAST VOOR BEGELEIDER		
ARO2219		Compacte Dual Control LiNX (DLX-ACU200) 1022,00
ARO2245		Invacare LiNX intuïtieve Dual control 1022,00
ARO1207		Bedieningskastbeugel, vast rechts GM
ARO1208		Bedieningskastbeugel, vast links GM
ARO1221		Bedieningskastbeugel, wegneembaar rechts 329,00
ARO1222		Bedieningskastbeugel, wegneembaar links 329,00
LINX - COMPACT REMOTES & BRACKETS, VEREIST MINIMAAL EEN REM400 of REM500		
ARO2231		Proportionele Compacte bediening DLX-CR400 1238,00
ARO2232		Proportionele Compacte bediening Low Force DLX-CR-400 1887,00
ARO2207		Bevestiging rechts gemonteerd GM
ARO2208		Bevestiging links gemonteerd GM
ARO2213		Bevestiging centraal gemonteerd, wegzwenkbaar naar rechts 905,00
ARO2214		Bevestiging centraal gemonteerd, wegzwenkbaar naar links 905,00
ARX2215		Op maat gemaakte bevestiging op bestelling (special) P.O.A.
ALTERNATIEVE JOYSTICKS & INPUTS & BRACKETS, VEREIST MINIMAAL EEN REM400 of REM500		
HOOFDBESTURING ATOM TECHNOLOGIE		
ARO2230		Hoofdbesturing met ultrasone nabijheidssensoren (ATOM, ASLI04) met 3 wings 5937,00
ARO2247		Hoofdbediening met ultrasone nabijheidssensors PROTON, ASLI04P) met PROTON wings 6315,00
FOUR-SWITCH PROXIMITY ARRAY		
ARO2257		Four-Switch Proximity Array (ASLI06) 7355,00
ARO2275		Centraal gemonteerde Nucleus Rechts incl. Eclipse blad 905,00
ARO2276		Centraal gemonteerde Nucleus Links incl. Eclipse blad 905,00
ARX2215		Op maat gemaakte bevestiging op bestelling (special) P.O.A.
WIRELESS ACCESSORIES FOR ATOM		
ARO2249		Draadloze Triple Switch Receiver(ASL557-3) 644,00




















ARO2250	Draadloze Mouse Emulator (ASL558)	1159,00
MICRO EXTREMITY CONTROL		
ARO2233	MEC Proportionele joystick (Micro Extrimity Control)	5178,00
ARO2235	Tafelbladbediening rechts (ASL603, 100x150 mm)	164,00
ARO2236	Tafelbladbediening links (ASL603, 100x150 mm)	164,00
ARO2213	Bevestiging centraal gemonteerd, wegzwenkbaar naar rechts	905,00
ARO2214	Bevestiging centraal gemonteerd, wegzwenkbaar naar links	905,00
ARO2241	Centraal gemonteerd wegzwenkbare Nucleus Rechts incl tray ASL603	1426,00
ARO2242	Centraal gemonteerd wegzwenkbare Nucleus Links incl tray ASL603	1426,00
ARX2215	Op maat gemaakte bevestiging op bestelling (special)	P.O.A.
HEAVY DUTY REMOTE JOYSTICK		
ARO2240	Proportionele Heavy Duty joystick bediening (ASL133)	2539,00
ARO2235	Tafelbladbediening rechts (ASL603, 100x150 mm)	164,00
ARO2236	Tafelbladbediening links (ASL603, 100x150 mm)	164,00
ARO2213	Bevestiging centraal gemonteerd, wegzwenkbaar naar rechts	905,00
ARO2214	Bevestiging centraal gemonteerd, wegzwenkbaar naar links	905,00
ARO2241	Centraal gemonteerd wegzwenkbare Nucleus Rechts incl tray ASL603	1426,00
ARO2242	Centraal gemonteerd wegzwenkbare Nucleus Links incl tray ASL603	1426,00
ARX2215	Op maat gemaakte bevestiging op bestelling (special)	P.O.A.
PEDIATRIC COMPACT		
ARO2243	Proportionele Pediatrische Compacte joystick (ASL132), inclusief input module	2539,00
ARO2235	Tafelbladbediening rechts (ASL603, 100x150 mm)	164,00
ARO2236	Tafelbladbediening links (ASL603, 100x150 mm)	164,00
ARO2213	Bevestiging centraal gemonteerd, wegzwenkbaar naar rechts	905,00
ARO2214	Bevestiging centraal gemonteerd, wegzwenkbaar naar links	905,00
ARO2241	Centraal gemonteerd wegzwenkbare Nucleus Rechts incl tray ASL603	1426,00
ARO2242	Centraal gemonteerd wegzwenkbare Nucleus Links incl tray ASL603	1426,00
ARX2215	Op maat gemaakte bevestiging op bestelling (special)	P.O.A.
SIP'N PUFF HEAD CONTROL		
ARO2255	Sip'n Puff met hoofdbesturing ASL109 & LipSwitch ASL 301 LIP	6444,00
SIP'N PUFF CONTROL & INPUT MODULE		
ARO2256	Sip n Puff Controle & Lip Switch ASL301LIP	6444,00
LiNX INTERFACE OPTIONS (mounted & connected)		
ARO2271	Input Module DLX-IN500-A	547,00
SPECIAL ALTERNATIVE JOYSTICKS & INPUTS		
ARX2216	Alternatieve joystick bevestiging (Special)	P.O.A.
ALTERNATIVE SEATING CONTROL		
ARO2251	10-Way Switch - directe bediening verstellingen - inclusief kabels	644,00
ARO2217	Beugel rechts - gemonteerd voor de gebruiker	GM
ARO2218	Beugel links - gemonteerd voor de gebruiker	GM
ARO2226	Bevestiging voor begeleider, gemonteerd op rug	GM
ARO2225	Zonder bevestiging	GM
TOGGLES / BUTTONS		
ARO2261	Stereo Toggle	345,00
ARO2262	Stereo Button	345,00
ARO2263	Four-Way Toggle	424,00
ARO2264	Four-Way Button	424,00
ARO2207	Bevestiging rechts gemonteerd	GM
ARO2208	Bevestiging links gemonteerd	GM
ARO2225	Zonder bevestiging	GM
USB LADER		
ARO2253	USB lader	644,00
ARO2207	Bevestiging rechts gemonteerd	GM
ARO2208	Bevestiging links gemonteerd	GM
REMOTE STOP SWITCH		
ARO2258	Remote Stop Switch (ASL504)	975,00

OUTPUT MODULE		
ARO2272		LiNX Output Module (DLX-OUT500) 792,00
ANDERE LINX COMPONENTEN / ACCESSORIES		
ARO2300		Andere componenten enkel bijgevoegd, niet gemonteerd GM
ARX2301		Andere componenten enkel bijgevoegd, niet gemonteerd P.O.A.
BUDDY BUTTONS		
ARO1685		Buddy button rood 263,00
ARO1686		Buddy button geel 263,00
ARO1687		Buddy button groen 263,00
ARO1690		Buddy button blauw 263,00
EGG SWITCH		
ARO2254		Egg Switch, zwart 461,00
PIKO BUTTONS		
ARO1711		Piko button rood 271,00
ARO1712		Piko button geel 271,00
ARO1713		Piko button groen 271,00
ARO1714		Piko button oranje 271,00
ARO1715		Piko button blauw 271,00
ARO1716		Piko button zwart 271,00
BODYPOINT JOYSTICK KNOPPEN		
ARO2721		3" U-vormig, joystickhendel, Bodypoint PCI01A 251,00
ARO2722		4" U-vormig, joystickhendel, Bodypoint PCI02A 251,00
ARO2723		Koepelvormig rubber, joystickhendel, Bodypoint PCI07A 251,00
ARO2724		Paddenstoel gegroefd, joystickhendel, Bodypoint PCI10A 251,00
SCHAKELAAR BEDIENING		
ARPI681		5:1 Schakelaar adapter (9-pins ingang naar 5 jack aansluitingen) 372,00
LINX ACCESS KEY		
SPI602886		LAK (LiNX Access Key t.b.v. het zelf programmeren van het besturingsprogramma) 232,00
FRAMEKLEUR		
ARO2640	◆	Bekapping Obsidian Black
ARO2641		Bekapping Ruby Red GM
ARO2642		Bekapping Purple Passion GM
ARO2643		Bekapping Peacock Blue GM
ARO2644		Bekapping Arctic Blue GM
WIELDOP KLEUR		
ARO2650	◆	Wieldop Obsidian Black
ARO2651		Wieldop Ruby Red GM
ARO2652		Wieldop Purple Passion GM
ARO2653		Wieldop Peacock Blue GM
ARO2654		Wieldop Arctic Blue GM
VOORVORK		
ARO2632	◆	Dubbelzijdige vork
ARO2631		Enkelzijdige vork 253,00
BANDEN		
ARO0704	◆	Aandrijfwiel 14" x 3" luchtband
ARO0705		Aandrijfwiel 14" x 3" band met lekbescherming 270,00
ARO0706		Aandrijfwiel 14" x 3" anti-lekband 270,00
MOTORUITVOERING		
ARO1282	◆	Snelheid 6 km/u, 4-polige motoren voor (hoofdzakelijk) binnengebruik
ARO1294		Snelheid 3 km/u, 4-polige motoren voor binnengebruik GM
ARO1283		Snelheid 10 km/u, 4-polige motoren voor (hoofdzakelijk) buitengebruik 849,00
ARO1224		Snelheid 12 km/u, 4-polige motoren voor buitengebruik 1686,00
ACCU's		
ARO1392	◆	Zonder accu's
ARO1260		73,5 Ah Gel accu's 920,00

G-TRAC		
ARO1215	G-Trac Module	1378,00
LADER		
ARO1343	OptiCharge Charger 8A	358,00
ARO1313	OptiCharge Charger 10A	398,00
VERLICHTING		
ARO1254	◆ Zonder verlichting	
ARO1437	LED-verlichting met richtingaanwijzers, 30 Lux	802,00
ARO2837	LED-verlichting met richtingaanwijzers, 60 Lux	1053,00
TRANSPORTATION KIT		
ARO1494	◆ 4-punts taxifixatie ISO 7176-19:2001	
ARO1450	Voorbereid op DAHL-Docking station	533,00
ARO1401	6-punts taxifix (transp. stoel met gebruiker) (bij zitlift module)	GM
GORDEL		
ARO2113	Heupgordel met autolock	74,00
ACHTERUITKIJK SPIEGELS		
ARO1415	Spiegel, rechts	93,00
ARO1339	Spiegel, links	93,00
WERKBLAD		
ARO1404	Werkblad opklapbaar naar rechts	552,00
ARO1405	Werkblad opklapbaar naar links	552,00
SPECIALE AANPASSINGEN		
ARX1300	SPECIALE AANPASSINGEN, neem contact op met uw Invacare contactpersoon voor alle gewenste mogelijkheden buiten de hierboven genoemde opties. Invacare kan uw stoel op maat leveren.	P.O.A.
AANPASSINGEN / OVERIGE OPMERKINGEN		
Indien er andere speciale aanpassingen moeten worden gedaan, wilt u deze dan a.u.b. hierbij vermelden?		

AFBEELDINGEN OPTIES**MODEL, ZITKANTELING EN ZITLIFT**

ARP2052	ARP2053		
			
RUGVERSTELLING			
ARP2060			
			
ZITKUSSEN			
ARH2142	ARP2146	ARH2147	
			

RUGSYSTEMEN				
ARP2540-2543	ARP2050/2051/2320	ARP2550-2553	ARP2554/2555	ARP2556/2557/2177
				
ARP2563	ARP2558/2559/2178	ARP2174/2175	ARP2560	ARP2561
				
ARP2562				
				
ARMLEGER, ELLEBOOG BLOCK				
ARP2012/2016	ARP2013/2017	ARP2014/2018	ARP2347-2354	
				
HEUPONDERSTEUNING				
ARP2184/2185	ARP2114/2115	ARP2186/2187	ARP2188/2189	
				
HOOFDSTEUN EN MONTAGE				
ARP2092	ARP2322-2324	ARP2325/2326	ARP2327	
				
LATERALE ONDERSTEUNING LINKS & ACCESSOIRES				
ARP2343-2346	ARP2049			
				
CENTRALE BEENSTEUN INCLUSIEF KUITPLATEN				
ARP0586				
				

VOETPLAAT/PLATFORM				
ARP0559/2365/0516	ARP2366/0517			
				
LINX BEDIENINGSKAST VOOR ZELFBESTURING				
ARH2203	ARH2204	ARH2205	ARH2206	
				
BEUGELS T.B.V. BEDIENINGSKAST				
ARP1207/1208	ARP1707/1708	ARP2075/2076	ARP2227/2228	
				
BEUGELS T.B.V. LINX REM500				
ARP2209/2210	ARP2213/2214			
				
BEDIENINGSKAST VOOR BEGELEIDER				
ARP2219	ARP2245	ARP1207/1208	ARPI221/1222	
				
KINBESTURING & BRACKETS				
ARH2229	ARHI288-89	ARHI286-87		
				
HOOFDBESTURING ATOM TECHNOLOGIE				
ARP2230	ARP2247			
				

FOUR-SWITCH PROXIMITY ARRAY				
ARP2257?				
WIRELESS ACCESSORIES FOR ATOM				
ARP2249	ARP2250			
				
PEDIATRIC COMPACT				
ARP2243	ARP2235/2236	ARP2213/2214	ARP2241/2242	
				
SIP'N PUFF HEAD CONTROL, ALTERNATIVE SEATING CONTROL, REMOTE STOP SWITCH				
ARP2255/2256?				
ALTERNATIVE SEATING CONTROL, REMOTE STOP SWITCH, BUDDY BUTTONS & PIKO BUTTONS				
ARP2251	ARP2258	ARPI685-1687/1690	ARPI711-1716	
				
JOYSTICK KNOPPEN				
ARO2721	ARO2722	ARO2723	ARO2724	
				
VELGKLEUREN				
Wet Black	SpaceStation Silver	Island Blue	Grape JellyBean	Monster Green
				
Tangy Orange	WhiteOut	Rockstar Red	Lights Out Black-Matte	Invacare Blue
				

VOORVORK

ARP2632



ARP2631



G-TRAC, VERLICHTING, GORDEL, ACHTERUITKIJKSPIEGELS, WERKBLAD


ARPI215




ARPI437



ARP2113



ARPI415/I339



ARPI404/I405

