

AQUATEC®

Ocean E-Vip



Verrijdbare, elektrisch instelbare,
hoog-laag douche-/toiletstoel



De *Aquatec Ocean E-Vip* is met name geschikt voor zorginstellingen dankzij de elektrische verstellingen die zorgen voor een hoge gebruiksvriendelijkheid, zowel voor verzorger als voor gebruiker. Elektrische verstellingen via een eenvoudige handbediening.

- Zithoogte kan elektrisch traploos worden versteld tussen 500 en 1050 mm
- Zitkanteling kan elektrisch voorwaarts en terugwaarts worden ingesteld (kantelhoek -5° - 35°)
- Extreem stabiel, zelfs bij maximale zitkanteling en maximale zithoogte
- Eenvoudige handbediening om de zithoogte en -kanteling simpel aan te passen (slechts 4 knoppen)
- Elektrische componenten zijn geseald: ideaal voor gebruik in de douche
- Kan worden gereinigd in automatische wasinstallaties op temperaturen tot 85°C
- Afneembare accu kan eenvoudig worden opgeladen

De *Ocean E-Vip* is als volgt verkrijgbaar:

- Standaard versie met kleine zwenkwielen
- De *Ocean E-Vip* kan worden uitgerust met XL armsteunen



Maximale zitkanteling en maximale zithoogte




Afneembare accu



Eenvoudig te bedienen handbediening

Technische gegevens

Afmetingen	<i>Aquatec Ocean E-Vip</i>
Zitbreedte	480 mm (A)
Zitdiepte	450 mm (B)
Zithoogte	500 - 1050 mm (C)
Totale breedte	730 mm (D)
Totale diepte	1010 mm (E)
Totale hoogte zonder verstelbare hoofdsteun	1070 - 1620 mm (F)
Diepte zonder voetsteunen	1010 mm (G)
Diepte voetplaten	155 mm (H)
Hoogte tot aan armsteunen	730 - 1320 mm (I)
Onderbeenlengte	345 - 465 mm (J)
Hoogte grond - onderkant zitting:	
met toiletpothouder	420 - 970 mm (K)
zonder toiletpothouder	465 - 1015 mm (K)
Hoogte zitting - armsteunen	230 - 270 mm (L)
Breedte tussen de armsteunen	470 mm (M)
Breedte opening zitting	205 mm
Diepte opening zitting	320 mm
Gradatie hoogteverstelling	traploos
Ø Wielen	5" (127 mm)



Overige gegevens	
Gewicht	39 kg
Belastbaarheid	150 kg
Kleur	Wit

Accessoires

Zittingen en rugleuningen ▼



Zachte zitting

- ▶ Met hygiënische uitsparing.



Opvulstuk voor zachte zitting

- ▶ Kan gebruikt worden wanneer de toilet-functie niet gebruikt wordt.



Ergonomisch vormgegeven extra zacht zitkussen

- ▶ Extra zacht, gevormd zitvlak van traagschuim met hygiënische uitsparing.



Gesloten zachte zitting

- ▶ Comfortabel, gesloten zitvlak.



Stevige rugleuning in kunststof

- ▶ Zorgt voor een stabiele, rechte positie en is eenvoudig schoon te maken.



Brede + 80 mm XL armsteunen

- ▶ Vergroot de afstand tussen de armsteunen met 40 mm aan beide zijden.



Zacht rugkussen

- ▶ Verhoogt de stabiliteit en comfort - ook voor kleine gebruikers en jongvolwassenen. Verkleint de zitdiepte.

Veiligheid ▼



Veiligheidsbeugel

- ▶ Voor extra veiligheid.



Veiligheidsgordels

- ▶ Voor veilige positionering. Individueel instelbaar, hoge belastbaarheid en eenvoudig te monteren. Machine wasbaar.



Armsteun vergrendeling

- ▶ Vergrendelt de armsteun.

Positionering ▼



Pelot

- ▶ Voor goede positionering. Verstelbaar in breedte en hoogte - ook voor kleine gebruikers en jongvolwassenen.



Ergonomische hoofdsteunhouder

- ▶ Veilig en comfortabel met verschillende instelmogelijkheden (*hoofdsteun niet inbegrepen*).



Ergonomische hoofd-/neksteun

- ▶ Biedt uitzonderlijke controle over de hoofdpositie.



Comfort beensteun met voetplaat

- ▶ Wegzwenkbaar, hoek- en hoogteverstelbaar met extra voetondersteuning. Beschikbaar links en rechts.



Amputatiesteun

- ▶ Wegzwenkbaar, hoek- en hoogteverstelbaar. Voor gebruik met de kunststof zitting en de zachte zitkussens. Beschikbaar links en rechts.

Toiletgebruik ▼



Spatbescherming

- ▶ Eenvoudig opklembaar, voor gebruik met de kunststof zitting en de zachte zitkussens.



Ondersteek

- ▶ Dankzij de ergonomische handgreep kan de zorgverlener de emmer eenvoudig uit de houder nemen.
- ▶ Schaalverdeling binnenin de emmer.
- ▶ Dekselhouder wanneer deksel niet vereist is.

Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57
nederland@invacare.com
www.invacare.nl

Invacare B.V.
Galvanistraat 14-3
6716 AE Ede
Nederland


Yes, you can.®

