

**Aquatec H170 Stileo, H171 Stileo, H172 Stileo**

**Invacare Revato Futura R7760 / H140 - H144**


- Handgreep met zuignappen voor in de badkamer
  - Eenvoudig vast te maken door middel van een vacuüm
  - Ergonomisch gevormd, met anti-slip oppervlak voor een zekere grip
  - Zuignap-indicatoren geven aan of de handgreep juist en veilig is vastgemaakt
  - Verkrijgbaar in 3 greep lengtes: 290, 400 en 500 mm
  - Bedoeld voor kortstondig gebruik als tijdelijke oplossing, ideaal om bijvoorbeeld mee te nemen op reis
  - Max. belastbaar gewicht is 30 kg
- Handgrepen van hoogwaardig kunststof, zeer schok- en krasbestendig
  - Verkrijgbaar in verschillende lengtes
  - De hoekstukken zijn van massief en slagvast ABS
  - Ergonomisch gevormd voor een comfortabele grip
  - Verkrijgbaar in lengtes van 250 mm - 2000 mm
  - Greep heeft een doorsnede van 35 mm


**Technische gegevens**

	H170	H171	H172	R7760/30 H140	R7760/40 H141	R7760/50 H142	R7760/60 H143	R7760/80 H144
Greep lengte	290 mm (E)	400 mm (E)	500 mm (E)	125 mm (E)	275 mm (E)	375 mm (E)	475 mm (E)	675 mm (E)
Greep breedte	35 mm (B)	35 mm (B)	35 mm (B)	35 mm (B)	35 mm (B)	35 mm (B)	35 mm (B)	35 mm (B)
Totale hoogte	72 mm (C)	75 mm (C)	75 mm (C)	105 mm (C)	105 mm (C)	105 mm (C)	105 mm (C)	105 mm (C)
Totale breedte	95 mm (D)	100 mm (D)	100 mm (D)	65 mm (D)	65 mm (D)	65 mm (D)	65 mm (D)	65 mm (D)
Totale lengte	300 mm (A)	450 mm (A)	550 mm (A)	250 mm (A)	400 mm (A)	500 mm (A)	600 mm (A)	800 mm (A)
Ø Zuignap	80 mm	93 mm	93 mm	-	-	-	-	-

Overige gegevens								
Gewicht	0,35 kg	0,5 kg	0,6 kg	0,3 kg	0,5 kg	0,6 kg	0,7 kg	0,9 kg
Belastbaar gewicht (kg)	30	30	30	120	120	120	120	120
Accent kleur	Blauw-Wit	Blauw-Wit	Blauw-Wit	Wit	Wit	Wit	Wit	Wit

**NB. De Revato Futura handgrepen zijn verkrijgbaar met een totale lengte van 250 mm t/m 2000 mm.**






### Invacare **Revato Futura R7790 en R7791**

Handgreep, 90°, waarbij zowel verticaal als horizontaal steun kan worden gegeven bij transfers en bij staande activiteiten

- Ideaal voor gebruik tijdens het douchen
- 400 mm horizontaal en 700 mm verticaal
- Afdekkapjes zijn verkrijgbaar in wit, blauw of zwart

**R7791** als **R7790**, maar dan 500 mm horizontaal en 800 mm verticaal



### Invacare **Revato Futura R7792**

Handgreep voor plaatsing in of om de hoek

- Ideaal voor gebruik in sanitaire ruimte
- Maakt het mogelijk om veelvoud van transfers uit te voeren door middel van een enkele beugel
- Aluminium buizen met Rilsan coating
- Hoekstukken van massief en slagvast ABS kunststof



### Invacare **Revato Wastafelbeugel R7739**

Wastafelbeugel, staal met Rilsan coating

- Zorgt voor extra steun
- Standaard in maat 500 x 700 mm (d x b)
- Ook leverbaar in afwijkende maten
- Buis heeft een doorsnede van 28 mm



### Invacare **Revato Papegaai R7741**

Papegaai, voor muurbevestiging

- Wegzwenkbaar
- Gemaakt van staal met Rilsan coating
- Kunststof handgreep
- Verstelbaar



### Invacare **Revato Triangel R7742**

Triangel voor plafondbevestiging

- Plafondhaak is van staal
- Kunststof handgreep
- In hoogte verstelbaar

## Technische gegevens

	<b>R7790 / 7791</b>	<b>R7792</b>	<b>R7739</b>	<b>R7741</b>	<b>R7742</b>
Gewicht (kg)	2,2	2,2	5,5	3,8	0,6
Max. gebruikersgewicht (kg)	100	100	135	135	125
Kleur	Wit	Wit	Wit	Wit	Wit