

küschall®
designed for life

OPTIES & ACCESSOIRES



OPTIES & ACCESSOIRES

Zwitserse precisie & kwaliteit

Welkom in de wereld van küschall - een wereld waarin het leven en de ambities van de rolstoelgebruiker centraal staat. Iedere rolstoel die wij leveren is uniek en specifiek gemaakt voor één persoon; hierbij is altijd het doel om de verwachtingen te overtreffen.

Wij streven ernaar dat onze producten perfect functioneren. Wij werken aan oplossingen om het dagelijks leven gemakkelijker te maken. Iedere rolstoel is handgebouwd en wordt geassembleerd door een specialist in onze fabriek in Zwitserland. Tot slot ondergaat elke rolstoel een strenge kwaliteitsinspectie.

Precisie is essentieel voor küschall en zorgt ervoor dat wij meer en meer informatie gaan delen, bijvoorbeeld door middel van deze küschall Opties & Accessoires brochure. Met deze brochure heb je alle informatie bij de hand en kun je de beschikbare onderdelen van onze rolstoelen met elkaar vergelijken. Dankzij de gedetailleerde data is het eenvoudiger om gewichten en opties te vergelijken, zodat de beste keuze voor de klant kan worden gemaakt.

Tenzij anders staat aangegeven, zijn alle genoemde gewichten gebaseerd op een zitting van 400mm breed met een zitdiepte van 400mm. De gewichten van de verschillende opties zijn, waar het wenselijk was, per paar berekend (bijv. de wielen, duwhandvatten, remmen, etc.) en incl. de bijbehorende bevestigingen.

Alle opties zijn afhankelijk van de compatibiliteit met de andere opties die je kiest. Raadpleeg altijd het bestelformulier om de beschikbaarheid en compatibiliteit van de verschillende opties te controleren. De referentiecodes die in deze brochure staan zijn geen artikelnummers, maar verwijzen naar de optiecodes in het bestelformulier. Raadpleeg s.v.p. de elektronische onderdelen catalogus voor de artikelnummers. De merchandising artikelen zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt.

Neem contact op met je dichtstbijzijnde küschall specialist voor meer informatie.

Volg ons op social media



Küschall AG | Benkenstrasse 260 | CH-4108 Witterswil | Zwitserland
Tel.: +41 (0) 61 487 70 70 | Fax: +41 (0) 61 487 70 79 | www.kuschall.com

Nederland: Invacare B.V. | Galvanistraat 14-3 | 6716 AE Ede
Tel.: +31 (0) 318 - 69 57 57 | Fax: +31 (0)318 - 69 57 58 | Email: nederland@invacare.com

België: Invacare N.V. | Autobaan 22 | 8210 Loppem
Tel.: + 32 (0)50 83 10 10 | Fax: + 32 (0)50 83 10 11 | Email : belgium@invacare.com
www.invacare.be | www.kuschall.be



Küschall is een geregistreerd handelsmerk. Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie op het moment van druk actueel is. Als onderdeel van een dynamisch ontwikkelingsproces behoudt Küschall AG zich het recht voor om veranderingen te allen tijde door te voeren. Om informatie uit deze publicatie te gebruiken, is schriftelijke toestemming van Küschall AG vereist.

2016 Copyright © 12/2016, Küschall AG, Zwitserland – Alle rechten voorbehouden

INHOUD

| | | | |
|---------------|----|-------------------------------|----|
| RUGBEKLEDING | 4 | BANDEN | 16 |
| MATRIX RUGGEN | 5 | CAMBERBUIS | 18 |
| DUWHANDVATTEN | 6 | HOEPELS | 19 |
| ZITTING | 7 | REMMEN | 20 |
| VOETSTEUN | 9 | ACCESSOIRES | 22 |
| ZIJSCHOTTEN | 10 | MERCHANDISING | 24 |
| KLEUROPTIES | 12 | MYKÜSCHALL | 28 |
| VOORWIELEN | 13 | ELEKTRISCHE HULPAANDRIJVINGEN | 29 |
| ACHTERWIELEN | 14 | | |





RUGBEKLEDING



| | Productomschrijving | Gewicht | Optiecode |
|---|---|------------------------------------|-----------|
| 1 | Standaard rugbekleding, "black premium", naspanbaar met klittenband, met opbergvak aan de achterzijde | 500 gr (inclusief Velcro®-stroken) | 0726 |
| 2 | Standaard rugbekleding, zwart, alleen voor Attract-stoelen, naspanbaar | 523 gr (inclusief Velcro®-stroken) | 0725 |
| 3 | Aeroback, ventilerende rugbekleding, naspanbaar | 630 gr (inclusief Velcro®-stroken) | 0735 |
| 4 | Standaard rugbekleding, niet naspanbaar | 223 gr | 0700 |
| 5 | Lichte rugbekleding, niet naspanbaar | 235 gr | 0721 |

MATRIX RUGGEN




| | Productomschrijving | Gewicht * | Optiecode |
|---|---|----------------------------|---|
| 1 | De Matrix Elite rug biedt gerichte en comfortabele ondersteuning voor een betere houding en mobiliteit. De rug is zo gevormd dat het de natuurlijke lichaamscontouren volgt en daardoor is dit aantrekkelijke, lichtgewicht ontwerp ideaal voor iedereen. | 1,2 kg 1,4 kg 1,5 kg | 0758 (260 mm) 0759 (310 mm) 0760 (360 mm) |
| 2 | De Matrix Elite Deep rug is ontworpen met ingebouwde laterale ondersteuning en biedt aanvullende rompondersteuning waar dat het meest nodig is. Ontwikkeld met een uitsparing ter hoogte van de heupen en schouders draagt bij aan de bewegingsvrijheid voor rolstoelgebruikers die een actieve levensstijl hebben. | 1,6 kg | 0756 (310 mm) |
| 3 | De Matrix MX1 rug is ontworpen voor actieve gebruikers die een topprestatie eisen. Deze laatste innovatie in rugondersteuning combineert superieure positionering met functionaliteit. De montage-opties bieden de mogelijkheid om aanpassingen te maken in positionering. Daarnaast is de rug extreem licht door het gebruik van carbon. | 540 gr 630 gr 770 gr | 0753 (230 mm) 0754 (310 mm) 0755 (410 mm) |


Voor meer informatie zie: www.motionconcepts.com

* Gewicht is zonder bevestiging


DUWHANDVATTEN




1




2



3



4



5

| | Productomschrijving | Gewicht* | Optiecode |
|---|---|--|-----------|
| 1 | Duwhandvatten vast, kort | 332 gr (incl. buizen en bevestiging) | 0751 |
| 2 | Duwhandvatten vast, lang | 760 gr (incl. buizen en bevestiging) 240 gr (excl. buizen en bevestiging) | 0702 |
| 3 | Duwhandvatten in hoogte verstelbaar, geïntegreerd | 760 gr (incl. buizen en bevestiging) | 0733 |
| 4 | Inklapbare duwhandvatten | 524 gr (incl. buizen en bevestiging) | 0704 |
| 5 | Duwhandvatten in hoogte verstelbaar, opbouw | 740 gr (incl. buizen en bevestiging) | 0703 |

* Gewicht per paar

ZITTING



1



2




3



4



5



6



| | Productomschrijving | Gewicht | Optiecode |
|---|--|------------------------------|--------------|
| 1 | Lichte zitbekleding, niet naspanbaar | 143 gr | 0615 |
| 2 | Standaard zitbekleding met klittenband strip, niet naspanbaar | 200 gr | 0610 |
| 3 | Naspanbare zitbekleding met klittenband oppervlak (zacht) | 510 gr | 0611 |
| 4 | Zitting tas, klein of groot, voor bevestiging onder de zitting met klittenband (small: 16x34 cm) (large: 24x34 cm) | small: 50 gr large: 65 gr | 0616 0617 |
| 5 | Zitting tas met clipbevestiging | 100 gr | 0606 |
| 6 | Mobiele telefoonhouder, bevestigd met klittenband | 40 gr | 1746 |



1



2



3

| | Productomschrijving | Gewicht | Optiecode |
|---|--|---------|-----------|
| 1 | Standaard zitkussen met visco top (traagschuim) - circa 60 mm dik | 910 gr | 0600 |
| 2 | Het Matrix Vi kussen biedt huidbescherming en extra ondersteuning voor een goede zithouding voor mensen met een redelijke tot grote kans op beschadiging van de huid. Het oppervlak van het kussen is verdeeld in drie secties om schuif- en wrijfkraften op de huid te voorkomen en biedt meer stabiliteit, ondersteuning en comfort. | 1,4 kg | 0663 |
| 3 | Het Matrix Libra kussen combineert een zeer veerkrachtige schuimbasis met een dubbele, vloeibare gelpak voor een optimale bescherming bij de botpunten en stabiliteit voor het bekken. Aanbevolen voor alle gebruikers, ook voor hen die een verhoogd risico hebben op huidletsel. | 2,0 kg | 0662 |

* Matrix kussens kunnen ook los worden besteld

VOETSTEUN



| | Productomschrijving | Gewicht | Optiecode |
|---|--|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Opklapbare ééndelige kunststof voetplaat, hoekinstelbaar | 280 gr | 1500 / 1501 |
| 2 | Carbon voetplaat, hoekinstelbaar | 160 gr | 1570 1566 / 1567 |
| 3 | Opklapbare kunststof voetplaten | 320 gr | 1562 / 1563 / 1564 / 1565 |
| 4 | Opklapbare carbon voetplaten | 240 gr | 1578 / 1579 |
| 5 | Aluminium voetsteun, zwart en aluminium | Aluminium: 260 gr Titanium: 210 gr | Aluminium: 1508 Titanium: 1509 |
| 6 | Bescherming voetbeugel | 100 gr | 1513 |
| 7 | Ééndelige kuitband voor vastframe rolstoelen, tweedelige kuitband voor opvouwbare rolstoelen | 1 pc: 50 gr 2 pc: 100 gr | 1543 |
| 8 | Hielbanden | 2 pc: 79 gr | 1530 |

ZIJSCHOTTEN



| | Productomschrijving | Gewicht* | Optiecode |
|---|--|----------|-----------|
| 1 | Carbon kledingbeschermers | 360 gr | 1400 |
| 2 | Kunststof kledingbeschermers | 460 gr | 1424 |
| 3 | Carbon spatborden | 320 gr | 1405 |
| 4 | Carbon kledingbeschermers, wegklapbaar | 200 gr | 1401 |
| 5 | Kunststof kledingbeschermers, wegklapbaar | 320 gr | 1424 |
| 6 | Afneembare carbon spatborden (Deze optie voegt 2 cm toe aan de totale breedte van de rolstoel) | 600 gr | 1425 |
| 7 | Carbon spatborden, afneembaar, (Deze optie voegt 2 cm toe aan de totale breedte van de rolstoel) | 800 gr | 1408 |

* Gewicht per paar



1



2



3



4



5



6



| | Productomschrijving | Gewicht* | Optiecode |
|---|---|----------|---|
| 1 | Armsteun in hoogte instelbaar, carbon, afneembaar, korte & lange armlegger, geen vergrendeling | 1,2 kg | 1416 (kort) 1421 (lang) |
| 2 | Armsteun in hoogte instelbaar, kunststof, afneembaar, korte & lange armlegger, geen vergrendeling | 1,6 kg | 1416 (kort) 1421 (lang) |
| 3 | Opklapbare armsteun, hemi-uitvoering | 1,1 kg | 1422 (rechts) 1423 (links) |
| 4 | Afneembare en wegklapbare armsteun, in hoogte verstelbaar, gepolsterd | 620 gr | 1411 |
| 5 | Afneembare en in hoogte verstelbare armsteun met afneembaar polyester overtrek, randkleur in rood, zwart of blauw | 980 gr | 1445 (zwart) 1446 (blauw) 1447 (rood) |
| 6 | Bekleding voor de armsteunen per paar | 214 gr | 1455 (zwart) 1456 (blauw) 1457 (rood) |

* Gewicht per paar

KLEUROPTIES




| Colours | THE KSL | KÜSCHALL ADVANCE | KÜSCHALL R33 | KÜSCHALL K-SERIES | KÜSCHALL K-SERIES <i>attract</i> | KÜSCHALL CHAMPION | KÜSCHALL ULTRA-LIGHT | KÜSCHALL COMPACT | KÜSCHALL COMPACT <i>attract</i> |
|---------------------|---------|---------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------|
| 1. Attract black | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | ✓ |
| 2. Smokey grey | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 3. Attract blue | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | ✓ |
| 4. Attract grey | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | ✓ |
| 5. Ivory white | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 6. Neon pink*** | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - |
| 7. Neon red*** | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - |
| 8. Attract red | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | ✓ |
| 9. Nitro pink | ✓ | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 10. Black mat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 11. Night shimmer | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - |
| 12. Mercury blue | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 13. Mint green | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - |
| 14. Neon green*** | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - |
| 15. Neon yellow*** | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - |
| 16. Flashy yellow | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - |
| 17. Dynamite orange | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 18. Atomic violet | ✓ | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 19. Glossy black | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 20. Umber glaze | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - |
| 21. Royal blue | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 22. Silver grey | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 23. Polished frame | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - |
| 24. Red mat | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - |
| 25. Caramel bronze | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - |
| 26. Royal red | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 27. Purple fire | - | - | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - |
| 28. Titanium frame | - | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - | - |
| 29. Carbon frame | - | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - | - |

* Echte materialen, geen kleureffecten


** Personaliseer je rolstoel nog meer met behulp van de MYküsSchall service

*** 5 dagen extra levertijd



| CPS | THE KSL | KÜSCHALL ADVANCE | KÜSCHALL R33 | KÜSCHALL K-SERIES | KÜSCHALL K-SERIES <i>attract</i> | KÜSCHALL CHAMPION | KÜSCHALL ULTRA-LIGHT | KÜSCHALL COMPACT | KÜSCHALL COMPACT <i>attract</i> |
|----------------------|---------|---------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------|
| 1. B-Blue | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 2. Arctic blue | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 3. Olive | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - |
| 4. Techno-anthracite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 5. Chrome | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 6. Champagne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 7. Copper glaze | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - |
| 8. Comet red | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |


VOORWIELEN




1



2



3



4



5




6




| Product omschrijving | Maat | Breedte | Gewicht* | Optiecode |
|---|------|---------|----------|---|
| 1 Starec voorwiel, beschikbaar in CPS kleuren | 4" | 24 mm | 364 gr | black 0809 |
| | 5" | 24 mm | 536 gr | chrome 0861 techno-anthracite 0803 comet red 0808 copper glaze 0830 champagne 0825 b-blue 0807 arctic blue 0831 olive 0826 |
| 2 Super sport voorwiel | 3" | 24 mm | 180 gr | 0800 |
| 3 Everyday | 4" | 29 mm | 356 gr | 0801 |
| | 5" | 29 mm | 522 gr | 0810 |
| 4 Comfort | 4" | 29 mm | 396 gr | 0860 |
| | 5" | 31 mm | 558 gr | 0863 |
| | 6" | 32 mm | 702 gr | 0820 |
| | 7" | 35 mm | 974 gr | 0822 |
| 5 Voorwiel met luchtbanden | 6" | 31 mm | 860 gr | 0821 |
| 6 FrogLegs wiel Epic Aluminium | 4" | 36 mm | 452 g | black 0796 |
| | 5" | 36 mm | 578 gr | silver 0797 0798 0799 |

* Gewicht per paar

ACHTERWIELEN




1



2



3





4



5



6



| | Productomschrijving | Gewicht* | Optiecode |
|----|--|---|--------------------------------|
| 1 | Küschall Starec achterwielen, gekruist gespaakt (Kleurloze naaf & zwarte velg. Naaf & velg in CPS kleur indien geselecteerd) | 22": 1,4 kg 24": 1,5 kg 26": 1,7 kg | 0915 |
| 2 | High Performance achterwiel (Starec naaf & zwarte velg of naaf in CPS & zwarte velg, indien geselecteerd) | 24": 1,4 kg 25": 1,5 kg | 0908 (24") 0918 (25") |
| 3 | Spinergy LXX achterwiel (zwart, lichtgewicht naaf, 18 zwarte spaken, geen CPS) | 24": 1,2 kg 25": 1,3 kg | 0906 (24") 0912 (25") NIEUW |
| 4 | Achterwiel met geïntegreerde naafrem | 24": 1,6 kg | 0927 |
| 5 | Mountainbike achterwielen met specifieke zwarte luchtbanden, aluminium hoepel, assen en bijgevoegde wieltas | 24": 4,0 kg | 0913 |
| 6 | Actief lichtgewicht achterwiel, compleet inclusief banden en hoepels | 24": 3,1 kg | 0921 |
| 7 | Achterwiel inclusief trommelremmen | 24": 3,5 kg | 1304 |
| 8 | Eenarmig dubbel hoepelsysteem (zie afbeelding) | 24": 5,2 kg | 1118 (rechts) / 1119 (links) |
| 9 | Anti-lek bescherming (geplaatst tussen band en velg) | 110 gr (1 pc) | 1020 |
| 10 | Reflectorset (1. High Performance / Spinergy LXX / Active) (2. Starec) | 1: 30 gr 2: 10 gr | 1710 (op spaken) 1711 (los) |
| 11 | Emotion brackets / Twion brackets | 1,2 kg | 0916 (E-Motion) / 0926 (Twion) |

* Gewicht per paar

BANDEN



| | Productomschrijving | Gewicht* | Optiecode |
|---|---|-------------|-----------|
| 1 | Mountainbike band, alleen verkrijgbaar als compleet wiel (zie pagina 13) | 24": 750 gr | 0913 |
| 2 | Marathon Plus band met Smartguard, 5mm laag van beschermend rubber, zwart | 24": 1,1 kg | 1010 |
| 3 | Band met blokprofiel, 7 bar, grijs | 24": 600 gr | 1002 |
| 4 | Massieve band, grijs | 24": 1,0 kg | 1007 |
| 5 | Massieve KIK band, zwart | 24": 900 gr | 1006 |
| 6 | Massieve band, grijs blokprofiel | 24": 1,1 kg | 1004 |
| 7 | Schwalbe One band, V-Guard anti-lek | 24": 500 gr | 1011 |
| 8 | Schwalbe Rightrun band, zwart/blauw | 24": 600 gr | 1013 |
| 9 | Schwalbe Rightrun band, zwart/grijs | 24": 600 gr | 1014 |





CAMBERBUIS



| | Productomschrijving | Gewicht | Optiecode |
|---|---|-----------------|-----------|
| 1 | Aluminium camberbuis zwart | 320 gr | 0277 |
| 2 | Carbon as | 220 gr | 0278 |
| 3 | Vario-as, camber verstelbaar 1°, 3°, 7° of 10° | 600 gr | 0276 |
| 4 | Lichte verlengde achterwielbevestiging, 3 of 5 posities | 198 gr / 270 gr | 0248 |
| 5 | Bescherming voor carbon assen | 62 gr | 1750 |
| 6 | Verlengde achterwielbevestigingsplaat, voor opvouwbare rolstoelen | 296 gr | 0249 |
| 7 | Quick release as, verkrijgbaar in CPS kleuren | 100 gr | N/A |
| 8 | Tetra clip quick release as | 107 gr | 0909 |

HOEPELS



| | Productomschrijving | Gewicht* | Optiecode |
|----|--|---|--|
| 1 | Aluminium hoepel, zwart | 22": 592 gr / 24": 630 gr / 25": 660 gr / 26": 760 gr | 1117 |
| 2 | Aluminium hoepel, geanodiseerd | 22": 592 gr / 24": 630 gr / 25": 660 gr / 26": 760 gr | 1113 (3 cm afst.) 1114 (4 cm afst.) |
| 3 | Stalen hoepel | 24": 1,4 kg / 26": 1,6 kg | 1104 |
| 4 | Supergrip hoepel met afwerking van zwart rubber | 22": 1,0 kg / 24": 1,1 kg / 26": 1,2 kg | 1102 |
| 5 | Titanium hoepel | 24": 808 gr | 1106 (3 cm dist.) 1107 (4 cm dist.) |
| 6 | The Surge hoepel, met rubber strip voor betere grip bij iedere duw | 24": 1,0 kg / 25": 1,0 kg | 1120 |
| 7 | 24" Carbolife Curve, afst. 3 cm | 24": 700 gr | 1122 |
| 8 | 24" Carbolife Gekko, afst. 3 cm | 24": 920 gr | 1121 |
| 9 | Spaak-beschermers transparant | 22": 480 gr / 24": 660 gr / 26": 800 gr | 1202 |
| 10 | Spaakbeschermers, zwart "kusch" | 22": 480 gr / 24": 660 gr / 26": 800 gr | 1208 |

* Gewicht per paar

REMMEN





actief




actief



actief



inactief



inactief



inactief

4

5

6



actief



inactief

7

| | Productomschrijving | Gewicht* | Optiecode |
|---|---|----------|-----------|
| 1 | Actief rem, actief / inactief | 290 gr | 1303 |
| 2 | Performance rem, actief / inactief | 420 gr | 1302 |
| 3 | Drukrem met rechte hendel, actief / inactief | 380 gr | 1301 |
| 4 | Drukrem met gebogen hendel, actief / inactief | 360 gr | 1300 |
| 5 | Trekrem, actief / inactief | 400 gr | 1306 |
| 6 | Remverlenger, actief / inactief | 10 gr | 1310 |
| 7 | Drukrem met inklapbare hendel, alléén voor de Attract-stoelen | 259 gr | 1312 |

* Gewicht per paar

ACCESSOIRES



1



2



3




4



5



6



7



8




9



10


| | Productomschrijving | Gewicht | Optiecode |
|----|---------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1 | Actief anti-tip | 510 gr | 1705 |
| 2 | Anti-tip | 520 gr | 1702, 1703 |
| 3 | Trapdop | 114 gr | 1708, 1709, 1718 |
| 4 | Stokhouder | 154 gr | 1706, 1707, 1719 |
| 5 | Transit wielen | 1,1 kg | 1700 |
| 6 | Framebeschermer | 20 gr | 1729 |
| 7 | Air man | 1,9 kg | 1716 |
| 8 | Luchtpomp | 66 gr | 1715 |
| 9 | Bidon-houder met küschall bidon | 140 gr (inclusief bidon) | 1745 |
| 10 | Werkblad | 1,5 kg | 1760 |



1



2



3



4




5



6



7



8

| | Productomschrijving | Gewicht | Optiecode |
|---|---|------------------------------|---|
| 1 | Bagagebeugels | 400 gr | 1744 |
| 2 | Framebeschermers voorframe (2 stuks) | 80 gr | 1739 |
| 3 | Zijpelot | 512 gr | N/A |
| 4 | Reistas voor kuschall Champion | Small: 2,0 kg Big: 2,8 kg | 1740 |
| 5 | Reistas voor achterwielen (24", 25" en 26") | 778 gr | 1728 |
| 6 | Transport set inclusief gordel en labels | 350 gr | 1770 |
| 7 | Aanpasset zithoogte voor en achter - model K-Series | 40 gr per paar | 1727 |
| 8 | Stoelvering voor kuschall K-Series, max. 100 kg gebruikersgewicht | 770 gr | 0630 (40-65kg) 0631 (65-85kg) 0632 (85-100kg) |

MERCHANDISING



1



2



3



4



5



6

| | Productomschrijving | Optiecode |
|---|--|--|
| 1 | T-shirt, katoen, zwart, "crystal swooshes" | dames: S: 1517777, M: 1517778, L: 1517779, XL: 1517780 |
| 2 | Sjaal, zijde, zwart, "crystal swooshes" | unisex: 1517781 |
| 3 | T-shirt, katoen, zwart, "küscharf team" | dames: S: 1531189, M: 1531379, L: 1531380, XL: 1531381 heren: M: 1531382, L: 1531383, XL: 1531463, XXL: 1531464 |
| 4 | Sweatshirt, katoen, zwart, "küscharf" | unisex: S: 1550289, M: 1550290, L: 1550291, XL: 1550292 |
| 5 | T-shirt, katoen, zwart/geel, "küscharf Champion" | dames: M: 1517773, L: 1517774 heren: S: 1517728, M: 1517729, XL: 1517731, XXL: 1517732 |
| 6 | T-shirt, katoen, zwart/rood, "R33" | unisex: S: 1498701, M: 1498702, L: 1498734, XL: 1498735, XXL: 1498776 |



1



2



3




4



| | Productomschrijving | Optiecode |
|---|--|---|
| 1 | Poloshirt, katoen, grijs, "küschall" | dames: S: 1505631, M: 1605632, L: 1605633, XL: 1605634 heren: S: 1605625, M: 1605626, L: 1605627, XL: 1605628, XXL: 1605629, XXXL: 1605630 |
| 2 | Poloshirt, katoen, beige, "küschall Compact" | unisex: S: 1531487, M: 1531539, L: 1531540, XL: 1531541, XXL: 1531542 |
| 3 | Bodywarmer, fleece, zwart, "küschall team" | unisex: S: 1553795, M: 1553796, L: 1553797, XL: 1553798, XXL: 1553799, XXXL: 1553800 |
| 4 | Winterjas, polyester, zwart, "küschall" | unisex: S: 1513357, M: 1513358, L: 1513359, XL: 1513360, XXL: 1513361 |

MERCHANDISING



| | Productomschrijving | Optiecode |
|---|--|--|
| 1 | Carbon horloge, "kuschall" | unisex: 1498740 |
| 2 | USB-stick, 2GB, "kuschall" | 1513362 |
| 3 | Pennenset, ballpoint & potlood, "kuschall" | 1486577 |
| 4 | 3-delige pennenset, rood, wit, zwart, "kuschall" | 1486578 |
| 5 | Voorbeeldkleuren, aluminium, frame & CPS | 1531815 Standaardkleuren & CPS minus de 4 attract kleuren: 1531815, 4 attract kleuren: 1584879 |
| 6 | Kartonnen doos met POS-materiaal, inclusief frame en velg sample, zonder catalogus | 1561019 |
| 7 | Rolstoel rugzak | unisex: op verzoek verkrijgbaar |
| 8 | Papieren tas R33 | op verzoek verkrijgbaar |
| 9 | Kuschall Club Folderstandaard, met ruimte voor folders van A7-formaat, geleverd zonder folders | 1605587 |



1



2



3



4



5



6




7

| | Productomschrijving | Optiecode |
|---|-------------------------------------|-----------|
| 1 | MYkuschall clips, set van 50 stuks | 1578806 |
| 2 | MYkuschall sleutelhanger, 1 stuk | 1578805 |
| 3 | MYkuschall potlood, set van 4 stuks | 1578807 |
| 4 | Rolmaat, millimeters, "kuschall" | 1486620 |
| 5 | Weegschaal, metaal, "The KSL" | 1525328 |
| 6 | Waterpas, acrylhars, "kuschall" | 1567762 |
| 7 | Gereedschapsset, "kuschall" | 1717 |

OOK JIJ BENT ONDERDEEL VAN HET MYKÜSCHALL TEAM: JIJ HEBT EEN IDEE, WIJ BRENGEN HET TOT LEVEN!

Uit het samenspel van 35 jaar ervaring en innovatie is MYküschall ontstaan. Deze aparte afdeling creëert op maat gemaakte, "designed for life" rolstoelen, die perfect matchen met jouw persoonlijke behoeften en levensstijl. Zowel technische als esthetische aanpassingen zijn mogelijk. Er zijn vele mogelijkheden om de rolstoel aan te passen op basis van jouw persoonlijke behoeften.

Aan de hand van therapeutische richtlijnen kan MYküschall de rolstoel aanpassen op basis van de individuele behoeften van de gebruiker. Hierdoor zal het comfort en de rijprestatie van de rolstoel verbeteren. Van armlegger tot speciale kleding...er zijn meer dan genoeg aanpassingen mogelijk!



| | |
|---|------------------------------|
| 1 | Aangepast voorframe |
| 2 | Verschillende banden |
| 3 | Gekleurde Spinegy LXK spaken |
| 4 | Unieke framekleur |
| 5 | Unieke framekleur |
| 6 | Gekleurde Spinegy LXK spaken |

Jouw tevredenheid is ons doel! We hebben een groep ervaren küschall medewerkers samengebracht die allemaal jaren in de Zwitserse küschall fabriek hebben gewerkt. Van customer service tot engineering, van productieafdeling tot kwaliteitsafdeling...onze toegewijde teamleden werken hard om veilige oplossingen te realiseren voor jouw persoonlijke wensen!

WWW.MYKUSCHALL.COM

ELEKTRISCHE HULPAANDRIJVINGEN

Alber elektrische hulpaandrijvingen bieden een scala aan mogelijkheden om het rijden in een handbewogen rolstoel gemakkelijker te maken, waardoor nog beter aan de behoeften van de rolstoelgebruiker kan worden voldaan. De hulpaandrijvingen van Alber kunnen op elke rolstoel van küschall worden gemonteerd. De rolstoel wordt verder niet aangepast en behoudt zijn specifieke eigenschappen.



TWION

Efficiënt, smart en veel rijplezier...dat is in een notendop de lichte en snelle twion-hoepelondersteuning voor de actieve rolstoelgebruiker. De wielen zijn met een gewicht vanaf slechts 6 kg per stuk incl. accu echt lichtgewicht te noemen. De compacte en stille wielen zorgen voor een ondersteuning met een snelheid van max. 10 km/u. Met het optionele Mobility Plus Pakket kan de gebruiker via een smartphone direct met de twion wielen communiceren.



E-MOTION

De Alber e-motion is een hoepelondersteuning met hetzelfde principe als bij een elektrische fiets: de elektrische motoren, die in de wielnaven zijn geïntegreerd, ondersteunen de hoepelbeweging van de rolstoelgebruiker. Het kost daardoor inspanning om langere afstanden af te leggen. De gebruiker blijft op deze manier actief en zelfstandig. Ook worden spieren en gewrichten minder belast. De mate van ondersteuning van de e-motion is per wiel instelbaar.




E-FIX

Klein, licht en wendbaar. De e-fix maakt van een handbewogen rolstoel een elektrische rolstoel en zorgt voor meer mobiliteit en onafhankelijkheid voor de gebruiker. De e-fix is ideaal voor gebruik in kleine ruimtes en gemakkelijk in de auto te vervoeren doordat de e-fix zeer licht en compact is. De kleine Li-Ionen accu is met slechts 2 kg extreem licht en met een breedte van 8 cm erg smal.

AANTEKENINGEN

A series of horizontal dotted lines for taking notes.





Jouw küschall dealer: