

Orion® Pro

Ervaar de vrijheid



Comfort, veiligheid en betrouwbaarheid
met krachtige rijprestaties



Yes, you can.®

Ervaar het verschil

Onze scootmobielen zijn ontworpen in samenwerking met zorgdeskundigen om uitstekende normen van kwaliteit, veiligheid en comfort te bieden.

Door voortdurend nauwkeurig onderzoek en onovertroffen ervaring bij het ontwerpen van mobiliteit, zijn we bij Invacare trots op scootmobielen die de levenskwaliteit verbeteren. Zekerheid, vertrouwen en zelfstandigheid van uw scootmobiel herwinnen, is belangrijk.

Van ergonomische besturingen tot aanpasbare zitkussens en verstelbare stoelverhogers, elk detail van onze scootmobielen is doordacht en verfijnd om u een goed gevoel te geven.

Kwaliteit



Toonaangevende bouwkwiteit met speciale aandacht voor detail.

Veiligheid



Voldoet aan de nieuwste Europese normen voor medische hulpmiddelen.

Comfort



Aanpasbaar design voor langdurig comfort.



Ervaar de controle met Orion® Pro

Maak kennis met onze Orion® Pro, een hoogwaardige scootmobiel, ontworpen voor comfort, veiligheid en betrouwbaarheid, waar je ook heen gaat.

Ideaal voor langere ritten: de Orion® Pro beschikt over geavanceerde vering en grote wielen, zodat u comfortabel en veilig kunt rijden, zelfs op oneffen

terrein, door bochten of over obstakels. De Orion® Pro is ongelooflijk eenvoudig te besturen en te starten en geeft je volledige controle.



Optimale rijcontrole

- Ergonomisch stuur voor extra controle
- Ontworpen voor prestaties op elk soort terrein
- Anti-spatschermen



Veiligheid in het achterhoofd

- Automatische snelheidsreductie om bochten veilig te nemen
- De twee-staps motorontkoppelingshendel voorkomt onbedoeld wegvallen van de aandrijving
- Remlichten en richtingaanwijzers
- Koplampen voor beter zicht



Afgestemd op comfort

- Hoogwaardige zitkussens
- Instelbare stuurkolom
- Verstelbare zithoogte
- Opklapbare armleuningen en draaibare zitting vergemakkelijken het op- en afstappen



Instelbare stuurkolom voor meer comfort



Ontworpen voor **verbeterde tractie in bochten** en veilige prestaties op elk terrein



Draaibare zitting voor eenvoudige transfers



Duidelijke, heldere remverlichting



De twee-staps motorontkoppelingshendel voorkomt onbedoeld wegvallen van de aandrijving.



Voeg toe aan uw scooter

Pas de Orion® Pro aan volgens uw smaak en behoeften. Ontdek alle beschikbare optionele accessoires.

Voeg toe aan uw scootmobiel

We hebben een breed assortiment aan accessoires beschikbaar, zodat u uw Orion® Pro scootmobiel kunt personaliseren.



Open mand



Zij- en achter spiegels



Voor- en achter bumpers



Stokhouder



Uitwisselbare kleurpanelen

Technische gegevens

Meer uitgebreide voorverkoop informatie over dit product kunt u vinden op www.invacare.nl.

						
	Breedte rug ▼	Zitdiepte ▼	Zitting naar vloerhoogte ▼	Hoogte rug ▼	Totale breedte ▼	Totale lengte ▼
3-wiel	510 mm	Comfort en Deluxe: 470 mm Premium: 460 mm	Min. 440 mm Max. 510 mm	Comfort: 500 mm Deluxe: 490 mm Premium: 630 mm	650 mm	1300 mm
4-wiel	510 mm	Comfort en Deluxe: 470 mm Premium: 460 mm	Min. 440 mm Max. 510 mm	Comfort: 500 mm Deluxe: 490 mm Premium: 630 mm	650 mm	1320 mm

						
	Leeg gewicht ▼	Zwaarste deel ▼	Max. gebruikersgewicht ▼	Accu capaciteit ▼	Draaicirkel ▼	Obstakelhoogte ▼
3-wiel	126 kg	62 kg	127 kg	2 x 12 V/75 Ah (C20) AGM	2500 mm	100 mm
4-wiel	136 kg	62 kg	160 kg	2 x 12 V/75 Ah (C20) AGM	2750 mm	100 mm

					
	Bodemspeling ▼	Max. veiligheids helling ▼	Motor capaciteit ▼	Max. rijafstand ▼	Max. rijsnelheid ▼
3-wiel	100 mm	10°	10 km/h: 240 W/600 W ¹ 12.8 km/h: 550 W/1600 W ¹ 15 km/h: 550 W/1600 W ¹	52 km	10 / 12.8 / 15 km/h
4-wiel	100 mm	10°	6 km/h: 240 W/500 W ¹ 10 km/h: 240 W/600 W ¹ 12 km/h: 550 W/1500 W ¹ 12.8 km/h: 550 W/1600 W ¹ 15 km/h: 550 W/1600 W ¹	52 km	6 / 10 / 12 / 12.8 / 15 km/h

¹ Piekvermogen

Frame kleuren*



Marble White



Alum Blue



Diamond Silver



Garnet Red



Jade Green



Black Vinyl

* Kleuren kunnen enigszins afwijken van het hierboven weergegeven.

Bekleding

Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57
nederland@invacare.com
www.invacare.nl

Invacare B.V.
 Galvanistraat 14-3
 6716 AE Ede
 Nederland

