

Invacare B.V. · Galvanistraat 14-3 · 6716 AE Ede  
 Tel: 0318 - 69 57 57 · www.invacare.nl

# Invacare® AVIVA RX40 MODULITE CE



47 km



12 km/u



160 kg (heavy duty)  
136 kg



Crashtest  
ISO 7176-19

Dealer:  
 Technisch adviseur:  
 E-mail:  
 Telefoonnummer:  
 Plaats:  
 Referentie:  
 Datum:

◆ Standaardconfiguratie   □ Optie   **GM** Optie zonder meerprijs   **POA** Prijs op aanvraag

CODE	OMSCHRIJVING	PRIJS
<b>BASISMODEL</b>		
JBA0001	◆ AVIVA RX40 basismodel (136 kg)	10572,00
JBA2830	◆ Standaard uitvoering (635 mm breed)	
JBA2100	◆ Zitunit Modulite	
JBA2111	◆ Telescopisch instelbaar zitframe met zijrails. Zitbreedte 380 - 530 mm (+50 mm armsteunen)	
JBA2122	◆ Zitbreedte 430 mm	
JBA2136	◆ Zitdiepte 510 mm	
JBA2142	◆ Zitkussen Flo-tech Lite / Contour (afhankelijk van zitbreedte)	
JBA2162	◆ Hoog rugframe (540 mm), breedte instelbaar	
JBA2108	◆ Zonder duwhandvatten (alleen i.c.m. Flex 3 rug)	
JBA2173	◆ Flex 3 rugschalen breedte instelbaar met Laguna rugkussen	
JBA2151	◆ Bekleding zwart	
JBA2191	◆ Armsteun, uitneembaar, in hoogte verstelbaar (290-360 mm)	
JBA2195	◆ Standaard armligger (325 mm) (niet i.c.m. zitdiepte 410 mm)	
JBA1350	◆ Neksteun in diepte instelbaar	
JBA1091	◆ Mechanische zithoekinstelling (0°, 4°, 8°)	
JBA2858	◆ Zithoogte 460 mm	
JBA0975	◆ Rughoek mechanisch instelbaar (in stappen van 3,75 ), 0° tot 30°	
JBA0536	◆ Beensteun hoekinstelbaar 90°-65°, Vari F, links	
JBA0546	◆ Beensteun hoekinstelbaar 90°-65°, Vari F, rechts	
JBA0505	◆ Vaste voetplaat, links	
JBA0502	◆ Vaste voetplaat, rechts	
JBA2201	◆ REM110: Drive only - zonder verstellingen	
JBA1207	◆ Bedieningskastbeugel vast, rechts	
JBA2871	◆ Framekleur: Antraciet Zwart	
JBA2882	◆ Velgkleur: Antraciet Zwart	
JBA2632	◆ Dubbelzijdige vork	
JBA0835	◆ 9" (225 mm) x 2.80 (70 mm) zwenkwieken, luchtbanden	
JBA0704	◆ 14"x3" zwarte banden, luchtbanden	
JBA2870	◆ CTC vering, tractie en comfort	
JBA1912	◆ Vering medium	
JBA1282	◆ Snelheid 6 km/u, 4-polige motoren voor (hoofdzakelijk) binnengebruik	
JBA1260	◆ 73,5 Ah Gel accu's	
JBA1481	◆ Zonder oplader	
JBA1205	◆ Kantelsteunen (anti-tipper)	
JBA1254	◆ Zonder verlichting	
JBA1494	◆ 4-punts taxifixatie ISO 7176-19:2001	
JBA1416	◆ Spatborden voor zwenkwieken	
JBA1417	◆ Spatborden voor aandrijfwielen	
	<b>Totaalprijs standaardconfiguratie</b>	<b>10572,00</b>



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaardconfiguratie

UITVOERING									
JBA0001	◆	AVIVA RX40 basismodel (tot 136 kg)					10572,00		
JBA0002		AVIVA RX40 Heavy Duty basismodel (160 kg)					10696,00		
CHASSIS AVIVA RX									
JBL2810		Smalle uitvoering (560 mm breed)					298,00		
JBA2830	◆	Standaard uitvoering (635 mm breed)							
ZIT-UNIT SYSTEEM									
JBA2100	◆	Zitunit Modulite							
ZITTING									
JBA2111	◆	Telescopisch instelbaar zitframe met zijrails. Zitbreedte 380 - 530 mm (+50 mm armsteunen)							
ZITBREEDTE (+50 mm armsteunen)									
JBA2121		380 mm	JBA2122	◆	430 mm	JBA2123	480 mm	GM	
JBA2124		530 mm							
BODYFIT KIT									
JBA2106		Body fit Kit (meer ruimte voor lichaamsvormen onderaan de rugbuizen)					GM		
ZITDIEPTE									
JBA2132		410 mm	JBA2134		460 mm	JBA2136	◆	510 mm	GM
ZITTINGEN EN ZITKUSSENS									
JBA2142	◆	Zitkussen Flo-tech Lite (75mm tot 127 kg) / Contour (100mm tot 191 kg)							
JBA2143		Zitkussen Flo-tech Contour Visco 430x430 mm (maximaal gebruikersgewicht van 125 kg) (niet i.c.m. zitdiepte 510 mm)					74,00		
JBA2147		Zitkussen Matrix Libra					696,00		
JBA2140		Zonder zitkussen					GM		
Zie voor overige zitkussenmaten de kussens prijslijst									
RUGFRAME									
JBA2163		Laag rugframe (480 mm), breedte instelbaar (niet i.c.m. Flex 3 rugplaat)					GM		
JBA2162	◆	Hoog rugframe (540 mm), breedte instelbaar							
DUWHANDVATTEN									
JBA2108	◆	Zonder duwhandvatten (alleen i.c.m. Flex 3 rug)(duwhandvatten zijn nodig voor bevestigingen van begeleiders besturingen geplaatst aan de achterzijde)							
		Duwhandvatten					GM		
RUGSYSTEMEN									
JBA2171		Spanbanden rug					GM		
JBA2179		Flex3 spanbanden rug					GM		
JBA2172		Flex 3 rugschalen breedte instelbaar zonder rugkussen (niet i.c.m. laag rugframe)					GM		
JBA2173	◆	Flex 3 rugschalen breedte instelbaar met Laguna rugkussen (niet i.c.m. laag rugframe)							
JBA2174		Rugsysteem Matrix Posture, hoogte 400 mm (niet i.c.m. zitbreedte 530 mm)					1152,00		
JBA2175		Rugsysteem Matrix Posture, hoogte 500 mm (niet i.c.m. zitbreedte 530 mm)					1152,00		
JBA2176		Rugsysteem Matrix E2, hoogte 500mm (Mesh) (niet i.c.m. zitbreedte 530 mm)					1022,00		
JBA2177		Rugsysteem Matrix E2 Tilt Recline, hoogte 500 mm (niet i.c.m. zitbreedte 530 mm)					1152,00		
JBA2178		Rugsysteem Matrix E2 Deep, hoogte 500mm (Mesh)) (niet i.c.m. zitbreedte 530 mm)					1152,00		
JBA2168		Rugsysteem Matrix MAC met schuimkussen					1214,00		
JBA2169		Rugsysteem Matrix MAC met HUG					1369,00		
MATRX MAC OPTIES JBA2168 EN JBA2169									
MAC RUGHOOGTE									
JBA2380		MAC rughoogte 405 mm (16 inch)					GM		
JBA2381		MAC rughoogte 455 mm (18 inch)					GM		
JBA2382		MAC rughoogte 505 mm (20 inch)					GM		

JBA2383		MAC rughoogte 560 mm (22 inch)	GM
<b>MAC ROMPSTEUNEN CONTOURDIEPTE - LINKS</b>			
JBA2385		MAC rompsteun contourdiepte links 90 mm (3.5 inch)	276,00
JBA2386		MAC rompsteun contourdiepte links 150 mm (6 inch)	276,00
JBA2387		MAC rompsteun contourdiepte links 230 mm (9 inch)	276,00
<b>MAC ROMPSTEUNEN CONTOURDIEPTE - RECHTS</b>			
JBA2389		MAC rompsteun contourdiepte rechts 90 mm (3.5 inch)	276,00
JBA2390		MAC rompsteun contourdiepte rechts 150 mm (6 inch)	276,00
JBA2391		MAC rompsteun contourdiepte rechts 230 mm (9 inch)	276,00
<b>MAC RUGBREEDETE INSTELLING</b>			
JBA2393		MAC rugbreedte -25 mm (-1 inch) tov zitbreedte	GM
JBA2394		MAC rugbreedte gelijk aan zitbreedte	GM
JBA2395		MAC rugbreedte +25 mm (+1 inch) tov zitbreedte	GM
JBA2170		Zonder rugkussen (Enkel rug frame)	GM
<b>Zie voor overige Matrx rugmaten de Matrx prijslijst</b>			
<b>BEKLEDING</b>			
JBA2151	◆	Bekleding zwart	
JBA2152		Bekleding zwart wipe-down (TR26)	150,00
JBA2155		Black Spacer stof	313,00
<b>GEPOLSTERDE ZITTINGEN (Let op: altijd in combinatie met universeel zitframe; JBA2109)</b>			
1514094		Standaard zitting gepolsterd - selecteer bekleding: Pro Skin    Pro Incon    Pro Velours	359,00
1514091		Gesingeld, gepolsterd - selecteer bekleding: Pro Incon    Pro Velours	466,00
1514097		Comfort, gepolsterd - selecteer bekleding: Pro Incon    Pro Velours	496,00
1514085		Visco Comfort, gepolsterd - selecteer bekleding: Pro Incon    Pro Velours	546,00
1514088		Plankzitting, met in diepte instelbare achterdrempel	454,00
<b>GEPOLSTERDE RUGGEN (bij hoofdsteun alleen i.c.m. ProSeating hoofdsteun)</b>			
		ALTIJD AANGEVEN: ZITBREEDETE 380, 430, 480 of 530 MM X RUGHOOGTE    500 OF    570 MM	
		Standaard, gepolsterd - selecteer bekleding:    Pro Skin    Pro Incon	
1512625		Standaard	284,00
1512626		Gesingeld	550,00
1512627		Spanbanden	632,00
		Actief, gepolsterd - selecteer bekleding:    Pro Incon    Pro Velours	
1513849		Standaard	574,00
1513850		Gesingeld	692,00
1513976		Spanbanden	771,00
		Passief, gepolsterd - selecteer bekleding:    Pro Incon    Pro Velours	
1514082		Standaard	574,00
1514083		Gesingeld	692,00
1514084		Spanbanden	771,00
<b>HOOFDSTEUN</b>			
1514087		Hoofdsteun ProSeating incl. bevestiging	475,00
<b>ARMSTEUNEN</b>			
JBA2191	◆	Armsteun, uitneembaar, in hoogte verstelbaar (290-360 mm)	
JBA2181		Verhoogde armsteun, uitneembaar, in hoogte verstelbaar (340-410 mm)	GM
JBA2198		Gepolsterde armsteun met kledingbeschermers	392,00
JBA2183		Naar binnen lopende armsteunen t.b.v. de zitting smaller maken	170,00
JBA2193		Opklapbare armsteun	490,00
Meebewegende armsteun, in hoogte verstelbaar van:			
JBA2192		230 - 300 mm                      JBA2194	300 mm - 360 mm (niet i.c.m. zachte armlegger)
			682,00

JBA2190		Zonder armsteun				GM
<b>ARMLEGGERS PER PAAR</b>						
JBA2195	◆	Standaard armlegger (325 mm) (niet i.c.m. zitdiepte 410 mm)				
JBA2196		Verlengde armlegger (375 mm)				132,00
JBA2197		Verlengde ergonomische armlegger (397 mm)				263,00
JBA2199		Zachte armlegger (niet i.c.m. opklabare armsteun en meebewegende armsteun)				263,00
<b>HEUPONDERSTEUNING (prijs per stuk)</b>						
JBA2184		Links, pad 140 x 100 mm	JBA2186	Links, pad 230 x 100 mm	JBA2188	Links, pad 330 x 100 mm
JBA2185		Rechts, pad 140 x 100 mm	JBA2187	Rechts, pad 230 x 100 mm	JBA2189	Rechts, pad 330 x 100 mm
507,00						
<b>BEVESTIGINGSMATERIAAL VOOR HEUPONDERSTEUNING</b>						
JBA2164		6,1" / 155 mm hoog		JBA2165	8,1" / 206 mm hoog	
102,00						
<b>HOOFDSTEUNEN</b>						
JBA1350	◆	Neksteun in diepte instelbaar		JBA1432	Hoofdsteun zijwaarts instelbaar	
JBA1427		Hoofdsteun met wangondersteuning, zijwaarts instelbaar				GM
JBA2324		Hoofdsteun Elan standaard Pad 255 mm met ELAN hardware				507,00
JBA2325		Hoofdsteun Elan Occipitale Pad 230 mm				541,00
JBA2327		Elan 4 Puntshoofdsteun Pad 280x255 mm				632,00
JBA1496		Geen Invacare hoofdsteun, maar montage mogelijkheid voor Flex3. Dealer zorgt zelf voor een adequate non-Invacare hoofdsteun, zodat de rolstoel kan blijven voldoen aan de eisen van ISO-7176-19;2001.				GM
JBA1495		Geen Invacare hoofdsteun, dealer zorgt zelf voor een adequate non-Invacare hoofdsteun, zodat de rolstoel kan blijven voldoen aan de eisen van ISO-7176-19;2001				GM
<b>ZIJPELOTTEN (alleen i.c.m. Flex3 rugschalen)</b>						
JBA1445		Zijpelotten vormbaar				520,00
<b>ZITLIFT EN ZITKANTELING</b>						
JBA1091	◆	Mechanische zithoekinstelling (0°, 4°, 8°)				
JBA1092		Elektrische zithoekverstelling 0° - 20° (tot 136 kg)				1835,00
JBA1093		Elektrische zithoekverstelling 0° - 30° met zwaartepunt instelling (tot 160 kg)				2190,00
JBA1094		Elektrische zitlift (300 mm) en elektrische zithoekverstelling (0° - 30°) met zwaartepunt instelling (tot 160 kg)				4774,00
JBA2052		Elektrische zithoekverstelling 0° - 50° met zwaartepunt instelling (tot 136 kg)				3900,00
JBA2053		Elektrische zitlift (300 mm) en elektrische zithoekverstelling (0° - 45°) met zwaartepunt instelling (tot 136 kg)				3473,00
<b>ZITHOOGTE</b>						
JBA2857		435 mm	JBA2858	◆	460 mm	JBA2859
485 mm GM						
<b>ZITKANTELING OPTIE (ALLEEN BIJ OPTIE 1093 &amp; 1094, ZITHOOGTE 435 MM)</b>						
JBX2054		Voorwaartse kantelverstelling - 5 graden				612,00
<b>RUGVERSTELLING</b>						
JBA0975	◆	Rughoek mechanisch instelbaar (in stappen van 3,75°), 0° tot 30°				
JBA0977		Elektrische rughoekverstelling tot 30°				1320,00
<b>CENTRALE BEENSTEUN</b>						
JBA0556		Centrale beensteun hoekinstelbaar				750,00
JBA0589		LNX centrale beensteun, lengtecompensatie (Bij smalle uitvoering: gemonteerd op 83°, niet i.c.m. 9" zwenkwielen, spatborden voor zwenkwielen)				2824,00
JBA2855		Zonder centrale beensteun				GM
<b>VOETPLATEN T.B.V. CENTRALE BEENSTEUN</b>						

JBA2365		Hoek en hoogte instelbare voetplaten S (127 mm B x 190 mm D)	JBA0559		Hoek en hoogte instelbare voetplaten M (140 mm B x 240 mm D)	GM
JBA0516		Hoek en hoogte instelbare voetplaten L (150 mm B x 290 mm D)	JBA0517		Hoekinstelbaar voetenplatform M (305 mm B x 275 mm D)	
<b>INDIVIDUELE BEENSTEUNEN EN HANGERS</b>						
<b>Standaard beensteun 80°</b>						
JBA0565		Links	JBA0566		Rechts	GM
<b>Amputatiesteun</b>						
JBA0555		Links	JBA0554		Rechts	352,00
<b>Beensteun hoekinstelbaar 90°-65°, Vari F</b>						
JBA0536	◆	Links	JBA0546	◆	Rechts	
<b>Beensteun hoekinstelbaar 90°-65°, met kuitsteun, Vari A</b>						
JBA0537		Links	JBA0547		Rechts	GM
<b>Beensteun hoekverstelbaar 0°- 80°, elektrisch, (niet i.c.m. vaste voetplaten)</b>						
JBA0539		Links	JBA0549		Rechts	1472,00
<b>Bevestiging voor REA beensteun</b>						
SP1531195		Links	SP1531196		Rechts	119,00
<b>Zonder beensteun</b>						
JBA0535		Links	JBA0545		Rechts	GM
<b>VOETPLATEN</b>						
JBA0505	◆	Vaste voetplaat links	JBA0502	◆	Vaste voetplaat, rechts	
JBA0509		Hoekinstelbare voetplaat links	JBA0506		Hoekinstelbare voetplaat rechts	80,00
JBA0511		Hoek en diepte instelbare voetplaat links	JBA0508		Hoek en diepte instelbare voetplaat rechts	129,00
<b>LINX BESTURINGSSYSTEEM</b>						
<b>DRAADLOOS PROGRAMMEREN MET JE TELEFOON, PLUG &amp; PLAY, SERVICE-APP, REAL-LIFE GEBRUIKERSDATA &amp; NOG VEEL MEER!</b>						
<b>NEEM CONTACT OP MET UW ACCOUNTMANAGER VOOR INFORMATIE OVER SPECIALE BESTURINGEN - VEEL IS MOGELIJK!</b>						
<b>LINX BEDIENINGSKAST VOOR ZELFBESTURING (gebaseerd op de configuratie van de elektrische rolstoel)</b>						
JBA2201	◆	REM110: Drive only - zonder verstellingen				
JBA2203		REM211: Drive en verstellingen				590,00
JBA2204		REM216: Drive, verstellingen en verlichting				724,00
JBA2205		REM400: Touchscreen bediening - joystick met programmeermogelijkheden	JBA2206		REM500: touchscreen bediening - zonder joystick met programmeermogelijkheden (zie aanvullende documenten)	1456,00
<b>REM400 TOGGLE</b>						
JBA2270		Toggle Switches voor REM400 (DLX-SW400TGL)				695,00
<b>OMKEERBARE STUURKAST - OP AANVRAAG</b>						
SPECIAL		Omkeerbare stuurkast (Special: wordt geprogrammeerd voor REM400, zonder REM400 geleverd; functies hiervan zitten in omkeerbare stuurkast)				P.O.A.
<b>BEUGELS T.B.V. BEDIENINGSKAST</b>						
JBA1207	◆	Bedieningskastbeugel vast rechts	JBA1208		Bedieningskastbeugel vast links	GM
JBA1707		Wegzwenkbaar en hoogte verstelbaar rechts	JBA1708		Wegzwenkbaar en hoogte verstelbaar links	289,00
JBA1709		Bedieningskastbeugel zwenkarm Matrix Resolve, rechts	JBA1710		Bedieningskastbeugel zwenkarm Matrix Resolve, links	550,00
JBA2227		Bedieningskastbeugel rechts gemonteerd voor begeleider	JBA2228		Bedieningskastbeugel links gemonteerd voor begeleider	329,00

JBA2239		Speciaal verzoek bedieningskastbeugel - op aanvraag			P.O.A.		
<b>BEUGELS T.B.V. REM500</b>							
<b>Wegzwenkbare bevestiging REM500 (alleen i.c.m. REM500)</b>							
JBA2209		Rechts	JBA2210	Links	329,00		
<b>Montage midden, (Nucleus) wegzwenkbaar</b>							
JBA2213		Naar rechts	JBA2214	Naar links	1812,00		
JBA2239		Speciaal verzoek bedieningskastbeugel - op aanvraag			P.O.A.		
<b>BEDIENINGSKAST VOOR BEGELEIDER</b>							
JBA2220		REM050: LiNX begeleiderbesturing - alleen rijden (niet i.c.m. REM400 of REM500)			657,00		
JBA2219		Compact Dual Control LiNX (DLX-ACU200)	JBA2245	Invacare IDC Alber begeleiderbesturing	1320,00		
<b>Standaard bevestiging (vast)</b>							
JBA2259		Rechts	JBA2260	Links	GM		
<b>Afneembare bevestiging begeleidersbesturing</b>							
JBA1221		Rechts	JBA1222	Links	329,00		
<b>BEDIENINGSKAST VOOR VERSTELLINGEN - 10-way switch</b>							
JBA2251		10-way switch - directe bediening verstellingen - inclusief kabels			563,00		
<b>Beugel - gemonteerd voor gebruiker</b>							
JBA2217		Rechts	JBA2218	Links	GM		
<b>Beugel - gemonteerd voor begeleider</b>							
JBA2291		Rechts	JBA2292	Links	329,00		
JBA2225		Zonder montage			GM		
<b>USB LADER</b>							
JBA2253		USB lader			665,00		
JBA2281		Montage rechts	JBA2282	Montage links	GM		
<b>BUDDY BUTTONS</b>							
JBA1685		Rood	JBA1686	Geel	263,00		
JBA1687		Groen	JBA1690	Blauw			
<b>EGG-SWITCH</b>							
JBA2254		Egg schakelaar, zwart			461,00		
<b>PIKO BUTTONS</b>							
JBA1711		Rood	JBA1712	Geel	JBA1713	Groen	271,00
JBA1714		Oranje	JBA1715	Blauw	JBA1716	Zwart	
<b>BODYPOINT JOYSTICK KNOPPEN</b>							
JBA2721		7,6 cm U-vormig, joystickhendel, Bodypoint PC101A		JBA2722	10,2 cm U-vormig, joystickhendel, Bodypoint PC102A		251,00
JBA2723		Koepelvormig rubber, joystickhendel, Bodypoint PC107A		JBA2724	Paddenstoel gegroefd, joystickhendel, Bodypoint PC110A		
							
<p>JBA2721                      JBA2722                      JBA2723                      JBA2724</p>							
<b>LINX ACCESS KEY</b>							
SP1602886		LAK (LiNX Access Key t.b.v. het zelf programmeren van het besturingsprogramma)			232,00		
<b>FRAMEKLEUR</b>							
JBA2871	◆	Antraciet Zwart	JBA2872	Leisteen Zilver	JBA2873	Vuursteen Rood	GM
JBA2874		Staal Blauw	JBA2875	Parelmoer Paars			
JBX0299		Premium (stel zelf een kleur samen, geef hierbij het RAL nummer van de kleur op, alleen i.c.m. premium velgkleur)			383,00		

VELGKLEUR							
JBA2882	◆	Antraciet Zwart	JBA2883	Leisteen Zilver	JBA2884	Vuursteen Rood	GM
JBA2885		Staal Blauw	JBA2886	Parelmoer Paars			
JBX2887		Premium (stel zelf een kleur samen, geef hierbij het RAL nummer van de kleur op, alleen i.c.m. premium framekleur)					383,00
VOORVORKEN							
JBA2631		Eenzijdige vork					253,00
JBA2632	◆	Dubbelzijdige vork					
VOORWIELEN							
JBA0835	◆	9" (225 mm) x 2.80 (70 mm) zwenkwielen luchtbanden	JBA0836	9" (225 mm) x 2.80 (70 mm) zwenkwielen massieve band		GM	
JBA0838		9" (225 mm) x 2.80 (70 mm) zwenkwielen lek-bescherming	JBA0828	8" (200 mm) x 2.50-4 (65 mm) zwenkwielen, massieve band			
ZWENK VERGREDELING							
JBA1490		Zwenk vergrendeling (slotstand van zwenken voorwielen als deze recht vooruit staan)					237,00
AANDRIJFWIELEN							
14"x3" zwarte banden							
JBA0704	◆	Luchtbanden					
JBA0705		Lek-bescherming, 3.00-8	JBA0706	Anti-lek		270,00	
PARKEERREM							
JBA1206		Parkeerrem, wielblokkering aandrijfwielen					111,00
CTC VERING							
JBA2870	◆	CTC vering, tractie en comfort					
VERING INSTELLING (Bij HD wordt deze automatisch gekozen)							
JBA1910		Vering soft tot 70 kg gebruikersgewicht	JBA1912	◆	Vering medium tot 90 kg gebruikersgewicht		
JBA1911		Vering stevig tot 110 kg gebruikersgewicht	JBA1915		Vering erg stevig tot 136 kg gebruikersgewicht	GM	
JBA1916		Vering tot 160 kg gebruikersgewicht (bij HD wordt deze vering automatisch gekozen)				GM	
MOTORUITVOERING							
JBA1282	◆	Snelheid 6 km/u, 4-polige motoren voor (hoofdzakelijk) binnengebruik					
JBA1283		Snelheid 10 km/u, 4-polige motoren voor (hoofdzakelijk) buitengebruik				849,00	
JBA1224		Snelheid 12 km/u, 4-polige motoren voor buitengebruik				1561,00	
ACCU							
JBA1259		60 Ah Gel accu's	JBA1260	◆	73,5 Ah Gel accu's	GM	
G-TRAC							
ARH1215		G-trac (gyroscop voor betere rijeigenschappen)				1378,00	
ACCULADER							
JBA1481	◆	Zonder oplader					
JBA1343		OptiCharge Charger 8A				358,00	
JBA1313		OptiCharge Charger 10A				398,00	
KANTELSTEUNEN							
JBA1205	◆	Kantelsteunen (anti-tipper)					
VERLICHTING							
JBA1437		LED verlichting (niet i.c.m. REM211)				802,00	
JBA2837		LED verlichting met extra felle indicatoren (niet i.c.m. REM211)				1053,00	
JBA1254	◆	Zonder verlichting					
VEILIGHEIDSOPTIES EN ACCESSOIRES							
JBA1450		Vorbereiding t.b.v. Dahl-Docking station, auto/bus (bij gebruikersgewicht > 136kg en 30° zithoekverstelling en/of zitlift Elan hoofdsteen benodigd, niet i.c.m. 73,5 Ah accu's)				638,00	
JBA1494	◆	4-punts taxifixatie ISO 7176-19:2001 (bij gebruikersgewicht > 136kg en 30° zithoekverstelling en/of zitlift Elan hoofdsteen benodigd)					

JBA1401		6-punts taxifixatie ISO 7176-19:2001 met lift en kantel module		GM	
JBA2894		Makkelijk bereikbare taxifixatie punten		87,00	
JBA1329		Heupgordel met clipsluiting aan rugleuning bevestigd		74,00	
JBA2113		Heupgordel met clipsluiting aan zijrail bevestigd		74,00	
JBA1415		Spiegel rechts	JBA1339	Spiegel links	93,00
JBA2128		Haken ter bevestiging van tassen		187,00	
JBA1312		Stokhouder links	JBA1363	Stokhouder rechts	88,00
JBA1416	◆	Spatborden voor zwenkwielen	JBA1417	◆	Spatborden voor aandrijfwielen
JBA1404		Werkblad opklapbaar naar rechts	JBA1405	Werkblad opklapbaar naar links	552,00
JBX1379		Urenteller		364,00	
JBA1333		Gereedschaptasje		49,00	
<b>SPECIALE AANPASSINGEN</b>					
JBX1300		SPECIALE AANPASSINGEN, neem contact op met uw Invacare contactpersoon voor alle gewenste mogelijkheden buiten de hierboven genoemde opties. Invacare kan uw stoel op maat leveren.		P.O.A.	
<b>AANPASSINGEN / OVERIGE OPMERKINGEN</b>					
		Indien er andere speciale aanpassingen moeten worden gedaan, wilt u deze dan a.u.b. hierbij vermelden? / Overige opmerkingen			