

Aanvullend document
AVIVA RX40



Dealer:
Technisch adviseur:
E-mail:
Telefoonnummer:
Plaats:
Referentie:
Datum:

◆ Standaardconfiguratie □ Optie **GM** Optie zonder meerprijs **POA** Prijs op aanvraag

CODE	OMSCHRIJVING		PRIJS
JBA2106	Body fit Kit (meer ruimte voor lichaamsvormen onderaan de rugbuizen)		GM
SPECIALE BEDIENINGEN			
JBA2231	Proportionele Compact Bediening DLX-CR400		1566,00
JBA2232	Proportionele Compact bediening Low Force DLX-CR-400LF		2191,00
JBA2207	Bevestiging rechts JBA2208	Bevestiging links	313,00
JBA2265	Montage midden, (Nucleus) wegzwenkbaar naar rechts JBA2266	Montage midden, (Nucleus) wegzwenkbaar naar links	1691,00
JBA2215	Speciaal verzoek bedieningskastbeugel - op aanvraag		P.O.A.
KINBEDIENING (altijd i.c.m. hoofdsteun voor kinbesturing)			
JBA2229	Proportionele kinbediening (ASL138)		4946,00
JBA1289	Wegzwenkbare bevestiging (ASL628) - manueel rechts JBA1288	Wegzwenkbare bevestiging (ASL628) - manueel links	1762,00
JBA1287	Wegzwenkbare bevestiging - elektrisch rechts JBA1286	Wegzwenkbare bevestiging - elektrisch links	3690,00
HOOFDBESTURING			
JBA2230	Hoofdbesturing met ultrasone nabijheidssensoren (ATOM, ASL104) met 3 wings		7287,00
JBA2247	Hoofdbediening met ultrasone nabijheidssensors (PROTON, ASL104P) met PROTON wings		7981,00
FOUR SWITCH PROXIMITY ARRAY			
JBA2257	Four-Switch Proximity Array (ASL106) besturing bij benadering van sensoren worden deze geactiveerd, voor zeer grove motoriek.		8514,00
JBA2275	Montage midden, wegzwenkbaar naar rechts (Nucleus) incl. Eclipse tafelblad voor de four switch proximity array JBA2276	Montage midden, wegzwenkbaar naar links (Nucleus) incl. Eclipse tafelblad voor de four switch proximity array	1047,00
JBX2269	Op maat gemaakte bevestiging		P.O.A.
PROPORTIONELE BESTURINGEN			
JBA2233	MEC Proportionele joystick (Micro Extrimity Control)		5994,00
JBA2240	Proportionele Heavy Duty joystick bediening (ASL133)		2939,00
JBA2285	Joystick plateau bevestiging (100x150 mm) rechts JBA2286	Joystick plateau bevestiging (100x150 mm) links	189,00
JBA2283	Montage midden, (Nucleus) wegzwenkbaar naar rechts JBA2284	Montage midden, (Nucleus) wegzwenkbaar naar links	1691,00
JBA2287	Montage midden, wegzwenkbaar (Nucleus) incl. joystick plateau rechts JBA2288	Montage midden, wegzwenkbaar (Nucleus) incl. joystick plateau links	1882,00
JBX2289	Op maat gemaakte bevestiging		P.O.A.



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaardconfiguratie

STOP SWITCH			
JBA2258		Remote Stop Switch (ASL504) van afstand de rolstoel uit of aan zetten.	911,00
INPUT200 MODULE			
JBA2273		LiNX Input Module (DLX-IN200 t.b.v. andere elektronica voor de bediening van navigatie bij joystickscherm, verlichting, zitverstellingen, connectiviteit, toeter)	739,00
SWITCH ADAPTER			
JBA1681		5:1 Switch Adapter (9-pin aansluiting naar 5 jack ports) (t.b.v. meerdere buddy buttons op de Input modules aansluiten)	289,00
LINX ACCESS KEY			
SP1602886		LAK (LiNX Access Key t.b.v. het zelf programmeren van het besturingsprogramma)	204,00

UITVOERING

<p>SMALLE UITVOERING</p>  <p>560mm</p>	<p>BREDE UITVOERING</p>  <p>635mm</p>	<p>HEAVY DUTY UITVOERING</p>  <p>635mm</p>
--	---	--


 136kg
 Niet i.c.m.
 - Centrale beensteun
 elektrisch, LiNX + 9" voorwielen of zwenkwiel spatbord

 136kg
 Niet i.c.m.
 - opklapbare armsteunen - naar binnen lopende armsteunen


 160kg
 Vering afgesteld op 160kg
 Niet i.c.m.
 - opklapbare armsteunen - naar binnen lopende armsteunen


ZITSTYSTEM


In de onderstaande afbeelding worden bevestigingspunten voor de opties weergegeven (Z, R1, R2, R3, H). Als een optie een plek gebruikt is deze plek bezet en kan niet door een andere optie worden benut











ZITKUSSENS

JBA2142 Lite		Zitbreedte					Contour	Zitbreedte		Laag risico op decubitus
		Zitdiepte	380	430	480			Zitdiepte	530	
		410			410					
		460			460					
		510			510					

JBA2143 Contour Visco		Zitbreedte				Hoog risico op decubitus	
		Zitdiepte	380	430	480		530
		410					
		460					
		510					

JBA2147 Libra		Zitbreedte				Hoog risico op decubitus	
		Zitdiepte	380	430	480		530
		410					
		460					
		510					

ZITKUSSENS GEPOLSTERD

1514094		Pro Skin Pro Incon / Dartex Pro Velours		 <p>Laag risico op decubitus</p> <p>Hoog risico op decubitus</p>
1514091		Pro Incon / Dartex Pro Velours	Pro Skin	
1514097		Pro Incon / Dartex Pro Velours		
1514085		Pro Incon / Dartex Pro Velours	Pro Incon / Dartex	
1514088			Pro Velours	

RUGLEUNINGEN

RUGLEUNING



Flex3 rugschalen



Black Fabric
Black Spacer
Black Inco

Spanbanden rug



Black Fabric

Matrx Posture
zitbreedte:
380mm
430mm
480mm



Black Fabric
Black Spacer
Black Inco

Elite full
zitbreedte:
380mm
430mm
480mm



Black Fabric
Black Spacer
Black Inco

Elite Tilt Recline
zitbreedte:
380mm
430mm
480mm



Black Fabric
Black Spacer
Black Inco

Elite Deep
zitbreedte:
380mm
430mm
480mm



Black Fabric
Black Spacer
Black Inco

Flex3 spanbanden rug




Black Inco



Zwart Nylon
-Matrx
-Spanbanden rug
-Flex3 rugschalen




Black Spacer Fabric Upholstery
-Matrx
-Flex3 rugschalen




Black Dartex Upholstery
-Matrx
-Flex3 spanbanden
-Flex3 rugschalen

RUGLEUNING SELECTIE HULP




RUGLEUNINGEN GEPOLSTERD

RUGLEUNING GEPOLSTERD




RUGLEUNING GEPOLSTERD SELECTIE HULP




ARMSTEUNEN

Armsteunen




STEUNEN

STEUNEN



BEENSTEUNEN




Standaard beensteun	350	450
Beensteun hoekinstelbaar, Vari F	290	460
Beensteun hoekinstelbaar, met kuitsteun, Vari A	290	460
comfort beensteun hoekinstelbaar, manueel, ADM	290	460
comfort beensteun hoekinstelbaar, elektrisch, ADE	290	460
Centrale beensteun	310	410
Centrale beensteun, elektrisch, LNX	340	410


De beensteunlengte is van bovenkant zitplaat tot bovenkant voetplaat. Houdt er rekening mee dat voor de onderbeenlengte hier de dikte van het kussen onder belasting nog bij komt.



PRIMAIRE BESTURING



BEGELEIDERS BESTURING



SPECIALE BEDIENINGEN

SPECIALE BEDIENINGEN



Hoofdbesturing met ultrasonische nabijheidssensoren (ATOM, ASL104) met 3 wings



Hoofdbediening met ultrasonische nabijheidssensoren PROTON, ASL104P met PROTON wings

Draadloze Triple Switch Receiver (ASL557-3)



Extern apparaat met jackplug input aansluiting

Draadloze Mouse Emulator (ASL558)



Computer



Proportionele kinbediening (ASL138)

Wegzwenkbare bevestiging (ASL628) - manueel

Wegzwenkbare bevestiging - elektrisch



Proportionele Compact Bediening DLX-CR400

Bevestiging

Middenbevestiging, wegzwenkbaar (Nucleus)



MEC Proportionele joystick (Micro Extrimity Control ALS130)

joystick plateau bevestiging

Middenbevestiging, wegzwenkbaar (Nucleus)




Proportionele Heavy Duty joystick bediening (ASL133)

Middenbevestiging, wegzwenkbaar (Nucleus) incl. joystick plateau



Four-Switch Proximity Array (ASL106)

Middenbevestiging, wegzwenkbaar (Nucleus) incl. Eclipse blad



ACCESSOIRES

ACCESSOIRES



buddy buttons

Pico buttons

Egg switch

3" U-vormig, joystickhendel, Bodypoint PC101A

4" U-vormig, joystickhendel, Bodypoint PC102A

10-Way Switch - directe bediening zitverstellingen



Duwhandvatten (nodig voor bevestiging)

10-Way Switch - directe bediening zitverstellingen

Koepelvormig rubber, joystickhendel, Bodypoint PC107A

Paddenstoel gegroefd, joystickhendel, Bodypoint PC110A



Remote stop switch




LINX Input Module (DLX-IN200)



USB lader

5:1 Switch Adapter

externe apparaten met DE-9 (9 pin aansluiting)



ONDERSTEL

ONDERSTEL



gereedschapsjasje



Antraciet Zwart



Leisteen Zilver



Vuursteen Rood



Staal Blauw



Parelmoer Paars

LED verlichting



LED verlichting, extra fel




Spatbord voor zwenkwiel



G-Trac



Spatbord voor aandrijfwielen



enkelzijdige vork



dubbelzijdige vork



Antraciet Zwart



Leisteen Zilver



Vuursteen Rood



Staal Blauw



Parelmoer Paars