

Aanvullend document  
**AVIVA RX40**



Dealer:  
Technisch adviseur:  
E-mail:  
Telefoonnummer:  
Plaats:  
Referentie:  
Datum:

◆ Standaardconfiguratie □ Optie **GM** Optie zonder meerprijs **POA** Prijs op aanvraag

CODE	OMSCHRIJVING		PRIJS
JBA2106	Body fit Kit (meer ruimte voor lichaamsvormen onderaan de rugbuizen)		GM
<b>SPECIALE BEDIENINGEN</b>			
JBA2231	Proportionele Compact Bediening DLX-CR400		1678,00
JBA2232	Proportionele Compact bediening Low Force DLX-CR-400LF		2347,00
JBA2207	Bevestiging rechts JBA2208	Bevestiging links	336,00
JBA2265	Montage midden, (Nucleus) wegzwenkbaar naar rechts JBA2266	Montage midden, (Nucleus) wegzwenkbaar naar links	1812,00
JBA2215	Speciaal verzoek bedieningskastbeugel - op aanvraag		P.O.A.
<b>KINBEDIENING (altijd i.c.m. hoofdsteun voor kinbesturing)</b>			
JBA2229	Proportionele kinbediening (ASL138)		5298,00
JBA1289	Wegzwenkbare bevestiging (ASL628) - manueel rechts JBA1288	Wegzwenkbare bevestiging (ASL628) - manueel links	1887,00
JBA1287	Wegzwenkbare bevestiging - elektrisch rechts JBA1286	Wegzwenkbare bevestiging - elektrisch links	3953,00
<b>HOOFDBESTURING</b>			
JBA2230	Hoofdbesturing met ultrasone nabijheidssensoren (ATOM, ASL104) met 3 wings		7805,00
JBA2247	Hoofdbediening met ultrasone nabijheidssensors (PROTON, ASL104P) met PROTON wings		8549,00
<b>FOUR SWITCH PROXIMITY ARRAY</b>			
JBA2257	Four-Switch Proximity Array (ASL106) besturing bij benadering van sensoren worden deze geactiveerd, voor zeer grove motoriek.		9121,00
JBA2275	Montage midden, wegzwenkbaar naar rechts (Nucleus) incl. Eclipse tafelblad voor de four switch proximity array JBA2276	Montage midden, wegzwenkbaar naar links (Nucleus) incl. Eclipse tafelblad voor de four switch proximity array	1122,00
JBX2269	Op maat gemaakte bevestiging		P.O.A.
<b>PROPORTIONELE BESTURINGEN</b>			
JBA2233	MEC Proportionele joystick (Micro Extrimity Control)		6421,00
JBA2240	Proportionele Heavy Duty joystick bediening (ASL133)		3149,00
JBA2285	Joystick plateau bevestiging (100x150 mm) rechts JBA2286	Joystick plateau bevestiging (100x150 mm) links	203,00
JBA2283	Montage midden, (Nucleus) wegzwenkbaar naar rechts JBA2284	Montage midden, (Nucleus) wegzwenkbaar naar links	1812,00
JBA2287	Montage midden, wegzwenkbaar (Nucleus) incl. joystick plateau rechts JBA2288	Montage midden, wegzwenkbaar (Nucleus) incl. joystick plateau links	2016,00
JBX2289	Op maat gemaakte bevestiging		P.O.A.



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaardconfiguratie

STOP SWITCH		
JBA2258	Remote Stop Switch (ASL504) van afstand de rolstoel uit of aan zetten.	975,00
INPUT200 MODULE		
JBA2273	LiNX Input Module (DLX-IN200 t.b.v. andere elektronica voor de bediening van navigatie bij joystickscherm, verlichting, zitverstellingen, connectiviteit, toeter)	792,00
SWITCH ADAPTER		
JBA1681	5:1 Switch Adapter ( 9-pin aansluiting naar 5 jack ports) (t.b.v. meerdere buddy buttons op de Input modules aansluiten)	310,00
LINX ACCESS KEY		
SP1602886	LAK (LiNX Access Key t.b.v. het zelf programmeren van het besturingsprogramma)	232,00

**UITVOERING**

<p><b>SMALLE UITVOERING</b></p>  <p>560mm</p>	<p><b>BREDE UITVOERING</b></p>  <p>635mm</p>	<p><b>HEAVY DUTY UITVOERING</b></p>  <p>635mm</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**SMALLE UITVOERING**  
 Niet i.c.m.  
 - Centrale beensteun elektrisch, LNX + 9" voorwielen of zwenkwiel spatbord  
 136kg


**BREDE UITVOERING**  
 Niet i.c.m.  
 136kg

**HEAVY DUTY UITVOERING**  
 Vering afgesteld op 160kg  
 Niet i.c.m.  
 -opklapbare armsteunen - naar binnen lopende armsteunen  
 160kg

**ZITSYSTEEM**

In de onderstaande afbeelding worden bevestigingspunten voor de opties weergegeven (Z, R1, R2, R3, H). Als een optie een plek gebruikt is deze plek bezet en kan niet door een andere optie worden benut

Telescopisch instelbaar zitframe met zijrails      Zitframe voor gepolsterde zittingen

















Standaard

Body Fit Kit zitbreedte:  
 380mm  
 430mm  
 480mm  
 niet i.c.m.  
 -spanbanden rug  
 -armsteunen meebewegend

Invacare® Modulite Seat Unit

**ZITKUSSENS**

JBA2142 Lite		Zitbreedte					Contour	Zitbreedte		Laag risico op decubitus	
		Zitdiepte	380	430	480			Zitdiepte	530		
			410								
			460								
			510								
JBA2143 Contour Visco		Zitbreedte								Hoog risico op decubitus	
		Zitdiepte	380	430	480	530					
			410								
			460								
			510								
JBA2147 Libra		Zitbreedte								Hoog risico op decubitus	
		Zitdiepte	380	430	480						530
			410								
			460								
			510								

ZITKUSSENS GEPOLSTERD			
1514094		Pro Skin Pro Incon / Dartex Pro Velours	
1514091		Pro Incon / Dartex Pro Velours	
1514097		Pro Incon / Dartex Pro Velours	
1514085		Pro Incon / Dartex Pro Velours	
1514088			

↑ Laag risico op decubitus

↓ Hoog risico op decubitus

RUGLEUNINGEN

RUGLEUNING



Zwart Nylon  
-Matrx  
-Spanbanden rug  
-Flex3 rugschalen




Black Spacer Fabric Upholstery  
-Matrx  
-Flex3 rugschalen




Black Dartex Upholstery  
-Matrx  
-Flex3 spanbanden  
-Flex3 rugschalen

**RUGLEUNING SELECTIE HULP**




**RUGLEUNINGEN GEVOLSTERD**

**RUGLEUNING GEVOLSTERD**














**RUGLEUNING GEVOLSTERD SELECTIE HULP**



**ARMSTEUNEN**

**Armsteunen**










T-armsteunen			Standaard
Gepolsterd (niet samen met armlegger)			Verlengd
Naar binnen lopende armsteunen -niet i.c.m. Heavy Duty uitvoering			Verlengd ergonomisch
Opklapbaar -niet i.c.m. Heavy Duty uitvoering			Zachte armlegger
Meebewegend			Zachte armlegger

**STEUNEN**



**STEUNEN**

Neksteun in diepte instelbaar	Hoofdsteun zijwaarts vormbaar	Hoofdsteun met wangondersteuning, zijwaarts vormbaar	Hoofdsteun Elan standaard Kussen	Hoofdsteun Elan Occipitaal Kussen	Elan 4 Puntshoofdsteun Kussen
-------------------------------	-------------------------------	------------------------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

	Zijpelotten (Dartex)
	Zijpelotten vormbaar
	Heupondersteuning, pad 140 x 100 mm
	Heupondersteuning, pad 230 x 100 mm
	Heupondersteuning, pad 330 x 100 mm

BEENSTEUNEN




Standaard beensteun	350	450
Beensteun hoekinstelbaar, Vari F	290	460
Beensteun hoekinstelbaar, met kuitsteun, Vari A	290	460
comfort beensteun hoekinstelbaar, manueel, ADM	290	460
comfort beensteun hoekinstelbaar, elektrisch, ADE	290	460
Centrale beensteun	310	410
Centrale beensteun, elektrisch, LNX	340	410


De beensteunlengte is van bovenkant zitplaat tot bovenkant voetplaat. Houdt er rekening mee dat voor de onderbeenlengte hier de dikte van het kussen onder belasting nog bij komt.



**PRIMAIRE BESTURING**



**BEGELEIDERS BESTURING**



SPECIALE BEDIENINGEN



SPECIALE BEDIENINGEN



Hoofdbesturing met ultrasonische nabijheidssensoren (ATOM, ASL104) met 3 wings



Hoofdbediening met ultrasonische nabijheidssensoren PROTON, ASL104P met PROTON wings

Draadloze Triple Switch Receiver (ASL557-3)

Extern apparaat met jackplug input aansluiting

Draadloze Mouse Emulator (ASL558)

Computer



Proportionele kinbediening (ASL138)

Wegzwenkbare bevestiging (ASL628) - manueel

Wegzwenkbare bevestiging - elektrisch



Proportionele Compact Bediening DLX-CR400

Bevestiging

Middenbevestiging, wegzwenkbaar (Nucleus)



MEC Proportionele joystick (Micro Extrimity Control ALS130)

joystick plateau bevestiging

Middenbevestiging, wegzwenkbaar (Nucleus)



Proportionele Heavy Duty joystick bediening (ASL133)

Middenbevestiging, wegzwenkbaar (Nucleus) incl. joystick plateau



Four-Switch Proximity Array (ASL106)

Middenbevestiging, wegzwenkbaar (Nucleus) incl. Eclipse blad



ACCESSOIRES

ACCESSOIRES



buddy buttons



Pico buttons



Egg switch

3" U-vormig, joystickhendel, Bodypoint PC101A



4" U-vormig, joystickhendel, Bodypoint PC102A



10-Way Switch - directe bediening zitverstellingen



Koepelvormig rubber, joystickhendel, Bodypoint PC107A



Paddenstoel gegroefd, joystickhendel, Bodypoint PC110A



Duwhandvatten (nodig voor bevestiging)



10-Way Switch - directe bediening zitverstellingen



USB lader



LINX Input Module (DLX-IN200)




Remote stop switch

5:1 Switch Adapter



externe apparaten met DE-9 (9 pin aansluiting)



**ONDERSTEL**

**ONDERSTEL**



gereedschaptasje



Antraciet Zwart



Leesteen Zilver



Vuursteen Rood



Staal Blauw



Parelmoer Paars

LED verlichting



LED verlichting, extra fel




Spatbord voor zwenkwiel



G-Trac



Spatbord voor aandrijfwielen



enkelzijdige vork



dubbelzijdige vork



Antraciet Zwart



Leesteen Zilver



Vuursteen Rood



Staal Blauw



Parelmoer Paars