

# Invacare® AVIVA RX40 Ultra €



34 km

12 km/u

136 kg

Crashtest  
ISO 7176-19

Dealer:

Technisch adviseur:

E-mail:

Telefoonnummer:

Plaats:

Referentie:

Datum:

◆ Standaardconfiguratie □ Optie **GM** Optie zonder meerprijs **POA** Prijs op aanvraag

CODE	OMSCHRIJVING	PRIJS
<b>BASISMODEL</b>		
JAA0001	◆ AVIVA RX40 basismodel (136 kg)	11223,00
JAA2830	◆ Standaard uitvoering (635 mm breed)	
JAA2052	◆ Ultra elektrische kantelverstelling COG (0 to 50°)	
JAA2857	◆ Zithoogte 435 mm	
JAA2057	◆ Ultra kanteling standaard bevestiging - horizontaal	
JAA2069	◆ Rughoekinstelling met vaste hoekinstelling	
JAA2021	◆ Zitframe breedte 405 mm - 505 mm	
JAA2008	◆ Zitframe met zitdiepte 405mm - 505mm	
JAA2026	◆ Zitbreedte instelbaar zitframe 430 mm	
JAA2037	◆ Zitdiepte 455 mm	
JAA2140	◆ Zonder zitkussen	
JAA2512	◆ Rechte rugbuizen, hoogte 555 mm	
JAA2521	◆ Rughoek voor rechte rugbuizen 95°	
JAA2542	◆ Standaard rehab rugplaat & rugbekleding hoogte 455mm	
JAA2307	◆ Ultra Rail Mounted Flip back Arm 230-320mm	
JAA2012	◆ Armlegger links met startex hoes visco foam	
JAA2016	◆ Armlegger rechts met startex hoes visco foam	
JAA2092	◆ Onyx Auto Style hoofdsteen	
JAA0586	◆ Centrale beensteun mechanisch in hoek verstelbaar, lengte 310-410 mm	
JAA0559	◆ Hoek en hoogte instelbare voetplaten M (140 mm B x 240 mm D) (niet in combinatie met telescopische beensteun)	
JAA2203	◆ LiNX DLX-REM211: Drive en verstellingen	
JAA1207	◆ Bedieningskastbeugel, vast rechts	
JAA2871	◆ Framekleur Antraciet Zwart	
JAA2882	◆ Wiel dop kleur Antraciet Zwart	
JAA2632	◆ Dubbelzijdige vork	
JBA0835	◆ 9" (225 mm) x 2.80 (70 mm) zwenkwielen, luchtbanden	
JAA0704	◆ Aandrijf wiel 14x3 zwart pneumatisch	
JAA2870	◆ CTC vering, tractie en comfort	
JAA1912	◆ Vering medium	
JAA1282	◆ Snelheid 6 km/u, 4-polige motoren voor (hoofdzakelijk) binnengebruik	
JAA1260	◆ 73,5 Ah Gel accu's	
JAA1481	◆ Zonder oplader	
JAA1205	◆ Kantelsteunen (anti-tipper)	
JAA1254	◆ Zonder verlichting	
JAA1494	◆ 4-punts taxifixatie ISO 7176-19:2001	
JAA1416	◆ Spatborden voor zwenkwielen	
JAA1417	◆ Spatborden voor aandrijfwielen	
	<b>Totaalprijs standaardconfiguratie</b>	<b>11223,00</b>



De getoonde productfoto kan afwijken van de standaardconfiguratie

UITVOERING					
JAA0001	◆	AVIVA RX40 basismodel (136 kg)			1123,00
MODEL					
JAA2810		Smalle uitvoering (560 mm breed)			272,00
JAA2830	◆	Standaard uitvoering (635 mm breed)			
ZITTING TYPE					
JAA2020	◆	Ultra Low Maxx zitsysteem			
ZITKANTELING EN ZITLIJF					
JAA2052	◆	Ultra elektrische kantelverstelling COG (0 to 50°)			
JAA2053		Ultra elektrische kantelverstelling (0 to 45°)+ 300mm zitlijf			3242,00
ZITHOOGTE INSTELLING					
JAA2856		Zithoogte 420 mm	JAA2858	Zithoogte 460 mm	GM
JAA2857	◆	Zithoogte 435 mm	JAA2859	Zithoogte 485 mm	GM
VOORWAARTSE OF ACHTERWAARTSE KANTELING					
JAA2057	◆	Ultra kanteling standaard bevestiging - horizontaal			
JAX2054		Ultra kanteling 5° voorwaarts gemonteerd	JAX2056	Ultra kanteling 5° achterwaarts gemonteerd	638,00
JAX2055		Ultra kanteling 10° voorwaarts gemonteerd			638,00
RUGVERSTELLING					
JAA2069	◆	Rughoekinstelling met vaste hoekinstelling			
JAA2060		ESR Elektrische rugverstelling 90 - 170° - biodynamisch	JAA2063	ESR Elektrische rugverstelling 82 - 162° - biodynamisch	1233,00
JAA2066		ESR Elektrische rugverstelling 60 - 140° - biodynamisch			1233,00
ZITBREEDTE BEREIK					
JAA2021	◆	Zitframe breedte 405 mm - 505 mm	JAA2003	Zitframe breedte 480 mm - 555 mm	GM
ZITDIEPTE BEREIK					
JAA2008	◆	Zitframe met zitdiepte 405mm - 505mm	JAA2024	Zitframe met zitdiepte 480 mm - 580 mm	GM
ZITBREEDTE					
JAA2025		Zitbreedte instelbaar zitframe 405 mm	JAA2029	Zitbreedte instelbaar zitframe 505 mm	GM
JAA2026	◆	Zitbreedte instelbaar zitframe 430 mm	JAA2030	Zitbreedte instelbaar zitframe 530 mm	GM
JAA2027		Zitbreedte instelbaar zitframe 455 mm	JAA2031	Zitbreedte instelbaar zitframe 555 mm	GM
JAA2028		Zitbreedte instelbaar zitframe 480 mm			GM
ZITDIEPTE					
JAA2035		Zitdiepte 405 mm	JAA2039	Zitdiepte 505 mm	GM
JAA2036		Zitdiepte 430 mm	JAA2040	Zitdiepte 530 mm	GM
JAA2037	◆	Zitdiepte 455 mm	JAA2041	Zitdiepte 555 mm	GM
JAA2038		Zitdiepte 480 mm	JAA2042	Zitdiepte 580 mm	GM
ZITKUSSEN					
JAA2144		Zitkussen Matrx Flo-Tech Lite			186,00
JAA2145		Zitkussen Matrx Flo-Tech Contour			186,00
JAA2146		Zitkussen Matrx Libra			650,00
JAA2140	◆	Zonder zitkussen			
RUGBUIJ HOOGTE (alleen i.c.m. vaste rughoek) - bij elektrische rugverstelling overslaan					
JAA2510		Rechte rugbuizen, hoogte 455 mm	JAA2512	◆ Rechte rugbuizen, hoogte 555 mm	GM
JAA2511		Rechte rugbuizen, hoogte 505 mm	JAA2513	Rechte rugbuizen, hoogte 610 mm	GM
JAA2514		Rugbuizen gekromd 5°, hoogte 505 mm	JAA2515	Rugbuizen gekromd 5°, hoogte 555 mm	104,00
JAA2516		Rugbuizen gekromd 5°, hoogte 610 mm			104,00

<b>RUGHOEK VOOR RECHTE RUGBUIZEN (alleen i.c.m. vaste rughoek) - bij elektrische rugverstelling overslaan</b>						
JAA2517		Rughoek voor rechte rugbuisen 75°	JAA2522		Rughoek voor rechte rugbuisen 101°	GM
JAA2518		Rughoek voor rechte rugbuisen 79°	JAA2523		Rughoek voor rechte rugbuisen 106°	GM
JAA2519		Rughoek voor rechte rugbuisen 85°	JAA2524		Rughoek voor rechte rugbuisen 112°	GM
JAA2520		Rughoek voor rechte rugbuisen 90°	JAA2525		Rughoek voor rechte rugbuisen 116°	GM
JAA2521	◆	Rughoek voor rechte rugbuisen 95°				
<b>RUGHOEK VOOR GEBOGEN 5° RUGBUIZEN (alleen i.c.m. vaste rughoek) - bij elektrische rugverstelling overslaan</b>						
JAA2526		Rughoek voor gekromde rugbuisen op 81°	JAA2531		Rughoek voor gekromde rugbuisen op 106°	GM
JAA2527		Rughoek voor gekromde rugbuisen op 84°	JAA2532		Rughoek voor gekromde rugbuisen op 111°	GM
JAA2528		Rughoek voor gekromde rugbuisen op 91°	JAA2533		Rughoek voor gekromde rugbuisen op 117°	GM
JAA2529		Rughoek voor gekromde rugbuisen op 96°	JAA2534		Rughoek voor gekromde rugbuisen op 121°	GM
JAA2530		Rughoek voor gekromde rugbuisen op 101°				GM
<b>STANDAARD REHAB RUGSYSTEEM (niet i.c.m. met ESR)</b>						
JAA2540		Standaard rehab rugplaat & rugbekleding hoogte 355mm	JAA2542	◆	Standaard rehab rugplaat & rugbekleding hoogte 455mm	GM
JAA2541		Standaard rehab rugplaat & rugbekleding hoogte 405mm	JAA2543		Standaard rehab rugplaat & rugbekleding hoogte 505mm	GM
<b>HIGH RUGSYSTEMEN</b>						
JAA2050		Rugkussen hoogte 410 mm	JAA2051		Rugkussen hoogte 460 mm	269,00
JAA2320		Rugondersteuning High Back, hoogte 505 mm				269,00
<b>MATRIX ELITE RUGSYSTEEM (3" Contour) (16 - 20" wide)</b>						
JAA2550		Rugsysteem Matrix Elite E2, hoogte 355mm / breedte 360mm / 410 - 460mm	JAA2552		Rugsysteem Matrix Elite E2, hoogte 455mm / breedte 460mm	954,00
JAA2551		Rugsysteem Matrix Elite E2, hoogte 405mm / breedte 410mm	JAA2553		Rugsysteem Matrix Elite E2, hoogte 505mm / breedte 510mm	954,00
<b>MATRIX ELITE HD RUGSYSTEEM (3" Contour) (16 - 20" wide)</b>						
JAA2554		Matrix Elite HD rughoogte 405mm	JAA2555		Matrix Elite HD rughoogte 505mm	1196,00
<b>MATRIX ELITE TR RUGSYSTEEM</b>						
JAA2556		Matrix Elite TR rughoogte 405mm	JAA2557		Matrix Elite TR rughoogte 455mm	1075,00
JAA2177		Rugkussen Matrix Elite TR rughoogte 500 mm				1075,00
<b>MATRIX TR BACK HEAVY DUTY</b>						
JAA2563		Matrix Elite TRHD rughoogte 505mm				1196,00
<b>MATRIX ELITE DEEP BACKS</b>						
JAA2558		Rugsysteem Matrix Elite E2 Deep, hoogte 405 mm / breedte 410mm [Mesh]	JAA2559		Rugsysteem Matrix Elite E2 Deep, hoogte 455mm / breedte 460mm [Mesh]	1075,00
JAA2178		Rugsysteem Matrix Elite E2 Deep, hoogte 505mm / breedte 510mm [Mesh]				1075,00

MATRX PB BACKS																	
JAA2174		Matrx Posture rug hoogte 40 cm	JAA2175		Matrx Posture rug hoogte 50 cm 1075,00												
MATRX PB DEEP BACKS																	
JAA2560		Matrx PB Deep rughoogte 405mm	JAA2561		Matrx PB Deep rughoogte 505 mm 1075,00												
MATRX ELITE DEEP HEAVY DUTY																	
JAA2562		Matrx Elite Deep HD rughoogte 505mm			1196,00												
RUGHOOGTE																	
FINISHED BACK HEIGHT FOR TILT ONLY (NON-RECLINE)																	
JAA2504		Rughoogte op 455 mm afgeleverd	JAA2070		Rughoogte op 555 mm afgeleverd GM												
JAA2505		Rughoogte op 485 mm afgeleverd	JAA2071		Rughoogte op 585 mm afgeleverd GM												
JAA2506		Rughoogte op 505 mm afgeleverd	JAA2072		Rughoogte op 610 mm afgeleverd GM												
JAA2501		Rughoogte op 535 mm afgeleverd	JAA2073		Rughoogte op 635 mm afgeleverd GM												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>MUST BE COMPLETED</th> <th>INCHES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Actual Back Pan Height ..... (ADD)</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>GAP (space between seat pan to bottom of back) (ADD)</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 4-5" Gap is required for Tilt Systems</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 6-7" Gap is required for Recline Systems</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Finished Back Height ..... (TOTAL) (Seat Pan to top of back)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						MUST BE COMPLETED	INCHES	Actual Back Pan Height ..... (ADD)		<b>GAP (space between seat pan to bottom of back) (ADD)</b>		<input type="checkbox"/> 4-5" Gap is required for Tilt Systems		<input type="checkbox"/> 6-7" Gap is required for Recline Systems		Finished Back Height ..... (TOTAL) (Seat Pan to top of back)	
MUST BE COMPLETED	INCHES																
Actual Back Pan Height ..... (ADD)																	
<b>GAP (space between seat pan to bottom of back) (ADD)</b>																	
<input type="checkbox"/> 4-5" Gap is required for Tilt Systems																	
<input type="checkbox"/> 6-7" Gap is required for Recline Systems																	
Finished Back Height ..... (TOTAL) (Seat Pan to top of back)																	
FINISHED BACK HEIGHT FOR ESR RECLINE SYSTEMS																	
JAA2506		Rughoogte op 505 mm afgeleverd	JAA2072		Rughoogte op 610 mm afgeleverd GM												
JAA2501		Rughoogte op 535 mm afgeleverd	JAA2073		Rughoogte op 635 mm afgeleverd GM												
JAA2070		Rughoogte op 555 mm afgeleverd	JAA2074		Rughoogte op 660 mm afgeleverd GM												
JAA2071		Rughoogte op 585 mm afgeleverd	JAA2502		Rughoogte op 685 mm afgeleverd GM												
ARMSTEUN VOOR KANTELVERSTELLING - GEEN ELEKTRISCHE RUGVERSTELLING																	
JAA2307	◆	Ultra Rail Mounted Flip back Arm 230-320mm															
ARMSTEUNEN VOOR ELEKTRISCHE RUGVERSTELLING (ESR)																	
JAA2095		Cantilever armsteun wegzwenbaar en verstelbaar (230-330mm)	JAA2096		Cantilever armsteun wegzwenkbaar en verstelbaar (330-405mm) 662,00												
JAA2097		Two-post recline armsteun wegzwenkbaar en verstelbaar (230-330mm)			893,00												
ARMLEGGER																	
LINKS																	
JAA2012	◆	Armlegger links met startex hoes visco foam															
JAA2013		Lange armlegger links met startex hoes visco foam			245,00												
JAA2014		Ergonomische armsteun links			297,00												
JAA2015		Zonder armlegger links			GM												
RECHTS																	
JAA2016	◆	Armlegger rechts met startex hoes visco foam															
JAA2017		Lange armlegger rechts met startex hoes visco foam			245,00												
JAA2018		Ergonomische armsteun rechts			297,00												
JAA2019		Zonder armlegger rechts			GM												
ARMLEGGER ACCESSOIRES																	
JAA2080		Platte handpolstering links	JAA2083		Platte handpolstering rechts 107,00												

MULTI-AXIS UPPER EXTREMITY SUPPORTS						
JAA2082		Multi Axis Upper Extremity Support (MACES) links			480,00	
JAA2085		Multi Axis Upper Extremity Support (MACES) rechts			480,00	
ARMSTEUN HOOGTE LINKS						
	◆	fabrieksinstelling				
		persoonlijke instelling				
		230mm	240mm	250mm	260mm	270mm
		280mm	290mm	300mm	310mm	
		320mm	330mm	340mm	350mm	360mm
		370mm	380mm	390mm	405mm	
ARMSTEUN HOOGTE RECHTS						
	◆	fabrieksinstelling				
		persoonlijke instelling				
		230mm	240mm	250mm	260mm	270mm
		280mm	290mm	300mm	310mm	
		320mm	330mm	340mm	350mm	360mm
		370mm	380mm	390mm	405mm	
ELLEBOOG BLOCK LINKS						
JAA2347		elleboogpolstering links XS (110 mm breed x 83 mm)	JAA2349		elleboogpolstering links M (145 mm breed x 95 mm)	71,00
JAA2348		elleboogpolstering links S (135 mm breed x 90 mm)	JAA2350		elleboogpolstering links L (165 mm breed x 110 mm)	71,00
ELLEBOOG HARDWARE LINKS						
JAA2361		Verticaal 3" & horizontaal 5"	JAA2363		Verticaal 5" & horizontaal 5"	GM
JAA2362		Verticaal 3" & horizontaal 7"	JAA2364		Verticaal 5" & horizontaal 7"	GM
ELLEBOOG BLOCK RECHTS						
JAA2351		elleboogpolstering rechts XS (110 mm breed x 83 m)	JAA2353		elleboogpolstering rechts M (145 mm breed x 95 mm)	71,00
JAA2352		elleboogpolstering rechts S (135 mm breed x 90 mm)	JAA2354		elleboogpolstering rechts L (165 mm breed x 110 m)	71,00
ELLEBOOG HARDWARE RECHTS						
JAA2371		Verticaal 3" & horizontaal 5"	JAA2373		Verticaal 5" & horizontaal 5"	GM
JAA2372		Verticaal 3" & horizontaal 7"	JAA2374		Verticaal 5" & horizontaal 7"	GM
HEUPONDERSTEUNING LINKS						
JAA2184		Heupondersteuning links, pad 140 x 100 mm	JAA2186		Heupondersteuning links, pad 230 x 100 mm	473,00
JAA2114		Heupondersteuning links, pad 180 x 150 mm	JAA2188		Heupondersteuning links, pad 330 x 100 mm	473,00
HEUPONDERSTEUNING RECHTS						
JAA2185		Heupondersteuning rechts, pad 140 x 100 mm	JAA2187		Heupondersteuning rechts, pad 230 x 100 mm	473,00
JAA2115		Heupondersteuning rechts, pad 180 x 150 mm	JAA2189		Heupondersteuning rechts, pad 330 x 100 mm	473,00
BEVESTIGINGSMATERIAAL VOOR HEUPONDERSTEUNING						
JAA2164		Bevestigingsmateriaal voor heupondersteuning (155 mm hoog)	JAA2165		Bevestigingsmateriaal voor heupondersteuning (206 mm hoog)	95,00

HOOFDSTEUN EN MONTAGE					
JAA2092	◆	Onyx Auto Style hoofdsteen			
JAA2324		Elan Hoofdsteen (Standaard Pad 260 mm)			288,00
JAA2325		Elan Hoofdsteen (Occipitale Pad 230 mm)			419,00
JAA1495		Non-Invacare hoofdsteen (ISO-7176-19:2001)			P.O.A.
LATERALE ONDERSTEUNING LINKS					
JAA2343		Laterale ondersteuning, pad grootte (110 mm x 83 mm)	JAA2043		Laterale ondersteuning Maxx Style QR 140x100mm LI 352,00
JAA2345		Laterale ondersteuning, pad grootte (135 mm x 90 mm)	JAA2045		Laterale ondersteuning Maxx Style QR 230x100mm LI 352,00
LATERALE ONDERSTEUNING RECHTS					
JAA2344		Laterale ondersteuning, pad grootte (110 mm x 83 mm)	JAA2044		Laterale ondersteuning Maxx Style Quick Release (140 mm x 100 mm) 352,00
JAA2346		Laterale ondersteuning, pad grootte (135 mm x 90 mm)	JAA2046		Laterale ondersteuning Maxx Style Quick Release (230 mm x 100 mm) 352,00
LATERALE ONDERSTEUNING ACCESSOIRES					
JAA2049		Extra telescopische link voor laterale ondersteuning			55,00
CENTRALE BEENSTEUN INCLUSIEF KUITPLATEN					
JAA0586	◆	Centrale beensteun mechanisch in hoek verstelbaar, lengte 310-410 mm			
JAA0589		Centrale beensteun elektrisch - in hoek verstelbaar (lengtecompenserend, lengte: 340-410 mm)			2637,00
JAX0592		Centrale beensteun telescopisch elektrisch (slag van 33 - 42 cm vanuit gemeten vanaf bovenkant zitplaat tot bovenkant voetplaat) - in hoek verstelbaar en in hoogte verstelbaar. (special optie)			5287,00
VOETPLAAT/PLATFORM					
JAA2365		Hoek en hoogte instelbare voetplaten S (127 mm B x 190 mm D) (niet in combinatie met telescopische beensteun)			GM
JAA0559	◆	Hoek en hoogte instelbare voetplaten M (140 mm B x 240 mm D) (niet in combinatie met telescopische beensteun)			GM
JAA0516		Hoek en hoogte instelbare voetplaten L (150 mm B x 290 mm D) (niet in combinatie met telescopische beensteun)			GM
JAA0517		Hoekinstelbaar voetenplatform (305 mm B x 275 mm D)			GM
HOOGTE CENTRALE BEENSTEUN					
HOOGTEINSTELLING: opties 0586 & 0589					
	◆	factory setting			
		customized			GM
		310mm	325mm	335mm	345mm
		355mm	364mm	375mm	385mm 410 mm
HOOGTEINSTELLING: CENTRALE BEENSTEUN MET PLATFORM					
		Customized: For possible selections pls see matrix attached PLEASE MEASURE CAREFULLY AND CONSIDER THE SEAT CUSHION HEIGHT! SETTINGS CHOSEN WILL BE MADE-TO-ORDER AND CANNOT BE CHANGED AFTERWARDS!			GM
		380mm	393mm	406mm	419mm
LINX BEDIENINGSKAST VOOR ZELFBESTURING					
JAA2203	◆	LiNX DLX-REM211: Drive en verstellingen			
JAA2204		LiNX DLX-REM216: Drive, verstellingen en verlichting			676,00
JAA2205		LiNX DLX-REM400: touchscreen bediening - joystick met programmeer-mogelijkheden	JAA2206		LiNX DLX-REM500: touchscreenbediening - zonder joystick 1360,00
TOGGLE SWITCHES T.B.V. REM400					
JAA2270		Toggle Switches for REM400 (DLX-SW400TGL)			649,00

<b>BEUGELS T.B.V. BEDIENINGSKAST</b>					
JAA1207	◆	Bedieningskastbeugel, vast rechts	JAA1208		Bedieningskastbeugel, vast links GM
JAA1707		Bedieningskastbeugel wegzwenkbaar en hoogteverstelbaar rechts	JAA1708		Bedieningskastbeugel wegzwenkbaar en hoogteverstelbaar links 270,00
JAA2075		Bedieningsbracket wegzw.+ihv+ibv RE	JAA2076		Bedieningsbracket wegzw.+ihv+ibv LI 362,00
JAA2227		Bevestiging rechts, gemonteerd voor de begeleider	JAA2228		Bevestiging links, gemonteerd voor de begeleider 307,00
JAX2239		Op maat gemaakte bevestiging op bestelling (special)			P.O.A.
<b>BEUGELS T.B.V. LINX REM500</b>					
JAA2209		Bevestiging wegzwenkbaar rechts, multi-instelbaar	JAA2210		Bevestiging wegzwenkbaar links, multi-instelbaar 307,00
JAA2213		Bevestiging centraal gemonteerd, wegzwenkbaar naar rechts	JAA2214		Bevestiging centraal gemonteerd, wegzwenkbaar naar links 845,00
JAX2239		Op maat gemaakte bevestiging op bestelling (special)			P.O.A.
<b>BEDIENINGSKAST VOOR BEGELEIDER</b>					
JAA2219		Compacte Dual Control LiNX (DLX-ACU200)	JAA2245		Invacare LiNX intuïtieve Dual control 954,00
JAA2259		Bedieningskastbeugel, vast rechts	JAA2260		Bedieningskastbeugel, vast links GM
JAA1221		Bedieningskastbeugel, wegneembaar rechts	JAA1222		Bedieningskastbeugel, wegneembaar links 307,00
<b>LINX - COMPACT REMOTES &amp; BRACKETS, VEREIST MINIMAAL EEN REM400 of REM500</b>					
JAA2231		Proportionele Compacte bediening DLX-CR400			1156,00
JAA2232		Proportionele Compacte bediening Low Force DLX-CR-400			1762,00
JAA2207		Bevestiging rechts gemonteerd	JAA2208		Bevestiging links gemonteerd GM
JAA2265		Bevestiging centraal gemonteerd, wegzwenkbaar naar rechts	JAA2266		Bevestiging centraal gemonteerd, wegzwenkbaar naar links 845,00
JAX2215		Op maat gemaakte bevestiging op bestelling (special)			P.O.A.
<b>ALTERNATIEVE JOYSTICKS &amp; INPUTS &amp; BRACKETS, VEREIST MINIMAAL EEN REM400 of REM500</b>					
<b>KINBESTURING &amp; BRACKETS</b>					
JAA2229		Proportionele kin joystick (ASL138)			4977,00
JAA1289		Wegzwenkbare bevestiging rechts (ASL628) - manueel	JAA1288		Wegzwenkbare bevestiging links (ASL628) - manueel 1762,00
JAX1287		Wegzwenkbare bevestiging rechts - elektrisch	JAX1286		Wegzwenkbare bevestiging links - elektrisch P.O.A.
<b>HOOFDBESTURING ATOM TECHNOLOGIE</b>					
JAA2230		Hoofdbesturing met ultrasone nabijheidssensoren (ATOM, ASL104) met 3 wings			5542,00
JAA2247		Hoofdbediening met ultrasone nabijheidssensors PROTON, ASL104P) met PROTON wings			5895,00
<b>FOUR-SWITCH PROXIMITY ARRAY</b>					
JAA2257		Four-Switch Proximity Array (ASL106)			6866,00
JAA2275		Centraal gemonteerde Nucleus Rechts incl. Eclipse blad	JAA2276		Centraal gemonteerde Nucleus Links incl. Eclipse blad 845,00
JAX2269		Op maat gemaakte bevestiging op bestelling (special)			P.O.A.
<b>WIRELESS ACCESSORIES FOR ATOM</b>					
JAA2249		Draadloze Triple Switch Receiver(ASL557-3)			601,00

JAA2250	Draadloze Mouse Emulator (ASL558)			1082,00
<b>MICRO EXTREMITY CONTROL</b>				
JAA2233	MEC Proportionele joystick (Micro Extrimity Control)			4834,00
JAA2235	Tafelbladbediening rechts (ASL603, 100x150 mm)	JAA2236	Tafelbladbediening links (ASL603, 100x150 mm)	153,00
JAA2283	Bevestiging centraal gemonteerd, wegzwenkbaar naar rechts	JAA2284	Bevestiging centraal gemonteerd, wegzwenkbaar naar links	845,00
JAA2287	Centraal gemonteerd wegzwenkbare Nucleus Rechts incl tray ASL603	JAA2288	Centraal gemonteerd wegzwenkbare Nucleus Links incl tray ASL603	1331,00
JAX2289	Op maat gemaakte bevestiging op bestelling (special)			P.O.A.
<b>HEAVY DUTY REMOTE JOYSTICK</b>				
JAA2240	Proportionele Heavy Duty joystick bediening (ASL133)			2370,00
JAA2235	Tafelbladbediening rechts (ASL603, 100x150 mm)	JAA2236	Tafelbladbediening links (ASL603, 100x150 mm)	153,00
JAA2283	Bevestiging centraal gemonteerd, wegzwenkbaar naar rechts	JAA2284	Bevestiging centraal gemonteerd, wegzwenkbaar naar links	845,00
JAA2287	Centraal gemonteerd wegzwenkbare Nucleus Rechts incl tray ASL603	JAA2288	Centraal gemonteerd wegzwenkbare Nucleus Links incl tray ASL603	1331,00
JAX2289	Op maat gemaakte bevestiging op bestelling (special)			P.O.A.
<b>PEDIATRIC COMPACT</b>				
JAA2243	Proportionele Pediatrische Compacte joystick (ASL132), inclusief input module			2370,00
JAA2235	Tafelbladbediening rechts (ASL603, 100x150 mm)	JAA2236	Tafelbladbediening links (ASL603, 100x150 mm)	153,00
JAA2267	Bevestiging centraal gemonteerd, wegzwenkbaar naar rechts	JAA2268	Bevestiging centraal gemonteerd, wegzwenkbaar naar links	845,00
JAA2241	Centraal gemonteerd wegzwenkbare Nucleus Rechts incl tray ASL603	JAA2242	Centraal gemonteerd wegzwenkbare Nucleus Links incl tray ASL603	1331,00
JAX2277	Op maat gemaakte bevestiging op bestelling (special)			P.O.A.
<b>SIP'N PUFF HEAD CONTROL</b>				
JAA2255	Sip'n Puff met hoofdbesturing ASL109 & LipSwitch ASL 301 LIP			6015,00
<b>SIP'N PUFF CONTROL &amp; INPUT MODULE</b>				
JAA2256	Sip'n Puff Controle & Lip Switch ASL301LIP			6015,00
<b>LINX INTERFACE OPTIONS (mounted &amp; connected)</b>				
JAA2271	Input Module DLX-IN500-A			511,00
<b>SPECIAL ALTERNATIVE JOYSTICKS &amp; INPUTS</b>				
JAX2216	Alternatieve joystick bevestiging (Special)			P.O.A.
<b>ALTERNATIVE SEATING CONTROL</b>				
JAA2251	10-Way Switch - directe bediening verstellingen - inclusief kabels			601,00
JAA2217	Beugel rechts - gemonteerd voor de gebruiker	JAA2218	Beugel links - gemonteerd voor de gebruiker	GM
JAA2226	Bevestiging voor begeleider, gemonteerd op rug	JAA2225	Zonder bevestiging	GM
<b>TOGGLES / BUTTONS</b>				
JAA2261	Stereo Toggle	JAA2262	Stereo Button	322,00



JAA2263		Four-Way Toggle	JAA2264		Four-Way Button	396,00
JAA2279		Bevestiging rechts gemonteerd	JAA2280		Bevestiging links gemonteerd	GM
JAA2278		Zonder bevestiging				GM
<b>USB LADER</b>						
JAA2253		USB lader				601,00
JAA2281		Bevestiging rechts gemonteerd	JAA2282		Bevestiging links gemonteerd	GM
<b>REMOTE STOP SWITCH</b>						
JAA2258		Remote Stop Switch (ASL504)				911,00
<b>INPUT MODULE</b>						
JAA2273		LiNX IN200 Input Module				739,00
<b>OUTPUT MODULE</b>						
JAA2272		LiNX Output Module (DLX-OUT500)				739,00
<b>ANDERE LiNX COMPONENTEN / ACCESSORIES</b>						
JAA2300		Andere componenten enkel bijgevoegd, niet gemonteerd				GM
JAX2301		Andere componenten verbonden en geprogrammeerd				P.O.A.
<b>BUDDY BUTTONS</b>						
JAA1685		Buddy button rood	JAA1687		Buddy button groen	245,00
JAA1686		Buddy button geel	JAA1690		Buddy button blauw	245,00
<b>EGG SWITCH</b>						
JAA2254		Egg Switch, zwart				431,00
<b>PIKO BUTTONS</b>						
JAA1711		Piko button rood	JAA1714		Piko button oranje	253,00
JAA1712		Piko button geel	JAA1715		Piko button blauw	253,00
JAA1713		Piko button groen	JAA1716		Piko button zwart	253,00
<b>BODYPOINT JOYSTICK KNOPPEN</b>						
JAA2721		3" U-vormig, joystickhendel, Bodypoint PC101A	JAA2723		Koepelvormig rubber, joystickhendel, Bodypoint PC107A	235,00
JAA2722		4" U-vormig, joystickhendel, Bodypoint PC102A	JAA2724		Paddenstoel gegroefd, joystickhendel, Bodypoint PC110A	235,00
						
<p>JAA2721                      JAA2722                      JAA2723                      JAA2724</p>						
<b>LINX ACCESS KEY</b>						
SP1602886		LAK (LiNX Access Key t.b.v. het zelf programmeren van het besturingsprogramma)				204,00
<b>SWITCH ADAPTER</b>						
JAA1681		5:1 Switch adapter				289,00
<b>FRAMEKLEUR</b>						
JAA2871	◆	Antraciet Zwart	JAA2873		Vuursteen Rood	GM
JAA2872		Leisteen Zilver	JAA2874		Staal Blauw	GM
JAA2875		Parelmoer Paars				GM
JAX0299		Premium (stel zelf een kleur samen, geef hierbij het RAL nummer van de kleur op, alleen i.c.m. premium velgkleur)				358,00
<b>WIELDOP KLEUR</b>						
JAA2882	◆	Antraciet Zwart	JAA2884		Vuursteen Rood	GM
JAA2883		Leisteen Zilver	JAA2885		Staal Blauw	GM
JAA2886		Parelmoer Paars				GM

JAX2887		Premium (stel zelf een kleur samen, geef hierbij het RAL nummer van de kleur op, alleen i.c.m. premium framekleur)			358,00	
<b>VOORVORK</b>						
JAA2631		Enkelzijdige vork			237,00	
JAA2632	◆	Dubbelzijdige vork				
<b>ZWENKWIELEN</b>						
JBA0835	◆	9" (225 mm) x 2.80 (70 mm) zwenkwielen, luchtbanden	JBA0838		9" (225 mm) x 2.80 (70 mm) zwenkwielen, lekbescherming	GM
JBA0836		9" (225 mm) x 2.80 (70 mm) zwenkwielen, massieve band	JBA0828		8" (200 mm) x 2.50-4 (65 mm) zwenkwielen, massieve band	GM
<b>ZWENK VERGRENDLING</b>						
JBA1490		zwenk vergrendeling (slotstand van zwenken voorwielen als deze recht vooruit staan)			221,00	
<b>BANDEN</b>						
JAA0704	◆	Aandrijf wiel 14x3 zwart pneumatisch				
JAA0705		Aandrijf wiel 14x3 zwart harde inleg	JAA0706		Aandrijf wiel 14x3 zwart gel sealed	252,00
<b>PARKEERREM</b>						
JAA1206		Parkeerrem, wielblokkering aandrijfwielen			104,00	
<b>CTC VERING</b>						
JAA2870	◆	CTC vering, tractie en comfort				
<b>VERING INSTELLING (Bij HD wordt deze automatisch gekozen)</b>						
JAA1910		Vering soft	JAA1912	◆	Vering medium	GM
JAA1911		Vering stevig	JAA1915		Vering erg stevig	GM
<b>MOTORUITVOERING</b>						
JAA1282	◆	Snelheid 6 km/u, 4-polige motoren voor (hoofdzakelijk) binnengebruik				
JAA1283		Snelheid 10 km/u, 4-polige motoren voor (hoofdzakelijk) buitengebruik			792,00	
JAA1224		Snelheid 12 km/u, 4-polige motoren voor buitengebruik			1574,00	
<b>ACCU's</b>						
JAA1260	◆	73,5 Ah Gel accu's				
<b>G-TRAC</b>						
JAA1215		G-Trac Module			1151,00	
<b>LADER</b>						
JAA1481	◆	Zonder oplader				
JAA1343		OptiCharge Charger 8A			335,00	
JAA1313		OptiCharge Charger 10A			371,00	
<b>KANTELSTEUNEN</b>						
JAA1205	◆	Kantelsteunen (anti-tipper)				
<b>VERLICHTING</b>						
JAA1437		LED verlichting (niet i.c.m. REM211)			749,00	
JAA2837		LED verlichting met extra felle indicatoren (niet i.c.m. REM211)			983,00	
JAA1254	◆	Zonder verlichting				
<b>VEILIGHEIDSOPTIES EN ACCESSOIRES</b>						
JAA1450		Vorbereiding t.b.v. Dahl-Docking station, auto/bus (bij gebruikersgewicht > 136kg en 30° zithoekverstelling en/of zitlift Elan hoofdsteun benodigd, niet i.c.m. 73,5 Ah accu's)			497,00	
JAA1494	◆	4-punts taxifixatie ISO 7176-19:2001 (bij gebruikersgewicht > 136kg en 30° zithoekverstelling en/of zitlift Elan hoofdsteun benodigd)	JAA1401		6-punts taxifixatie ISO 7176-19:2001 met lift en tilt module	GM
JAA2894		Makkelijk bereikbare taxifixatie punten			81,00	

JAA2113		Heupgordel met clipsluiting aan zijrail bevestigd			69,00	
JAX1415		Spiegel, rechts	JAX1339		Spiegel, links	87,00
JAA1438		Bagage rek			676,00	
JAA1416	◆	Spatborden voor zwenkwielen	JAA1417	◆	Spatborden voor aandrijfwielen	
JAA1404		Werkblad opklapbaar naar rechts	JAA1405		Werkblad opklapbaar naar links	515,00
JAX1379		Urenteller			339,00	
JAA1333		Gereedschaptasje			46,00	
<b>SPECIALE AANPASSINGEN</b>						
JAX1300		SPECIALE AANPASSINGEN, neem contact op met uw Invacare contactpersoon voor alle gewenste mogelijkheden buiten de hierboven genoemde opties. Invacare kan uw stoel op maat leveren.			P.O.A.	
<b>AANPASSINGEN / OVERIGE OPMERKINGEN</b>						
		Indien er andere speciale aanpassingen moeten worden gedaan, wilt u deze dan a.u.b. hierbij vermelden? / Overige opmerkingen				