

Invacare B.V. · Galvanistraat 14-3 · 6716 AE Ede
Tel: 0318 - 69 57 57 · www.invacare.nl

KÜSCHALL® THE KSL 2.0 CE



100 KG



4,3 KG



6,8 KG



Manuele actief rolstoel
Maximaal gebruikersgewicht:
100 kg
Garantie: Algemeen: 5 jaar
Prijzen in Euro exclusief BTW

Dealer:

Technisch adviseur:

E-mail:

Telefoonnummer:

Plaats:

Referentie:

Datum:

◆ Standaardconfiguratie Optie **GM** Optie zonder meerprijs **POA** Prijs op aanvraag




Code	Omschrijving	€
BASISMODEL		
◆ DSA0085	Küschall THE KSL 2.0	4384,00
◆ DSA1000	75° frame aluminium	
◆ DSA1330	Zitbreedte 400 mm	
◆ DSA1440	Zitdiepte 410 mm	
◆ DSA1615	Rughoogte 300 mm	
◆ DSA1765	Zithoogte voor 500 mm	
◆ DSA1835	Zithoogte achter 430 mm	
◆ DSA1946	Onderbeenlengte 430 mm	
◆ DSA2110	Vaste rugleuning in framekleur	
◆ DSA2220	Rugbekleding naspanbaar, premium zwart	
◆ DSA2400	Zonder duwhandvatten	
◆ DSA2540	Rughoek ingesteld op 82° ten opzichte van zitting	
◆ DSA2600	Standaard zitbekleding	
◆ DSA3200	Voetbeugel aluminium	
◆ DSA3300	Kuitband gemonteerd op het frame	
◆ DSA3410	Kledingbeschermers Carbon, vast	
◆ DSA4000	Framekleur Space Black	
◆ DSA4195	Merklablel	
◆ DSA4310	Merklablel kleur Rood	
◆ DSA5350	Voorwielen 5" Comfort met zwart rubber	
◆ DSA6120	Derde positie 110 mm	
◆ DSA6210	Camber 3°	
◆ DSA6410	Achterwielen 24"	
◆ DSA6510	24" küschall Starec zwart, kruis gespaakt	
◆ DSA6600	24" Maxxis Lite Guard band (lichtgewicht band met visgraatprofiel en lekbescherming 0,45 mm EPS polyvezel)	
◆ DSA6690	Extra binnen- en buitenband	
◆ DSA6790	Aluminium hoepels light, afstand 30 mm, zwart (24", 25")	
◆ DSA7210	Drukremmen met gebogen hendel	
	Totaalprijs standaardconfiguratie	4384,00



Küschall® THE KSL®




De getoonde productfoto kan afwijken van de standaardconfiguratie



FRAME			
BEENSTEUNHOEK			
◆	DSA1000	75° frame aluminium	0,00
	DSA1010	75° frame aluminium adductie	398,00
	DSA1020	90° frame aluminium	458,00
	DSA1030	90° frame aluminium adductie	(niet i.c.m. voorwielen 5") 853,00
			
DSA1000, DSA1010		DSA1020, DSA1030	
DSA1000, DSA1020		DSA1020, DSA1030	
ZITBREEDTE			
	DSA1315	Zitbreedte 340 mm	(niet i.c.m. MatrX ruggen, MatrX zitkussens) 190,00
	DSA1320	Zitbreedte 360 mm	(niet i.c.m. MatrX rugbreedte > 380 mm, MatrX Contour Visco NG zitkussens) 0,00
	DSA1325	Zitbreedte 380 mm	(niet i.c.m. MatrX rugbreedte > 410 mm) 0,00
◆	DSA1330	Zitbreedte 400 mm	(niet i.c.m. MatrX rugbreedte < 380 mm en > 410 mm) 0,00
	DSA1335	Zitbreedte 420 mm	(niet i.c.m. MatrX rugbreedte < 410 mm en > 430 mm) 0,00
	DSA1340	Zitbreedte 440 mm	(niet i.c.m. MatrX rugbreedte < 430 mm) 0,00
ZITDIEPTE			
	DSA1430	Zitdiepte 385 mm	(niet i.c.m. MatrX Libra) 0,00
◆	DSA1440	Zitdiepte 410 mm	0,00
	DSA1455	Zitdiepte 435 mm	0,00
	DSA1470	Zitdiepte 460 mm	0,00
	DSA1485	Zitdiepte 485 mm	(niet i.c.m. MatrX Flo-tech Lite, MatrX Contour Visco NG) 190,00
RUGHOOGTE			
	DSA1600	Rughoogte afhankelijk van MatrX rug (kies deze optie bij MatrX rug)	(niet i.c.m. standaard rugbekleding, naspanbare of lichte rugbekleding) 0,00
	DSA1605	Rughoogte 270 mm	(niet i.c.m. lichte rugbekleding) 0,00
	DSA1610	Rughoogte 285 mm	(niet i.c.m. lichte rugbekleding) 0,00
◆	DSA1615	Rughoogte 300 mm	0,00
	DSA1620	Rughoogte 315 mm	0,00
	DSA1625	Rughoogte 330 mm	0,00
	DSA1630	Rughoogte 345 mm	0,00
	DSA1635	Rughoogte 360 mm	0,00
	DSA1640	Rughoogte 375 mm	0,00
	DSA1645	Rughoogte 390 mm	0,00
	DSA1650	Rughoogte 405 mm	0,00
	DSA1655	Rughoogte 420 mm	0,00
ZITHOOGTE VOOR (ZHV)			
	DSA1740	Zithoogte voor 450 mm	(niet i.c.m. zithoogte achter > 430 mm, achterwielen 25") 0,00
	DSA1745	Zithoogte voor 460 mm	(niet i.c.m. zithoogte achter > 440 mm) 0,00
	DSA1750	Zithoogte voor 470 mm	(niet i.c.m. zithoogte achter > 450 mm) 0,00



	DSA1755	Zithoogte voor 480 mm	(niet i.c.m. zithoogte achter > 460 mm)	0,00
	DSA1760	Zithoogte voor 490 mm	(niet i.c.m. zithoogte achter > 470 mm)	0,00
◆	DSA1765	Zithoogte voor 500 mm		0,00
	DSA1770	Zithoogte voor 510 mm	(niet i.c.m. zithoogte achter < 410 mm)	0,00
	DSA1775	Zithoogte voor 520 mm	(niet i.c.m. zithoogte achter < 420 mm)	0,00
	DSA1780	Zithoogte voor 530 mm	(niet i.c.m. zithoogte achter < 430 mm, achterwielen 24")	0,00
ZITHOOGTE ACHTER (ZHA) = ZHV - 100 mm tot ZHV - 20 mm				
	DSA1820	Zithoogte achter 400 mm	(niet i.c.m. achterwielen 25")	0,00
	DSA1825	Zithoogte achter 410 mm		0,00
	DSA1830	Zithoogte achter 420 mm		0,00
◆	DSA1835	Zithoogte achter 430 mm		0,00
	DSA1840	Zithoogte achter 440 mm		0,00
	DSA1845	Zithoogte achter 450 mm		0,00
	DSA1850	Zithoogte achter 460 mm		0,00
	DSA1855	Zithoogte achter 470 mm		0,00
	DSA1860	Zithoogte achter 480 mm		0,00
ONDERBEENLENGTE (OBL): 75° frame: OBL = ZHV - 100 mm tot ZHV - 30 mm; 90° frame: OBL = ZHV - 80 mm tot ZHV - 40 mm				
	DSA1930	Onderbeenlengte 350 mm		0,00
	DSA1932	Onderbeenlengte 360 mm		0,00
	DSA1934	Onderbeenlengte 370 mm		0,00
	DSA1936	Onderbeenlengte 380 mm		0,00
	DSA1938	Onderbeenlengte 390 mm		0,00
	DSA1940	Onderbeenlengte 400 mm		0,00
	DSA1942	Onderbeenlengte 410 mm		0,00
	DSA1944	Onderbeenlengte 420 mm		0,00
◆	DSA1946	Onderbeenlengte 430 mm		0,00
	DSA1948	Onderbeenlengte 440 mm		0,00
	DSA1950	Onderbeenlengte 450 mm		0,00
	DSA1952	Onderbeenlengte 460 mm		0,00
	DSA1954	Onderbeenlengte 470 mm		0,00
	DSA1956	Onderbeenlengte 480 mm		0,00
	DSA1958	Onderbeenlengte 490 mm		0,00
	DSA1960	Onderbeenlengte 500 mm		0,00
				
RUG				
RUGLEUNING				
◆	DSA2110	Vaste rugleuning in framekleur		0,00
	DSA2140	Hoekverstelbare en opklapbare rugleuning in framekleur		458,00
RUGBEKLEDING				
KUSCHALL RUGGEN				
	DSA2200	Standaard rugbekleding	(niet i.c.m. Matrix MX2 ruggen)	0,00
	DSA2210	Lichte rugbekleding	(niet i.c.m. Matrix MX2 ruggen)	238,00











◆	DSA2220	Rugbekleding naspanbaar, premium zwart	(niet i.c.m. MatrX MX2 ruggen)	0,00
	DSA2230	Naspanbare mesh aeroback, ventilerende rugbekleding	(niet i.c.m. MatrX MX2 ruggen)	238,00
	DSA2240	Zonder Rugbekleding	Selecteer bij keuze voor MatrX ruggen	0,00
MATR X RUGGEN (INCLUSIEF BEVESTIGING)(HOOFDSTEUN BEVESTIGING BESCHIKBAAR VANAF 405MM HOOG)				
	DSA2300	Matrx MX2, hoogte 150 mm		1530,00
	DSA2305	Matrx MX2, hoogte 230 mm		1530,00
	DSA2310	Matrx MX2, hoogte 305 mm		1530,00
	DSA2315	Matrx MX2, hoogte 405 mm		1530,00
MATR X RUGGEN KEUZE BREEDETE				
	DSA2360	Matrx rugsysteem breedte 360 mm (indicatieve rompbreedte 265 mm)		0,00
	DSA2362	Matrx rugsysteem breedte 380 mm (indicatieve rompbreedte 290 mm)		0,00
	DSA2364	Matrx rugsysteem breedte 410 mm (indicatieve rompbreedte 315 mm)		0,00
	DSA2366	Matrx rugsysteem breedte 430 mm (indicatieve rompbreedte 340 mm)		0,00
				
DSA2200		DSA2210		DSA2220
				
DSA2300-DSA2315				
DUWHANDVATTEN				
◆	DSA2400	Zonder duwhandvatten		0,00
	DSA2410	Vaste duwhandvatten, kort		84,00
	DSA2420	Vaste duwhandvatten, lang		84,00
	DSA2440	Geïntegreerde hoogte verstelbaar duwhandvatten	(alleen te monteren i.c.m. MatrX ruggen)	219,00
	DSA2450	Inklapbare duwhandvatten		262,00
				
DSA2410		DSA2420		DSA2440
				
				DSA2450
RUGHOEK (met gereedschap aan te passen)				
	DSA2500	Rughoek ingesteld op 74° ten opzichte van zitting		0,00
	DSA2520	Rughoek ingesteld op 78° ten opzichte van zitting		0,00
◆	DSA2540	Rughoek ingesteld op 82° ten opzichte van zitting		0,00
	DSA2560	Rughoek ingesteld op 86° ten opzichte van zitting		0,00
	DSA2580	Rughoek ingesteld op 90° ten opzichte van zitting		0,00
				





























ZITTING			
ZITBEKLEDING			
◆	DSA2600	Standaard zitbekleding	0,00
	DSA2630	Lichte zitbekleding	177,00
			
DSA2600		DSA2600	
ZITKUSSEN			
	DSA2700	Los zitkussen, circa 60 mm dik, met visco schuimlaag	(niet i.c.m. MatrX Libra accessoires) 105,00
	DSA2710	Matrx Flo-tech Lite zitkussen, circa 78 mm dik	(niet i.c.m. MatrX Libra accessoires) 174,00
	DSA2720	Matrx Libra zitkussen, Stretch hoes zwart (Black Smooth), circa 83 mm dik	(niet i.c.m. zitbreedte 340 mm en zitdiepte 385 mm. Zitbreedte 360 mm alleen mogelijk met zitdiepte 410/435 mm) 686,00
	DSA2748	Matrx Contour Visco NG kussen, circa 100 mm dik	(niet i.c.m. MatrX Libra accessoires) 304,00
			
DSA2700		DSA2710	DSA2720
			
DSA2748			
			
Matrx Libra kussen accessoires			
	DSA2810	Matrx Libra extra gelzak (paar)	168,00
	DSA2820	Matrx Libra zijwig (paar)	73,00
	DSA2830	Matrx Libra abductor	58,00
	DSA2840	Matrx Libra laterale wig	70,00
	DSA2850	Matrx Libra front wig	46,00
Zitting stabilisator			
	DSA2860	Zitting stabilisator	116,00
			
DSA2810		DSA2820	DSA2830
			
DSA2840			
			
DSA2850		DSA2860	
VOETSTEUN			
VOETPLATEN			
◆	DSA3200	Voetbeugel aluminium	0,00
	DSA3210	Voetbeugel titanium	323,00











	DSA3220	Voetplaat carbon hoekverstelbaar	(niet i.c.m. afdekking voor voetbeugel)	364,00
AFDEKKING				
	DSA3290	Afdekking voor voetbeugel		79,00
				
	DSA3200, DSA3210	DSA3220	DSA3290	
KUITBAND				
◆	DSA3300	Gemonteerd op het frame		0,00
	DSA3305	Gemonteerd op beugels		0,00
				
	DSA3200, DSA3210			
				
ZIJSCHOTTEN EN ARMSTEUNEN				
ZIJSCHOTTEN				
◆	DSA3420	Kledingbeschermers Carbon, vast		0,00
	DSA3440	Spatborden Carbon, vast	(niet i.c.m. performance remmen)	347,00
				
	DSA3420	DSA3440		
				
KLEUR EN PERSONALISEREN				
FRAMEKLEUR (LET OP GETOONDE AFBEELDING IS TER INDICATIE, WERKELIJKE KLEUR KAN AFWIJKEN)				
◆	DSA4000	Framekleur Space Black (RAL 9005)		0,00
	DSA4010	Framekleur Anthracite Grey (RAL 7016)		0,00
	DSA4020	Framekleur Pure White (RAL 9016)	(niet i.c.m. viper strepen licht grijs)	0,00
	DSA4030	Framekleur Carmine Red (RAL 3002)		0,00
	DSA4040	Framekleur Azure Blue (RAL 5017)		0,00
	DSA4060	Framekleur Flashy Yellow (RAL 1016)	(extra levertijd)	243,00
	DSA4100	Framekleur Black Glossy (Glans) (RAL 9005)	(extra levertijd)	243,00
	DSA4130	Framekleur Silver Grey (Glans) (RAL9006)	(extra levertijd)	243,00






















DSA4150	Framekleur Ruby Red (Glans) (RAL 3003)	(extra levertijd)	243,00
DSA4170	Framekleur Dynamite Orange (Metaal) (specifieke kleurenmix, geen RAL-nummer)	(extra levertijd)	243,00
DSA4180	Framekleur Forest Green (Glans) (RAL 6029)	(extra levertijd)	243,00
			
DSA4000	DSA4010	DSA4020	DSA4030
			
DSA4040	DSA4100	DSA4130	
			
DSA4150	DSA4170	DSA4180	
DECORATIE OP FRAME			
DSA4190	Viper-Strepen	(niet i.c.m. Merklabele)	121,00
◆ DSA4195	Merklabele	(niet i.c.m. Viper Strepen)	0,00
KLEUR MERKLABEL (let op getoonde afbeelding is ter indicatie, werkelijke kleur kan afwijken)			
DSA4300	Merklabele kleur Zwart	(niet i.c.m. Viper Strepen)	0,00
◆ DSA4310	Merklabele kleur Rood	(niet i.c.m. Viper Strepen)	0,00
KLEUR VIPER-STREPEN (let op getoonde afbeelding is ter indicatie, werkelijke kleur kan afwijken)			
DSA4200	Streepkleur Zwart		121,00
DSA4210	Streepkleur Donker Grijs		121,00
DSA4220	Streepkleur Licht Grijs		121,00
DSA4230	Streepkleur Rood		121,00
DSA4240	Streepkleur Blauw		121,00
DSA4250	Streepkleur Goud		121,00
			
			
			
DSA4300	DSA4310	DSA4200	DSA4210
DSA4220	DSA4230	DSA4240	DSA4250
			


WIELEN			
VOORWIELEN			
DSA5000	Voorwielen 3" Supersport		59,00
DSA5050	Voorwielen 4" Everyday met zwart rubber		59,00
DSA5100	Voorwielen 4" Comfort met zwart rubber		145,00
DSA5150	Voorwielen 4" Starec zwart		145,00
DSA5200	Voorwielen 4" FrogLegs met zwarte aluminium velg		262,00
DSA5250	Voorwielen 4" FrogLegs met zilveren aluminium velg		262,00
DSA5300	Voorwielen 5" Everyday met zwart rubber	(niet i.c.m. 90° frame)	59,00
◆ DSA5350	Voorwielen 5" Comfort met zwart rubber	(niet i.c.m. 90° frame)	0,00
DSA5400	Voorwielen 5" Starec zwart	(niet i.c.m. 90° frame)	145,00
DSA5450	Voorwielen 5" FrogLegs met zwarte aluminium velg	(niet i.c.m. 90° frame)	262,00
DSA5500	Voorwielen 5" FrogLegs met zilveren aluminium velg	(niet i.c.m. 90° frame)	262,00
			
DSA5000	DSA5050, DSA5300	DSA5100, DSA5350	DSA5150, DSA5400
			
DSA5200, DSA5250. DSA5450, DSA5500			
ACHTERWIELPOSITIE (gelast)			
DSA6100	Eerste positie 140 mm (meest scherpe)		0,00
DSA6110	Tweede positie 125 mm		0,00
◆ DSA6120	Derde positie 110 mm		0,00
DSA6130	Vierde positie 95 mm		0,00
DSA6140	Vijfde positie 80 mm		0,00
			
CAMBER AS			
DSA6200	Camber 0°	(niet i.c.m. 24" actieve wielen)	0,00
◆ DSA6210	Camber 3°		0,00
DSA6220	Camber 6°	(niet i.c.m. e-motion / twion adapterplaat)	0,00
TETRA QUICK RELEASE ASSEN			
DSA6300	Tetra Quick Release assen (makkelijker losmaken van de achterwielen t.b.v. beperkte kracht of handfunctie)	(niet i.c.m. Spinerger LXX wielen, e-motion / twion adapterplaat)	158,00



			
DSA6300			
ACHTERWIEL GROOTTE			
◆	DSA6410	Achterwielen 24"	0,00
	DSA6420	Achterwielen 25"	(niet i.c.m. spaakbeschermers, e-motion / twion adapterplaat) 0,00
ACHTERWIEL TYPE			
	DSA6500	24" Actief (incl. alu hoepels & light band grijs) (andere banden beschikbaar)	(niet i.c.m. spaakbeschermers) 0,00
◆	DSA6510	24" küschall Starec zwart, kruis gespaakt 0,00	
	DSA6520	24", 25" High Performance (Starec naaf) (zwarte naaf en zwarte velg) 571,00	
	DSA6550	24", 25" Spinergy LXX wielen (zwarte naaf, velg en spaken)	(niet i.c.m. spaakbeschermers zwart) 864,00
			
DSA6500		DSA6510	
			
DSA6520		DSA6550	
BANDEN			
◆	DSA6600	24" Maxxis Lite Guard band (lichtgewicht band met visgraatprofiel en lekbescherming 0,45 mm EPS polyvezel)	0,00
	DSA6625	24", 25" Maxxis Alpha Protect band (veelzijdig en duurzaam, een laag fijnmazig, extra licht EPS polyvezel met 3 mm LDP anti-lek)	116,00
	DSA6630	24" MBL Speedlite band (superlichte band, stalen hieldraad en dubbel-laagse zeer hoge lekbestendigheid)	116,00
			
DSA6600		DSA6625	
			
DSA6630			
EXTRA BANDEN			
◆	DSA6690	Extra binnen- en buitenband	0,00
HOEPELS			
	DSA6700	Supergripp, afstand 30 mm, ook instelbaar op 40 mm (24")	303,00
	DSA6710	Staal, afstand 30 mm (24")	96,00
	DSA6720	Titanium, afstand 30 mm, ook instelbaar op 40 mm (24")	267,00
	DSA6740	Hoepels Carbolife Gekko, afstand 30 mm, ook instelbaar op 40 mm (24", 25")	506,00
	DSA6750	Hoepels Carbolife Gekko S(mall), afstand 30 mm, ook instelbaar op 40 mm (24", 25")	506,00
	DSA6760	Hoepels Carbolife Curve L(arge), afstand 30 mm, ook instelbaar op 40 mm (24")	506,00
	DSA6770	Hoepels Carbolife Quadro, afstand 30 mm, ook instelbaar op 40 mm (24")	506,00
	DSA6780	Aluminium hoepels light, afstand 30 mm, ook instelbaar op 40 mm (24", 25")	0,00
◆	DSA6790	Aluminium hoepels light, afstand 30 mm, zwart (24", 25")	0,00

















			
DSA6700	DSA6710	DSA6720, DSA6730	DSA6740, DSA6750
			
DSA6760	DSA6770	DSA6780, DSA6800	DSA6790
SPAAKBESCHERMERS (niet i.c.m. Spinergy wielen)			
DSA6900	Transparant (24")	(niet i.c.m. 24" actief achterwiel)	194,00
DSA6910	Zwart (24")	(niet i.c.m. 24" actief achterwiel)	194,00
			
DSA6900	DSA6910		
REMMEN			
◆ DSA7210	Drukremmen met gebogen hendel		0,00
DSA7230	Performance remmen		275,00
DSA7240	Schaarremmen (niet in de 1e achterwielpositie)	(niet i.c.m. zitdiepte < 435 mm en achterwielpositie 1 (140 mm) of 2 (125 mm), 25" wielen)	133,00
DSA7250	Actief remmen lichtgewicht		158,00
			
DSA7210	DSA7230	DSA7240	DSA7250
			
VEILIGHEIDSOPTIES			
ANTI-TIP SYSTEEM			
DSA7500	Anti-tip rechts		181,00
DSA7510	Anti-tip links		181,00
DSA7520	Anti-tip beide zijden		260,00
REFLECTORSET			
DSA7900	Reflectorset, gemonteerd		47,00
DSA7910	Reflectorset, los geleverd		47,00
			
DSA7500 - DSA7520	DSA7800	DSA7900, DSA7910	











**ACCESSOIRES**

DSA8010	Voorframe beschermers (paar)	96,00	
DSA8500	Pomp	26,00	
DSA8550	Gereedschapsset	26,00	
DSA8650	Wieltas	169,00	
DSA8680	24" Mountainbike wielen + reistas (wielen en banden, met aluminium hoepels, grijs, incl. QR assen)	1463,00	
			
DSA8010	DSA8500	DSA8550	DSA8600
			
DSA8680			
	Alber e-motion M15/M25/DuoDrive, elektrische hoepelondersteuning* incl. lader		
	Alber SMOOV one, elektrische hoepelondersteuning* incl. lader		
	Alber e-fix E35/36, elektrische hoepelondersteuning*		
	*Levering onder condities die gelden voor de Alber producten		
			
E-motion M15/M25	SMOOV one	E-fix E35/36	
SPECIALE AANPASSING			
DSA0000	UNIQUE speciale aanpassing constructie (zie UNIQUE prijslijst)	POA	
USA0001	UNIQUE speciale aanpassing personalisatie (zie UNIQUE prijslijst)	POA	
AANPASSINGEN / OVERIGE OPMERKINGEN			
	Indien er andere speciale aanpassingen moeten worden gedaan, wilt u deze dan a.u.b. hierbij vermelden? / Overige opmerkingen		



MEETGIDS		GEBRUIKERSMATEN*		ROLSTOELMATEN	
<p>Zitbreedte</p>  <p>De zitbreedte is belangrijk voor het comfort van de gebruiker. Deze moet breed genoeg zijn voor goede drukverdeling, maar smal genoeg voor eenvoudig manoeuvreren met de rolstoel</p>	 <ul style="list-style-type: none"> laat de persoon op een vlakke ondergrond zitten positioneer links en rechts blokken tegen de heupen aan en meet de afstand hiertussen Bepaal met de eindgebruiker in hoeverre de rolstoel aangesloten mag zitten. (Voor winterkleding wordt er meestal 2 cm bij op geteld om de rolstoelmaat te krijgen) 	 <ul style="list-style-type: none"> Haal het zitkussen weg Meet de afstand tussen de buitenzijden van de zitbuizen, de effectieve zitbreedte is tussen de zijschotten aan de achterkant van de rolstoel 			
<p>Zitdiepte</p>  <p>Een juiste zitdiepte instelling zorgt voor zowel een goede verdeling van het gebruikersgewicht over de gehele zitting, als voor het voorkomen van drukpunten en huidirritatie in het gebied achter de knie</p>	 <ul style="list-style-type: none"> laat de persoon op een vlakke ondergrond zitten Meet de afstand tussen het uiterste punt aan de achterkant van de billen tot de knieholten Haal van deze afstand ongeveer 4 cm af (afhankelijk van het postuur van de gebruiker en de beensteun hoek) om de rolstoelmaat te krijgen Bij een Matrix kussen wordt door de wijze van bevestiging de effectieve zitdiepte korter, het kiezen van 1 diepere maat wordt hierbij aanbevolen. 	 <ul style="list-style-type: none"> Haal het zitkussen weg Meet de afstand van de voorste rand van de rugleuningsbuis (zonder de bekleding) tot de voorste rand van de zitbekleding 			
<p>Onderbeenlengte</p>  <p>De juiste onderbeenlengte instelling zorgt ervoor dat de voetplaten op de correcte hoogte zitten, hierdoor kan een gedeelte van het lichaamsgewicht door de voeten worden opgevangen. Voetplaten moeten tenminste 2 cm speling hebben ten opzichte van de grond.</p>	 <ul style="list-style-type: none"> laat de persoon op een vlakke ondergrond zitten Meet de afstand van de hak van de schoen tot de knieholte Haal van deze afstand de dikte van het kussen af om de rolstoelmaat te krijgen 	 <ul style="list-style-type: none"> Haal het zitkussen weg Meet de afstand van de achterste rand van de voetplaat tot de voorste rand van de zitbekleding (zonder inzakking van zitbekleding) 			
<p>Zithoogte voor</p>  <p>Een correcte instelling van de zithoogte aan de voorzijde zorgt voor optimaal gebruik- en rijgemak, bijvoorbeeld passend bij de gewenste transfers en geeft voldoende ruimte om onder tafels te komen.</p>	 <ul style="list-style-type: none"> laat de persoon op een vlakke ondergrond zitten Meet de verticale afstand tussen de grond en de knieholte Zorg dat deze afstand minimaal de onderbeenlengte +4 cm is, dit is om genoeg ruimte boven de ondergrond te houden voor de voetplaat Haal de dikte van het kussen van deze afstand af om de zithoogte voor als rolstoelmaat te krijgen 	 <ul style="list-style-type: none"> Haal het zitkussen weg Meet de verticale afstand van de vloer tot de voorste rand van de zitbekleding (zonder inzakking van zitbekleding), dus bovenkant zitbuis voorzijde gemeten 			
<p>Zithoogte achter</p>  <p>De zithoogte achter zorgt samen met de zithoogte voor voor de gewenste zithoek, de wig. Hiermee kan zitstabiliteit van het bekken en daarmee meer mobiliteit voor het bovenlichaam worden gemaakt. De zithoogte achter heeft ook invloed op de bereikbaarheid van de armen tot de hoepels van de achterwielen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> De zithoogte achter wordt bepaald door de zithoogte voor in combinatie met de gewenste zithoek (wig) Zithoogte achter = zithoogte voor minus de wig 	 <ul style="list-style-type: none"> Haal het zitkussen weg Meet de verticale afstand tussen de vloer en de achterste rand van de zitbekleding (zonder inzakking van bekleding) dus bovenkant zitbuis achterzijde gemeten 			

<p>Rughoogte</p>  <p>De rughoogte is afhankelijk van de functionaliteit van de gebruiker. Een correcte rughoogte zorgt voor een goede zithouding in combinatie met optimale bewegingsvrijheid.</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ▪ laat de persoon op een vlakke ondergrond zitten ▪ Meet de verticale afstand van die ondergrond tot de schouderbladen ▪ Als meer rompondersteuning nodig is, meet dan tot aan de benodigde hoogte van ondersteuning ▪ Als minder rompondersteuning nodig is, verminder dan de rughoogte om de bewegingsvrijheid te bevorderen ▪ Tel van deze afstand de dikte van het kussen bij op om de rolstoelmaat te krijgen 	 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Haal het zitkussen weg ▪ Haal de rugbekleding weg ▪ Meet de afstand tussen de bovenkant van de zitbekleding tot de bovenkant van de spanbanden rugleuning
<p>Rughoek</p>  <p>De bepaling van de rughoek is afhankelijk van de zithoek, de mate van rompstabiliteit en neiging om naar voren te vallen. Een grotere rughoek (rugleuning meer naar achteren) geeft een meer rustende houding, een kleinere hoek geeft een meer actieve houding.</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Onderzoek hoe de rolstoel gebruikt wordt. Ga na of er sprake is van lumbale kyfose /lordose (achterwaartse/voorwaartse bekkenkanteling) of andere houdingsbeperkingen en ga na of deze corrigeerbaar zijn. Zo ja, corrigeren. Zo nee, ondersteunen. Bepaal bovendien welke drukontlasting en mate van stabiliteit/activiteit nodig is en wat als het meest prettig ervaren wordt. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ De rughoek is bij de Küschall stoelen (uitzondering KSL) meestal met enkele handelingen aan te passen. Zie de servicehandleidingen voor informatie. ▪ Houdt er rekening mee dat de rughoek t.o.v. het zitvlak wordt gemeten, de zithoek (wig) heeft dus invloed op de rughoek t.o.v. de grond.
<p>Zithoek</p>  <p>Een grotere zithoek (wig) kan meer stabiliteit /comfort geven en relatief meer druk naar de rug verdelen. Een grote zithoek zorgt voor stabiliteit van het bekken. Een negatieve zithoek (waarbij zithoogte voor lager is dan achter) kan helpen bij trippelen en transfers; nb: wees hierbij bewust van grotere kans op glijden</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Onderzoek hoe de rolstoel gebruikt wordt. Ga na of er sprake is van lumbale kyfose /lordose (achterwaartse/voorwaartse bekkenkanteling) of andere houdingsbeperkingen en ga na of deze corrigeerbaar zijn. Zo ja, corrigeren. Zo nee, ondersteunen. Bepaal bovendien welke drukontlasting en mate van stabiliteit/activiteit nodig is en wat als het meest prettig ervaren wordt. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Afhankelijk van het model (K-Series/Compact/Champion/KSL) kan de zithoek aangepast worden d.m.v de zithoogte voor en achter. Zie de servicehandleidingen voor de mogelijkheden. ▪ Door de vele aanpassingsmogelijkheden bij de Küschall stoelen (uitzondering KSL), is het mogelijk om de stoel verder precies aan te passen of na veranderende eisen en wensen aan te passen aan de gebruiker.
<p>Camber</p>  <p>De wielcamber is de hoek die de achterwielen maken. Een grotere camber hoek vergroot het steunvlak en daarmee de stabiliteit van de rolstoel. Een grotere camberhoek draait makkelijker. Het zal de rolstoel onderin breder maken. De meest gangbare camberstand is rond de 3°</p>	<p>De camber stand is een kwestie van persoonlijke voorkeur. Deze wordt mede bepaald door de gewenste activiteiten. Bijvoorbeeld meer camber bij rolstoelbasketbal.</p>	<p>De K-Series en KSL hebben de camberstand in de as voor de wielen ingebouwd. Met de Vario-as bij de K-Series is de camberstand verstelbaar. De Champion en de Compact hebben een camberbus die door een camberbus met een andere hoekstand vervangen kan worden</p>