



Vershil tussen Alber e-motion M25 en Alber e-motion DuoDrive

Technische gegevens	Alber e-motion M25	Alber e-motion DuoDrive
<i>Korte omschrijving</i>	Elektrische hoepelondersteuning (en cruise modus via App)	Elektrische hoepelondersteuning en cruise modus via bedieningsunit op frame
<i>Afbeelding</i>		
<i>Beschikbare wielmaten</i>	22", 24" of 25"	22", 24" of 25"
<i>Ondersteuningssnelheid</i>	0 – 6 km/u of 8,5 km/u in combinatie met Mobility Plus pakket	0 – 6 km/u of 8,5 km/u in combinatie met Mobility Plus pakket
<i>Klim en remmogelijkheden</i>	Technische limieten en specificaties van de originele rolstoelfabrikant moeten in acht worden genomen	Max. 10% in cruise modus
<i>Max. gebruikersgewicht</i>	150 kg	150 kg
<i>Max. bereik op vlak terrein</i>	Tot 25 km*	Tot 25 km in manuele (hoepel)ondersteuning, tot 15 km in cruise modus*
<i>Max. toegelaten totaal gewicht</i>	190 kg (e-motion, rolstoel en gebruiker)	190 kg (e-motion, rolstoel en gebruiker)
<i>Accu's</i>	36,5 V, 2 x 4,3 Ah, lithium-ion, lek- en onderhoudsvrij	36,5 V, 2 x 4,3 Ah, lithium-ion, lek- en onderhoudsvrij

* Onder ideale omstandigheden (vlak terrein, opgeladen accu's, 20° C omgevingstemperatuur, juiste bandendruk, gelijkmatige ondersteuning etc.). Het bereik kan variëren als gevolg van terrein- en omgevingscondities.

Gewicht losse onderdelen	Alber e-motion M25	Alber e-motion DuoDrive
<i>Totaal gewicht</i>	15,6 kg	15,9 kg
<i>Wiel (incl. accu)</i>	7,8 kg	7,8 kg
<i>ECS afstandsbediening</i>	0,15 kg	-
<i>Besturingsunit DuoDrive</i>	-	0,3 kg
<i>Acculader</i>	1,2 kg	1,2 kg

De Alber e-motion M25 en e-motion DuoDrive zijn CE-conform volgens de Europese Medical Device Regulation (MDR) 2017/745 en zijn op vrijwillige basis getest en gecertificeerd door de TÜV Sud, in overeenstemming met de momenteel geldige editie van de productnorm EN 12184.