

### **Uw slimme helpers onderweg - de Alber Mobility Apps**

De gratis mobiliteits-apps ondersteunen u met waardevolle tips en trucs voor het dagelijks gebruik met uw Alber product. Laat bijvoorbeeld een video zien over de bediening van uw e-fix of zoek snel en eenvoudig aanvullende informatie op.

Bij een storing kunt u met de app de oorzaak van het probleem opsporen en in veel gevallen zelf verhelpen. Als dit niet mogelijk is, neem dan direct vanuit de app contact op met het Alber Service Center of uw plaatselijke vakhandelaar. Zo krijg je altijd snelle hulp, direct op je smartphone - waar je ook bent.

Het downloaden en gebruiken van de app is gratis. Ze zijn beschikbaar voor Android en IOS.

### **Mobiliteit Plus pakket (tegen betaling)**

Het Mobility Plus Pakket ontgrendelt een groot aantal slimme extra functies in de Mobility App en haalt nog meer uit Alber producten. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld eenvoudig de snelheid van de producten verhogen.

De Mobility Apps van de producten zijn de voorwaarde voor het gebruik van het betreffende Mobility Plus Package. Het Mobility Plus-pakket kan worden gekocht via in-app-aankoop of via een licentiecode.

Alle functies van de Alber Apps en het Mobility Plus Pakket worden per Alber hulpaandrijving op de volgende bladzijden beschreven.

Alle prijzen zijn vermeld in euro, inclusief BTW. Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden. De prijzen van de Apps in de App store/Google Play kunnen iets verschillen per land.

## e-pilot P15 – gratis App

### Standaard functies:

- Gebruikshandleiding
- Accustatus / inzicht restcapaciteit
- Tourcomputer
- Opslaan gereden afstanden
- Foutcode informatie en oplossingen
- Dealeradressen wereldwijd



### e- pilot P15 Mobility Plus pakket

Twee van de drie Plus functies, zoals snelheid 20 km/u en cruise modus zijn al standaard opgenomen in het product, dus heeft aanschaf van dit Mobility Plus pakket weinig meerwaarde. (De derde functie betreft “telefoon”: melding van inkomende oproepen of sms-berichten op e-pilot display, maar die was voor iOS versies al niet beschikbaar).

Betaald, Android versie via Invacare te bestellen: pakket met alle functies (niet los verkrijgbaar)



Betaald, iOS versie via App store te bestellen

| Product:<br>e-pilot P15 | Prijs incl. BTW |                                | Activatie     |  |                           |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|--|---------------------------|
|                         | Android         | iOS**                          | Functies      | Android<br>(min. versie 5.0)                             | iOS<br>(min. versie 10.0) |
| Snelheid*               |                 | € 209,99                       | Snelheid      | Licentie code uit Mobility Plus pakket (art.nr. 1592221) | In-App aankopen           |
| Cruise modus*           |                 | € 99,99                        | Cruise modus  |  | niet beschikbaar          |
| Telefoon                |                 | niet beschikbaar               | Telefoon      |  | In-App aankopen           |
| Alle functies           | € 349,99        | € 349,99<br>(excl.tel.functie) | Alle functies |  |                           |

\* Let op: snelheid 20 km/u en cruise modus wordt standaard geleverd voor NL, zowel voor Android als iOS

\*\* Prijzen kunnen per land iets verschillen

### AANVULLENDE INFORMATIE

|   |  |
|---|--|
| Aanschaf                                | Het volledige Mobility Plus pakket kan aangeschaft worden via Invacare (Android) of via App store (iOS).   |
| Installatie                             | Code moet ingevoerd worden in de App. Dit is mogelijk door te klikken op de betaalde optie.  |
| Extra opties na installatie Plus pakket | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telefoon<sup>1</sup>: melding van inkomende oproepen of sms-berichten op e-pilot display</li> </ul>   |
| Geldigheid code                         | De code kan eenmaal gebruikt worden. Als de telefoon wordt vervangen, kan de App worden overgezet op het nieuwe toestel. Alleen als het display op de e-pilot wordt vervangen is er een andere code nodig. Deze kan opgevraagd worden bij Alber.                                     |

