




INTELLION  
SIMPLY SERVICE.



# HET SLIMME SERVICE PLATFORM

NIEUW

Snel, gemakkelijk, kostenefficiënt

## WAT IS INTELLION?


Als het gaat om het optimaliseren van de gebruikerstevredenheid en de winstgevendheid van een elektrische hulpaandrijving gedurende de levensduur, hebben reparaties en onderhoud een beslissende invloed.

Intellion is het nieuwe, gratis serviceplatform, welke autonoom onderhoud en reparatie van Alber producten door dealers gemakkelijker maakt.

Intellion helpt u bij het realiseren van een snelle, effectieve en kostenefficiënte service, het vermindert wachttijden en verhoogt vooral de gebruikerstevredenheid en de winstgevendheid van uw Alber producten.

## DE VOORDELEN IN EEN OOGOPSLAG

- ☐ **Vergroten klanttevredenheid gebruikers**
- ☐ **Verhoging First Time Right reparaties**
- ☐ **Zelfstandig reparaties uitvoeren**
- ☐ **Duidelijk fouten identificeren**
- ☐ **Verlaging reparatie en logistieke kosten**



## WAT KAN INTELLION DOEN?

- Instructie voor reparatie en aanbeveling voor vervanging onderdelen
- Stapsgewijze video-instructie voor alle belangrijke reparaties
- Informatie over de staat en leeftijd van de accu
- Identificatie van fouten met oplossing
- Statistische gegevens uitlezen, zoals totale kilometerstand en gebruiksuren
- Aanpassingen voor het instellen van het rijgedrag

## DE TOEKOMST MET INTELLION

Onze visie: Samen de toekomst in beweging zetten  
– Creëer vitaliteit door mobiliteit.

Met Intellion delen we onze deskundige kennis en bieden u een eenvoudige service voor onze Alber producten. Uw klanten zullen hiervan profiteren door mobieler te blijven terwijl u kosten in de gaten houdt en winstgevendheid optimaliseert.

De Intellion-functies zullen daarom steeds worden uitgebreid via regelmatige online updates.  
Laten we samen werken aan een toekomst in beweging!

## ZO GEMAKKELIJK IS HET

- Download de Intellion-software:  
**<https://uniserver.alber.de/Intellion.zip>**
- Installeer de software op uw computer en voer de verstrekte licentiecode in.  
Per PC werkstation is één licentiecode vereist
- De verbinding met het Alber hulpmiddel wordt gemaakt via Bluetooth- of USB-kabel

### Hardwarevereisten:

- Windows PC of laptop met Windows 10
- Een of twee vrije USB-poorten, bij voorkeur met Bluetooth functie (eventueel achteraf via dongle)
- Een handscanner is zeker aan te raden voor bepaalde workflows (zie Intellion Starter Kit op de achterzijde)



Intellion is momenteel te gebruiken met **e-motion M25/DuoDrive, e-pilot P15 en SMOOV O10.**

**TOEKOMSTIGE ALBER PRODUCTEN ZULLEN OOK TE COMBINEREN ZIJN MET INTELLION.**

# INTELLION

SIMPLY SERVICE.

## INTELLION STARTER-KIT

The Intellion Starter Kit kan besteld worden onder artikelnummer 1594590.

- USB-handscanner voor aansluiting met PC of laptop
- USB Bluetooth-dongle voor montage achteraf (als er geen Bluetooth-functie beschikbaar is)
- USB-aansluitkabel (voor directe verbinding zonder Bluetooth)



## CONTACT & SERVICE

We helpen je met vragen over de installatie en omgaan met de software.



0318 695757



nederland@invacare.com



**Invacare B.V.**  
Galvanistraat 14-3  
6716 AE Ede, Nederland  
+31 (0) 3 18 - 69 57 57  
nederland@invacare.com

[www.alber.nl](http://www.alber.nl)

[www.invacare.nl](http://www.invacare.nl)

