


TER INFORMATIE BESLISBOOM ACTION 5 VOORRAADMODELLEN



OPTIES

FUNCTIONELE

- Zithoogte 39,5 - 56,5 cm
- Zitdiepte 40 - 53 cm

ZITKUSSEN

- Lite
- Contour
- Contour Visco
- Stabilisator

RUG

- Spanbanden
- Matrx Elite E2 rughoogte: 46 cm
- Matrx Elite E2 Deep rughoogte: 46 cm

BEENSTEUN

- STD 80°
- Comfort

HOOFDSTEUN



Invacare B.V. · Galvanistraat 14-3 · 6716 AE Ede
Tel: 0318 - 69 57 57 · www.invacare.nl

Invacare® Action⁵ vouwframe CE voorraadmodellen



Crashtest
ISO 7176-19



Transport
gewicht 6,8 KG



130 KG



Manuele modulaire rolstoel

Dealer:

Technisch adviseur:

E-mail:

Telefoonnummer:

Plaats:

Referentie:

Datum:

◆ Standaardconfiguratie Optie **GM** Optie zonder meerprijs **POA** Prijs op aanvraag

Code		Omschrijving	€
BASISMODEL			
SJC0100	◆	Basismodel Action5 vouwframe	2.742,00
SJC1040	<input type="checkbox"/>	Voorraadmodel 1 zitbreedte 405 mm	139,00
SJC1050	<input type="checkbox"/>	Voorraadmodel 2 zitbreedte 430 mm	
SJC1060	<input type="checkbox"/>	Voorraadmodel 3 zitbreedte 455 mm	139,00
SJC1070	<input type="checkbox"/>	Voorraadmodel 4 zitbreedte 480 mm	139,00
SJC1075	<input type="checkbox"/>	Voorraadmodel 5 zitbreedte 505 mm	279,00
SJC1078	<input type="checkbox"/>	Voorraadmodel 6 zitbreedte 530 mm	279,00
SJC0200	◆	Frame met wegzwenkbare beensteunen	
SJC0300	◆	Zelfbeweger	
SJCI190	◆	Zitdiepte 450 - 530 mm instelbaar (geleverd op 475 mm) *	
SJCI230	◆	Zithoogte voor instelbaar 435 - 460 mm, vork S, geleverd op 435 mm, icm 6" X 1.3/8", alu softroll voorwiel *	
SJCI340	◆	Zithoogte achter instelbaar van 360 mm - 485 mm (geleverd op 410 mm)	
SJCI520	◆	Zitting met spanbanden, naspanbaar, diepte instelbaar	
SJC2010	◆	Hoekinstelbare rug, van -15° tot +15°	
SJC2310	◆	Hoogte instelbare rug 410 - 490 mm	
SJC2410	◆	Rea opbouw duwhandvatten, in hoogte verstelbaar	308,00
SJC2510	◆	Rugbekleding nylon met spanbanden	
SJC5500	◆	Rugfixatiestang opvouwbaar	124,00
SJC4020+4120	◆	Armsteunen (N°1) uitneembaar, lang, hoogte en diepte instelbaar	
SJC6060	◆	Framekleur pearl grey	
SJC6100	◆	Accentkleur: grey	
SJC7230	◆	Achterwielen 24", gekruist gespaakt	
SJC7302	◆	Massieve banden, zwart, 1.3/8"	
SJC7400	◆	Hoepels aluminium	
SJC7500	◆	Quick Release assen	
SJC7610	◆	Achterwielpositie instelbaar van passief tot zeer actief, geleverd op actief	
SJC7700	◆	0° camber	
SJC8100	◆	Standaard drukremmen	
SJC8500+8550	◆	Wegzwenkbare anti-tip, set	266,00
SJC8200	◆	Taxifixatiebevestigingen	
SJC9250	◆	Trapdop type Rea Focus, rechts	34,00
		Totaalprijs voorraadmodel 1	3.613,00
		Totaalprijs voorraadmodel 2	3.474,00
		Totaalprijs voorraadmodel 3	3.613,00
		Totaalprijs voorraadmodel 4	3.613,00
		Totaalprijs voorraadmodel 5	3.753,00
		Totaalprijs voorraadmodel 6	3.753,00

* Functioneel bereik middels voorraadopties:
zitdiepte: 400 - 530 mm
zithoogte (inclusief zitkussen): 395-565 mm

Invacare B.V. · Galvanistraat 14-3 · 6716 AE Ede
Tel: 0318 - 69 57 57 · www.invacare.nl

Invacare® Action⁵ vastframe € voorraadmodellen



Crashtest
ISO 7176-19



Transport
gewicht 6,8 KG



130 KG



Manuele modulaire rolstoel

Dealer:

Technisch adviseur:

E-mail:

Telefoonnummer:

Plaats:

Referentie:

Datum:

◆ Standaardconfiguratie Optie **GM** Optie zonder meerprijs **POA** Prijs op aanvraag

Code		Omschrijving	€
BASISMODEL			
SJE0100	◆	Basismodel Action5 vastframe	2.744,00
SJEI040	<input type="checkbox"/>	Voorraadmodel 1 zitbreedte 405 mm	139,00
SJEI050	<input type="checkbox"/>	Voorraadmodel 2 zitbreedte 430 mm	
SJEI060	<input type="checkbox"/>	Voorraadmodel 3 zitbreedte 455 mm	139,00
SJEI070	<input type="checkbox"/>	Voorraadmodel 4 zitbreedte 480 mm	139,00
SJEI075	<input type="checkbox"/>	Voorraadmodel 5 zitbreedte 505 mm	279,00
SJEI078	<input type="checkbox"/>	Voorraadmodel 6 zitbreedte 530 mm	279,00
SJE0200	◆	Frame met wegzwenkbare beensteunen	
SJE0300	◆	Zelfbeweger	
SJEI190	◆	Zitdiepte 450 - 530 mm instelbaar * (geleverd op 475 mm)	
SJEI230	◆	Zithoogte voor instelbaar 435 - 460 mm, vork S, geleverd op 435 mm, icm 6" X 1.3/8", alu softroll voorwiel *	
SJEI340	◆	Zithoogte achter instelbaar van 360 mm - 485 mm (geleverd op 410 mm)	
SJEI520	◆	Zitting met spanbanden, naspanbaar, diepte instelbaar (50 mm)	
SJE2010	◆	Hoekinstelbare rug, van -15° tot +15°	
SJE2310	◆	Hoogte instelbare rug 410 - 490 mm	
SJE2410	◆	Rea opbouw duwhandvatten, in hoogte verstelbaar	308,00
SJE2510	◆	Rugbekleding nylon met spanbanden	
SJE5600	◆	Rugfixatiestang	87,00
SJE4020+4120	◆	Armsteunen (N°1) uitneembaar, lang, hoogte en diepte instelbaar	
SJE6060	◆	Framekleur pearl grey	
SJE6100	◆	Accentkleur: grey	
SJE7230	◆	Achterwielen 24", gekruist gespaakt	
SJE7302	◆	Massieve banden, zwart, 1.3/8"	
SJE7400	◆	Hoepels aluminium	
SJE7500	◆	Quick Release assen	
SJE7610	◆	Achterwielpositie instelbaar van passief tot zeer actief (geleverd op actief)	
SJE7700	◆	0° camber	
SJE8100	◆	Standaard drukremmen	
SJE8500+8550	◆	Wegzwenkbare anti-tip, set	266,00
SJE8200	◆	Taxifixatiebevestigingen	
SJE9250	◆	Trapdop type Rea Focus, rechts (kan wél i.c.m. anti-tip aan dezelfde zijde)	34,00
		Totaalprijs voorraadmodel 1	3.578,00
		Totaalprijs voorraadmodel 2	3.439,00
		Totaalprijs voorraadmodel 3	3.578,00
		Totaalprijs voorraadmodel 4	3.578,00
		Totaalprijs voorraadmodel 5	3.718,00
		Totaalprijs voorraadmodel 6	3.718,00

* Functioneel bereik middels voorraadopties:
zitdiepte: 400 - 530 mm
zithoogte (inclusief zitkussen):
395-565 mm

TER INFORMATIE: BETREFT ACTION 5 INSTELLINGEN



Zithoogtes (framehoogtes) voorzijde: wiel- en vorkcombinaties

Fork Type




		Seat height in front (FSTF) in mm								⚠ Be aware : ONLY 16.5mm between floor and fork		🔧 Spacer is added to achieve height	
		SH360 / 14" [SJ_1200]	SH385 / 15" [SJ_1210]	SH410 / 16" [SJ_1220]	SH435 / 17" [SJ_1230]	SH460 / 18" [SJ_1240]	SH485 / 19" [SJ_1250]	SH510 / 20" [SJ_1260]	SH510 / 21" [SJ_1270]				
Front wheel size	4" (100 mm) [SJ_7000] [SJ_7020] [SJ_7030] [SJ_7040]	UL1 Ultra Low		S2 ⚠	S4	L3	L2						
	5" (125 mm) [SJ_7055] [SJ_7060] [SJ_7070]	Ultra Low	UL2	S1 ⚠	S3	L2	L1	L3					
	6" (150 mm) [SJ_7080] [SJ_7090] [SJ_7100]				S2	S4	L3	L2					
	7" (180 mm) [SJ_7110]					S3	L2	L1	L3				

In geel:
Haalbaar
met Action
5 voorraad-
modellen


Verhouding zithoogte voorzijde ten opzichte van achterzijde (wig)

		Zithoogte voorzijde								
		(mm)	360	385	410	435	460	485	510	535
Zithoogte achterzijde	360	○	○	○						
	385		○	○	○					
	410			○	○	○				
	435				○	○	○			
	460					○	○	○		
	485						○	○	○	
	510							○	○	



Zithoogtes achterzijde: bijbehorende wielcombinaties

		Achterwiel in relatie tot zithoogte achter (ZHA)							
		(mm)	360	385	410	435	460	485	510
Wielmaat	22"	○	○	○	○	○			
	24"	○	○	○	○	○	○		
	25"			○	○	○	○	○	○




TER INFORMATIE: BETREFT ACTION 5 INSTELLINGEN




Zithoogtes achterzijde: wielposities

ZITHOOGTE ACHTER AANPASSEN




Mate van actief afstellen aan de hand van asplaatpositie (kantelmoment): van standaard (veilig/passief) tot zeer actief

REAR WHEELS/FRONT CASTORS



Kussendiktes (zonder belasting; ter bepaling functionele zithoogte)



Flo-tech Lite:	6 cm
Flo-tech Contour en Contour Visco:	8 cm
Matrx Libra:	6 cm
Stabilisator:	1,5 cm
Zitkussen belast:	+/- -2 cm


TER INFORMATIE: BETREFT ACTION 5 INSTELLINGEN



Werkinstructie Action 5 voorraadmodellen

Instructie Action 5 voorraadmodel gereed maken voor gebruik


1. Zitdiepte instellen



De zitdiepte is instelbaar door de rugbuis naar voren of naar achteren te schuiven.



Het achterste gedeelte van de zitmat schuift daarbij mee.



Evt. is de zitdiepte ook instelbaar middels de Matrix bevestiging.



2. Functionele zithoogte = framehoogte + dikte belast kussen - inzakking spanbanden (+ optionele stabilisator)



TER INFORMATIE: BETREFT ACTION 5 INSTELLINGEN



3. Met de stabilisator wordt de functionele zithoogte 1,5 cm hoger.



4. Instellen achterwielpositie

Af-fabriek wordt de Action 5 geleverd in achterwielpositie Actief (achterwielas 75 mm voor de rug). Afhankelijk van het gebruik kan deze actiever of minder actief worden ingesteld.



REAR WHEELS/FRONT CASTORS

