



Futura R7762



Futura R7770



Futura R7765

- Ruimtebesparend: gemonteerd aan de wand en inklapbaar wanneer niet in gebruik
- De armsteun wordt vergrendeld in de bovenste positie
- Verkrijgbaar met of zonder toiletrolhouder
- Verkrijgbaar met of zonder hoogteinstelbare steunpoot voor extra stabiliteit
- Steunpoot vouwt automatisch in wanneer de armleuning wordt opgeklapt
- Verkrijgbaar met of zonder comfortabele armleggers en sierkapjes



Futura R7772




Futura R7773



Futura R7780

Technische gegevens

	R7762	R7772
Doorsnede armsteun (A)	32 mm	32 mm
Lengte armsteun (B) ¹⁾	420 - 920 mm	420 - 920 mm
Hoogte armsteun (C)	135 mm	135 mm
Totale breedte (D)	135 mm	135 mm
Totale lengte (E) ¹⁾	500 - 1000 mm	500 - 1000 mm
Hoogte bevestigingsplaat (F)	220 mm	220 mm
Hoogte steunpoot (G)	-	750 - 850 mm
Gewicht ¹⁾	ca. 3 kg	ca. 3,5 kg
Max. gebruikersgewicht	125 kg	125 kg
Kleur	Wit	Wit



1) Afhankelijk van de gekozen lengte van de armsteun.