

Invacare B.V. · Galvanistraat 14-3 · 6716 AE Ede
Tel: 0318 - 69 57 57 · www.invacare.nl

Invacare® Softform, Dacapo en Essential anti-decubitus matrassen €

Gebruikers gewicht: variabel, zie per product.

Garantie:

- Dacapo: 1 jaar op schuim en hoes
- Essential : 1 jaar op schuim en hoes
- Softform: 2 jaar op schuim en hoes
- Premier Active 2RX pomp: 2 jaar

Dealer:

Technisch adviseur:

E-mail:

Telefoonnummer:

Plaats:

Referentie:

Datum:

◆ Standaard Compleet product, onderdeel of accessoire

| Code | Omschrijving | € |
|--|---|--------|
| ESSENTIAL CARE MATRAS (tot 140 kg) | | |
| | Essential Care, veerkracht 34kg/m ³ met Polyurethaan tweevoudig rekbare waterdichte hoes, geschikt bij laag tot matig risico op decubitus. | |
| 1588619 | Afmetingen 2000x880x152 mm | 200,00 |
| | Afwijkende maatvoeringen zijn op aanvraag eventueel leverbaar | 230,00 |
| ESSENTIAL TOUCH MATRAS (tot 150 kg) | | |
| | Essential Touch, veerkracht 42kg/m ³ met Polyurethaan tweevoudig rekbare waterdichte hoes, dubbelzijdige inkepingen, geschikt bij laag tot matig risico op decubitus. | |
| 1631885 | Afmetingen 2200x900x150 mm, incl 2 handvatten | 290,00 |
| | Afwijkende maatvoeringen zijn op aanvraag eventueel leverbaar | 300,00 |
| ESSENTIAL VISCO MATRAS (tot 140 kg) | | |
| | Essential Visco, basis van veerkracht 34kg/m ³ met Polyurethaan (7,5 cm) en 52kg/m ³ visco (7,5 cm) toplaag met een tweevoudig rekbare waterdichte hoes. Geschikt bij laag tot matig risico op decubitus. | |
| 1588533 | Afmetingen 2000x880x152 mm | 255,00 |
| | Afwijkende maatvoeringen zijn op aanvraag eventueel leverbaar | 285,00 |
| SOFTFORM EXCEL (tot 140kg) | | |
| | Softform Excel, veerkracht 39kg/m ³ met Dartex rekbare waterdichte hoes, geschikt bij laag tot matig risico op decubitus. | |
| 1486722 | Afmetingen 850x2000x152 mm | 310,00 |
| 1486862 | Afmetingen 880x1970x152 mm | 310,00 |
| | Afwijkende maatvoeringen zijn op aanvraag eventueel leverbaar | 345,00 |
| SOFTFORM PREMIER (tot 245 kg) | | |
| | Softform Premier, veerkracht 39kg/m ³ met Dartex rekbare waterdichte hoes, geschikt bij hoog risico op decubitus. Inclusief aflopend hiel gedeelte. | |
| 1486771 | Afmetingen 850x2000x152 mm | 410,00 |
| 1486865 | Afmetingen 880x1970x152 mm | 410,00 |
| | Afwijkende maatvoeringen zijn op aanvraag eventueel leverbaar | 445,00 |
| SOFTFORM PREMIER MAXI GLIDE (tot 245kg) | | |
| | Softform Premier Maxi Glide, veerkracht 39kg/m ³ met Dartex rekbare waterdichte hoes, geschikt bij hoog tot zeer hoog risico op decubitus. | |
| 1552814 | Afmetingen 880x1970x152 mm | 410,00 |
| 1552815 | Afmetingen 850x2000x152 mm | 410,00 |
| | Afwijkende maatvoeringen zijn op aanvraag eventueel leverbaar | 445,00 |
| SOFTFORM PREMIER VISCO (tot 245kg) | | |
| | Softform Premier Visco, veerkracht 39kg/m ³ , visco-laag 55kg/m ³ , met Dartex rekbare waterdichte hoes, geschikt bij hoog risico op decubitus. | |
| 1486723 | Afmetingen 850x2000x152 mm | 430,00 |
| 1486870 | Afmetingen 880x1970x152 mm | 430,00 |
| | Afwijkende maatvoeringen zijn op aanvraag eventueel leverbaar | 460,00 |



| SOFTFORM PREMIER ACTIVE 2 (tot 245kg) | | |
|--|---|--------|
| | Softform Premier Active 2 matras en pomp. | |
| I629800 | Premier Active 2RX Pomp | 410,00 |
| I553494 | Afmetingen 855x2000x152 mm | 630,00 |
| | Afwijkende maatvoeringen zijn op aanvraag eventueel leverbaar | 730,00 |
| | Breedte maten tot 120 cm en lengte maten tot 210 cm | |
| SOFTFORM MATRAS VERLENGER | | |
| | Softform matras verlenger | |
| I576372 | Afmetingen 900X100x152 mm | 120,00 |
| I576405 | Afmetingen 900X200x152 mm | 120,00 |
| DACAPO tbv OCTAVE BED | | |
| | Dacapo Octave visco elastische laag 50mm, veerkracht 50 kg/m ³ , onderlaag 50 mm koudschuim, veerkracht 50 kg/m ³ . | |
| I484429 | Afmetingen 1160x2050x150 mm (200KG) | 495,00 |
| I451259 | Afmetingen 1160x2050x150 mm (350KG) | 530,00 |
| I485713 | Opvulstuk Octave 1106x100x150 mm (350KG) | 120,00 |
| UITROLMATRAS | | |
| | Veerkracht 34kg/m ³ met Polyurethaan tweevoudig rekbare waterdichte hoes. | |
| I494608 | Afmetingen 670x2000x60 mm | 260,00 |

