


# Opmeetformulier Revato Specials

## Cliënt gegevens

Gewicht \_\_\_\_\_ kg

Lengte \_\_\_\_\_ mm

## Revato Douche-/toiletstoelen



### Afwijkende maatvoeringen van standaardconfiguratie 77\_\_\_\_\_,073

Wanneer u een stoel met een afwijkende maat wilt bestellen, meet dan volgens de hieronder aangegeven maatvoeringen.

A = **Zithoogte** (vloer - bovenkant zitting/kussen) \_\_\_\_\_ mm

B = **Zitbreedte** (buitenkant buis - buitekant buis) \_\_\_\_\_ mm

C = **Zitdiepte** (voorkant buis - voorkant buis) \_\_\_\_\_ mm

D = **Rughoogte** (bovenkant buis - bovenkant buis) \_\_\_\_\_ mm

E = **Armlegger hoogte** (bovenkant buis - bovenkant armlegger) \_\_\_\_\_ mm

F = **Totale hoogte** (vloer - bovenkant buis) \_\_\_\_\_ mm

G = **Zithoogte achterzijde** invullen indien Wig stand gewenst is (vloer-bovenkant zitting/kussen) \_\_\_\_\_ mm

### Armsteunen:

Opklapbaar      Vast

### Opening frame:

Voor      Achter

### Gat:

Sleutelvorm      Rond

### Extra's:


Wig stand (let op: vul ook G in)

Verplaatsen as 24" wiel

RVS ondersteek

Toiletemmer met deksel

## Revato stoelbespanningen



A: **Rugbespanning** (buitenkant buis - buitekant buis) \_\_\_\_\_ mm

B: **Zitbespanning breedte** (buitenkant buis - buitekant buis) \_\_\_\_\_ mm

C: **Zitbespanning diepte** (voorkant voorste dwarsbuis - voorkant achterste dwarsbuis) \_\_\_\_\_ mm

D: **Hoogte rugbespanning** (onderkant - bovenkant rugbespanning, gemeten in het midden) \_\_\_\_\_ mm

Maximale breedte en/of diepte van een bespanning is 55cm. Indien breder gewenst dan adviseren wij een kussen.

Trusted Solutions,  
Passionate People



Revato Douche-/toiletstoel			R7708	R7710	R7711	R7712	R7713	R7719	R7722	R7713 HD
Maximum gebruikersgewicht			135 Kg	135 Kg	135 Kg	135 Kg	135 Kg	135 Kg	135 Kg	200 Kg
A	<b>ZITHOOGTE</b>									
	CFA0100	450 MM ZITHOOGTE								
	CFA0110	460 MM ZITHOOGTE								
	CFA0120	480 MM ZITHOOGTE								
	CFA0130	500 MM ZITHOOGTE								
	CFA0140	520 MM ZITHOOGTE								
	CFA0150	540 MM ZITHOOGTE								
	CFA0160	570 MM ZITHOOGTE								
	CFA0170	OVERIGE ZITHOOGTE < 460 MM								
	CFA0180	OVERIGE ZITHOOGTE < 480 MM								
	CFA0190	460 MM ≤ OVERIGE ZITHOOGTE < 520 MM								
	CFA0200	480 MM ≤ OVERIGE ZITHOOGTE < 540 MM								
	CFA0210	520 MM ≤ OVERIGE ZITHOOGTE < 800 MM								
	CFA0220	540 MM ≤ OVERIGE ZITHOOGTE < 800 MM								
B	<b>ZITBREEDTE</b>									
	CFA0240	400 MM ZITBREEDTE								
	CFA0250	450 MM ZITBREEDTE								
	CFA0260	500 MM ZITBREEDTE								
	CFA0270	350 MM ≤ OVERIGE ZITBREEDTE < 380 MM 380 MM ≤ OVERIGE ZITBREEDTE ≤ 750 MM								
C	<b>ZITDIEPTE</b>									
	CFA0290	400 MM ZITDIEPTE								
	CFA0300	450 MM ZITDIEPTE								
	CFA0310	500 MM ZITDIEPTE								
	CFA0320	350 ≤ OVERIGE ZITDIEPTE < 450 MM								
CFA0330	450 ≤ OVERIGE ZITDIEPTE ≤ 600 MM									
D	<b>HOOGTE RUG</b>									
	CFA0460	430 MM RUGHOOGTE								
CFASPE +	CFA0460	250 MM < OVERIGE RUGHOOGTE ≤ 800 MM								
E	<b>HOOGTE RUGBEKLEDING</b>									
	CFA0475	ZONDER RUGBEKLEDING								
	CFA0480	230 MM HOOGTE RUGBEKLEDING								
CFASPE +	CFA0480	230 MM < OVERIGE HOOGTE RUGBEKLEDING ≤ 750 MM								
	CFA0490	400 MM HOOGTE RUGBEKLEDING								

 = niet beschikbaar