

Invacare® | **Bad- en douche accessoires**



Invacare **Izeo H100**

Door plaatsing in het bad kan de gebruiker in zittende positie baden. Buiten het bad is het badzitje een handig hulpmiddel voor instappen.

- Zuignappen verzekeren de stabiliteit van het zitje
- Verstelbare poten
- Anti-slip oppervlak



Invacare **Marina H112**

- Badplank met een aantrekkelijk design
- Anti-slip zitoppervlak
- Handgreep zorgt voor meer veiligheid
- Praktische douchekophouder aan beide kanten
- Individueel instelbaar door verstelbare elementen




Invacare Bula H190

- Hoogwaardige badmat
- Meerdere zuignappen aan de onderzijde voor een stevige bevestiging in het bad
- Anti-slip oppervlak voor veilig douchen / baden
- Extra lang: bedekt de volledige badbodem

Technische gegevens

Afmetingen	Invacare Opale Izeo H100	Invacare Opale H112 Marina	Invacare Opale Bula H190
Totale breedte	400 mm (A)	330 mm (A)	410 mm
Totale diepte	200 mm (B)	690 mm (B)	810 mm
Totale hoogte	210 mm (C)	160 mm (C)	10 mm
Breedte handgreep	–	180 mm (D)	–
Overige gegevens			
Gewicht	–	1,6 kg	1,7 kg
Belastbaarheid	–	150 kg / 200 kg	130 kg
Kleur	Wit	Wit	Lavendel

Invacare **Opale Izeo H100**



Invacare® **H112/H113 Marina**

