

Invacare B.V. · Galvanistraat 14-3 · 6716 AE Ede
Tel: 0318 - 69 57 57 · Fax: 0318 - 69 57 58 - www.invacare.nl

Invacare® Revato Futura toiletbeugels



Garantie: 2 jaar

Dealer:

Technisch adviseur:

E-mail:

Telefoonnummer:




Plaats:

Referentie:


Datum:

◆ Standaardconfiguratie □ Optie **GM** Optie zonder meerprijs **POA** Prijs op aanvraag

Code	Omschrijving	€
Toiletbeugel Revato Futura R7762 en R7765 - Standaard		
	De R7762 en 7765 Revato toiletbeugels beschikken over de volgende kenmerken: Opklapbaar, handgreep van de beugel heeft een diameter van 32mm voor een betere grip. Hoekstukken zijn vervaardigd uit slagvast ABS kunststof. De stalen buizen zijn voorzien van een Rilsan coating.	
R7762/50WHITE	Toiletbeugel Futura 500 mm, wit	119,00
R7762/60WHITE	Toiletbeugel Futura 600 mm, wit	120,00
R7762/70WHITE	Toiletbeugel Futura 700 mm, wit	123,00
R7762/80WHITE	Toiletbeugel Futura 800 mm, wit	133,00
R7762/90WHITE	Toiletbeugel Futura 900 mm, wit	136,00
R7762/100WHITE	Toiletbeugel Futura 1000 mm, wit	139,00
R7765/50WHITE	Toiletbeugel Futura met toiletrolhouder 500 mm, wit	155,00
R7765/60WHITE	Toiletbeugel Futura met toiletrolhouder 600 mm, wit	159,00
R7765/70WHITE	Toiletbeugel Futura met toiletrolhouder 700 mm, wit	164,00
R7765/80WHITE	Toiletbeugel Futura met toiletrolhouder 800 mm, wit	170,00
R7765/90WHITE	Toiletbeugel Futura met toiletrolhouder 900 mm, wit	172,00
R7765/100WHITE	Toiletbeugel Futura met toiletrolhouder 1000 mm, wit	177,00
Toiletbeugelset Revato Futura R7770 - Comfort met toiletrolhouder		
	De R7770 Revato toiletbeugelset beschikt over de volgende kenmerken: Opklapbaar, handgreep van de beugel heeft een diameter van 32 mm voor een betere grip. Hoekstukken zijn vervaardigd uit slagvast ABS kunststof. De stalen buizen zijn voorzien van een Rilsan coating. Eén beugel is voorzien van een toiletrolhouder. Voorzien van comfortabele armleggers. Lasverbindingen zijn voorzien van een sierkapje.	
R7770/50WHITE	Toiletbeugel Futura (set) 500 mm, wit	335,00
R7770/60WHITE	Toiletbeugel Futura (set) 600 mm, wit	341,00
R7770/70WHITE	Toiletbeugel Futura (set) 700 mm, wit	345,00
R7770/80WHITE	Toiletbeugel Futura (set) 800 mm, wit	350,00
R7770/90WHITE	Toiletbeugel Futura (set) 900 mm, wit	353,00
R7770/100WHITE	Toiletbeugel Futura (set) 1000 mm, wit	357,00
Toiletbeugel Revato Futura R7772 en R7773 - Standaard met steunpoot		
	De R7772 en 7773 Revato toiletbeugels beschikken over de volgende kenmerken: Opklapbaar en voorzien van een steunpoot voor hogere stabiliteit, handgreep van de beugel heeft een diameter van 32 mm voor een betere grip. Hoekstukken zijn vervaardigd uit slagvast ABS kunststof. De stalen buizen zijn voorzien van een Rilsan coating.	
R7772/60WHITE	Toiletbeugel Futura 600 mm, wit	184,00
R7772/70WHITE	Toiletbeugel Futura 700 mm, wit	186,00
R7772/80WHITE	Toiletbeugel Futura 800 mm, wit	190,00
R7772/90WHITE	Toiletbeugel Futura 900 mm, wit	195,00
R7772/100WHITE	Toiletbeugel Futura 1000 mm, wit	203,00



R7773/60WHITE	Toiletbeugel Futura met toiletrolhouder 600 mm, wit	204,00
R7773/70WHITE	Toiletbeugel Futura met toiletrolhouder 700 mm, wit	206,00
R7773/80WHITE	Toiletbeugel Futura met toiletrolhouder 800 mm, wit	209,00
R7773/90WHITE	Toiletbeugel Futura met toiletrolhouder 900 mm, wit	213,00
R7773/100WHITE	Toiletbeugel Futura met toiletrolhouder 1000 mm, wit	221,00



Toiletbeugelset Revato Futura R7780 - Comfort met steunpoot en toiletrolhouder

	De R7780 Revato toiletbeugelset beschikt over de volgende kenmerken: Opklapbaar en voorzien van een steunpoot voor hogere stabiliteit, handgreep van de beugel heeft een diameter van 32 mm voor een betere grip. Hoekstukken zijn vervaardigd uit slagvast ABS kunststof. De stalen buizen zijn voorzien van een Rilsan coating. Eén beugel is voorzien van een toiletrolhouder. Voorzien van comfortabele armleggers. Lasverbindingen zijn voorzien van een sierkapje.	
R7780/60WHITE	Toiletbeugel Futura (set) 600 mm, wit	401,00
R7780/70WHITE	Toiletbeugel Futura (set) 700 mm, wit	407,00
R7780/80WHITE	Toiletbeugel Futura (set) 800 mm, wit	411,00
R7780/90WHITE	Toiletbeugel Futura (set) 900 mm, wit	416,00
R7780/100WHITE	Toiletbeugel Futura (set) 1000 mm, wit	423,00

Losse componenten en toebehoren

R7763	Console, vloermontage ten behoeve van Futura toiletbeugels	119,00
R7765WHITE	Toiletrolhouder Futura, wit	24,00
R7766	Armlegger voor toiletbeugel Futura	66,00

Raadpleeg het hoofdstuk Retail Producten verderop voor meer sanitaire hulpmiddelen.